

**Riesgos residuales de dientes de resina (p.ej. VITA LINGOFORM®, VITA PHYSIODENS®, VITAPAN EXCELL®, VITAPAN EXCELL® DD FRAME, VITAPAN PLUS®, VITAPAN®, VITAPAN® CUSPIFORM, VITAPAN® LINGOFORM DD FRAME, VITAPAN® SYNOFORM, VITA MFT, VITA VIONIC VIGO – también en combinación con VITACOLL)**

*Posibles complicaciones y riesgos residuales de los dientes de resina en general y no específicos de los materiales VITA:*

- Aflojamiento del diente en la prótesis y/o pérdida de la prótesis, con la posible consecuencia de ingestión
- Irritaciones de las mucosas
- Intolerancias y/o potencial alergénico
- Rotura

*El personal especializado (p. ej., personal odontológico) debe comunicar estos riesgos al paciente.*

002/12.2021