

**化学品安全技术说明书**

按照GB/T 16483、GB/T 17519编制

**VITAPM Investment**

修订日期:

材料号: 183

页 1 的 7

**第1部分 化学品及企业标识****化学品标识**

VITAPM Investment

**其他产品名称**

Einbettmasse für Presskeramik, Investment for pressable ceramics, Revêtement pour céramique pressable, Revestimiento para cerámica inyectada, Rivestimento per ceramica a pressione

**化学品的推荐用途和限制用途****材料/混合物的使用**

Auxiliary for manufacture of dental products 作为实验室试剂应用

**供应商的详细情况**

企业名称:	VITA Zahnfabrik H.Rauter GmbH & Co.KG	
	Spitalgasse 3	
	D-79713 Bad Säckingen	
邮箱:	1338	
	D-79704 Bad Säckingen	
联系电话:	+49(0)7761-562-0	传真: +49(0)7761-562-299
电子邮件地址:	info@vita-zahnfabrik.com	
信息联络人:	regulatory affairs	
电子邮件地址:	info@vita-zahnfabrik.com	
网址:	www.vita-zahnfabrik.com	
联系人:	Regulatory Affairs	
<b>企业应急电话 (24h):</b>	+49-(0)761-19240	

**第2部分 危险性概述****物质/混合物的GHS危险性类别****GB30000.2-GB30000.29(2013)**

特异性靶器官毒性- 一次接触 类别 2

特异性靶器官毒性- 反复接触 类别 1

**GHS 标签要素****GB30000.2-GB30000.29(2013)****危险成分标示**

Quarz alveolgängig

信号词: 危险

**象形图:****危险性说明**

可能对器官造成损害

长期或反复接触会对器官造成伤害

**防范说明**

不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。

#### 其他危害

没有相关信息。

### 第3部分 成分 / 组成信息

#### 混合物

##### 危险的成分

CAS号	化学品名称	数量
14808-60-7	Quarz alveolgängig	45 - < 50 %

### 第4部分 急救措施

#### 有关急救措施的描述

##### 一般提示

急救员: 请注意保护自己! 把受灾者带离危险区域和躺下休息。

##### 若吸入

提供新鲜空气。

##### 若皮肤接触

用很多水清洗。立即换掉受污染的衣服。

##### 若眼睛接触

立刻小心且彻底的用洗眼设备或用水冲洗眼睛。

##### 若食入

立刻漱口, 然后喝大量的水。

#### 最重要的症状和健康影响

没有相关信息。

#### 对医生的特别提示

症状处理。

### 第5部分 消防措施

#### 灭火介质

##### 适合的灭火剂

依照周边环境决定防火措施。

#### 特别危险性

不易燃。

#### 消防人员的特殊保护设备和防范措施

火灾时: 使用不受周围空气影响的呼吸防护器。

#### 其他资料

用喷水来灭掉气体/蒸气/雾。分开收集受污染的灭火水。切勿使其流入排水管道或地表水域。

### 第6部分 泄漏应急处理

#### 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序

##### 一般提示

提供足够的通风。勿吸入气体/烟雾/蒸气/喷雾。避免跟皮肤、眼睛和衣服接触。使用个人防护装备

#### 环境保护措施

勿使之进入地下水或水域。

#### 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

**其他资料或数据**

用会吸收液体的材料（沙、硅藻土、酸粘合剂、通用粘合剂）吸取。取出的材料根据清除那一章处理。

**参照其他章节**

安全处理: 见 段 7

个人防护装备: 见 段 8

垃圾处理: 见 段 13

**第7部分 操作处置与储存****操作注意事项****关于安全操作的提示**

开放式处理时，必须使用局部排气设备。勿吸入气体/烟雾/蒸气/喷雾。

**关于防火、防爆的提示**

不需要特别的防火措施。

**针对一般职业卫生保健的提示**

立即脱下受污、浸染的衣物。制定并重视皮肤保护计划 休息前或工作后洗净手、脸，如有必要且淋浴。工作中不可饮食。

**安全储存的条件,包括任何不兼容性****对存放空间和容器的要求**

容器密封好。保存在密封情况下。存放在一个闲杂人等不能进入的地点。确保有足够的通风且在关键位置上设置点状的抽气设施。

**共同存放的提示**

不需要特别的预防措施。

**第8部分 接触控制和个体防护****控制参数****职业接触限值**

化学文摘号	组分名称	ppm	mg/m <sup>3</sup>	f/ml	类型	标准来源
1309-48-4	氧化镁烟; Magnesium oxide fume		10		PC-TWA	GBZ 2.1-2007
14808-60-7	矽尘10%≤游离SiO <sub>2</sub> 含量≤50% (总尘); Silica dust: 10% ≤ free SiO <sub>2</sub> ≤ 50% (total dust)		1		PC-TWA	GBZ 2.1-2007

**工程控制方法****工程控制**

开放式处理时，必须使用局部排气设备。勿吸入气体/烟雾/蒸气/喷雾。

**保护和卫生措施****眼部/面部防护**

防尘眼镜

**手部防护**

处理化学工作材料时，只能戴带有CE认证标记含四位数字检验号码的化学防护手套。挑选抗化学药品的防护手套时，必须视工作场所特性而定的危险物质浓度和数量而定。最好向手套制造厂家询问清楚以上所提特殊用途的手套之化学药品抵抗性。推荐的手套品牌 KCL Dermatril P NBR (聚脲橡胶)

**皮肤和身体防护**

工作时, 穿戴适当的防护衣。

**呼吸防护**

避免灰尘的形成。在通风不足的情况下 戴呼吸防护装置。 FFP2 /FFP3 如果技术性抽气措施或通风措施不可能做到或不足够, 就必须戴呼吸防护器具。

**第9部分 理化特性****基本物理和化学性质信息**

聚合状态:	粉末
颜色:	近于白色的
气味:	特征性

**物理状态变化**

熔点/凝固点:	没有界定
沸点或初始沸点和沸腾范围:	?
闪点:	X

**易燃性**

固体的/液体的:	不适用
气体:	不适用
爆炸下限:	没有界定
爆炸上限:	没有界定

**自燃温度**

固体:	不适用
气体:	不适用
分解温度:	没有界定
pH值:	没有界定
水溶性:	不

**在其它溶剂中的溶解度**

没有界定	
正辛醇-水分配系数:	没有界定
蒸汽压力: (在 50 °C)	<=1100 hPa
相对密度:	2,36050 g/cm <sup>3</sup>
相对蒸汽密度:	没有界定

**其他资料或数据****物理危险类别相关信息**

助燃特性  
不助燃。

**其他安全特性**

固体:	100,0 %
蒸发速率:	没有界定

**其他资料****第10部分 稳定性和反应性**

**反应性**

当按规定处理和存储时无有害反应。

**稳定性**

该产品在正常室温存储时是稳定。

**危险反应**

无已知的危险反应。

**避免接触的条件**

没有/没有

**禁配物**

没有相关信息。

**危险的分解产物**

无已知的危险分解产物。

**第11部分 毒理学信息****急性毒性****急性毒性**

现有数据不符合分类标准。

**刺激和腐蚀**

现有数据不符合分类标准。

**呼吸或皮肤过敏**

现有数据不符合分类标准。

**致癌性、生殖细胞突变性、生殖毒性**

现有数据不符合分类标准。

**特异性靶器官系统毒性 一次接触**

可能对器官造成损害 (Quarz alveolgängig)

**特异性靶器官系统毒性 反复接触**

长期或反复接触会对器官造成伤害 (Quarz alveolgängig)

**肺内吸入异物的危险**

现有数据不符合分类标准。

**测试的补充说明**

根据 (EC) 第1272/2008号条例[化学品分类及标记全球协调制度], 该混合物属于危险品范畴内。

**第12部分 生态学信息****生态毒性**

本产品不: 生态毒性。

**持久性和降解性**

本产品未经检验。

**生物富集或生物积累性**

本产品未经检验。

**土壤中的迁移性**

本产品未经检验。

**其他有害作用**

没有相关信息。

**其他资料**

避免释放到环境中。

**第13部分 废弃处置****废弃物处置方法****建议**

根据官署的规定处理废物。

**受污染的容器和包装的处置方法**

废料编号和废料标识根据 EWC/AVV

**第14部分 运输信息****海运 (IMDG)**

<b>UN编号或ID编号:</b>	根据运输法规, 未被分类为危险品。
<b>联合国运输名称:</b>	根据运输法规, 未被分类为危险品。
<b>联合国危险性分类:</b>	根据运输法规, 未被分类为危险品。
<b>包装类别:</b>	根据运输法规, 未被分类为危险品。

**空运 (ICAO-TI/IATA-DGR)**

<b>UN编号或ID编号:</b>	根据运输法规, 未被分类为危险品。
<b>联合国运输名称:</b>	根据运输法规, 未被分类为危险品。
<b>联合国危险性分类:</b>	根据运输法规, 未被分类为危险品。
<b>包装类别:</b>	根据运输法规, 未被分类为危险品。

**对环境的危害**

对环境有害的物质: 不

**使用者特殊预防措施**

没有相关信息。

**大宗货物运输根据 MARPOL-公约 73/78 附录 II 和 IBC-Code**

不适用

**第15部分 法规信息****化学品的安全、健康和环境条例****国家的规章**

聘用限制: 注意青少年工作保护法规定的工作限制。  
注意母亲保护准则规定的孕妇和哺乳中的母亲工作的限制。

**第16部分 其他信息****缩略语和首字母缩写**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

**其他资料**

该信息建立在我们现有的认知水平之上, 但并不意味着对产品性能的保证, 且不作为合同法律关系的依据。 产品接收人负有独立承担现行法律法规的义务。

*(危险成分的数据分别见最新修订的转包商安全数据表。)*