

# РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ VITA

## Карта форм



Для лучших зубных протезов: Естественные, надежные, в разных вариантах.

## Так просто – За три шага к подходящей форме зуба!

### 1. Выберите категорию/ линию зубов

Выберите категорию/  
линию зубов в соответствии с  
требованиями и показаниями

### 2. Выберите группу форм

Выберите подходящую в  
соответствии с формой лица /  
челюсти пациента группу форм.

### 3. Определите подходящую форму зуба

Определите по линиям  
клыков и улыбки  
подходящую форму зуба.

## 1. Выберите категорию/линию зубов

Живая игра цвета и  
формы для естественных  
результатов.



Для всех случаев  
благодаря большому  
выбору цветов и форм.




Надежные стандартные  
методы протезирования  
по лучшей цене.



Эффективное CAD/CAM  
протезирование для  
большей продуктивности.



## Рекомендуемые комбинации передних и боковых групп зубов




## Рекомендуемые показания\*

	★			⊕			☑		😊	
Передние зубы	VITAPAN EXCELL	VITAPAN PLUS	VITA PHYSIODENS	VITAPAN			VITA MFT	VITA VIONIC VIGO		VITA VIONIC FRAME
Боковые зубы	VITAPAN LINGOFORM		VITA PHYSIODENS	VITAPAN CUSPIFORM	VITAPAN SYNOFORM		VITA MFT	VITA VIONIC VIGO	VITA VIONIC FRAME	
Полное протезирование	●	●		●			●	●	●	●
Частичное протезирование	●	●	●	●			●			●
Комбинированное протезирование			●							
Протезирование с опорой на имплантат	●	●								
Геронтопротезирование					●					

\* Это рекомендуемые показания для соответствующих протезных решений, однако, как правило возможен весь спектр полного-/частичного-/комбинированного протезирования и протезирования с опорой на имплантаты!


VITAPAN EXCELL	VITAPAN PLUS	VITAPAN LINGOFORM	VITA PHYSIODENS	VITAPAN	VITAPAN CUSPIFORM	VITAPAN SYNOFORM	VITA MFT	VITA VIONIC VIGO	VITA VIONIC FRAME
----------------	--------------	-------------------	-----------------	---------	-------------------	------------------	----------	------------------	-------------------

## 2. Выберите подходящую группу форм




## 3. Определите подходящую форму зуба

Необходимая ширина и длина передних зубов определяются с помощью линии клыков и улыбки.



### Линия улыбки

Она имеет решающее значение для длины верхних передних зубов, шейки зубов должны располагаться выше этой линии.



### Линия клыков

Она имеет определяющее значение для ширины передних верхних зубов. На ней должны располагаться кончики клыков.



VITAPAN  
EXCELL

VITAPAN  
PLUS

VITAPAN  
LINGOFORM

VITA  
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN  
CUSPIFORM

VITAPAN  
SYNOFORM

VITA  
MFT

VITA VIONIC  
VIGO

VITA VIONIC  
FRAME

## Верхняя челюсть-передние зубы

<p><b>041</b></p> <p>41,3</p>  <p>9,1</p> <p>7,4</p>	<p><b>043</b></p> <p>43,1</p>  <p>9,1</p> <p>7,9</p>	<p><b>045</b></p> <p>45,1</p>  <p>9,7</p> <p>8,4</p>	<p><b>047</b></p> <p>47,3</p>  <p>10,3</p> <p>8,6</p>	
<p><b>049</b></p> <p>49,1</p>  <p>10,9</p> <p>9,0</p>	<p><b>051</b></p> <p>51,4</p>  <p>12,3</p> <p>9,3</p>			
<p><b>T42</b></p> <p>42,0</p>  <p>9,5</p> <p>7,7</p>	<p><b>T44</b></p> <p>44,1</p>  <p>9,9</p> <p>8,1</p>	<p><b>T46</b></p> <p>46,2</p>  <p>10,4</p> <p>8,2</p>	<p><b>T47</b></p> <p>46,9</p>  <p>10,9</p> <p>8,5</p>	
<p><b>T48</b></p> <p>48,1</p>  <p>11,3</p> <p>8,8</p>	<p><b>T50</b></p> <p>50,0</p>  <p>11,6</p> <p>9,2</p>	<p><b>T54</b></p> <p>54,4</p>  <p>12,7</p> <p>9,8</p>		
<p><b>R45</b></p> <p>45,4</p>  <p>9,9</p> <p>8,2</p>	<p><b>R47</b></p> <p>47,0</p>  <p>11,2</p> <p>8,6</p>	<p><b>R49</b></p> <p>49,1</p>  <p>11,7</p> <p>8,9</p>		

\* Цвета 5M2 и 5M3 ожидаются во втором квартале 2022 г.



лопатообразный



треугольный




прямоугольный




квадратный

S46




## Нижняя челюсть-передние зубы


L33




L35




L37



L39



L41



► Примечание: Для форм VITAPAN LINGOFORM выберите подходящий регистр

VITAPAN EXCELL Передние зубы	ВЧ/№ mm	041 41,3	043 43,1	045 45,1	047 47,3	049 49,1	051 51,4	T42 42,0	T44 44,1	T46 46,2	T47 46,9	T48 48,1	T50 50,0	T54 54,4	R45 45,4	R47 47,0	R49 49,1	S46 46,3
	НЧ/№ mm	L33 33,2	L33 33,2	L35 35,3	L37 37,3	L39 39,0	L41 41,2	L33 33,2	L33 33,2	L35 35,3	L37 37,3	L37 37,3	L39 39,0	L41 41,2	L35 35,3	L37 37,3	L39 39,0	L35 35,3
VITAPAN LINGOFORM Боковые зубы	ВЧ/№ mm	21L 30,1	21L 30,1	22L 31,6	22L 31,6	23L 34,2	24L 35,8	21L 30,1	21L 30,1	22L 31,6	22L 31,6	22L 31,6	24L 35,8	24L 35,8	22L 31,6	22L 31,6	23L 34,2	22L 31,6
	НЧ/№ mm	21L 30,7	21L 30,7	22L 32,1	22L 32,1	23L 34,8	24L 36,4	21L 30,7	21L 30,7	22L 32,1	22L 32,1	22L 32,1	24L 36,4	24L 36,4	22L 32,1	22L 32,1	23L 34,8	22L 32,1

Данные в комбинированной таблице являются общепринятыми ориентировочными значениями, которые могут изменяться в зависимости от индивидуальной ситуации пациента.

## Верхняя челюсть-передние зубы

<p><b>041</b></p> <p>41,3</p>  <p>7,4</p>  <p>9,1</p>	<p><b>043</b></p> <p>43,1</p>  <p>7,9</p>  <p>9,1</p>	<p><b>045</b></p> <p>45,1</p>  <p>8,4</p>  <p>9,7</p>	<p><b>047</b></p> <p>47,3</p>  <p>8,6</p>  <p>10,3</p>
<p><b>047L</b> (047 с удлиненной шейкой)</p> <p>47,3</p>  <p>8,6</p>  <p>10,3</p>	<p><b>049</b></p> <p>49,1</p>  <p>9,0</p>  <p>10,9</p>	<p><b>051</b></p> <p>51,4</p>  <p>9,3</p>  <p>12,3</p>	
<p><b>T42</b></p> <p>42,0</p>  <p>7,7</p>  <p>9,5</p>	<p><b>T44</b></p> <p>44,1</p>  <p>8,1</p>  <p>9,9</p>	<p><b>T46</b></p> <p>46,2</p>  <p>8,2</p>  <p>10,4</p>	<p><b>T47</b></p> <p>46,9</p>  <p>8,5</p>  <p>10,9</p>
<p><b>T48</b></p> <p>48,1</p>  <p>8,8</p>  <p>11,3</p>	<p><b>T50</b></p> <p>50,0</p>  <p>9,2</p>  <p>11,6</p>	<p><b>T54</b></p> <p>54,4</p>  <p>9,8</p>  <p>12,7</p>	
<p><b>R45</b></p> <p>45,4</p>  <p>8,2</p>  <p>9,9</p>	<p><b>R47</b></p> <p>47,0</p>  <p>8,6</p>  <p>11,2</p>	<p><b>R49</b></p> <p>49,1</p>  <p>8,9</p>  <p>11,7</p>	



лопатообразный



треугольный




прямоугольный






квадратный

S46




## Нижняя челюсть-передние зубы


L33




L35




L37




L37L\* (L37 с удлиненной шейкой)



L39



L41



VITAPAN PLUS Передние зубы	ВЧ/№ mm	041 41,3	043 43,1	045 45,1	047 47,3	047L* 47,3	049 49,1	051 51,4	T42 42,0	T44 44,1	T46 46,2	T47 46,9	T48 48,1	T50 50,0	T54 54,4	R45 45,4	R47 47,0	R49 49,1	S46 46,3
	НЧ/№ mm	L33 33,2	L33 33,2	L35 35,3	L37 37,3	L37L* 37,3	L39 39,0	L41 41,2	L33 33,2	L33 33,2	L35 35,3	L37 37,3	L37 37,3	L39 39,0	L41 41,2	L35 35,3	L37 37,3	L39 39,0	L35 35,3
VITAPAN LINGOFORM Боковые зубы	ВЧ/№ mm	21L 30,1	21L 30,1	22L 31,6	22L 31,6	22L 31,6	23L 34,2	24L 35,8	21L 30,1	21L 30,1	22L 31,6	22L 31,6	22L 31,6	24L 35,8	24L 35,8	22L 31,6	22L 31,6	23L 34,2	22L 31,6
	НЧ/№ mm	21L 30,7	21L 30,7	22L 32,1	22L 32,1	22L 32,1	23L 34,8	24L 36,4	21L 30,7	21L 30,7	22L 32,1	22L 32,1	22L 32,1	24L 36,4	24L 36,4	22L 32,1	22L 31,6	23L 34,8	22L 32,1

Данные в комбинированной таблице являются общепринятыми ориентировочными значениями, которые могут изменяться в зависимости от индивидуальной ситуации пациента. \*длинные (047 и L37 с удлиненной шейкой)

VITAPAN EXCELL

VITAPAN PLUS

VITAPAN LINGOFORM

VITA PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN CUSPIFORM

VITAPAN SYNOFORM

VITA MFT

VITA VIONIC VIGO

VITA VIONIC FRAME

## Боковые зубы



\*) Отбеленный цвет 0M3 предлагается исключительно для выбранных форм.

VITAPAN  
EXCELL

VITAPAN  
PLUS

VITAPAN  
LINGOFORM

VITA  
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN  
CUSPIFORM

VITAPAN  
SYNOFORM

VITA  
MFT

VITA VIONIC  
VIGO

VITA VIONIC  
FRAME

Верхняя челюсть-передние зубы

<p><b>01S*</b></p> <p>42,3</p> <p>7,6</p> <p>10,8</p>	<p><b>02L</b></p> <p>45,7</p> <p>8,4</p> <p>11,5</p>	<p><b>03M</b></p> <p>47,2</p> <p>8,6</p> <p>10,8</p>	<p><b>04L</b></p> <p>49,2</p> <p>9,0</p> <p>12,7</p>
<p><b>05L</b></p> <p>50,1</p> <p>9,1</p> <p>11,4</p>	<p><b>06L</b></p> <p>51,3</p> <p>9,7</p> <p>13,1</p>		
<p><b>T6S**</b></p> <p>41,0</p> <p>7,4</p> <p>10,4</p>	<p><b>T2S*</b></p> <p>44,9</p> <p>8,3</p> <p>10,1</p>	<p><b>T1S</b></p> <p>45,3</p> <p>8,7</p> <p>10,2</p>	<p><b>T3M</b></p> <p>45,6</p> <p>8,4</p> <p>11,7</p>
<p><b>T4M*</b></p> <p>45,6</p> <p>8,8</p> <p>11,3</p>	<p><b>T5M</b></p> <p>46,2</p> <p>8,8</p> <p>11,1</p>	<p><b>T6L</b></p> <p>47,3</p> <p>8,9</p> <p>12,4</p>	<p><b>T7M</b></p> <p>47,5</p> <p>8,8</p> <p>11,6</p>
<p><b>T8L*</b></p> <p>49,0</p> <p>9,2</p> <p>11,6</p>	<p><b>T9L</b></p> <p>49,6</p> <p>9,4</p> <p>13,1</p>		



лопатообразный



треугольный




прямоугольный

X1M\*

46,3



8,8



11,0

X2L

46,2



8,7



11,6

X3L

47,8



9,0



11,8



квадратный

Z1S

44,1



8,1



9,8

Z2S

47,5



8,7



10,1

## Нижняя челюсть-передние зубы

L1S\*

33,0



4,9



8,8

L2M\*

34,5



5,2



10,4

L3M\*

36,3



5,2



10,5

L4M\*

35,5



5,4



9,4

L5M\*

37,0



5,5



10,4

L6L

38,2



5,8



11,4

L7L

38,2



5,5



L8L

43,5



6,3



13,0

\*) Отбеленные цвета OM1 и OM3 предлагаются исключительно для выбранных форм.

\*\*) Формы предлагаются только для цветов VITA SYSTEM 3D-MASTER.

VITAPAN  
EXCELL

VITAPAN  
PLUS

VITAPAN  
LINGOFORM

VITA  
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN  
CUSPIFORM




VITAPAN  
SYNOFORM

VITA  
MFT

VITA VIONIC  
VIGO

VITA VIONIC  
FRAME

<b>VITA PHYSIODENS</b> Передние зубы	<b>BЧ/№</b>  mm	<b>01S</b> 42,3	<b>02L</b> 45,7	<b>03M</b> 47,2	<b>04L</b> 49,2	<b>05L</b> 50,1	<b>06L</b> 51,3	<b>T6S</b> 41,0	<b>T2S</b> 44,9	<b>T1S</b> 45,3	<b>T3M</b> 45,6	<b>T4M</b> 45,6	<b>T5M</b> 46,2	<b>T6L</b> 47,3	<b>T7M</b> 47,5	<b>T8L</b> 49,0	<b>T9L</b> 49,6
	<b>HЧ/№</b>  mm	<b>L1S</b> 33,0	<b>L2M</b> 34,5	<b>L3M</b> 36,3	<b>L6L</b> 38,2	<b>L6L</b> 38,2	<b>L8L</b> 43,5	<b>L1S</b> 33,0	<b>L2M</b> 34,5	<b>L1S</b> 33,0	<b>L3M</b> 36,3	<b>L4M</b> 35,5	<b>L3M</b> 36,3	<b>L5M</b> 37,0	<b>L7L</b> 38,2	<b>L5M</b> 37,0	<b>L6L</b> 38,2
<b>VITA PHYSIODENS</b> Боковые зубы	<b>BЧ/№</b>  mm	<b>21E</b> 30,5	<b>22E</b> 32,9	<b>23E</b> 33,5	<b>24E</b> 34,8	<b>24E</b> 34,8	<b>25E</b> 36,7	<b>21E</b> 30,5	<b>21E</b> 30,5	<b>20E</b> 29,4	<b>22E</b> 32,9	<b>22E</b> 32,9	<b>23E</b> 33,5	<b>23E</b> 33,5	<b>23E</b> 33,5	<b>24E</b> 34,8	<b>25E</b> 36,7
	<b>HЧ/№</b>  mm	<b>21E</b> 32,7	<b>22E</b> 33,7	<b>23E</b> 34,6	<b>24E</b> 36,1	<b>24E</b> 36,1	<b>25E</b> 37,3	<b>21E</b> 32,7	<b>21E</b> 32,7	<b>20E</b> 31,0	<b>22E</b> 33,7	<b>22E</b> 33,7	<b>23E</b> 34,6	<b>23E</b> 34,6	<b>23E</b> 34,6	<b>24E</b> 36,1	<b>25E</b> 37,3


<b>VITA PHYSIODENS</b> Передние зубы	<b>BЧ/№</b>  mm	<b>X1M</b> 46,3	<b>X2L</b> 46,2	<b>X3L</b> 47,8	<b>Z1S</b> 44,1	<b>Z2S</b> 47,5
	<b>HЧ/№</b>  mm	<b>L3M</b> 36,3	<b>L4M</b> 35,5	<b>L5M</b> 37,0	<b>L1S</b> 33,0	<b>L5M</b> 37,0
<b>VITA PHYSIODENS</b> Боковые зубы	<b>BЧ/№</b>  mm	<b>23E</b> 33,5	<b>23E</b> 33,5	<b>24E</b> 34,8	<b>21E</b> 30,5	<b>22E</b> 32,9
	<b>HЧ/№</b>  mm	<b>23E</b> 34,6	<b>23E</b> 34,6	<b>24E</b> 36,1	<b>21E</b> 32,7	<b>22E</b> 33,7

Данные в комбинированной таблице являются общепринятыми ориентировочными значениями, которые могут изменяться в зависимости от индивидуальной ситуации пациента.

# VITA PHYSIODENS®

Доступны в 27 цветах VITA SYSTEM 3D-MASTER® (0M3, 1M1 – 5M3) и 15 цветах VITA classical A1 – D4® (без B1)


## Боковые зубы



\*) Отбеленный цвет 0M3 предлагается исключительно для выбранных форм.

## Верхняя челюсть-передние зубы


<p><b>013</b></p> <p>41,7</p>  <p>9,5</p> <p>7,9</p>	<p><b>025</b></p> <p>42,8</p>  <p>9,9</p> <p>8,1</p>	<p><b>034</b></p> <p>43,3</p>  <p>9,7</p> <p>8,0</p>	<p><b>035</b></p> <p>43,2</p>  <p>9,8</p> <p>8,0</p>
<p><b>043</b></p> <p>43,6</p>  <p>9,4</p> <p>8,2</p>	<p><b>086</b></p> <p>47,1</p>  <p>9,9</p> <p>8,9</p>	<p><b>097</b></p> <p>49,2</p>  <p>11,5</p> <p>9,0</p>	<p><b>098*</b></p> <p>48,1</p>  <p>11,8</p> <p>9,0</p>
<p><b>099</b></p> <p>52,5</p>  <p>12,5</p> <p>9,8</p>			
<p><b>T36*</b></p> <p>43,7</p>  <p>10,1</p> <p>8,1</p>	<p><b>T53</b></p> <p>44,6</p>  <p>9,2</p> <p>8,1</p>	<p><b>T56</b></p> <p>44,4</p>  <p>10,0</p> <p>8,3</p>	<p><b>T66</b></p> <p>44,6</p>  <p>10,2</p> <p>8,3</p>
<p><b>T67</b></p> <p>45,1</p>  <p>10,0</p> <p>8,4</p>	<p><b>T76*</b></p> <p>45,9</p>  <p>10,4</p> <p>8,2</p>	<p><b>T77*</b></p> <p>46,2</p>  <p>10,6</p> <p>8,5</p>	<p><b>T88*</b></p> <p>47,1</p>  <p>10,6</p> <p>8,7</p>





T98


50,5



9,3

T99

48,0



9,0

X13


41,5



7,7

X66

45,9



8,9

X77


47,0



8,5

X87

46,9




8,9



прямоугольный

X96


50,0



9,3

X99

50,6



9,4

Z51


44,6



8,3

Z61

45,5



8,2

Z74


46,7



8,8

Z84

46,7




8,7



квадратный

Z85


47,5



8,6

Z97

52,2



9,5

VITAPAN  
EXCELL

VITAPAN  
PLUS

VITAPAN  
LINGOFORM

VITA  
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN  
CUSPIFORM

VITAPAN  
SYNOFORM

VITA  
MFT

VITA VIONIC  
VIGO







VITA VIONIC  
FRAME







## Нижняя челюсть-передние зубы

Полностью сформированный режущий край

Полностью сформированный режущий край	<b>L3</b>  33,4 5,0 8,0	<b>L5*</b>  35,3 5,2 9,2	<b>L5L</b>  34,2 5,1 9,9	<b>L7*</b>  36,2 5,4 8,7	
	<b>L9</b>  36,1 5,6 9,0	<b>L11*</b>  36,9 5,7 9,1	<b>L13</b>  37,0 5,6 8,7	<b>L15</b>  38,0 5,7 12,2	
	Стертый режущий край	<b>L4*</b>  32,7 4,7 8,3	<b>L8</b>  38,9 5,8 9,8	<b>L10</b>  39,0 5,9 9,2	<b>L12</b>  41,0 6,2 9,8
		<b>L14</b>  41,7 6,1 10,9			

\*) Отбеленные цвета 0M1 и 0M3 предлагаются исключительно для выбранных форм.


<b>VITAPAN</b> Передние зубы	<b>ВЧ/№</b>  mm	<b>013</b> 41,7	<b>025</b> 42,8	<b>034</b> 43,3	<b>035</b> 43,2	<b>043</b> 43,6	<b>086</b> 47,1	<b>097</b> 49,2	<b>098</b> 48,1	<b>099</b> 52,5	<b>T36</b> 43,7	<b>T53</b> 44,6	<b>T56</b> 44,4	<b>T66</b> 44,6	<b>T67</b> 45,1	<b>T76</b> 45,9	<b>T77</b> 46,2	<b>T88</b> 47,1	<b>T98</b> 50,5	<b>T99</b> 48,0
	<b>НЧ/№</b>  mm	<b>L4</b> 32,7	<b>L3</b> 33,4	<b>L3</b> 33,4	<b>L3</b> 33,4	<b>L5</b> 35,3	<b>L11</b> 36,9	<b>L8</b> 38,9	<b>L13</b> 37,0	<b>L14</b> 41,7	<b>L4</b> 32,7	<b>L5</b> 35,3	<b>L5</b> 35,3	<b>L5</b> 35,3	<b>L4</b> 32,7	<b>L7</b> 36,2	<b>L11</b> 36,9	<b>L11</b> 36,9	<b>L15</b> 38,0	<b>L11</b> 36,9
<b>VITAPAN</b> CUSPIFORM Боковые зубы	<b>ВЧ/№</b>  mm	<b>40C</b> 28,1	<b>40C</b> 28,1	<b>41C</b> 29,9	<b>41C</b> 29,9	<b>41C</b> 29,9	<b>42C</b> 31,7	<b>44C</b> 32,8	<b>42C</b> 31,7	<b>45C</b> 34,8	<b>40C</b> 28,1	<b>41C</b> 29,9	<b>41C</b> 29,9	<b>42C</b> 31,7	<b>42C</b> 31,7	<b>42C</b> 31,7	<b>42C</b> 31,7	<b>44C</b> 32,8	<b>45C</b> 34,8	<b>44C</b> 32,8
	<b>НЧ/№</b>  mm	<b>40C</b> 29,5	<b>40C</b> 29,5	<b>41C</b> 31,3	<b>41C</b> 31,3	<b>41C</b> 31,3	<b>42C</b> 33,4	<b>44C</b> 34,6	<b>42C</b> 33,4	<b>45C</b> 36,3	<b>40C</b> 29,5	<b>41C</b> 31,3	<b>41C</b> 31,3	<b>42C</b> 33,4	<b>42C</b> 33,4	<b>42C</b> 33,4	<b>42C</b> 33,4	<b>44C</b> 34,6	<b>45C</b> 36,3	<b>44C</b> 34,6
<b>VITAPAN</b> SYNOFORM Боковые зубы	<b>ВЧ/№</b>  mm	<b>10S</b> 29,0	<b>10S</b> 29,0	<b>11S</b> 30,0	<b>11S</b> 30,0	<b>11S</b> 30,0	<b>12S</b> 31,3	<b>14S</b> 33,1	<b>12S</b> 31,3	<b>14S</b> 33,1	<b>10S</b> 29,0	<b>11S</b> 30,0	<b>11S</b> 30,0	<b>12S</b> 31,3	<b>12S</b> 31,3	<b>12S</b> 31,3	<b>12S</b> 31,3	<b>14S</b> 33,1	<b>14S</b> 33,1	<b>14S</b> 33,1
	<b>НЧ/№</b>  mm	<b>10S</b> 30,5	<b>10S</b> 30,5	<b>11S</b> 31,9	<b>11S</b> 31,9	<b>11S</b> 31,9	<b>12S</b> 32,7	<b>14S</b> 35,4	<b>12S</b> 32,7	<b>14S</b> 35,4	<b>10S</b> 30,5	<b>11S</b> 31,9	<b>11S</b> 31,9	<b>12S</b> 32,7	<b>12S</b> 32,7	<b>12S</b> 32,7	<b>12S</b> 32,7	<b>14S</b> 35,4	<b>14S</b> 35,4	<b>14S</b> 35,4

<b>VITAPAN</b> Передние зубы	<b>ВЧ/№</b>  mm	<b>X13</b> 41,5	<b>X66</b> 45,9	<b>X77</b> 47,0	<b>X87</b> 46,9	<b>X96</b> 50,0	<b>X99</b> 50,6	<b>Z51</b> 44,6	<b>Z61</b> 45,5	<b>Z74</b> 46,7	<b>Z84</b> 46,7	<b>Z85</b> 47,5	<b>Z97</b> 52,2
	<b>НЧ/№</b>  mm	<b>L4</b> 32,7	<b>L9</b> 36,1	<b>L11</b> 36,9	<b>L11</b> 36,9	<b>L10</b> 39,0	<b>L15</b> 38,0	<b>L3</b> 33,4	<b>L3</b> 33,4	<b>L9</b> 36,1	<b>L9</b> 36,1	<b>L13</b> 37,0	<b>L12</b> 41,0
<b>VITAPAN</b> CUSPIFORM Боковые зубы	<b>ВЧ/№</b>  mm	<b>41C</b> 29,9	<b>42C</b> 31,7	<b>42C</b> 31,7	<b>44C</b> 32,8	<b>44C</b> 32,8	<b>45C</b> 34,8	<b>43C</b> 31,0	<b>43C</b> 31,0	<b>42C</b> 31,7	<b>42C</b> 31,7	<b>44C</b> 32,8	<b>45C</b> 34,8
	<b>НЧ/№</b>  mm	<b>41C</b> 31,3	<b>42C</b> 33,4	<b>42C</b> 33,4	<b>44C</b> 34,6	<b>44C</b> 34,6	<b>45C</b> 36,3	<b>43C</b> 32,3	<b>43C</b> 32,3	<b>42C</b> 33,4	<b>42C</b> 33,4	<b>44C</b> 34,6	<b>45C</b> 36,3
<b>VITAPAN</b> SYNOFORM Боковые зубы	<b>ВЧ/№</b>  mm	<b>11S</b> 30,0	<b>12S</b> 31,3	<b>12S</b> 31,3	<b>14S</b> 33,1	<b>14S</b> 33,1	<b>14S</b> 33,1	<b>13S</b> 31,3	<b>13S</b> 31,3	<b>12S</b> 31,3	<b>12S</b> 31,3	<b>14S</b> 33,1	<b>14S</b> 33,1
	<b>НЧ/№</b>  mm	<b>11S</b> 31,9	<b>12S</b> 32,7	<b>12S</b> 32,7	<b>14S</b> 35,4	<b>14S</b> 35,4	<b>14S</b> 35,4	<b>13S</b> 33,9	<b>13S</b> 33,9	<b>12S</b> 32,7	<b>12S</b> 32,7	<b>14S</b> 35,4	<b>14S</b> 35,4

Данные в комбинированной таблице являются общепринятыми ориентировочными значениями, которые могут изменяться в зависимости от индивидуальной ситуации пациента.

VITAPAN EXCELL	VITAPAN PLUS	VITAPAN LINGOFORM	VITA PHYSIODENS	<b>VITAPAN</b>	VITAPAN CUSPIFORM	VITAPAN SYNOFORM	VITA MFT	VITA VIONIC VIGO	VITA VIONIC FRAME
-------------------	-----------------	----------------------	--------------------	----------------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------	----------------------

## Боковые зубы




\*) Отбеленный цвет 0M3 предлагается исключительно для выбранных форм.

# VITAPAN SYNOFORM®

Доступны в 15 цветах VITA classical A1 – D4® (без B1)




## Боковые зубы





## Верхняя челюсть-передние зубы




лопатообразный




треугольный




прямоуголь-  
ный







квадратный



## Нижняя челюсть-передние зубы




VITA MFT Передние зубы	ВЧ/№  mm	<b>040</b> 40,0	<b>044</b> 43,9	<b>049</b> 49,2	<b>T41</b> 40,5	<b>T43</b> 43,3	<b>T46</b> 46,1	<b>T49</b> 48,8	<b>R42</b> 42,1	<b>R45</b> 44,5	<b>R47</b> 46,6	<b>S47</b> 46,8	<b>S50</b> 49,7
	НЧ/№  mm	<b>L33</b> 32,6	<b>L34</b> 34,0	<b>L40</b> 39,5	<b>L33</b> 32,6	<b>L34</b> 34,0	<b>L37</b> 36,8	<b>L40</b> 39,5	<b>L34</b> 34,0	<b>L37</b> 36,8	<b>L37</b> 36,8	<b>L40</b> 39,5	<b>L40</b> 39,5
VITA MFT Боковые зубы	ВЧ/№  mm	<b>PU29</b> 28,8	<b>PU29</b> 28,8	<b>PU33</b> 33,0	<b>PU29</b> 28,8	<b>PU31</b> 30,6	<b>PU31</b> 30,6	<b>PU33</b> 33,0	<b>PU29</b> 28,8	<b>PU31</b> 30,6	<b>PU33</b> 33,0	<b>PU33</b> 33,0	<b>PU33</b> 33,0
	НЧ/№  mm	<b>PL29</b> 29,6	<b>PL29</b> 29,6	<b>PL33</b> 33,6	<b>PL29</b> 29,6	<b>PL31</b> 31,1	<b>PL31</b> 31,1	<b>PL33</b> 33,6	<b>PL29</b> 29,6	<b>PL31</b> 31,1	<b>PL33</b> 33,6	<b>PL33</b> 33,6	<b>PL33</b> 33,6


Данные в комбинированной таблице являются общепринятыми ориентировочными значениями, которые могут изменяться в зависимости от индивидуальной ситуации пациента. \*длинные (047 и L37 с удлиненной шейкой)

## Боковые зубы


PU29 – PL29



PU31 – PL31



PU33 – PL33





VITAPAN  
EXCELL

VITAPAN  
PLUS

VITAPAN  
LINGOFORM

VITA  
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN  
CUSPIFORM

VITAPAN  
SYNOFORM

VITA  
MFT


VITA VIONIC  
VIGO

VITA VIONIC  
FRAME

## Верхняя челюсть-передние зубы



лопатообразный



треугольный



прямоугольный

## Нижняя челюсть-передние зубы







# VITA VIONIC VIGO®

Доступны в 6 цветах VITA classical A1–D4®-/Bleach: 0M1, A1, A2, A3, A3.5, B3, D3

## Боковые зубы



VITA VIONIC VIGO Передние зубы	ВЧ/№  mm	R47 47,0	R49 49,0	O45 44,5	T50 49,9	T46 46,2	O43 43,3	T44 44,0	T48 48,3
	НЧ/№  mm	L37 37,2	L39 39,2	L35 35,2	L39 39,2	L35 35,2	L33 33,2	L33 33,2	L37 37,2
VITA VIONIC VIGO Боковые зубы	ВЧ/№  mm	22L 31,8	23L 34,3	22L 31,8	24L 35,9	22L 31,8	21L 30,3	21L 30,3	22L 31,8
	НЧ/№  mm	22L 32,6	23L 35	22L 32,6	24L 36,9	22L 32,6	21L 31	21L 31	22L 32,6

VITAPAN  
EXCELL

VITAPAN  
PLUS

VITAPAN  
LINGOFORM

VITA  
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN  
CUSPIFORM

VITAPAN  
SYNOFORM

VITA  
MFT

VITA VIONIC  
VIGO

VITA VIONIC  
FRAME


# VITAPAN EXCELL® DD FRAME

Доступны в 6 цветах VITA classical A1–D4® (A1, A2, A3, A3.5, B3, D3)

## Верхняя челюсть-передние зубы



лопатообразный





треугольный



прямоугольный



## Нижняя челюсть-передние зубы



# VITAPAN® LINGOFORM DD FRAME

Доступны в 6 цветах VITA classical A1–D4® (A1, A2, A3, A3.5, B3, D3)

## Боковые зубы



VITAPAN EXCELL Передние зубы	BЧ/№ mm	043 43,1	045 45,1	049 49,1	T44 44,1	T46 46,2	T48 48,1	T50 50,0	R45 45,4	R47 47,0
	НЧ/№ mm	L33 33,2	L35 35,3	L39 39,0	L33 33,2	L35 35,3	L37 37,3	L39 39,0	L35 35,3	L37 37,3
VITAPAN LINGOFORM Боковые зубы	BЧ/№ mm	21L 30,1	22L 31,6	23L 34,2	21L 30,1	22L 31,6	22L 31,6	24L 35,8	22L 31,6	22L 31,6
	НЧ/№ mm	21L 30,7	22L 32,1	23L 34,8	21L 30,7	22L 32,1	22L 32,1	24L 36,4	22L 32,1	22L 32,1

VITAPAN  
EXCELL

VITAPAN  
PLUS

VITAPAN  
LINGOFORM

VITA  
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN  
CUSPIFORM


VITAPAN  
SYNOFORM

VITA  
MFT

VITA VIONIC  
VIGO

VITA VIONIC  
FRAME

Более подробную информацию о **VITA PROTHETIK** Вы можете найти на сайте:  
[www.vita-zahnfabrik.com/prothetics](http://www.vita-zahnfabrik.com/prothetics)



**Внимание:** Наши продукты следует использовать согласно инструкциям. Мы не берем на себя никакой ответственности за ущерб, возникающий из-за ненадлежащего обращения или неквалифицированной применения. Кроме того, перед использованием продукта пользователь обязан проверить его пригодность для предусматриваемого применения. Наша ответственность исключается в случае использования продукта с материалами и оборудованием других производителей, не оговоренными в договоре или в недопустимом сочетании, приводящим к повреждениям. Модульбокс VITA не является неотъемлемой частью данной продукции. Дата выхода данной брошюры: 2022-03

С изданием данной брошюры все предыдущие издания утрачивают силу. Любую актуальную версию Вы найдете на сайте [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

Фирма VITA является сертифицированным производителем и следующие виды ее продукции имеют маркировку

**CE 0124**

**VITAPAN®, VITA PHYSIODENS®, VITA MFT®, VITA VIONIC®**



**VITA**

 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG  
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany  
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299  
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)  
 [facebook.com/vita.zahnfabrik](https://facebook.com/vita.zahnfabrik)