

## Sigurnosno-tehnički list

prema Uredba (EZ) br. 1907/2006

### VITA Polish Cera

Revzija: 20.07.2022

Broj materijalima: 3064

Stranica 1 od 6

#### ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

##### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

VITA Polish Cera

##### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

###### Namjene koje se ne preporučuju

Es liegen keine Informationen vor.

##### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Naziv tvrtke: VITA Zahnfabrik H.Rauter GmbH &amp; Co.KG

Adresa ulice: Spitalgasse 3

Grad: D-79713 Bad Säckingen

Poštanski pretinac: 1338

D-79704 Bad Säckingen

Telefon: +49(0)7761-562-0

Telefaks: +49(0)7761-562-299

e-mail: info@vita-zahnfabrik.com

Osoba za kontakt: regulatory affairs

e-mail: info@vita-zahnfabrik.com

Internet: www.vita-zahnfabrik.com

Odgovorni odjel: Regulatory Affairs

##### 1.4. Broj telefona za izvanredna

+49-(0)761-19240

##### stanja:

#### ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

##### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Smjesa nije klasificirana kao opasna u smislu uredbe (EZ) br. 1272/2008 [CLP].

##### 2.2. Elementi označivanja

##### 2.3. Ostale opasnosti

Tvari u mješavini ne ispunjavaju kriterije PBT/vPvB prema Uredbi REACH, Prilog XIII.

#### ODJELJAK 3.: Sastav/informacije o sastojcima

##### 3.2. Smjese

###### Opasni sastojci

ne/nite jedan (prema Uredba (EZ) br. 1907/2006 (REACH))

#### ODJELJAK 4.: Mjere prve pomoći

##### 4.1. Opis mjera prve pomoći

###### Opće napomene

Nisu potrebne nikakve posebne mjere.

###### Nakon udisanja

Pobrinuti se za svjež zrak.

###### Nakon dodira s kožom

Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno Voda i sapun (sredstvo propisuje proizvođač).

Ako je koža iritirana obratiti se liječniku.

###### Nakon dodira s očima

Odmah pažljivo i temeljito isprati s tušem za oči ili vodom.

**VITA Polish Cera**

Revzija: 20.07.2022

Broj materijalima: 3064

Stranica 2 od 6

Ako je oko iziritirano, obratiti se oftalmologu.

**Nakon gutanja**

Odmah isprati usta i piti veće količine vode.

U slučaju dvojbe ili ako postoje simptomi, uvijek zatražiti savjet liječnika.

**4.2. Naivazniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

Do sada nisu poznati simptomi.

**4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

liječenje simptoma.

**ODJELJAK 5.: Mjere gašenja požara****5.1. Sredstva za gašenje****Prikladna sredstva za gašenje**

Sam proizvod ne gori.

postupke pri gašenju prilagoditi okolišu.

**5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

termičko razlaganje može dovesti do oslobađanja iritirajućih plinova i para.

**5.3. Savjeti za gasitelje požara**

Nisu potrebne nikakve posebne mjere.

**ODJELJAK 6.: Mjere kod slučajnog ispuštanja****6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja****Opće napomene**

Pobrinuti se za zadovoljavajuću ventilaciju.

**6.2. Mjere zaštite okoliša**

Nisu potrebne posebne mjere zaštite okoliša.

**6.3. Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje****Ostale informacije**

mehanički sakupiti.

**6.4. Uputa na druge odjeljke**

Sigurno rukovanje: vidi odjeljak 7

Osobna zaštitna oprema: vidi odjeljak 8

Zbrinjavanje: vidi odjeljak 13

**ODJELJAK 7.: Rukovanje i skladištenje****7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje****Savjeti za sigurno rukovanje**

U slučaju otvorenog korištenja, ako je moguće, koristiti uređaje s lokalnim usisavanjem.

**Savjeti o zaštiti protiv požara i eksplozije**

Nisu potrebne posebne mjere zaštite od požara.

**7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti****Zahtjevi za skladišni prostor i spremnike**

Spremnik čuvati na hladnom, dobro zračenom mjestu.

**7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe**

Za ostale informacije poslužite se, molimo, i našim internet stranicama. <https://www.vita-zahnfabrik.com/>

Pridržavati se uputa za uporabu.

**ODJELJAK 8.: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita**

**VITA Polish Cera**

Revzija: 20.07.2022

Broj materijalima: 3064

Stranica 3 od 6

**8.1. Nadzorni parametri****Dodatne upute**

Do sada nisu određene granične vrijednosti za pojedine zemlje.

**8.2. Nadzor nad izloženošću****Odgovarajući upravljački uređaji**

Vidi odlomak 7. Nisu potrebne mjere koje bi prelazile te okvire.

**Osobne mjere zaštite, kao što je osobna zaštitna oprema****Zaštita očiju/lica**

Nositi zaštitna sredstva za oči/lice.

**Zaštita ruku**

Nositi zaštitne rukavice.

**Zaštita tijela**

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

**Zaštita dišnog sustava**

U slučaju otvorenog korištenja, ako je moguće, koristiti uređaje s lokalnim usisavanjem.

**Nadzor nad izloženošću okoliša**

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

**ODJELJAK 9.: Fizikalna i kemijska svojstva****9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

Agregatno stanje:	čvrst
Boja:	zelen
Miris:	bez mirisa

**Promjena stanja**

Talište/ledište:	nije određeno
Vrelište ili početno vrelište i raspon temperatura vrenja:	nije upotrebljivo
Plamište:	nije upotrebljivo

**Zapaljivost**

Čvrst/tekuć:	nije upotrebljivo
Plin:	nije upotrebljivo

**Eksplozivna svojstva**

nicht explosionsgefährlich gemäß EU A.14

Donja granica eksplozivnosti:	nije upotrebljivo
Gornja granica eksplozivnosti:	nije upotrebljivo
Temperatura samozapaljenja:	nije određeno
<b>Temperatura samozapaljenja</b>	
Čvrsto:	nije upotrebljivo
Temperatura raspada:	nije određeno
pH:	nije upotrebljivo
Dinamična viskoznost:	nije određeno
Kinematička viskoznost:	nije određeno
Vrijeme istjecanja:	nije upotrebljivo r

## Sigurnosno-tehnički list

prema Uredba (EZ) br. 1907/2006

### VITA Polish Cera

Revzija: 20.07.2022

Broj materijalima: 3064

Stranica 4 od 6

#### Topivost u drugim sredstvima za otapanje

nicht anwendbar

Tlak pare:

nije određeno

Gustoća:

nije određeno

Relativna gustoća pare:

nije upotrebljivo

#### 9.2. Ostale informacije

##### Druge sigurnosne karakteristike

Hlapivost:

nije upotrebljivo

##### Ostali podaci

Nema raspoloživih podataka

### ODJELJAK 10.: Stabilnost i reaktivnost

#### 10.1. Reaktivnost

Kod pravilnog rukovanja i čuvanja ne pojavljuju se opasne reakcije.

#### 10.2. Kemijska stabilnost

Proizvod je kemijski stabilan u preporučenim uvjetima za skladištenje, uporabu i temperaturu.

#### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Nisu poznate opasne reakcije.

#### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Nisu potrebne nikakve posebne mjere.

#### 10.5. Inkompatibilni materijali

Nisu potrebne nikakve posebne mjere.

#### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Nisu poznati opasni proizvodi razgradnje.

### ODJELJAK 11.: Toksikološke informacije

#### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

##### Akutna toksičnost

na temelju dostupnih podataka nisu ispunjeni klasifikacijski kriteriji.

##### Nadraživanje i nagrizanje

na temelju dostupnih podataka nisu ispunjeni klasifikacijski kriteriji.

##### Senzibilizirajuće djelovanje

na temelju dostupnih podataka nisu ispunjeni klasifikacijski kriteriji.

##### CMR učinci (karcinogenost, mutagenost, reproduktivna toksičnost)

na temelju dostupnih podataka nisu ispunjeni klasifikacijski kriteriji.

##### STOT - jednokratno izlaganje

na temelju dostupnih podataka nisu ispunjeni klasifikacijski kriteriji.

##### STOT - ponavljano izlaganje

na temelju dostupnih podataka nisu ispunjeni klasifikacijski kriteriji.

##### Opasnost od aspiracije

na temelju dostupnih podataka nisu ispunjeni klasifikacijski kriteriji.

##### Dodatni savjeti

Proizvod nije ispitan.

Napomena je izvedena iz svojstava komponenata.

**VITA Polish Cera**

Revzija: 20.07.2022

Broj materijalima: 3064

Stranica 5 od 6

**ODJELJAK 12.: Ekološke informacije****12.1. Toksičnost**

Ne postoje podaci o mješavini.

**12.2. Postojanost i razgradivost**

Ne postoje podaci o mješavini.

**12.3. Bioakumulacijski potencijal**

Nema indikacija o bio-akumulacijskom potencijalu.

**12.4. Pokretljivost u tlu**

Nema informacija.

**12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB**

Tvari u mješavini ne ispunjavaju kriterije PBT/vPvB prema Uredbi REACH, Prilog XIII.

**12.6. Svojstva endokrine disrupcije**

Ovaj proizvod ne sadrži tvar koja ima svojstva ometanja endokrinog sustava u odnosu na ne ciljane organizme jer nijedna komponenta ne udovoljava kriterijima.

Nema informacija.

**12.7. Ostali štetni učinci**

Nema informacija.

**Dodatni savjeti**

Proizvod nije ispitan.

Napomena je izvedena iz svojstava komponenata.

Ne dopustiti da proizvod nekontrolirano dospije u okoliš.

**ODJELJAK 13.: Zbrinjavanje****13.1. Metode obrade otpada****Preporuke za zbrinjavanje**

Zbrinjavanje sukladno službenim propisima.

Može se sukladno propisima nakon konzultiranja sa zbrinjavateljem i nadležnom ustanovom spaliti s komunalnim otpadom.

**Uklanjanje onečišćenih pakiranja i preporučena sredstva za čišćenje**

Kontaminirana pakovanja treba tretirati isto kao proizvod.

**ODJELJAK 14.: Informacije o prijevozu****Kopneni transport (ADR/RID)****Dodatni savjeti (Kopneni transport)**

Neopasni teret obzirom na transportne propise.

**Pomorski brodski transport (IMDG)****Dodatni savjeti (Pomorski brodski transport)**

Neopasni teret obzirom na transportne propise.

**Zračni transport (ICAO-TI/IATA-DGR)****Dodatni savjeti (Zračni transport)**

Neopasni teret obzirom na transportne propise.

**14.5. Opasnosti za okoliš**

OPASNO PO OKOLIŠ:

Ne

**14.7. Prijevoz morem u razlišenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a**

nije upotrebljivo

## Sigurnosno-tehnički list

prema Uredba (EZ) br. 1907/2006

### VITA Polish Cera

Revzija: 20.07.2022

Broj materijalima: 3064

Stranica 6 od 6

#### ODJELJAK 15.: Informacije o propisima

##### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

###### EU uredbe

2010/75/EU (HOS): nije upotrebljivo

2004/42/EZ (HOS): nije upotrebljivo

###### Nacionalna regulativa

Klasa ugroženosti vode (Njemačka): 1 - u maloj mjeri ugrožava vodu

###### Dodatni savjeti

Uredba (EZ) br. 1005/2009 o tvarima koje oštećuju ozonski sloj nije upotrebljivo

Uredba (EZ) 850/2004 [POP uredba] nije upotrebljivo

Uredba (EU) br. 649/2012 Europskog parlamenta i vijeća o izvozu i uvozu opasnih kemikalija nije upotrebljivo

##### 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Za ovaj materijal je provedeno utvrđivanje kemijske sigurnosti.

#### ODJELJAK 16.: Ostale informacije

##### Daljnje obavijesti

Podatci na sigurnosnom listu odgovaraju našim saznanjima o sigurnosnim mjerama na dan tiskanja. Ove informacije će Vam dati uporište za sigurno rukovanje proizvodom navedenim na ovom sigurnosnom listu pri skladištenju, obradi, transportu i zbrinjavanju. Podatci ne vrijede za druge proizvode. Ako je proizvod pomiješan s drugim materijalima, ako se miješa ili prerađuje, ili se obradi, podatci iz sigurnosnog lista ne mogu se prenositi na tako pripremljeni novi materijal, osim ako se u tom slučaju ne pokaže nešto značajno drukčije. Samo za profesionalnu upotrebu.

*(Podaci o opasnim sadržajnim tvarima su uzeti iz dotičnih zadnje važećih sigurnosno-tehničkih listi podataka prethodnog isporučioaca)*