

### VITA Polish Cera

Дата ревизии: 20.07.2022

Код продукта: 3064

страница 1 из 6

#### РАЗДЕЛ 1: Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

##### Идентификатор продукта

VITA Polish Cera

##### Соответствующие установленные области применения вещества или смеси и применение, рекомендованное против

###### Нежелательные виды применения

Es liegen keine Informationen vor.

##### Данные о поставщике в паспорте безопасности

Компания:	VITA Zahnfabrik H.Rauter GmbH & Co.KG	
Улица:	Spitalgasse 3	
Город:	D-79713 Bad Sдckingen	
Абонентский ящик:	1338	
	D-79704 Bad Sдckingen	
Телефон:	+49(0)7761-562-0	Телефакс: +49(0)7761-562-299
Электронная почта:	info@vita-zahnfabrik.com	
Контактное лицо:	regulatory affairs	
Электронная почта:	info@vita-zahnfabrik.com	
Интернет:	www.vita-zahnfabrik.com	
Ответственный Департамент:	Regulatory Affairs	
<b>Аварийный номер телефона:</b>	+49-(0)761-19240	

#### РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности (опасностей)

##### Классификация вещества или смеси

Смесь квалифицируется как неопасная согласно Регламенту (EC) № 1272/2008 [CLP].

##### Элементы маркировки

##### Другие опасности

Вещества в смеси не соответствуют критериям PBT/vPvB согласно REACH, приложение XIII.

#### РАЗДЕЛ 3: Состав (информация о компонентах)

##### Смеси

###### Опасные компоненты

не (в соответствии с Регламент (EC) № 1907/2006 (REACH))

#### РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

##### Описание мер первой помощи

###### Общие рекомендации

Нет необходимости в каких-то особых мероприятиях.

###### При вдыхании

Обеспечить подачу свежего воздуха.

###### При попадании на кожу

При попадании на кожу сразу же промыть большим количеством Вода и мыло.

При раздражениях кожи обратиться к врачу.

### VITA Polish Cera

Дата ревизии: 20.07.2022

Код продукта: 3064

страница 2 из 6

#### **При контакте с глазами**

Сразу же осторожно и основательно промыть душем для глаз или водой.  
В случае возникновения раздражения глаз обратиться к окулисту.

#### **При попадании в желудок**

Срочно прополоскать рот и запить большим количеством воды.  
Во всех случаях сомнения или при наличии симптомов обратиться за консультацией к врачу.

#### **Наиболее существенные симптомы/эффект острого воздействия**

Симптомы неизвестны до сих пор.

#### **Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специальное лечения**

Симптоматическое лечение.

### **РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности**

#### **Средства пожаротушения**

##### **Подходящие средства пожаротушения**

Продукт сам не горит.  
Согласовать меры по тушению пожара с условиями окружающей среды.

#### **Особые факторы риска, источником которых является вещество или смесь**

Термическое разложение может привести к высвобождению раздражающих газов и паров.

#### **Меры предосторожности для пожарных**

Нет необходимости в каких-то особых мероприятиях.

### **РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий**

#### **Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и чрезвычайные меры**

##### **Общие указания**

Обеспечить хорошую вентиляцию.

#### **Предупредительные меры по охране окружающей среды**

Особые меры защиты окружающей среды не обязательны.

#### **Методы и материалы для локализации и очистки**

##### **Дополнительная информация**

Собрать механически.

#### **Ссылка на другие разделы**

Безопасная работа: смотри раздел 7  
Индивидуальные средства защиты: смотри раздел 8  
Утилизация: смотри раздел 13

### **РАЗДЕЛ 7: Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах**

#### **Меры предосторожности при работе с продуктом**

##### **Информация о безопасном обращении**

При открытом обращении по возможности использовать устройства с локальной вытяжкой.

##### **Рекомендации по защите от возгорания и взрыва**

Особые меры защиты от пожара не обязательны.

#### **Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей**

##### **Требования в отношении складских зон и тары**

Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом месте.

### VITA Polish Cera

Дата ревизии: 20.07.2022

Код продукта: 3064

страница 3 из 6

#### Особые конечные области применения

Для получения дополнительной информации обращайтесь, пожалуйста, также на наши интернет-страницы.  
<https://www.vita-zahnfabrik.com/> Следовать инструкции по применению.

### РАЗДЕЛ 8: Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

#### Параметры контроля

##### Дополнительные указания к граничным значениям

Пока не установлены национальные предельные значения.

#### Регулирования воздействия

##### Подходящие технические устройства управления

См. раздел 7. Не требуется никаких дополнительных мер.

#### Защитные и гигиенические меры

##### Защита глаз/лица

Носить защитные очки/маску.

##### Защита рук

Пользоваться защитными перчатками.

##### Защита кожи

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hnde waschen.  
 Von Nahrungsmitteln, Getrnken und Futtermitteln fernhalten.

##### Защита дыхательных путей

При открытом обращении по возможности использовать устройства с локальной вытяжкой.

##### Регулирование воздействия на окружающую среду

Nicht in die Kanalisation oder Gewsser gelangen lassen.

### РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства

#### Информация об основных физико-химических свойствах

Физическое состояние вещества: твердый  
 Цвет: зелёный  
 Запах: без запаха

#### Изменения состояния

Точка плавления/точка замерзания:	не определено
Температура кипения или температура начала кипения и диапазон кипения:	неприменимо
Точка вспышки:	неприменимо

#### Горючесть

твердый/жидкий:	неприменимо
газа:	неприменимо

#### Взрывоопасные свойства

nicht explosionsgefhrlich gem EU A.14

Нижний предел экспозиции:	неприменимо
Верхний предел экспозиции:	неприменимо
Температура воспламенения:	не определено

#### Температура самовозгорания

твердого тела:	неприменимо
Температура разложения:	не определено

### VITA Polish Cera

Дата ревизии: 20.07.2022

Код продукта: 3064

страница 4 из 6

pH:	неприменимо
Вязкость, динамическая:	не определено
Вязкость, кинематическая:	не определено
Показатель текучести для вязких жидкостей:	неприменимо
<b>Растворимость в других растворителях</b> nicht anwendbar	
Давление пара:	не определено
Плотность:	не определено
Относительная плотность пара:	неприменимо

#### Другие данные

##### **Другие характеристики безопасности**

Скорость испарения: неприменимо

##### **Дополнительная информация**

Сведения не доступны

### РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность

#### Реакционная способность

При надлежащем обращении и хранении опасных реакций не возникает.

#### Химическая устойчивость

В рекомендованных условиях хранения, использования и при допустимом диапазоне температур продукт является химически стабильным.

#### Возможность опасных реакций

Опасные реакции не известны.

#### Условия, которых следует избегать

Нет необходимости в каких-то особых мероприятиях.

#### Несовместимые материалы, которых следует избегать

Нет необходимости в каких-то особых мероприятиях.

#### Опасные продукты разложения

Опасные продукты распада не известны.

### РАЗДЕЛ 11: Информация о токсичности

#### Данные о токсикологическом воздействии

##### **Острая токсичность**

На основании имеющихся данных критерии установления класса не выполнены.

##### **Раздражение и коррозия**

На основании имеющихся данных критерии установления класса не выполнены.

##### **Сенсибилизирующее действие**

На основании имеющихся данных критерии установления класса не выполнены.

##### **Канцерогенные, мутационные последствия, а также скорость их распространения**

На основании имеющихся данных критерии установления класса не выполнены.

##### **Специфическая токсичность для отдельного органа-мишени при однократном воздействии**

На основании имеющихся данных критерии установления класса не выполнены.

##### **Специфическая токсичность для отдельного органа-мишени при многократном воздействии**

На основании имеющихся данных критерии установления класса не выполнены.

### VITA Polish Cera

Дата ревизии: 20.07.2022

Код продукта: 3064

страница 5 из 6

#### Опасно при вдыхании

На основании имеющихся данных критерии установления класса не выполнены.

#### Дальнейшие указания

Продукт не был проверен.

Утверждение выведено исходя из свойств составляющих компонентов.

### РАЗДЕЛ 12: Информация о воздействии на окружающую среду

#### Токсичность

Какие-либо данные по смеси отсутствуют.

#### Стойкость и разлагаемость

Какие-либо данные по смеси отсутствуют.

#### Потенциал биоаккумуляции

Нет указания на биоаккумуляционный потенциал.

#### Мобильность в почве

Отсутствует какая-либо информация.

#### Результаты оценки PBT и vPvB

Вещества в смеси не соответствуют критериям PBT/vPvB согласно REACH, приложение XIII.

#### Эндокринные разрушающие свойства

Данный продукт не содержит вещество, обладающее свойствами, нарушающими работу эндокринной системы у нецелевых организмов, поскольку ни один из компонентов не отвечает этим критериям.

Отсутствует какая-либо информация.

#### Другие вредные воздействия

Отсутствует какая-либо информация.

#### Дополнительная рекомендация

Продукт не был проверен.

Утверждение выведено исходя из свойств составляющих компонентов.

Не допускать неконтролируемого попадания продукта в окружающую среду.

### РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по удалению отходов (остатков)

#### Методы утилизации отходов

##### Рекомендация

Утилизация в соответствии с действующими предписаниями.

При соблюдении предписаний и после консультации с соответствующими органами утилизации может быть сожжен с бытовым мусором.

##### Утилизация неочищенной упаковки и рекомендуемые средства очистки

Обращаться с загрязненными упаковками как с веществом.

### РАЗДЕЛ 14: Информация при перевозках (транспортировании)

#### Сухопутный транспорт (ADR/RID)

##### Другая дополнительная информация (Наземный транспорт)

Не классифицировано в качестве опасного продукта в смысле транспортных предписаний.

#### Морская доставка (IMDG)

##### Другая дополнительная информация (Морской транспорт)

Не классифицировано в качестве опасного продукта в смысле транспортных предписаний.

#### Воздушный транспорт (ICAO-TI/IATA-DGR)

##### Другая дополнительная информация (Воздушный транспорт)

Не классифицировано в качестве опасного продукта в смысле транспортных предписаний.

### VITA Polish Cera

Дата ревизии: 20.07.2022

Код продукта: 3064

страница 6 из 6

#### Опасность вредного воздействия на окружающую среду

ОПАСНО ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: Нет

#### Перевозка массовых грузов в соответствии с Приложением II МАРПОЛ 73/789 и Кодексом МКХ

неприменимо

### РАЗДЕЛ 15: Информация о национальном и международном законодательстве

#### Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное законодательство/нормативы, характерные для данного вещества или смеси.

##### Международное и национальное законодательство

Закон о льготном налоге на летучие органические соединения (ЛОС): неприменимо

Закон о льготном налоге на летучие органические соединения (ЛОС): неприменимо

##### Национальные предписания

Класс загрязнения воды (D): 1 - слабо опасен для воды

##### Дополнительные данные

Регламент (ЕС) № 1005/2009 о веществах, разрушающих озоновый слой неприменимо

Регламент (ЕС) 850/2004 [Регламент касательно стойких органических загрязнителей] неприменимо

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета об экспорте и импорте опасных химикатов неприменимо

#### Оценка химической безопасности

Оценка безопасности была проведена для этого вещества.

### РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация

#### Дополнительная информация

Данные в этом паспорте безопасности соответствуют тому уровню сведений, которыми мы располагали на день сдачи его в печать. Информация должна служить вам отправной точкой для безопасного обращения с названным в данном паспорте безопасности продуктом при хранении, обработке, транспортировке и утилизации. Данные не относятся к другим продуктам. Поскольку продукт смешивается или перерабатывается с другими материалами, данные из этого паспорта безопасности непереносимы для готовых новых материалов. Только для профессиональных пользователей.

*(Данные по опасным ингредиентам были взяты из информационных листов по технике безопасности субподрядчиков в их последней актуальной редакции.)*