

Безбедносни лист

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006

VITA Polish Hybrid

Датум обраде: 21.07.2022

Шифра производа: 3065

Страна 1 од 6

ПОГЛАВЉЕ 1. Идентификација хемикалије и подаци о лицу које ставља хемикалију у промет

1.1. Идентификација хемикалије

VITA Polish Hybrid

1.2. Идентификовани начини коришћења хемикалије и начини коришћења који се не препоручују**Употреба која се не саветује**

Информације нису доступне.

1.3. Подаци о снабдевачу

Опис предузећа:	VITA Zahnfabrik H.Rauter GmbH & Co.KG	
Улица:	Spitalgasse 3	
Место:	D-79713 Bad Sдckingen	
Поштански фах:	1338	
	D-79704 Bad Sдckingen	
Телефон:	+49(0)7761-562-0	Фак: +49(0)7761-562-299
Електронску адресу:	info@vita-zahnfabrik.com	
Контакт особа:	regulatory affairs	
Електронску адресу:	info@vita-zahnfabrik.com	
Интернет:	www.vita-zahnfabrik.com	
Област за информације:	Regulatory Affairs	

1.4 Број телефона за хитне случајеве:

+49-(0)761-19240

ПОГЛАВЉЕ 2. Идентификација опасности

2.1. Класификација хемикалије

Мешавина није класификована као опасна у смислу прописа (ЕЗ) бр. 1272/2008 [CLP].

2.2. Елементи обележавања**2.3. Остале опасности**

Материје у смеши не испуњавају критеријуме PBT/vPvB према REACH-у, додатак XIII.

ПОГЛАВЉЕ 3. Састав/Подаци о састојцима

3.2. Подаци о састојцима смеше**Опасне материје**

не/нико (према Уредба (ЕЗ) бр. 1907/2006 (REACH))

ПОГЛАВЉЕ 4. Мере прве помоћи

4.1. Опис мера прве помоћи**Опште информације**

Нису потребне специјалне мере.

После удисања

Потребан свеж ваздух.

У додиру са кожом

У случају иритација коже потражити лекара.

У додиру са кожом одмах опрати са много Вода и сапун.

Након контакта са очима

Одмах пажљиво и темељно испрати тушем за очи или водом.

Безбедносни лист

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006

VITA Polish Hybrid

Датум обраде: 21.07.2022

Шифра производа: 3065

Страна 2 од 6

У случају надражаја очију потражити лекара.

Након гутања

Уста одмах испрати и затим попрати пуно воде.

У свим случајевима недоумице или ако су присутни симптоми, потражити лекарски савет.

4.2. Најважнији симптоми и ефекти, акутни и одложени

До сада нису познати симптоми.

4.3. Хитна медицинска помоћ и посебан третман

Симптоматски третман.

ПОГЛАВЉЕ 5. Мере за гашење пожара

5.1. Средства за гашење пожара

Одговарајућа средства за гашење

Сам производ не гори. Прилагодити мере гашења са околином.

5.2. Посебне опасности које могу настати од супстанци и смеша

Термичко распадање може да доведе до ослобађања надражујућих гасова и пара.

5.3. Савет за ватрогасце

Нису потребне посебне мере заштите од пожара.

ПОГЛАВЉЕ 6. Мере у случају удеса

6.1. Личне предострожности, заштитна опрема и поступци у случају удеса

Општа упутства

Побринути се за довољно проветравање.

6.2. Предострожности које се односе на животну средину

Нису потребне посебне мере заштите човекове околине.

6.3. Мере које треба предузети и материјал за спречавање ширења и санацију

Остали подаци

Покупити механички.

6.4. Упућивање на друга поглавља

Безбедно руковање: видети поглавље 7

Лична заштитна опрема: видети поглавље 8

Уклањање: видети поглавље 13

ПОГЛАВЉЕ 7. Руковање и складиштење

7.1. Предострожности за безбедно руковање

Упутства за сигурно руковање

У случају отвореног руковања, по могућности треба користити уређаје са локалним исисавањем.

Упутства за заштиту од пожара и експлозије

Нису потребне посебне мере заштите од пожара.

7.2. Услови за безбедно складиштење, укључујући некомпатибилности

Захтеви у погледу простора за складиштење и посуда

Чувати контејнер на хладном, добро проветреном месту.

7.3. Посебни начини коришћења

За даље информације погледајте молим нашу интернет страницу. <https://www.vita-zahnfabrik.com/> Обратити пажњу на упутство за употребу.

ПОГЛАВЉЕ 8. Контрола изложености и лична заштита

Безбедносни лист

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006

VITA Polish Hybrid

Датум обраде: 21.07.2022

Шифра производа: 3065

Страна 3 од 6

8.1. Параметри контроле изложености

Додатна упутства за граничне вредности

До сада нису утврђене националне граничне вредности.

8.2. Контрола изложености и лична заштита

Одговарајући технички уређаји за управљање

Видети поглавље 7. Нису потребне даље мере.

Опште мере заштите и хигијене

Заштита очију/лица

Носити заштитне наочаре/заштиту за лице.

Заштитне руке

Носити заштитне рукавице.

Заштита тела

Опрати руке пре паузе и при крају рада.

Заштита дисајних путева

У случају отвореног руковања, по могућности треба користити уређаје са локалним исисавањем.

Ограничење и надзор експозиције човекове околине

Немојте дозволити да доспе у канализацију или воде.

ПОГЛАВЉЕ 9. Физичка и хемијска својства

9.1. Подаци о основним физичким и хемијским својствима хемикалије

Агрегатно стање:	чврст
Боја:	љубичсто
Мирис:	без мириса
Промене стања	
Тачка топљења / тачка замрзавања:	није одређено
Тачка кључања или почетна тачка кључања и опсег кључања:	није примењиво
Тачка паљења:	није примењиво
Запаљивост	
Цврст/течно:	није примењиво
Гас:	није примењиво
Експлозивна својства	
не опасност од експлозије према ЕУ А.14	
Доња граница експлозивности:	није примењиво
Горња граница експлозивности:	није примењиво
Температуре паљења:	није одређено
Тачка самопаљења	
Чврсто:	није примењиво
Температура разлагања:	није одређено
Вискозност:	није одређено
Вискозност:	није одређено
Истекло време:	није примењиво
Растворљивост у води:	није одређено
Растворљивост	
није примењиво	

Безбедносни лист

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006

VITA Polish Hybrid

Датум обраде: 21.07.2022

Шифра производа: 3065

Страна 4 од 6

Притисак паре:	није одређено
Густина:	није одређено
Релативна густина пара:	није примењиво

9.2. Остали подаци

Друге безбедносне карактеристике

Испарљивост: није примењиво

Додатна упутства

Нема података на располагању

ПОГЛАВЉЕ 10. Стабилност и реактивност

10.1. Реактивност

Код руковања и складиштења према намени нема опасних реакција.

10.2. Хемијска стабилност

Производ је хемијски стабилан под препорученим условима складиштења, примене и температура.

10.3. Могућност настанка опасних реакција

Нису познате опасне реакције.

10.4. Услови које треба избегавати

Нису потребне специјалне мере.

10.5. Некомпатибилни материјали

Нису потребне специјалне мере.

10.6. Опасни производи разградње

Нису познати опасни производи разлагања.

ПОГЛАВЉЕ 11. Токсиколошки подаци

11.1. Информације о класама опасности како су дефинисане Уредбом (ЕЗ) бр. 1272/2008

Акутна токсичност

На основу расположивих података нису испуњени критеријуми за класификацију.

Иритативност и корозивност

На основу расположивих података нису испуњени критеријуми за класификацију.

Сензибилизација

На основу расположивих података нису испуњени критеријуми за класификацију.

Карциногеност, мутагеност и токсичност по репродукцију

На основу расположивих података нису испуњени критеријуми за класификацију.

Специфична токсичност циљног органа код једнократног излагања

На основу расположивих података нису испуњени критеријуми за класификацију.

Специфична токсичност циљног органа код поновљеног излагања

На основу расположивих података нису испуњени критеријуми за класификацију.

Опасност од аспирације

На основу расположивих података нису испуњени критеријуми за класификацију.

Даљи подаци

Производ није испитан. Тврдња је изведена на основу особина појединачних компоненти.

ПОГЛАВЉЕ 12. Екотоксиколошки подаци

12.1. Токсичност

Нема на располагању података за мешавину.

Безбедносни лист

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006

VITA Polish Hybrid

Датум обраде: 21.07.2022

Шифра производа: 3065

Страна 5 од 6

12.2. Перзистентност и разградљивост

Нема на располагању података за мешавину.

12.3. Потенцијал биоакумулације

Нема индикација за биоакумулацијски потенцијал.

12.4. Мобилност у земљишту

Информације нису доступне.

12.5. Резултати ПБТ и вПвВ процене

Материје у смеши не испуњавају критеријуме ПБТ/вПвВ према REACH-у, додатак XIII.

Материје у смеши не испуњавају критеријуме ПБТ/вПвВ према REACH-у, додатак XIII.

12.6. Особине ендокриних поремећаја

Овај производ не садржи супстанцу која има својства ометања ендокриног система код организама који нису циљни јер ниједна компонента не испуњава критеријуме.

Информације нису доступне.

12.7. Остала штетна дејства

Информације нису доступне.

Додатни подаци

Производ није испитан.

Тврдња је изведена на основу особина појединачних компоненти.

Немојте дозволити да производ неконтролисано доспе у човекову околину.

ПОГЛАВЉЕ 13. Одлагање

13.1. Методе третмана отпада

Упутства уа уклањање смећа

Уклањање смећа према законским прописима.

Придржавајући се прописа након консултовања са лицем одговорним за уклањање смећа и надлежном управом може се спалити заједно са кућним смећем.

Контаминирани амбалаже

Са контаминираним паковањима треба поступати као са материјалом.

ПОГЛАВЉЕ 14. Подаци о транспорту

Транспорт копном (ADR/RID)

Остали дотични подаци о копненом транспорту

Нема опасног материјала у смислу транспортних прописа.

Транспорт у морском саобраћају (IMDG)

Остали дотични подаци о поморском бродском транспорту

Нема опасног материјала у смислу транспортних прописа.

Ваздушни транспорт (ICAO-TI/IATA-DGR)

Остали дотични подаци о ваздушном транспорту

Нема опасног материјала у смислу транспортних прописа.

14.5. Опасност по животну средину

ОПАСНО ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ: Не

14.7. Поморски транспорт у ринфузи према ИМО инструментима

није примењиво

ПОГЛАВЉЕ 15. Регулаторни подаци

15.1. Прописи у вези са безбедношћу, здрављем и животном средином

ЕУ-прописи

