


SOLUCIONES PROSTODÓNTICAS de VITA

Tarjeta de formas



Para crear prótesis dentales óptimas: naturales, fiables, variadas.

Así de fácil: identificación de la forma dental adecuada en tres pasos.

1. Seleccione la categoría/ línea de dientes

En función de las necesidades del caso y de la indicación, decídase por una categoría/línea de dientes.

2. Seleccione el grupo de formas

Seleccione el grupo de formas adecuado a la estructura facial y maxilar del paciente.

3. Determine la forma dental adecuada

Basándose en la línea de los caninos y de sonrisa, determine las formas dentales adecuadas.

1. Seleccione la categoría/línea de dientes adecuada

Juego de formas y colores expresivo para obtener resultados naturales.



Variedad de colores y formas convincentes para todos los casos.





Prótesis estándar sólidas y rentables.



Prótesis CAD/CAM eficiente para aumentar la productividad.



> Combinaciones de anteriores/posteriores recomendadas




> Indicaciones recomendadas*

	★			⊕			☑		😊	
Anteriores	VITAPAN EXCELL	VITAPAN PLUS	VITA PHYSIODENS	VITAPAN			VITA MFT	VITA VIONIC VIGO		VITA VIONIC FRAME
Posteriores	VITAPAN LINGOFORM		VITA PHYSIODENS	VITAPAN CUSPIFORM	VITAPAN SYNOFORM		VITA MFT	VITA VIONIC VIGO	VITA VIONIC FRAME	
Prótesis completas	●	●		●			●	●	●	●
Prótesis parciales	●	●	●	●			●			●
Prótesis combinadas			●							
Prótesis implantoportadas	●	●								
Prótesis gerontológica					●					


* Se trata de indicaciones recomendadas para las soluciones protésicas y los dientes protésicos respectivos, si bien por regla general puede realizarse todo tipo de prótesis completas, parciales, combinadas e implantoportadas.

2. Seleccione el grupo de formas adecuado




3. Determine la forma dental adecuada

La anchura y la longitud necesarias de los dientes anteriores se determinan sobre la base de la línea de los caninos y la línea de sonrisa.



Línea de sonrisa

Es determinante para la longitud de los dientes anteriores superiores, los cuellos dentales deberían situarse por encima de esta línea.



Línea de los caninos


Es determinante para la anchura de los dientes anteriores superiores. En su lugar debe situarse la punta de los caninos superiores.

Puntos de medición: así se determinan las dimensiones de los dientes *

> Anteriores

Maxilar superior y maxilar inferior


Anchura total de la tablilla



Anchura del diente


Superiores: FDI 21 (US 9)
Inferiores: FDI 31 (US 24)

No se ha incluido el cuello dental en la medición



Altura del diente

Dientes protésicos convencionales




Altura del diente

VITA VIONIC VIGO

> Posteriores

Maxilar superior y maxilar inferior

Anchura de media tablilla maxilar superior



Anchura de media tablilla maxilar inferior

Superiores: FDI 26 (US 14)



Inferiores: FDI 36 (US 19)

* Todos los datos en mm

Todas las gamas de los dientes de VITA a partir de 2007 se midieron de forma digital

Diferencia máxima de las dimensiones de los dientes de resina +/- 5% según ISO 22112:2017



VITAPAN
EXCELL

VITAPAN
PLUS

VITAPAN
LINGOFORM

VITA
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN
CUSPIFORM

VITAPAN
SYNOFORM

VITA
MFT












VITA VIONIC
VIGO

VITA VIONIC
FRAME





Anteriores superiores






forma de pala



triangular



rectangular





cuadrado

S46

46,3



8,5



10,3

S48

47,9



8,7



9,1

S52

52,1



9,6



10,7

Anteriores inferiores

L33

33,2



5,0



9,0

L35

35,3



5,2



9,9

L37

37,3



5,5



9,4

L37LC

37,4



5,6



11,4

L39

39,0



6,0



9,8

L41

41,2



6,1











10,8

► Nota: seleccione la pestaña adecuada para las formas VITAPAN LINGOFORM.

VITAPAN EXCELL®

Disponible en 28 colores VITA SYSTEM 3D-MASTER® (0M1, 0M3, 1M1 – 5M3) y 15 colores VITA classical A1 – D4® (excepto B1)

VITAPAN EXCELL Anteriores	Sup./No.  mm	041 41,3	043 43,1	045 45,1	047 47,3	048 48,1	049 49,1	051 51,4	T42 42,0	T44 44,1	T46 46,2	T47 46,9	T48 48,1	T50 50,0	T51 51,4	T54 54,4
	Inf./No.  mm	L33 33,2	L33 33,2	L35 35,3	L37 37,3	L37/L37LC 37,3/37,4	L39 39,0	L41 41,2	L33 33,2	L33 33,2	L35 35,3	L37 37,3	L37 37,3	L39 39,0	L39 39,0	L41 41,2
VITAPAN LINGOFORM Posteriores	Sup./No.  mm	21L 30,1	21L 30,1	22L 31,6	22L 31,6	22L 31,6	23L 34,2	24L 35,8	21L 30,1	21L 30,1	22L 31,6	22L 31,6	22L 31,6	24L 35,8	23L 34,2	24L 35,8
	Inf./No.  mm	21L 30,7	21L 30,7	22L 32,1	22L 32,1	22L 32,1	23L 34,8	24L 36,4	21L 30,7	21L 30,7	22L 32,1	22L 32,1	22L 32,1	24L 36,4	23L 34,8	24L 36,4
VITAPAN EXCELL Anteriores	Sup./No.  mm	R45 45,4	R47 47,0	R49 49,1	S46 46,3	S48 47,9	S52 52,1									
	Inf./No.  mm	L35 35,3	L37 37,3	L39 39,0	L35 35,3	L37 37,3	L41 41,2									
VITAPAN LINGOFORM Posteriores	Sup./No.  mm	22L 31,6	22L 31,6	23L 34,2	22L 31,6	22L 31,6	23L 34,2									
	Inf./No.  mm	22L 32,1	22L 32,1	23L 34,8	22L 32,1	22L 32,1	23L 34,8									

Los datos recogidos en la tabla de combinaciones son valores orientativos generales no vinculantes, que pueden variar en función de la situación individual del paciente.

► Nota: seleccione la pestaña adecuada para las formas VITAPAN LINGOFORM.



VITAPAN
EXCELL

VITAPAN
PLUS

VITAPAN
LINGOFORM

VITA
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN
CUSPIFORM

VITAPAN
SYNOFORM

VITA
MFT






VITA VIONIC
VIGO

VITA VIONIC
FRAME





Anteriores superiores



forma de pala



triangular




rectangular






cuadrado


S46




L33




L35




L37




L37L* (L37 con cuello más largo)



L39



L41



VITAPAN PLUS Anteriores	Sup./No.	041	043	045	047	047L*	049	051	T42	T44	T46	T47	T48	T50	T54	R45	R47	R49	S46
	mm	41,3	43,1	45,1	47,3	47,3	49,1	51,4	42,0	44,1	46,2	46,9	48,1	50,0	54,4	45,4	47,0	49,1	46,3
VITAPAN LINGOFORM Posteriores	Inf./No.	L33	L33	L35	L37	L37L*	L39	L41	L33	L33	L35	L37	L37	L39	L41	L35	L37	L39	L35
	mm	33,2	33,2	35,3	37,3	37,3	39,0	41,2	33,2	33,2	35,3	37,3	37,3	39,0	41,2	35,3	37,3	39,0	35,3
VITAPAN LINGOFORM Posteriores	Sup./No.	21L	21L	22L	22L	22L	23L	24L	21L	21L	22L	22L	22L	24L	24L	22L	22L	23L	22L
	mm	30,1	30,1	31,6	31,6	31,6	34,2	35,8	30,1	30,1	31,6	31,6	31,6	35,8	35,8	31,6	31,6	34,2	31,6
VITAPAN LINGOFORM Posteriores	Inf./No.	21L	21L	22L	22L	22L	23L	24L	21L	21L	22L	22L	22L	24L	24L	22L	22L	23L	22L
	mm	30,7	30,7	32,1	32,1	32,1	34,8	36,4	30,7	30,7	32,1	32,1	32,1	36,4	36,4	32,1	31,6	34,8	32,1

Los datos recogidos en la tabla de combinaciones son valores orientativos generales no vinculantes, que pueden variar en función de la situación individual del paciente. * largo (047 o L37 con cuello más largo)

VITAPAN EXCELL

VITAPAN PLUS

VITAPAN LINGOFORM

VITA PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN CUSPIFORM

VITAPAN SYNOFORM

VITA MFT


VITA VIONIC VIGO

VITA VIONIC FRAME

VITAPAN® LINGOFORM

Disponible en 27 colores VITA SYSTEM 3D-MASTER® (0M3, 1M1 – 5M3) y 15 colores VITA classical A1 – D4® (excepto B1)

Posteriores



* El color blanqueado 0M3 está disponible exclusivamente para formas seleccionadas.



VITAPAN
EXCELL

VITAPAN
PLUS

VITAPAN
LINGOFORM

VITA
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN
CUSPIFORM

VITAPAN
SYNOFORM

VITA
MFT

VITA VIONIC
VIGO

VITA VIONIC
FRAME

VITA PHYSIODENS®

Disponible en 28 colores VITA SYSTEM 3D-MASTER® (0M1, 0M3, 1M1 – 5M3) y 15 colores VITA classical A1 – D4® (excepto B1)

Anteriores superiores



forma de pala

<p>01S*</p> <p>42,3</p> <p>7,6</p> <p>10,8</p>	<p>02L</p> <p>45,7</p> <p>8,4</p> <p>11,5</p>	<p>03M</p> <p>47,2</p> <p>8,6</p> <p>10,8</p>	<p>04L</p> <p>49,2</p> <p>9,0</p> <p>12,7</p>
<p>05L</p> <p>50,1</p> <p>9,1</p> <p>11,4</p>	<p>06L</p> <p>51,3</p> <p>9,7</p> <p>13,1</p>		
<p>T6S**</p> <p>41,0</p> <p>7,4</p> <p>10,4</p>	<p>T2S*</p> <p>44,9</p> <p>8,3</p> <p>10,1</p>	<p>T1S</p> <p>45,3</p> <p>8,7</p> <p>10,2</p>	<p>T3M</p> <p>45,6</p> <p>8,4</p> <p>11,7</p>
<p>T4M*</p> <p>45,6</p> <p>8,8</p> <p>11,3</p>	<p>T5M</p> <p>46,2</p> <p>8,8</p> <p>11,1</p>	<p>T6L</p> <p>47,3</p> <p>8,9</p> <p>12,4</p>	<p>T7M</p> <p>47,5</p> <p>8,8</p> <p>11,6</p>
<p>T8L*</p> <p>49,0</p> <p>9,2</p> <p>11,6</p>	<p>T9L</p> <p>49,6</p> <p>9,4</p> <p>13,1</p>		



triangular



rectangular

X1M*

46,3



8,8



11,0

X2L

46,2




8,7



11,6

X3L

47,8



9,0



11,8



cuadrado

Z1S

44,1



8,1



9,8

Z2S

47,5



8,7



10,1

Anteriores inferiores

L1S*

33,0



4,9



8,8

L2M*

34,5



5,2



10,4

L3M*

36,3



5,2



10,5

L4M*

35,5



5,4



9,4

L5M*

37,0



5,5



10,4

L6L

38,2




5,8



11,4

L7L

38,2



5,5



L8L

43,5



6,3



13,0

* Los colores blanqueados 0M1 y 0M3 están disponibles exclusivamente para formas seleccionadas.

** Forma(s) solo disponible(s) en los colores VITA SYSTEM 3D-MASTER.

VITAPAN
EXCELL

VITAPAN
PLUS

VITAPAN
LINGOFORM

VITA
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN
CUSPIFORM

VITAPAN
SYNOFORM

VITA
MFT

VITA VIONIC
VIGO

VITA VIONIC
FRAME

VITA PHYSIODENS®

Disponible en 28 colores VITA SYSTEM 3D-MASTER® (0M1, 0M3, 1M1 – 5M3) y 15 colores VITA classical A1 – D4® (excepto B1)

VITA PHYSIODENS Anteriores	Sup./No.  mm	01S 42,3	02L 45,7	03M 47,2	04L 49,2	05L 50,1	06L 51,3	T6S 41,0	T2S 44,9	T1S 45,3	T3M 45,6	T4M 45,6	T5M 46,2	T6L 47,3	T7M 47,5	T8L 49,0	T9L 49,6
	Inf./No.  mm	L1S 33,0	L2M 34,5	L3M 36,3	L6L 38,2	L6L 38,2	L8L 43,5	L1S 33,0	L2M 34,5	L1S 33,0	L3M 36,3	L4M 35,5	L3M 36,3	L5M 37,0	L7L 38,2	L5M 37,0	L6L 38,2
VITA PHYSIODENS Posteriores	Sup./No.  mm	21E 30,5	22E 32,9	23E 33,5	24E 34,8	24E 34,8	25E 36,7	21E 30,5	21E 30,5	20E 29,4	22E 32,9	22E 32,9	23E 33,5	23E 33,5	23E 33,5	24E 34,8	25E 36,7
	Inf./No.  mm	21E 32,7	22E 33,7	23E 34,6	24E 36,1	24E 36,1	25E 37,3	21E 32,7	21E 32,7	20E 31,0	22E 33,7	22E 33,7	23E 34,6	23E 34,6	23E 34,6	24E 36,1	25E 37,3


VITA PHYSIODENS Anteriores	Sup./No.  mm	X1M 46,3	X2L 46,2	X3L 47,8	Z1S 44,1	Z2S 47,5
	Inf./No.  mm	L3M 36,3	L4M 35,5	L5M 37,0	L1S 33,0	L5M 37,0
VITA PHYSIODENS Posteriores	Sup./No.  mm	23E 33,5	23E 33,5	24E 34,8	21E 30,5	22E 32,9
	Inf./No.  mm	23E 34,6	23E 34,6	24E 36,1	21E 32,7	22E 33,7

Los datos recogidos en la tabla de combinaciones son valores orientativos generales no vinculantes, que pueden variar en función de la situación individual del paciente.

VITA PHYSIODENS®

Disponible en 27 colores VITA SYSTEM 3D-MASTER® (0M3, 1M1 – 5M3) y 15 colores VITA classical A1 – D4® (excepto B1)

Posteriores



* El color blanqueado 0M3 está disponible exclusivamente para formas seleccionadas.

Anteriores superiores



013

41,7

7,9

9,5

025

42,8

8,1

9,9

034

43,3

8,0

9,7

035

43,2

8,0

9,8

043

43,6

8,2

9,4

086

47,1

8,9

9,9

097

49,2

9,0

11,5

098*

48,1

9,0

11,8

099

52,5

9,8

12,5

T36*

43,7

8,1

10,1

T53

44,6

8,1

9,2

T56

44,4

8,3

10,0

T66

44,6

8,3

10,2



T67

45,1

8,4

10,0

T76*

45,9

8,2

10,4

T77*

46,2

8,5

10,6


T88*

47,1


8,7

10,6


T98




T99




X13




X66



X77




X87




rectangular


X96




X99




Z51




Z61



Z74




Z84




cuadrado

Z85



Z97



VITAPAN EXCELL

VITAPAN PLUS

VITAPAN LINGOFORM

VITA PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN CUSPIFORM

VITAPAN SYNOFORM









VITA MFT

VITA VIONIC VIGO






VITA VIONIC FRAME

Anteriores inferiores







Bordes incisales íntegros









Bordes incisales abrasionados



* Los colores blanqueados 0M1 y 0M3 están disponibles exclusivamente para formas seleccionadas.

VITAPAN Anteriores	Sup./No.  mm	013 41,7	025 42,8	034 43,3	035 43,2	043 43,6	086 47,1	097 49,2	098 48,1	099 52,5	T36 43,7	T53 44,6	T56 44,4	T66 44,6	T67 45,1	T76 45,9	T77 46,2	T88 47,1	T98 50,5	T99 48,0
	Inf./No.  mm	L4 32,7	L3 33,4	L3 33,4	L3 33,4	L5 35,3	L11 36,9	L8 38,9	L13 37,0	L14 41,7	L4 32,7	L5 35,3	L5 35,3	L5 35,3	L4 32,7	L7 36,2	L11 36,9	L11 36,9	L15 38,0	L11 36,9
VITAPAN CUSPIFORM Posteriores	Sup./No.  mm	40C 28,1	40C 28,1	41C 29,9	41C 29,9	41C 29,9	42C 31,7	44C 32,8	42C 31,7	45C 34,8	40C 28,1	41C 29,9	41C 29,9	42C 31,7	42C 31,7	42C 31,7	42C 31,7	44C 32,8	45C 34,8	44C 32,8
	Inf./No.  mm	40C 29,5	40C 29,5	41C 31,3	41C 31,3	41C 31,3	42C 33,4	44C 34,6	42C 33,4	45C 36,3	40C 29,5	41C 31,3	41C 31,3	42C 33,4	42C 33,4	42C 33,4	42C 33,4	44C 34,6	45C 36,3	44C 34,6
VITAPAN SYNOFORM Posteriores	Sup./No.  mm	10S 29,0	10S 29,0	11S 30,0	11S 30,0	11S 30,0	12S 31,3	14S 33,1	12S 31,3	14S 33,1	10S 29,0	11S 30,0	11S 30,0	12S 31,3	12S 31,3	12S 31,3	12S 31,3	14S 33,1	14S 33,1	14S 33,1
	Inf./No.  mm	10S 30,5	10S 30,5	11S 31,9	11S 31,9	11S 31,9	12S 32,7	14S 35,4	12S 32,7	14S 35,4	10S 30,5	11S 31,9	11S 31,9	12S 32,7	12S 32,7	12S 32,7	12S 32,7	14S 35,4	14S 35,4	14S 35,4

VITAPAN Anteriores	Sup./No.  mm	X13 41,5	X66 45,9	X77 47,0	X87 46,9	X96 50,0	X99 50,6	Z51 44,6	Z61 45,5	Z74 46,7	Z84 46,7	Z85 47,5	Z97 52,2
	Inf./No.  mm	L4 32,7	L9 36,1	L11 36,9	L11 36,9	L10 39,0	L15 38,0	L3 33,4	L3 33,4	L9 36,1	L9 36,1	L13 37,0	L12 41,0
VITAPAN CUSPIFORM Posteriores	Sup./No.  mm	41C 29,9	42C 31,7	42C 31,7	44C 32,8	44C 32,8	45C 34,8	43C 31,0	43C 31,0	42C 31,7	42C 31,7	44C 32,8	45C 34,8
	Inf./No.  mm	41C 31,3	42C 33,4	42C 33,4	44C 34,6	44C 34,6	45C 36,3	43C 32,3	43C 32,3	42C 33,4	42C 33,4	44C 34,6	45C 36,3
VITAPAN SYNOFORM Posteriores	Sup./No.  mm	11S 30,0	12S 31,3	12S 31,3	14S 33,1	14S 33,1	14S 33,1	13S 31,3	13S 31,3	12S 31,3	12S 31,3	14S 33,1	14S 33,1
	Inf./No.  mm	11S 31,9	12S 32,7	12S 32,7	14S 35,4	14S 35,4	14S 35,4	13S 33,9	13S 33,9	12S 32,7	12S 32,7	14S 35,4	14S 35,4

Los datos recogidos en la tabla de combinaciones son valores orientativos generales no vinculantes, que pueden variar en función de la situación individual del paciente.

VITAPAN
EXCELL

VITAPAN
PLUS

VITAPAN
LINGOFORM

VITA
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN
CUSPIFORM

VITAPAN
SYNOFORM

VITA
MFT


VITA VIONIC
VIGO

VITA VIONIC
FRAME

VITAPAN® CUSPIFORM

Disponible en 27 colores VITA SYSTEM 3D-MASTER® (0M3, 1M1 – 5M3) y 15 colores VITA classical A1 – D4® (excepto B1)

Posteriores



* El color blanqueado 0M3 está disponible exclusivamente para formas seleccionadas.

VITAPAN SYNOFORM®

Disponible en 15 colores VITA classical A1–D4® (excepto B1)




Posteriores

10S <p>29,0 — 7,5</p> <p>30,5 — 6,8</p>	11S <p>30,0 — 7,8</p> <p>31,9 — 7,3</p>	12S <p>31,1 — 8,7</p> <p>32,7 — 7,8</p>
13S <p>31,3 — 8,3</p> <p>33,9 — 7,4</p>	14S <p>33,1 — 9,3</p> <p>35,4 — 8,3</p>	





Anteriores superiores






forma de pala





triangular



rectangular




cuadrado







* Los colores VITA MFT classical indicados constituyen la mejor aproximación posible a los colores VITA SYSTEM 3D-MASTER

** Estos colores estarán disponibles aproximadamente a partir de septiembre de 2022: 0M1 (adicionalmente para posteriores), 3M1, 3M3, B4, C1, D2

Anteriores inferiores



VITA MFT Anteriores	Sup./No.  mm	040 40,0	044 43,9	049 49,2	T41 40,5	T43 43,3	T46 46,1	T49 48,8	R42 42,1	R45 44,5	R47 46,6	S47 46,8	S50 49,7
	Inf./No.  mm	L33 32,6	L34 34,0	L40 39,5	L33 32,6	L34 34,0	L37 36,8	L40 39,5	L34 34,0	L37 36,8	L37 36,8	L40 39,5	L40 39,5
VITA MFT Posteriores	Sup./No.  mm	PU29 28,8	PU29 28,8	PU33 33,0	PU29 28,8	PU31 30,6	PU31 30,6	PU33 33,0	PU29 28,8	PU31 30,6	PU33 33,0	PU33 33,0	PU33 33,0
	Inf./No.  mm	PL29 29,6	PL29 29,6	PL33 33,6	PL29 29,6	PL31 31,1	PL31 31,1	PL33 33,6	PL29 29,6	PL31 31,1	PL33 33,6	PL33 33,6	PL33 33,6

Los datos recogidos en la tabla de combinaciones son valores orientativos generales no vinculantes, que pueden variar en función de la situación individual del paciente. * largo (047 o L37 con cuello más largo)

VITAPAN
EXCELL

VITAPAN
PLUS

VITAPAN
LINGOFORM

VITA
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN
CUSPIFORM

VITAPAN
SYNOFORM

VITA
MFT


VITA VIONIC
VIGO

VITA VIONIC
FRAME


VITA MFT® Disponible en 15 colores VITA SYSTEM 3D-MASTER® (0M1, 0M3, 1M1, 2L1.5, 2M1, 2M2, 3M1, 3L1.5, 3L2.5, 3M2, 3R2.5, 3M3, 4L1.5, 4M2, 5M1)** y
16 colores VITA classical A1 – D4® (A1, A2*, A3, A3.5*, A4*, B1*, B2*, B3*, B4*, C1, C2*, C3, C4*, D2*, D3, D4*)**

Posteriores


PU29 – PL29



PU31 – PL31



PU33 – PL33



* Los colores VITA MFT classical indicados constituyen la mejor aproximación posible a los colores VITA SYSTEM 3D-MASTER

** Estos colores estarán disponibles aproximadamente a partir de septiembre de 2022: 0M1 (adicionalmente para posteriores), 3M1, 3M3, B4, C1, D2



VITAPAN
EXCELL

VITAPAN
PLUS

VITAPAN
LINGOFORM

VITA
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN
CUSPIFORM

VITAPAN
SYNOFORM

VITA
MFT



VITA VIONIC
VIGO

VITA VIONIC
FRAME

Anteriores superiores



forma de pala




triangular



rectangular



Anteriores inferiores



➤ **Nota:** el diente VITA VIONIC VIGO preconfeccionado es un producto desarrollado especialmente para procesos de confección digitales. Los dientes están recortados por cervical y se han preacondicionado las superficies de contacto para facilitar la adhesión a la base de la prótesis. De esta manera se pueden adherir los dientes listos para usar, directamente del embalaje, a las cavidades de la base de la prótesis confeccionada digitalmente.

VITA VIONIC VIGO®

Disponible in 7 colores VITA classical A1–D4®-/Bleach: 0M1, A1, A2, A3, A3.5, B3, D3

Posteriores



VITA VIONIC VIGO Anteriores	Sup./No. mm	R47 47,0	R49 49,0	O45 44,8	T50 49,9	T46 46,2	O43 43,3	T44 44,0	T48 48,3
	Inf./No. mm	L37 37,2	L39 39,2	L35 35,2	L39 39,2	L35 35,2	L33 33,2	L33 33,2	L37 37,2
VITA VIONIC VIGO Posteriores	Sup./No. mm	22L 31,8	23L 34,3	22L 31,8	24L 35,9	22L 31,8	21L 30,3	21L 30,3	22L 31,8
	Inf./No. mm	22L 32,6	23L 35,0	22L 32,6	24L 36,9	22L 32,6	21L 31,0	21L 31,0	22L 32,6

➤ **Nota:** el diente VITA VIONIC VIGO preconfeccionado es un producto desarrollado especialmente para procesos de confección digitales. Los dientes están recortados por cervical y se han preacondicionado las superficies de contacto para facilitar la adhesión a la base de la prótesis. De esta manera se pueden adherir los dientes listos para usar, directamente del embalaje, a las cavidades de la base de la prótesis confeccionada digitalmente.




VITAPAN EXCELL® DD FRAME

Disponible en 6 colores VITA classical A1–D4® (A1, A2, A3, A3.5, B3, D3)





Anteriores superiores





forma de pala







triangular



rectangular



Anteriores inferiores



VITAPAN® LINGOFORM DD FRAME

Disponible en 6 colores VITA classical A1–D4® (A1, A2, A3, A3.5, B3, D3)

Posteriores



VITAPAN EXCELL Anteriores	Sup./No. mm	043 43,1	045 45,1	049 49,1	T44 44,1	T46 46,2	T48 48,1	T50 50,0	R45 45,4	R47 47,0
	Inf./No. mm	L33 33,2	L35 35,3	L39 39,0	L33 33,2	L35 35,3	L37 37,3	L39 39,0	L35 35,3	L37 37,3
VITAPAN LINGOFORM Posteriores	Sup./No. mm	21L 30,1	22L 31,6	23L 34,2	21L 30,1	22L 31,6	22L 31,6	24L 35,8	22L 31,6	22L 31,6
	Inf./No. mm	21L 30,7	22L 32,1	23L 34,8	21L 30,7	22L 32,1	22L 32,1	24L 36,4	22L 32,1	22L 32,1

VITAPAN
EXCELL

VITAPAN
PLUS

VITAPAN
LINGOFORM

VITA
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN
CUSPIFORM


VITAPAN
SYNOFORM

VITA
MFT

VITA VIONIC
VIGO

VITA VIONIC
FRAME

Encontrará información adicional sobre las **SOLUCIONES PROSTODÓNTICAS DE VITA** en:
www.vita-zahnfabrik.com/prosthetics



Nota importante: nuestros productos deben utilizarse con arreglo a las instrucciones de uso. Declinamos cualquier responsabilidad por daños derivados de la manipulación o el tratamiento incorrectos. El usuario deberá comprobar, además, la idoneidad del producto para el ámbito de aplicación previsto antes de su uso. Queda excluida cualquier responsabilidad por nuestra parte por daños derivados de la utilización del producto en una combinación incompatible o no admisible con materiales o aparatos de otros fabricantes. La caja modular de VITA no es necesariamente parte integrante del producto. Publicación de estas instrucciones de uso: 2022-07

Con la publicación de estas instrucciones de uso pierden su validez todas las ediciones anteriores. La versión actual puede consultarse en www.vita-zahnfabrik.com.

VITA Zahnfabrik está certificada y los siguientes productos llevan el marcado:

CE 0124

Familia de productos **VITAPAN®**, **VITA PHYSIODENS®**, **VITA MFT®**, familia de productos **VITA VIONIC®**

MD

VITA

 **VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG**
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik