

SOLUZIONI PROTESICHE VITA

Tabella forme



Per protesi dentali di eccellenza: naturali, affidabili, diversificate.

E' così semplice - in tre passaggi alla forma dei denti ottimale!

1. Scegliere la linea di denti

Determinare la linea di denti in funzione del caso clinico e dell'indicazione.

2. Scegliere il gruppo di forme

Scegliere il gruppo di forme adatto alla tipologia del viso o mascellare del paziente.

3. Stabilire la forma del dente adatta

Stabilire la forma del dente adatta in funzione della linea dei canini e del sorriso.



1. Scegliere la categoria/linea di denti ottimale

Vivace gioco di forme e colori per risultati naturali.



Poliedricità di forme e colori per tutti i casi.





Solida protesi standard con un rapporto qualità-prezzo ottimale.



Efficiente protesi CAD/CAM per una maggiore produttività.



> Combinazioni anteriori/posteriori raccomandate




> Indicazioni raccomandate*

	★			⊕			☑		😊	
Anteriori	VITAPAN EXCELL	VITAPAN PLUS	VITA PHYSIODENS	VITAPAN			VITA MFT	VITA VIONIC VIGO		VITA VIONIC FRAME
Posteriori	VITAPAN LINGOFORM		VITA PHYSIODENS	VITAPAN CUSPIFORM	VITAPAN SYNOFORM		VITA MFT	VITA VIONIC VIGO	VITA VIONIC FRAME	
Protesi totale	●	●		●			●	●	●	●
Protesi parziale	●	●	●	●			●			●
Protesi combinata			●							
Protesi implantare	●	●								
Gerontoprotesi						●				


* Queste sono le indicazioni raccomandate per le singole soluzioni protesiche / i singoli denti; è comunque realizzabile l'intera gamma di protesi totali, parziali, combinate e implantari!

2. Scegliere il gruppo di forme ottimale




3. Stabilire la forma del dente adatta

Larghezza e lunghezza ottimali degli anteriori vengono stabilite attraverso la linea dei canini e la linea del sorriso.



Linea del sorriso

E' determinante per la lunghezza degli anteriori superiori, i colletti devono essere al di sopra di questa linea.



Linea dei canini


E' determinante per la larghezza degli anteriori superiori. La punta dei canini superiori deve coincidere con questa linea.

Punti di misura: così si determinano le dimensioni del dente.*

> Anteriori

Superiori e inferiori


Larghezza complessiva della fila



Larghezza dente


Superiori: FDI 21 (US 9)
Inferiori: FDI 31 (US 24)

Il colletto non rientra nella misura



Altezza dente

Denti protesici convenzionali




Altezza dente

VITA VIONIC VIGO


> Posteriori

Superiori e inferiori

Larghezza di metà fila superiori



Larghezza di metà fila inferiori



* Tutte le indicazioni in mm

Tutte le linee di denti VITA introdotte a partire dal 2007 sono state misurate digitalmente
Deviazione massima delle misure di denti protesici +/- 5 % lt. DIN ISO 22112:2017



VITAPAN
EXCELL

VITAPAN
PLUS

VITAPAN
LINGOFORM

VITA
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN
CUSPIFORM

VITAPAN
SYNOFORM

VITA
MFT








VITA VIONIC
VIGO

VITA VIONIC
FRAME








Anteriori superiori





ovale



triangolare



rettangolare





quadrato

S46

46,3



8,5



10,3

S48

47,9



8,7



9,1

S52

52,1



9,6



10,7

Anteriori inferiori

L33

33,2



5,0



9,0

L35

35,3



5,2



9,9

L37

37,3



5,5



9,4

L37LC

37,4



5,6



11,4

L39

39,0



6,0



9,8

L41

41,2



6,1











10,8

► Avvertenza: per le forme VITAPAN LINGOFORM selezionare l'apposito registro

VITAPAN EXCELL®

Disponibili in 28 colori VITA SYSTEM 3D-MASTER® (0M1, 0M3, 1M1 – 5M3) e 15 colori VITA classical A1 – D4® (senza B1)

VITAPAN EXCELL Anteriori	Sup./Nr.  mm	041 41,3	043 43,1	045 45,1	047 47,3	048 48,1	049 49,1	051 51,4	T42 42,0	T44 44,1	T46 46,2	T47 46,9	T48 48,1	T50 50,0	T51 51,4	T54 54,4
	Inf./Nr.  mm	L33 33,2	L33 33,2	L35 35,3	L37 37,3	L37/L37LC 37,3/37,4	L39 39,0	L41 41,2	L33 33,2	L33 33,2	L35 35,3	L37 37,3	L37 37,3	L39 39,0	L39 39,0	L41 41,2
VITAPAN LINGOFORM Posteriori	Sup./Nr.  mm	21L 30,1	21L 30,1	22L 31,6	22L 31,6	22L 31,6	23L 34,2	24L 35,8	21L 30,1	21L 30,1	22L 31,6	22L 31,6	22L 31,6	24L 35,8	23L 34,2	24L 35,8
	Inf./Nr.  mm	21L 30,7	21L 30,7	22L 32,1	22L 32,1	22L 32,1	23L 34,8	24L 36,4	21L 30,7	21L 30,7	22L 32,1	22L 32,1	22L 32,1	24L 36,4	23L 34,8	24L 36,4
VITAPAN EXCELL Anteriori	Sup./Nr.  mm	R45 45,4	R47 47,0	R49 49,1	S46 46,3	S48 47,9	S52 52,1									
	Inf./Nr.  mm	L35 35,3	L37 37,3	L39 39,0	L35 35,3	L37 37,3	L41 41,2									
VITAPAN LINGOFORM Posteriori	Sup./Nr.  mm	22L 31,6	22L 31,6	23L 34,2	22L 31,6	22L 31,6	23L 34,2									
	Inf./Nr.  mm	22L 32,1	22L 32,1	23L 34,8	22L 32,1	22L 32,1	23L 34,8									

Le combinazioni riportate in tabella sono indicazioni generali, non vincolanti, che possono variare in funzione della situazione del singolo paziente.

► Avvertenza: per le forme VITAPAN LINGOFORM selezionare l'apposito registro



VITAPAN
EXCELL

VITAPAN
PLUS

VITAPAN
LINGOFORM

VITA
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN
CUSPIFORM

VITAPAN
SYNOFORM

VITA
MFT







VITA VIONIC
VIGO

VITA VIONIC
FRAME








Anteriori superiori





ovale




triangolare




rettangolare






S46




Anteriori inferiori


L33



L35




L37




L37L* (L37 con colletto allungato)



L39



L41



VITAPAN PLUS Anteriori	Sup./Nr. mm	041 41,3	043 43,1	045 45,1	047 47,3	047L* 47,3	049 49,1	051 51,4	T42 42,0	T44 44,1	T46 46,2	T47 46,9	T48 48,1	T50 50,0	T54 54,4	R45 45,4	R47 47,0	R49 49,1	S46 46,3
	Inf./Nr. mm	L33 33,2	L33 33,2	L35 35,3	L37 37,3	L37L* 37,3	L39 39,0	L41 41,2	L33 33,2	L33 33,2	L35 35,3	L37 37,3	L37 37,3	L39 39,0	L 41 41,2	L35 35,3	L37 37,3	L39 39,0	L35 35,3
VITAPAN LINGOFORM Posteriori	Sup./Nr. mm	21L 30,1	21L 30,1	22L 31,6	22L 31,6	22L 31,6	23L 34,2	24L 35,8	21L 30,1	21L 30,1	22L 31,6	22L 31,6	22L 31,6	24L 35,8	24L 35,8	22L 31,6	22L 31,6	23L 34,2	22L 31,6
	Inf./Nr. mm	21L 30,7	21L 30,7	22L 32,1	22L 32,1	22L 32,1	23L 34,8	24L 36,4	21L 30,7	21L 30,7	22L 32,1	22L 32,1	22L 32,1	24L 36,4	24L 36,4	22L 32,1	22L 31,6	23L 34,8	22L 32,1

Le combinazioni riportate in tabella sono indicazioni generali, non vincolanti, che possono variare in funzione della situazione del singolo paziente. * lungo (047 e L37 con colletto allungato)

VITAPAN EXCELL

VITAPAN PLUS

VITAPAN LINGOFORM

VITA PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN CUSPIFORM

VITAPAN SYNOFORM

VITA MFT


VITA VIONIC VIGO

VITA VIONIC FRAME

VITAPAN® LINGOFORM

Disponibili in 27 colori VITA SYSTEM 3D-MASTER® (0M3, 1M1 – 5M3) e 15 colori VITA classical A1 – D4® (senza B1)

Posteriori



* Il colore Bleached 0M3 è disponibile esclusivamente per forme selezionate.



VITAPAN
EXCELL

VITAPAN
PLUS

VITAPAN
LINGOFORM

VITA
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN
CUSPIFORM

VITAPAN
SYNOFORM

VITA
MFT

VITA VIONIC
VIGO

VITA VIONIC
FRAME

VITA PHYSIODENS®

Disponibili in 28 colori VITA SYSTEM 3D-MASTER® (0M1, 0M3, 1M1 – 5M3) e 15 colori VITA classical A1–D4® (senza B1)

Anteriori superiori



ovale

<p>01S*</p> <p>42,3</p> <p>7,6</p>	<p>02L</p> <p>45,7</p> <p>8,4</p>	<p>03M</p> <p>47,2</p> <p>8,6</p>	<p>04L</p> <p>49,2</p> <p>9,0</p>
<p>05L</p> <p>50,1</p> <p>9,1</p>	<p>06L</p> <p>51,3</p> <p>9,7</p>		
<p>T6S**</p> <p>41,0</p> <p>7,4</p>	<p>T2S*</p> <p>44,9</p> <p>8,3</p>	<p>T1S</p> <p>45,3</p> <p>8,7</p>	<p>T3M</p> <p>45,6</p> <p>8,4</p>
<p>T4M*</p> <p>45,6</p> <p>8,8</p>	<p>T5M</p> <p>46,2</p> <p>8,8</p>	<p>T6L</p> <p>47,3</p> <p>8,9</p>	<p>T7M</p> <p>47,5</p> <p>8,8</p>
<p>T8L*</p> <p>49,0</p> <p>9,2</p>	<p>T9L</p> <p>49,6</p> <p>9,4</p>		



triangolare



rettangolare

X1M*

46,3



8,8



11,0

X2L

46,2




8,7



11,6

X3L

47,8



9,0



11,8



quadrato

Z1S

44,1



8,1



9,8

Z2S

47,5



8,7



10,1

Anteriori inferiori

L1S*

33,0



4,9



8,8

L2M*

34,5




5,2



10,4

L3M*

36,3



5,2



10,5

L4M*

35,5



5,4



9,4

L5M*

37,0



5,5



10,4

L6L

38,2



5,8



11,4

L7L

38,2



5,5



L8L

43,5



6,3



13,0

* I colori Bleached 0M1 e 0M3 sono disponibili esclusivamente in forme selezionate.

** Forme disponibili solo in colori VITA SYSTEM 3D-MASTER.

VITAPAN
EXCELL

VITAPAN
PLUS

VITAPAN
LINGOFORM

VITA
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN
CUSPIFORM

VITAPAN
SYNOFORM

VITA
MFT

VITA VIONIC
VIGO

VITA VIONIC
FRAME

VITA PHYSIODENS®

Disponibili in 28 colori VITA SYSTEM 3D-MASTER® (0M1, 0M3, 1M1 – 5M3) e 15 colori VITA classical A1–D4® (senza B1)

VITA PHYSIODENS Anteriori	Sup./Nr.  mm	01S 42,3	02L 45,7	03M 47,2	04L 49,2	05L 50,1	06L 51,3	T6S 41,0	T2S 44,9	T1S 45,3	T3M 45,6	T4M 45,6	T5M 46,2	T6L 47,3	T7M 47,5	T8L 49,0	T9L 49,6
	Inf./Nr.  mm	L1S 33,0	L2M 34,5	L3M 36,3	L6L 38,2	L6L 38,2	L8L 43,5	L1S 33,0	L2M 34,5	L1S 33,0	L3M 36,3	L4M 35,5	L3M 36,3	L5M 37,0	L7L 38,2	L5M 37,0	L6L 38,2
VITA PHYSIODENS Posteriori	Sup./Nr.  mm	21E 30,5	22E 32,9	23E 33,5	24E 34,8	24E 34,8	25E 36,7	21E 30,5	21E 30,5	20E 29,4	22E 32,9	22E 32,9	23E 33,5	23E 33,5	23E 33,5	24E 34,8	25E 36,7
	Inf./Nr.  mm	21E 32,7	22E 33,7	23E 34,6	24E 36,1	24E 36,1	25E 37,3	21E 32,7	21E 32,7	20E 31,0	22E 33,7	22E 33,7	23E 34,6	23E 34,6	23E 34,6	24E 36,1	25E 37,3







VITA PHYSIODENS Anteriori	Sup./Nr.  mm	X1M 46,3	X2L 46,2	X3L 47,8	Z1S 44,1	Z2S 47,5
	Inf./Nr.  mm	L3M 36,3	L4M 35,5	L5M 37,0	L1S 33,0	L5M 37,0
VITA PHYSIODENS Posteriori	Sup./Nr.  mm	23E 33,5	23E 33,5	24E 34,8	21E 30,5	22E 32,9
	Inf./Nr.  mm	23E 34,6	23E 34,6	24E 36,1	21E 32,7	22E 33,7

Le combinazioni riportate in tabella sono indicazioni generali, non vincolanti, che possono variare in funzione della situazione del singolo paziente.

VITA PHYSIODENS®

Disponibili in 27 colori VITA SYSTEM 3D-MASTER® (0M3, 1M1 – 5M3) e 15 colori VITA classical A1 – D4® (senza B1)

Posteriori

















<p>20E</p> <p>29,4 8,9</p>  <p>31,0 8,3</p>	<p>21E*</p> <p>30,5 9,5</p>  <p>32,7 8,7</p>	<p>22E*</p> <p>32,9 9,5</p>  <p>33,7 9,0</p>
<p>23E*</p> <p>33,5 11,1</p>  <p>34,6 9,8</p>	<p>24E*</p> <p>34,8 11,8</p>  <p>36,1 9,8</p>	<p>25E</p> <p>36,7 11,2</p>  <p>37,3 9,5</p>

* Il colore Bleached 0M3 è disponibile esclusivamente in forme selezionate.

Anteriori superiori




ovale




triangolare


T98




T99




X13




X66



X77




X87




rettangolare


X96




X99




Z51




Z61



Z74




Z84




quadrato

Z85



Z97



VITAPAN
EXCELL

VITAPAN
PLUS

VITAPAN
LINGOFORM

VITA
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN
CUSPIFORM

VITAPAN
SYNOFORM









VITA
MFT

VITA VIONIC
VIGO





VITA VIONIC
FRAME

Anteriori inferiori







Bordi incisali integralmente configurati









Bordi incisali abrasati



* I colori Bleached 0M1 e 0M3 sono disponibili esclusivamente in forme selezionate.

VITAPAN Anteriori	Sup./Nr.  mm	013 41,7	025 42,8	034 43,3	035 43,2	043 43,6	086 47,1	097 49,2	098 48,1	099 52,5	T36 43,7	T53 44,6	T56 44,4	T66 44,6	T67 45,1	T76 45,9	T77 46,2	T88 47,1	T98 50,5	T99 48,0
	Inf./Nr.  mm	L4 32,7	L3 33,4	L3 33,4	L3 33,4	L5 35,3	L11 36,9	L8 38,9	L13 37,0	L14 41,7	L4 32,7	L5 35,3	L5 35,3	L5 35,3	L4 32,7	L7 36,2	L11 36,9	L11 36,9	L15 38,0	L11 36,9
VITAPAN CUSPIFORM Posteriori	Sup./Nr.  mm	40C 28,1	40C 28,1	41C 29,9	41C 29,9	41C 29,9	42C 31,7	44C 32,8	42C 31,7	45C 34,8	40C 28,1	41C 29,9	41C 29,9	42C 31,7	42C 31,7	42C 31,7	42C 31,7	44C 32,8	45C 34,8	44C 32,8
	Inf./Nr.  mm	40C 29,5	40C 29,5	41C 31,3	41C 31,3	41C 31,3	42C 33,4	44C 34,6	42C 33,4	45C 36,3	40C 29,5	41C 31,3	41C 31,3	42C 33,4	42C 33,4	42C 33,4	42C 33,4	44C 34,6	45C 36,3	44C 34,6
VITAPAN SYNOFORM Posteriori	Sup./Nr.  mm	10S 29,0	10S 29,0	11S 30,0	11S 30,0	11S 30,0	12S 31,3	14S 33,1	12S 31,3	14S 33,1	10S 29,0	11S 30,0	11S 30,0	12S 31,3	12S 31,3	12S 31,3	12S 31,3	14S 33,1	14S 33,1	14S 33,1
	Inf./Nr.  mm	10S 30,5	10S 30,5	11S 31,9	11S 31,9	11S 31,9	12S 32,7	14S 35,4	12S 32,7	14S 35,4	10S 30,5	11S 31,9	11S 31,9	12S 32,7	12S 32,7	12S 32,7	12S 32,7	14S 35,4	14S 35,4	14S 35,4

VITAPAN Anteriori	Sup./Nr.  mm	X13 41,5	X66 45,9	X77 47,0	X87 46,9	X96 50,0	X99 50,6	Z51 44,6	Z61 45,5	Z74 46,7	Z84 46,7	Z85 47,5	Z97 52,2
	Inf./Nr.  mm	L4 32,7	L9 36,1	L11 36,9	L11 36,9	L10 39,0	L15 38,0	L3 33,4	L3 33,4	L9 36,1	L9 36,1	L13 37,0	L12 41,0
VITAPAN CUSPIFORM Posteriori	Sup./Nr.  mm	41C 29,9	42C 31,7	42C 31,7	44C 32,8	44C 32,8	45C 34,8	43C 31,0	43C 31,0	42C 31,7	42C 31,7	44C 32,8	45C 34,8
	Inf./Nr.  mm	41C 31,3	42C 33,4	42C 33,4	44C 34,6	44C 34,6	45C 36,3	43C 32,3	43C 32,3	42C 33,4	42C 33,4	44C 34,6	45C 36,3
VITAPAN SYNOFORM Posteriori	Sup./Nr.  mm	11S 30,0	12S 31,3	12S 31,3	14S 33,1	14S 33,1	14S 33,1	13S 31,3	13S 31,3	12S 31,3	12S 31,3	14S 33,1	14S 33,1
	Inf./Nr.  mm	11S 31,9	12S 32,7	12S 32,7	14S 35,4	14S 35,4	14S 35,4	13S 33,9	13S 33,9	12S 32,7	12S 32,7	14S 35,4	14S 35,4

Le combinazioni riportate in tabella sono indicazioni generali, non vincolanti, che possono variare in funzione della situazione del singolo paziente.

VITAPAN
EXCELL

VITAPAN
PLUS

VITAPAN
LINGOFORM

VITA
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN
CUSPIFORM

VITAPAN
SYNOFORM

VITA
MFT


VITA VIONIC
VIGO

VITA VIONIC
FRAME

VITAPAN® CUSPIFORM

Disponibili in 27 colori VITA SYSTEM 3D-MASTER® (0M3, 1M1 – 5M3) e 15 colori VITA classical A1 – D4® (senza B1)

Posteriori




* Il colore Bleached 0M3 è disponibile esclusivamente in forme selezionate.

VITAPAN SYNOFORM®

Disponibili in 15 colori VITA classical A1 – D4® (senza B1)

Posteriori



Anteriori superiori

 ovale	040 40,0  7,5 10,0	044 43,9  8,1 10,2	049 49,2  9,0 11,8	
 triangolare	T41 40,5  7,5 9,4	T43 43,3  8,2 10,3	T46 46,1  8,5 10,2	T49 48,8  9,0 11,8
 rettangolare	R42 42,1  7,9 9,3	R45 44,5  8,2 10,3	R47 46,6  8,5 11,0	
 quadrato	S47 46,8  8,9 10,8	S50 49,7  9,2 12,0		

* I colori VITA MFT classical indicati sono il miglior avvicinamento possibile ai colori VITA SYSTEM 3D-MASTER.

** I seguenti colori saranno disponibili presumibilmente da settembre 2022: 0M1 (anche per posteriori) 3M1, 3M3, B4, C1, D2

Anteriori inferiori



VITA MFT Anteriori	Sup./Nr. mm	O40 40,0	O44 43,9	O49 49,2	T41 40,5	T43 43,3	T46 46,1	T49 48,8	R42 42,1	R45 44,5	R47 46,6	S47 46,8	S50 49,7
	Inf./Nr. mm	L33 32,6	L34 34,0	L40 39,5	L33 32,6	L34 34,0	L37 36,8	L40 39,5	L34 34,0	L37 36,8	L37 36,8	L40 39,5	L40 39,5
VITA MFT Posteriori	Sup./Nr. mm	PU29 28,8	PU29 28,8	PU33 33,0	PU29 28,8	PU31 30,6	PU31 30,6	PU33 33,0	PU29 28,8	PU31 30,6	PU33 33,0	PU33 33,0	PU33 33,0
	Inf./Nr. mm	PL29 29,6	PL29 29,6	PL33 33,6	PL29 29,6	PL31 31,1	PL31 31,1	PL33 33,6	PL29 29,6	PL31 31,1	PL33 33,6	PL33 33,6	PL33 33,6

Le combinazioni riportate in tabella sono indicazioni generali, non vincolanti, che possono variare in funzione della situazione del singolo paziente. *Lungo (O47 e L37 con colletto allungato)

VITAPAN
EXCELL

VITAPAN
PLUS

VITAPAN
LINGOFORM

VITA
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN
CUSPIFORM

VITAPAN
SYNOFORM

VITA
MFT


VITA VIONIC
VIGO

VITA VIONIC
FRAME


VITA MFT® Disponibili in 15 x VITA SYSTEM 3D-MASTER® colori (0M1, 0M3, 1M1, 2L1.5, 2M1, 2M2, 3M1, 3L1.5, 3L2.5, 3M2, 3R2.5, 3M3, 4L1.5, 4M2, 5M1)** e
16 x VITA classical A1 – D4® colori (A1, A2*, A3, A3.5*, A4*, B1*, B2*, B3*, B4*, C1, C2*, C3, C4*, D2*, D3, D4*)**

Posteriori


PU29 – PL29



PU31 – PL31



PU33 – PL33



* I colori VITA MFT classical indicati sono il miglior avvicinamento possibile ai colori VITA SYSTEM 3D-MASTER.

** I seguenti colori saranno disponibili presumibilmente da settembre 2022: 0M1 (anche per posteriori) 3M1, 3M3, B4, C1, D2



VITAPAN
EXCELL

VITAPAN
PLUS

VITAPAN
LINGOFORM

VITA
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN
CUSPIFORM











VITAPAN
SYNOFORM

VITA
MFT

VITA VIONIC
VIGO

VITA VIONIC
FRAME

Anteriori superiori

 ovale	043  43,3 10,7 7,9	045  44,8 11,3 8,3		
 triangolare	T44  44,0 11,7 8,1	T46  46,2 11,6 8,2	T48  48,3 12,5 8,7	T50  49,9 12,9 9,2
 rettangolare	R47  47,0 10,7 8,6	R49  49,0 12,1 8,9		

Anteriori inferiori

L33  33,2 8,9 4,9	L35  35,2 9,5 5,2	L37  37,2 10,0 5,5	L39  39,2 10,5 5,8
---	--	--	--

► **Avvertenza:** VITA VIONIC VIGO sono denti protesici sviluppati specialmente per il processo di produzione digitale. La zona cervicale è accorciata e le superfici di contatto con la base protesica sono precondizionate per l'incollaggio. I denti pronti per l'uso possono essere prelevati direttamente dalla confezione e incollati nelle cavità della base protesica realizzata in modalità digitale.

VITA VIONIC VIGO®

Disponibili in 7 colori VITA classical A1–D4®-/Bleach: 0M1, A1, A2, A3, A3.5, B3, D3

Posteriori



VITA VIONIC VIGO Anteriori	Sup./Nr. mm	R47 47,0	R49 49,0	O45 44,8	T50 49,9	T46 46,2	O43 43,3	T44 44,0	T48 48,3
	Inf./Nr. mm	L37 37,2	L39 39,2	L35 35,2	L39 39,2	L35 35,2	L33 33,2	L33 33,2	L37 37,2
VITA VIONIC VIGO Posteriori	Sup./Nr. mm	22L 31,8	23L 34,3	22L 31,8	24L 35,9	22L 31,8	21L 30,3	21L 30,3	22L 31,8
	Inf./Nr. mm	22L 32,6	23L 35,0	22L 32,6	24L 36,9	22L 32,6	21L 31,0	21L 31,0	22L 32,6

› **Avvertenza:** VITA VIONIC VIGO sono denti protesici sviluppati specialmente per il processo di produzione digitale. La zona cervicale è accorciata e le superfici di contatto con la base protesica precondizionate per l'incollaggio. I denti pronti per l'uso possono essere prelevati direttamente dalla confezione e incollati nelle cavità della base protesica realizzata in modalità digitale.

VITAPAN EXCELL

VITAPAN PLUS

VITAPAN LINGOFORM

VITA PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN CUSPIFORM

VITAPAN SYNOFORM

VITA MFT

VITA VIONIC VIGO

VITA VIONIC FRAME




VITAPAN EXCELL® DD FRAME

Disponibili in 6 colori VITA classical A1–D4® (A1, A2, A3, A3.5, B3, D3)





Anteriori superiori





ovale







triangolare



rettangolare




Anteriori inferiori







VITAPAN® LINGOFORM DD FRAME

Disponibili in 6 colori VITA classical A1–D4® (A1, A2, A3, A3.5, B3, D3)

Posteriori



VITAPAN EXCELL Anteriori	Sup./Nr.  mm	043 43,1	045 45,1	049 49,1	T44 44,1	T46 46,2	T48 48,1	T50 50,0	R45 45,4	R47 47,0
	Inf./Nr.  mm	L33 33,2	L35 35,3	L39 39,0	L33 33,2	L35 35,3	L37 37,3	L39 39,0	L35 35,3	L37 37,3
VITAPAN LINGOFORM Posteriori	Sup./Nr.  mm	21L 30,1	22L 31,6	23L 34,2	21L 30,1	22L 31,6	22L 31,6	24L 35,8	22L 31,6	22L 31,6
	Inf./Nr.  mm	21L 30,7	22L 32,1	23L 34,8	21L 30,7	22L 32,1	22L 32,1	24L 36,4	22L 32,1	22L 32,1

VITAPAN
EXCELL

VITAPAN
PLUS

VITAPAN
LINGOFORM

VITA
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN
CUSPIFORM


VITAPAN
SYNOFORM

VITA
MFT

VITA VIONIC
VIGO

VITA VIONIC
FRAME

Per ulteriori informazioni sulle SOLUZIONI **PROTESICHE VITA** consultare:
www.vita-zahnfabrik.com/prosthetics



Avvertenza: I nostri prodotti vanno utilizzati in conformità alle istruzioni d'uso. Non assumiamo responsabilità per danni che si verifichino in conseguenza di incompetenza nell'uso o nella lavorazione. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare l'idoneità del prodotto per gli usi previsti. Escludiamo qualsiasi responsabilità se il prodotto viene utilizzato in combinazioni non compatibili o non consentite con materiali o apparecchiature di altri produttori e ne consegue un danno. La VITA Modulbox non è necessariamente parte integrante del prodotto. Data di queste informazioni d'uso: 2022-07

Con la pubblicazione di queste informazioni d'uso tutte le versioni precedenti perdono validità. La versione più recente è disponibile nel sito www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik è certificata e i seguenti prodotti sono marcati:

CE 0124

Linea di prodotti **VITAPAN®**, **VITA PHYSIODENS®**, **VITA MFT®**, Linea di prodotti **VITA VIONIC®**

MD

VITA

 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik