

# VITA ENAMIC® Polishing Set clinical/technical

Für die einfache Vor- und Hochglanzpolitur von VITA ENAMIC Hybridkeramik



VITA Farbbestimmung

VITA Farbkommunikation

VITA Farbproduktion

VITA Farbkontrolle

Stand: 2022-09

VITA – perfect match.

**VITA**

## Produktbeschreibung

Die VITA ENAMIC Polierkörpersets wurden für die materialgerechte Oberflächenbearbeitung von Restaurationen aus Hybridkeramik in Praxis und Labor entwickelt. Die Sets beinhalten diverse Polierkörper

zur Vor- und Hochglanzpolitur. Mit diesen Instrumenten können Kauflächen, Höcker, Fissuren und Kontaktpunkte der Restauration materialgerecht auf Hochglanz poliert werden.

## Produktvorteile

### Gute Endergebnisse

Diese Instrumente ermöglichen dem Anwender, ENAMIC-Restaurationen zügig auf Hochglanz zu bringen. Ein exakter Rundlauf, die abgestimmten Körnungen und die individuellen Geometrien der Instrumente sorgen für gute Resultate.

### Einfache und sichere Handhabung

Die Instrumente sichern eine hohe Abtragsleistung. Die gute Handhabung und der Einsatz ohne zwingenden Einsatz von Polierpaste ermöglichen eine einfache und schnelle Politur. Die Sterilisierbarkeit der clinical Instrumente sorgt für Sicherheit.

### Werkstoffgerechte Behandlung

Mit diesen speziell für VITA ENAMIC entwickelten Instrumenten kann eine werkstoffgerechte Nachbearbeitung durchgeführt werden.

## Produktdaten

VITA ENAMIC Polishing Set clinical: Umfasst insgesamt sechs Instrumente für das Winkelstück. Es beinhaltet jeweils drei Instrumente für die Vor- und Hochglanzpolitur.

VITA ENAMIC Polishing Set technical: Umfasst insgesamt sechs Instrumente für das Handstück. Es beinhaltet jeweils drei Instrumente für die Vor- und Hochglanzpolitur.

## VITA ENAMIC® Polishing Sets

Bezeichnung	Erläuterung	Inhalt / Stück	REF
VITA ENAMIC Polishing Set clinical	2 stufiges Poliersystem mit Vor- und Hochglanzpolierern für das Winkelstück	6	EENPSETCV1
VITA ENAMIC Polishing Set technical	2 stufiges Poliersystem mit Vor- und Hochglanzpolierern für das Handstück	6	EENPSETTV1

## VITA ENAMIC® Polishing Set clinical – Nachfüllpackungen

Bezeichnung	Erläuterung	Inhalt / Stück	REF
<b>Vorpolitur (pink)</b>	SiC-Instrumente (Siliziumcarbid)		
Brush, VI-EB14m		3	ERWEB14M3
Linse, VI-EL10m		6	ERWEL10M6
Kelch, VI-EC7m		6	ERWEC7M6
<b>Hochglanzpolitur (grau)</b>	Diamantinstrumente		
Brush, VI-EB14f		3	ERWEB14F3
Linse, VI-EL10f		6	ERWEL10F6
Kelch, VI-EC6f		6	ERWEC6F6

## VITA ENAMIC® Polishing Set technical – Nachfüllpackungen

Bezeichnung	Erläuterung	Inhalt / Stück	REF
<b>Vorpolitur (pink)</b>	SiC-Instrumente (Siliziumcarbid)		
Brush, VI-EB17m		3	ERHEB17M3
Spitze, VI-ES5m		6	ERHES5M6
Rad, VI-ER15m		6	ERHER15M6
<b>Hochglanzpolitur (grau)</b>	Diamantinstrumente		
Brush, VI-EB17f		3	ERHEB17F3
Spitze, VI-ES5f		6	ERHES5F6
Rad, VI-ER15f		6	ERHER15F6

■ EVE Ernst Vetter GmbH · Neureutstr. 6 · 75210 Keltern · Germany

Die Firma EVE Ernst Vetter GmbH ist zertifiziert und folgende Produkte tragen die Kennzeichnung **CE 0483** :

VITA ENAMIC Polishing Set clinical und die entsprechenden Nachfüllpackungen.



**VITA**

Vertrieb: VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG · Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Germany · Tel. +49/7761/562-0 · Fax +49/7761/562-299 · www.vita-zahnfabrik.com