

VITA ENAMIC® Polishing Set clinical/technical

Para el pulido previo y el pulido de alto brillo fáciles de la cerámica híbrida VITA ENAMIC



Determinación del color VITA

Comunicación del color VITA

Reproducción del color VITA

Control del color VITA

Versión: 2022-09

VITA – perfect match.

VITA

Descripción del producto

Los kits de pulidores VITA ENAMIC se han desarrollado para tratar la superficie de restauraciones confeccionadas con cerámica híbrida de forma adecuada a las características del material, pudiendo utilizarse tanto en la clínica como en el laboratorio dental. Los kits incluyen

diversos pulidores para el pulido previo y el pulido de alto brillo. Con estos instrumentos puede realizarse un pulido de alto brillo de las superficies oclusales, las cúspides, las fisuras y los puntos de contacto de la restauración de forma adecuada al material.

Véase el reverso.

Ventajas del producto

Buenos resultados finales

Mediante estos instrumentos, el usuario puede otorgar un pulido de alto brillo a las restauraciones de ENAMIC de manera rápida. Una rotación exacta, las granulaciones coordinadas y las geometrías individuales de los instrumentos garantizan unos buenos resultados.

Manipulación sencilla y segura

Los instrumentos garantizan un elevado rendimiento de pulido. La buena manipulación y el empleo sin obligación de utilizar pasta de pulido permiten un pulido rápido y sencillo. Los instrumentos del kit clinical pueden esterilizarse, lo que garantiza la seguridad.

Tratamiento adecuado al material

Con estos instrumentos diseñados especialmente para VITA ENAMIC, se puede realizar un acabado adecuado al material.

Datos del producto

VITA ENAMIC Polishing Set clinical: incluye un total de seis instrumentos para la pieza acodada, de los cuales tres son para el pulido previo y tres para el pulido de alto brillo.

VITA ENAMIC Polishing Set technical: incluye un total de seis instrumentos para la pieza de mano, de los cuales tres son para el pulido previo y tres para el pulido de alto brillo.

VITA ENAMIC® Polishing Sets

Denominación	Descripción	Contenido/unidades	Ref.
VITA ENAMIC Polishing Set clinical	Sistema de pulido en 2 etapas con instrumentos para el pulido previo y el pulido de alto brillo para la pieza acodada	6	EENPSETCV1
VITA ENAMIC Polishing Set technical	Sistema de pulido en 2 etapas con instrumentos para el pulido previo y el pulido de alto brillo para la pieza de mano	6	EENPSETTV1

VITA ENAMIC® Polishing Set clinical: envases de reposición

Denominación	Descripción	Contenido/unidades	Ref.
Pulido previo (rosa)	Instrumentos SiC (carburo de silicio)		
Brush, VI-EB14m		3	ERWEB14M3
Lenticular, VI-EL10m		6	ERWEL10M6
Cáliz, VI-EC7m		6	ERWEC7M6
Pulido de alto brillo (gris)	Instrumentos de diamante		
Brush, VI-EB14f		3	ERWEB14F3
Lenticular, VI-EL10f		6	ERWEL10F6
Cáliz, VI-EC6f		6	ERWEC6F6

VITA ENAMIC® Polishing Set technical: envases de reposición

Denominación	Descripción	Contenido/unidades	Ref.
Pulido previo (rosa)	Instrumentos SiC (carburo de silicio)		
Brush, VI-EB17m		3	ERHEB17M3
Punta, VI-ES5m		6	ERHES5M6
Rueda, VI-ER15m		6	ERHER15M6
Pulido de alto brillo (gris)	Instrumentos de diamante		
Brush, VI-EB17f		3	ERHEB17F3
Punta, VI-ES5f		6	ERHES5F6
Rueda, VI-ER15f		6	ERHER15F6

■ EVE Ernst Vetter GmbH · Neureutstr. 6 · 75210 Keltern · Alemania

La empresa EVE Ernst Vetter GmbH está certificada y los siguientes productos llevan el marcado **CE 0483**:

VITA ENAMIC Polishing Set clinical y los envases de reposición correspondientes.



VITA

Vertrieb: VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG · Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Germany · Tel. +49/7761/562-0 · Fax +49/7761/562-299 · www.vita-zahnfabrik.com