

# VITA ENAMIC® Polishing Set clinical/technical

VITA ENAMIC Hibrid kerámia egyszerű elő- és magas fényű polírozásához



VITA Színmeghatározás

VITA Színkommunikáció

VITA Színhelyreállítás

VITA Színkontroll

Kiadva: 2022.09.

VITA – perfect match.

**VITA**

## Termékleírás

A VITA ENAMIC polírozó készletet az anyag sajátosságait figyelembe véve fejlesztették ki hibrid kerámiából készült fogpótlások praxisban és laborban végzett felületi megmunkálásához. A készletek különböző polírozó fejeket tartalmaznak előpolírozáshoz és magas fényre

polírozáshoz. Ezekkel a szerszámokkal anyagspecifikusan lehet magasfényre polírozni a fogpótlás rágófelszíneit, csücskeket, fisszúráit és érintkezési pontjait.

## Termék előnyei

### Jó végeredmény

Ezekkel a szerszámokkal a felhasználó gyorsan tud magasfényű ENAMIC-fogpótlásokat kialakítani. A jó eredményekről a pontos körforgás, az összehangolt szemcseszerkezet és a szerszámok egyedi geometriái gondoskodnak.

### Egyszerű és biztonságos munkavégzés

A szerszámoknak magas a kopásteljesítménye. A helyes munkavégzés és a polírpaszták kényeszerű használatának mellőzése egyszerű és gyors polírozást biztosít.

A biztonságról a clinical szerszámok sterilizálhatósága gondoskodik.

### Anyagspecifikus kezelés

Ezekkel a speciálisan VITA ENAMIC anyaghoz kifejlesztett szerszámokkal anyagspecifikusan végezhető az utómegmunkálás.

## Termékadatok

VITA ENAMIC Polishing Set clinical: összesen hat szerszámot tartalmaz a könyökdarabhoz. Három-három szerszám szolgál az előpolírozáshoz és a magasfényre polírozáshoz.

VITA ENAMIC Polishing Set technical: összesen hat szerszámot tartalmaz a kézidarabhoz. Három-három szerszám szolgál az előpolírozáshoz és a magasfényre polírozáshoz.

## VITA ENAMIC® Polishing Set

Megnevezés	Magyarázat	Tartalom/darab	REF
VITA ENAMIC Polishing Set clinical	2 lépcsős polírozó rendszer előpolírozókkal és magasfényre polírozókkal a könyökdarabhoz	6	EENPSETCV1
VITA ENAMIC Polishing Set technical	2 lépcsős polírozó rendszer előpolírozókkal és magasfényre polírozókkal a kézidarabhoz	6	EENPSETTV1

## VITA ENAMIC® Polishing Set clinical – utántöltő csomagok

Megnevezés	Magyarázat	Tartalom/darab	REF
<b>Előpolírozás (pink)</b>	SiC szerszámok (szilícium-karbid)		
Kefe, VI-EB14m		3	ERWEB14M3
Lencse, VI-EL10m		6	ERWEL10M6
Kehely, VI-EC7m		6	ERWEC7M6
<b>Magasfényű polírozás (szürke)</b>	Gyémántszerszámok		
Kefe, VI-EB14f		3	ERWEB14F3
Lencse, VI-EL10f		6	ERWEL10F6
Kehely, VI-EC6f		6	ERWEC6F6

## VITA ENAMIC® Polishing Set technical – utántöltő csomagok

Megnevezés	Magyarázat	Tartalom/darab	REF
<b>Előpolírozás (pink)</b>	SiC szerszámok (szilícium-karbid)		
Kefe, VI-EB17m		3	ERHEB17M3
Csúcs, VI-ES5m		6	ERHES5M6
Kerék, VI-ER15m		6	ERHER15M6
<b>Magasfényű polírozás (szürke)</b>	Gyémántszerszámok		
Kefe, VI-EB17f		3	ERHEB17F3
Csúcs, VI-ES5f		6	ERHES5F6
Kerék, VI-ER15f		6	ERHER15F6

■ EVE Ernst Vetter GmbH · Neureutstr. 6 · 75210 Keltern · Germany

EVE Ernst Vetter GmbH tanúsított cég, és a következő termékek viselik a **CE 0483** jelzést:

VITA ENAMIC Polishing Set clinical és a megfelelő utántöltő csomagok.



**VITA**

Vertrieb: VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG · Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Germany · Tel. +49/7761/562-0 · Fax +49/7761/562-299 · www.vita-zahnfabrik.com