

VITA CAD/CAM Highlights



VITA – perfect match.

VITA

Übersicht



VITA ENAMIC®

- Hybridkeramik, die Kaukräfte absorbiert
- monochromatische CAD/CAM Rohlinge, in drei Transluzenzstufen
- ideal für minimalinvasive Versorgung
- ermöglicht hochpräzise Ergebnisse und eine wirtschaftliche CAD/CAM-Fertigung

VITA ENAMIC® multiColor

- multichromatische CAD/CAM-Rohlinge mit integriertem Farbverlauf

VITA ENAMIC® Implant Solutions

- CAD/CAM-Rohlinge mit integrierter Schnittstelle zu einer Klebe-/Titanbasis für die effiziente Herstellung implantatgetragener Suprakonstruktionen.



VITA SUPRINITY® PC

- hochfeste, zirkondioxidverstärkte Glaskeramik
- hohe Sicherheit durch enorme Festigkeit
- vielseitig durch breites Indikationsspektrum
- optimierte Kantenstabilität im Vergleich zu Lithiumdisilikat

Übersicht



VITABLOCS® Mark II

- monochromatische Feldspatkeramik-Rohlinge
- einfach und unkompliziert: Hochästhetische Restaurationen direkt aus der Maschine
- das am längsten bewährte CEREC-Material

VITABLOCS® TriLuxe forte

- multichromatische Feldspatkeramik-Rohlinge
- einfach und unkompliziert: Hochästhetische Restaurationen mit integriertem Farbverlauf
- das am längsten bewährte CEREC-Material



VITA YZ® ZIRCONIA

- VITA YZ ZIRCONIA umfasst Zirkondioxid-Rohlinge in vier Transluzenzstufen
- faszinierende Ästhetik dank natürlich fließendem Farbverlauf von zervikal zu incisal
- hohe Farbsicherheit und lebendiges Chroma durch VITA Farbmach Formel
- präzise Verarbeitung und konsistente Festigkeit für verlässliche Ergebnisse



VITA CAD-Temp®

- gute Langzeitstabilität dank guter Oberflächenbeständigkeit und Bruchfestigkeit
- natürliche Farbwirkung dank guter lichtoptischer Eigenschaften
- wirtschaftliche Provisorienherstellung durch zeitsparende CAD/CAM-Fertigung
- erhältlich in mono- und multiColor

VITA ENAMIC® multiColor

The Beauty of Efficiency



VITA ENAMIC ist eine weltweit einzigartige dentale Hybridkeramik mit dualer Keramik-Polymer-Netzwerkstruktur.

Zeiteffizient

- Rekonstruktionen durch Politur oder Glasur hocheffizient finalisieren, ohne aufwendige Nachbearbeitung oder Kristallisations-/Sinterbrände

Naturnah-ästhetisch

- einfach naturnah-ästhetische Ergebnisse erzielen, da die zahnfarbenen Hybridkeramik-Rohlinge über exzellente lichteptische Eigenschaften verfügen

Minimalinvasiv

- detailgetreuen, minimalinvasiven Zahnersatz herstellen, da der Werkstoff geringe Wandstärken und dünn auslaufende Randbereiche ermöglicht



NEU


VITA AKZENT® LC

Kleine Pinselstriche, große Wirkung



VITA AKZENT LC ist universell für die Charakterisierung von Zahnersatz aus Hybridkeramik, CAD/CAM- und Verblendkompositen sowie Kunststoffprothesen anwendbar.

- Verlässlich reproduzieren** • verlässlich-naturgetreu alle farblichen Facetten der natürlichen Bezahlung reproduzieren dank mannigfaltiger, brillanter Effektfarben
- Spielend modifizieren** • spielend einfach Farbmodifikationen per Pinselstrich umsetzen durch Chromafarben
- Effizient verarbeiten** • individuelle Farbeffekte punktgenau applizieren dank ideal abgestimmter Viskositäten



VITABLOCS® TriLuxe forte

Premiästhetik leicht gemacht



Polychrome, zahnfarbene Feldspat-Rohlinge mit integriertem 4-schichtigem horizontalem Farbverlauf.

Verlässlich

- das am längsten bewährte CEREC-Material, belegt durch umfangreiche, wissenschaftliche Studienlage

Wirtschaftlich

- zeitsparende CAM-Fertigung und schleifwerkzeugschonende Bearbeitung. Effiziente Finalisierung mittels Politur ohne jede Brandführung

Hochästhetisch

- eindrucksvolle Lichtoptik durch integrierten Chamäleon-Effekt



VITA AKZENT® Plus

Optimiert. Einfach. Alles



Das Malfarben-System aus lasierenden, markierenden und glasierenden Farben für einen größtmöglichen Spielraum in Praxis- und Labor. VITA AKZENT Plus eignet sich für alle dentalkeramischen Werkstoffe und für jeden WAK.

Verfügbar in drei Anwendungsformen:

- **POWDER:** für uneingeschränkte Flexibilität und Wirtschaftlichkeit
- **PASTE:** gebrauchsfertige Pasten mit gleichmäßiger Konsistenz und homogener Pigmentierung
- **SPRAY:** gebrauchsfertige, leicht zu applizierende Glasur- und Lasurfarben



Mehr Informationen:



VITA ENAMIC® multiColor

www.vita-zahnfabrik.com/casesENAMIC



VITA AKZENT® LC

www.vita-zahnfabrik.com/akzentlc_hub



VITABLOCS®

www.vita-zahnfabrik.com/vitablocs

VITA ACADEMY:



Informieren Sie sich anhand

- spannender Berichte von Kolleginnen und Kollegen
- kostenfreier Online Workshops zu CAD/CAM-Materialien

VITA – perfect match.

VITA