


## Antérieure maxillaire

 Ovale	<b>040</b> 40,0  10,0 7,5	<b>044</b> 43,9  10,2 8,1	<b>049</b> 49,2  11,8 9,0	
 Triangulaire	<b>T41</b> 40,5  9,4 7,5	<b>T43</b> 43,3  10,3 8,2	<b>T46</b> 46,1  10,2 8,5	<b>T49</b> 48,8  11,8 9,0
 Rectangulaire	<b>R42</b> 42,1  9,3 7,9	<b>R45</b> 44,5  10,3 8,2	<b>R47</b> 46,6  11,0 8,5	
 Carrée	<b>S47</b> 46,8  10,8 8,9	<b>S50</b> 49,7  12,0 9,2		

\* Les couleurs VITA MFT classical indiquées s'approchent au mieux des couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER

\*\* Ces couleurs seront vraisemblablement disponibles à partir de septembre 2022 : 0M1 (en plus pour les dents postérieures), 3M1, 3M3, B4, C1, D2

## Antérieure mandibulaire



VITA MFT Antérieure	Max. / N°  mm	<b>O40</b> 40,0	<b>O44</b> 43,9	<b>O49</b> 49,2	<b>T41</b> 40,5	<b>T43</b> 43,3	<b>T46</b> 46,1	<b>T49</b> 48,8	<b>R42</b> 42,1	<b>R45</b> 44,5	<b>R47</b> 46,6	<b>S47</b> 46,8	<b>S50</b> 49,7
	Man. / N°  mm	<b>L33</b> 32,6	<b>L34</b> 34,0	<b>L40</b> 39,5	<b>L33</b> 32,6	<b>L34</b> 34,0	<b>L37</b> 36,8	<b>L40</b> 39,5	<b>L34</b> 34,0	<b>L37</b> 36,8	<b>L37</b> 36,8	<b>L40</b> 39,5	<b>L40</b> 39,5
VITA MFT Postérieure	Max. / N°  mm	<b>PU29</b> 28,8	<b>PU29</b> 28,8	<b>PU33</b> 33,0	<b>PU29</b> 28,8	<b>PU31</b> 30,6	<b>PU31</b> 30,6	<b>PU33</b> 33,0	<b>PU29</b> 28,8	<b>PU31</b> 30,6	<b>PU33</b> 33,0	<b>PU33</b> 33,0	<b>PU33</b> 33,0
	Man. / N°  mm	<b>PL29</b> 29,6	<b>PL29</b> 29,6	<b>PL33</b> 33,6	<b>PL29</b> 29,6	<b>PL31</b> 31,1	<b>PL31</b> 31,1	<b>PL33</b> 33,6	<b>PL29</b> 29,6	<b>PL31</b> 31,1	<b>PL33</b> 33,6	<b>PL33</b> 33,6	<b>PL33</b> 33,6

Les données fournies dans le tableau de correspondance n'ont qu'une valeur indicative car elles varient d'un patient à l'autre. \* Longue (O47 et L37 avec collet plus long).

VITAPAN  
EXCELL

VITAPAN  
PLUS

VITAPAN  
LINGOFORM

VITA  
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN  
CUSPIFORM

VITAPAN  
SYNOFORM

VITA  
MFT

VITA VIONIC  
VIGO


VITA VIONIC  
FRAME

## Postérieure


PU29 – PL29



PU31 – PL31



PU33 – PL33



\* Les couleurs VITA MFT classical indiquées s'approchent au mieux des couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER

\*\* Ces couleurs seront vraisemblablement disponibles à partir de septembre 2022 : 0M1 (en plus pour les dents postérieures), 3M1, 3M3, B4, C1, D2