

100 % QUALITÉ VITA 100 % ÉCONOMIQUE



VITA MFT®

Prothèses standard solides et rentables

- Montage d'une simplicité intuitive grâce au faces occlusales parfaitement fonctionnelles
- Résultats esthétiques grâce à des formes naturelles
- Fidélité chromatique des dents aux standards de couleur VITA



Désormais disponible dans toutes les
couleurs du VITA classical A1–D4® !



VITA – perfect match.

VITA

VITA MFT® – Aperçu formes

NOUVEAUTÉ :
couleurs supplémentaires

En vue de compléter notre gamme de couleurs VITA MFT, les couleurs VITA C1, 3M1/~D2 et 3M3/~B4 ont été ajoutées pour toutes les dents antérieures et postérieures, ainsi que la couleur éclaircie OM1 pour les dents postérieures.*

Au total sont maintenant disponibles pour VITA MFT :

VITA classical A1–D4®	OM1	OM3	A1	~A2	A3	~A3,5	~A4	~B1	~B2	~B3	~B4	C1	~C2	C3	~C4	~D2	D3	~D4
			2M1	2M2	3M2	3R2.5	4M2	1M1	2L1.5	3L2.5	3M3	-	3L1.5	4L1.5	5M1	3M1	-	3L1.5

NOUVEAUTÉ (pointing to OM1)
NOUVEAUTÉ (pointing to ~B4)
NOUVEAUTÉ (pointing to C1)
NOUVEAUTÉ (pointing to ~D2)

Antérieure maxillaire

	O40 40,0 7,5 10,0	O44 43,9 8,1 10,2	O49 49,2 9,0 11,8	
	T41 40,5 7,5 9,4	T43 43,3 8,2 10,3	T46 46,1 8,5 10,2	T49 48,8 9,0 11,8
	R42 42,1 7,9 9,3	R45 44,5 8,2 10,3	R47 46,6 8,5 11,0	
	S47 46,8 8,9 10,8	S50 49,7 9,2 12,0		

Antérieure mandibulaire

L33 32,6 4,8 9,0	L34 34,0 5,1 8,6	L37 36,8 5,5 9,8	L37LN* (L37 avec collet plus long) 36,8 5,5 9,8
L40 39,5 6,1 10,5			

* Les couleurs VITA MFT classiques indiquées par « ~ » représentent la meilleure approximation possible des couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER