

100% QUALITÀ VITA 100% ECONOMICO



VITA MFT®

Solida protesi standard con un rapporto qualità-prezzo ottimale

- Montaggio semplice e intuitivo
- Risultati estetici sicuri e stabili
- Riproduzione cromatica affidabile



Ora disponibile anche nella
VITA classical A1–D4® !



VITA – perfect match.

VITA

VITA MFT® – Forme e colori

NOVITÀ: colori aggiuntivi

Per completare l'assortimento cromatico dei nostri VITA MFT sono ora disponibili i seguenti colori VITA C1, 3M1/~D2 e 3M3/~B4 sia per denti anteriori che posteriori ed il colore Bleached 0M1 per i posteriori.*

Per VITA MFT sono ora disponibili complessivamente:

VITA classical A1–D4®			A1	~A2	A3	~A3,5	~A4	~B1	~B2	~B3	~B4	C1	~C2	C3	~C4	~D2	D3	~D4
VITA SYSTEM 3D-MASTER®	0M1	0M3	2M1	2M2	3M2	3R2.5	4M2	1M1	2L1.5	3L2.5	3M3	-	3L1.5	4L1.5	5M1	3M1	-	3L1.5

Anteriori superiori

	O40 40,0 7,5 10,0	O44 43,9 8,1 10,2	O49 49,2 9,0 11,8
	T41 40,5 7,5 9,4	T43 43,3 8,2 10,3	T46 46,1 8,5 10,2
	R42 42,1 7,9 9,3	R45 44,5 8,2 10,3	R47 46,6 8,5 11,0
	S47 46,8 8,9 10,8	S50 49,7 9,2 12,0	

Anteriori inferiori

L33 32,6 4,8 9,0	L34 34,0 5,1 8,6	L37 36,8 5,5 9,8	L37LN* (L37 con colletto allungato) 36,8 5,5 9,8
L40 39,5 6,1 10,5			

* I colori VITA MFT classical indicati con „~“ è la comparazione che più si avvicina ai colori VITA SYSTEM 3D-MASTER