

## Ficha de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

### VITA VM®LC PRIMER II

Fecha de revisión: 21.02.2023

Código del producto: 332

Página 1 de 10

## SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

### 1.1. Identificador del producto

VITA VM®LC PRIMER II

### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

|                           |                                       |                         |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Compañía:                 | VITA Zahnfabrik H.Rauter GmbH & Co.KG |                         |
| Calle:                    | Spitalgasse 3                         |                         |
| Población:                | D-79713 Bad Säckingen                 |                         |
| Apartado de correos:      | 1338                                  |                         |
|                           | D-79704 Bad Säckingen                 |                         |
| Teléfono:                 | +49(0)7761-562-0                      | Fax: +49(0)7761-562-299 |
| Correo elect.:            | info@vita-zahnfabrik.com              |                         |
| Persona de contacto:      | regulatory affairs                    |                         |
| Correo elect.:            | info@vita-zahnfabrik.com              |                         |
| Página web:               | www.vita-zahnfabrik.com               |                         |
| Departamento responsable: | Regulatory Affairs                    |                         |

### 1.4. Teléfono de emergencia:

+49-(0)761-19240

## SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

#### Reglamento (CE) n.º 1272/2008

Flam. Liq. 2; H225  
Skin Irrit. 2; H315  
Skin Sens. 1; H317  
STOT SE 3; H335  
Aquatic Chronic 3; H412

Texto íntegro de las indicaciones de peligro: ver SECCIÓN 16.

### 2.2. Elementos de la etiqueta

#### Reglamento (CE) n.º 1272/2008

#### Componentes determinantes del peligro para el etiquetado

metacrilato de metilo  
7,7,9-Trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diaza-hexadecan-1,16-diol-dimethacrylat (mixture of isomers)  
Ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinat

Palabra de advertencia: Peligro

Pictogramas:



#### Indicaciones de peligro

|      |  |
|------|--|
| H225 | Líquido y vapores muy inflamables.                                   |
| H315 | Provoca irritación cutánea.  |
| H317 | Puede provocar una reacción alérgica en la piel.                     |
| H335 | Puede irritar las vías respiratorias.                                |
| H412 | Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |

## Ficha de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

### VITA VM®LC PRIMER II

Fecha de revisión: 21.02.2023

Código del producto: 332

Página 2 de 10

#### Consejos de prudencia

- P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280 Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos.
- P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

#### 2.3. Otros peligros

Noy hay información disponible.

### SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

#### 3.2. Mezclas

##### Componentes peligrosos

| N.º CAS    | Nombre químico  |              |                  | Cantidad    |
|------------|---|--------------|------------------|-------------|
|            | N.º CE  | N.º índice   | N.º REACH        |             |
|            | Clasificación (Reglamento (CE) n.º 1272/2008)   |              |                  |             |
| 80-62-6    | metacrilato de metilo   |              |                  | 60 - < 65 % |
|            | 201-297-1   | 607-035-00-6 | 01-2119452498-28 |             |
|            | Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, STOT SE 3; H225 H315 H317 H335                               |              |                  |             |
| 72869-86-4 | 7,7,9-Trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diaza-hexadecan-1,16-diol-dimethacrylat (mixture of isomers) |              |                  | 20 - < 25 % |
|            | 276-957-5   |              | 01-2120751202-68 |             |
|            | Skin Sens. 1B, Aquatic Chronic 3; H317 H412   |              |                  |             |
| 84434-11-7 | Ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinat  |              |                  | 1 - < 5 %   |
|            | Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2; H317 H411  |              |                  |             |

Texto íntegro de las indicaciones H y EUH: ver sección 16.

#### Límites de concentración específicos, factores M y ETA

| N.º CAS | N.º CE   | Nombre químico        | Cantidad    |
|---------|--|-----------------------|-------------|
|         | Límites de concentración específicos, factores M y ETA |                       |             |
| 80-62-6 | 201-297-1  | metacrilato de metilo | 60 - < 65 % |
|         | dérmica: DL50 = > 5000 mg/kg                           |                       |             |

### SECCIÓN 4. Primeros auxilios

#### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

##### En caso de inhalación

Proporcionar aire fresco. En todos los casos de duda o si existen síntomas, solicitar asistencia médica.

##### En caso de contacto con la piel

En caso de contacto con la piel, lávese inmediata- y abundantemente con agua y jabón. Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. Es necesario un tratamiento médico.

##### En caso de contacto con los ojos

En caso de contacto con los ojos, aclarar los ojos abiertos con suficiente agua durante bastante tiempo, después consultar inmediatamente un oftalmólogo.

##### En caso de ingestión

Vigilar el riesgo de aspiración en caso de vómito. Enjuagar inmediatamente la boca con agua y beber 1 vaso de agua.

#### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Noy hay información disponible.

## Ficha de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

### VITA VM®LC PRIMER II

Fecha de revisión: 21.02.2023

Código del producto: 332

Página 3 de 10

#### **4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente**

Tratamiento sintomático.

### **SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios**

#### **5.1. Medios de extinción**

##### **Medios de extinción adecuados**

Chorro de agua pulverizado, Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), Espuma, Polvo extintor.

#### **5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla**

Fácilmente inflamable. Vapores pueden formar con aire una mezcla explosiva.

#### **5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**

Utilizar aparato respiratorio autónomo y una combinación de protección contra las sustancias químicas. Traje protección total.

#### **Información adicional**

Para proteger a personas y para refrigeración de recipientes en la zona de peligro, utilizar chorro de agua a inyección. Reducir con agua pulverizada los gases/vapores/nieblas liberados. Segregar el agua de extinción contaminada. Evitar que entre en desagües o aguas superficiales.

### **SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental**

#### **6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

##### **Informaciones generales**

Eliminar toda fuente de ignición. Asegurar una ventilación adecuada. No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Usar equipamiento de protección personal.

#### **6.2. Precauciones relativas al medio ambiente**

No dejar que llegue el producto al ambiente sin controlar. Riesgo de explosión.

#### **6.3. Métodos y material de contención y de limpieza**

##### **Otra información**

Absorber con una sustancia aglutinante de líquidos (arena, harina fósil, aglutinante de ácidos, aglutinante universal). Tratar el material recogido según se describe en la sección de eliminación de residuos.

#### **6.4. Referencia a otras secciones**

Manejo seguro: véase sección 7

Protección individual: véase sección 8

Eliminación: véase sección 13

### **SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento**

#### **7.1. Precauciones para una manipulación segura**

##### **Indicaciones para la manipulación segura**

En tratamiento abierto hay que utilizar los dispositivos con aspiración lokal. No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles.

##### **Indicaciones para prevenir incendios y explosiones**

Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. Evítense la acumulación de cargas electroestáticas. Vapores pueden formar con aire una mezcla explosiva.

##### **Recomendaciones sobre medidas generales de higiene en el trabajo**

Quitar inmediatamente ropa contaminada y mojada. Elaborar y seguir el plan de protección de piel! Antes de hacer pausas y terminar de trabajar lavar bien las manos y la cara, si es necesario ducharse. Cuando se lo use, no comer, beber, fumar o estornudar.

## Ficha de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

### VITA VM®LC PRIMER II

Fecha de revisión: 21.02.2023

Código del producto: 332

Página 4 de 10

#### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

##### Condiciones necesarias para almacenes y depósitos

Manténgase el recipiente bien cerrado. Consérvese bajo llave. Depositar en un lugar accesible sólo para personas autorizadas. Ventilar suficiente y aspiración puntual en puntos críticos. Consérvese el recipiente en lugar fresco y bien ventilado. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

##### Indicaciones sobre el almacenamiento conjunto

No almacenar junto con: Agente oxidante. Sustancias peligrosas pirofóricas o autocalentables.

### SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

#### 8.1. Parámetros de control

##### Valores límite de exposición profesional

| N.º CAS  | Agente químico            | ppm | mg/m³ | fib/cc | Categoría | Origen |
|----------|---------------------------|-----|-------|--------|-----------|--------|
| 128-37-0 | 2,6-Diterc-butil-p-cresol | -   | 10    |        | VLA-ED    |        |
| 80-62-6  | Metacrilato de metilo     | 50  | -     |        | VLA-ED    |        |
|          |                           | 100 | -     |        | VLA-EC    |        |

#### 8.2. Controles de la exposición



##### Controles técnicos apropiados

En tratamiento abierto hay que utilizar los dispositivos con aspiración lokal. No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles.

##### Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal

##### Protección de los ojos/la cara

Llevar gafas/máscara de protección.

##### Protección de las manos

Para tratar con materiales químicos solo se pueden utilizar guantes de protección resistente a los agentes químicos con la señal CE y las cuatro cifras del número de control. Dependiendo de la concentración de materiales y la cantidad de sustancias peligrosas y el puesto de trabajo específico hay que escoger el tipo de guantes resistentes a agentes químicos. Se recomienda de aclarar con el fabricante para uso especial la consistencia de productos químicos de los guantes protectores arriba mencionados.

Productos de guantes recomendables KCL Butyl Tiempo de penetración 60 min Caucho de butilo / Tiempo de penetración 8 min

##### Protección cutánea

Ropa protectora.

##### Protección respiratoria

En tratamiento abierto hay que utilizar los dispositivos con aspiración lokal.

### SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

#### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico: Líquido

Color:

##### Cambio de estado

## Ficha de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

### VITA VM®LC PRIMER II

Fecha de revisión: 21.02.2023

Código del producto: 332

Página 5 de 10

|  |                    |
|--|--------------------|
| Punto de fusión/punto de congelación:  | no determinado     |
| Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: | 67 °C              |
| Punto de inflamación:  | 10°C °C            |
| <b>Inflamabilidad</b>  |                    |
| Sólido/líquido:  | no aplicable       |
| Gas:   | no aplicable       |
| <b>Propiedades explosivas</b>  |                    |
| El producto no es: Explosivo.  |                    |
| Límite inferior de explosividad:   | 2,1 % vol.         |
| Límite superior de explosividad:   | 12,5 % vol.        |
| <b>Temperatura de ignición espontánea</b>                                    |                    |
| Sólido:  | no aplicable       |
| Gas:   | no aplicable       |
| Temperatura de descomposición:   | no determinado     |
| pH:  | no determinado     |
| Viscosidad dinámica:<br>(a 23 °C)  | 40-70 mPa·s        |
| Solubilidad en agua:   | fácilmente soluble |
| <b>Solubilidad en otros disolventes</b>                                      |                    |
| no determinado   |                    |
| Coefficiente de reparto n-octanol/agua:                                      | no determinado     |
| Presión de vapor:  | no determinado     |
| Densidad:  | no determinado     |
| Densidad de vapor relativa:  | no determinado     |

#### 9.2. Otros datos

##### **Información relativa a las clases de peligro físico**

Propiedades comburentes  
No provoca incendios.

##### **Otras características de seguridad**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Contenido sólido:    | no determinado |
| Tasa de evaporación: | no determinado |

##### **Información adicional**

### SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

#### 10.1. Reactividad

Fácilmente inflamable.

#### 10.2. Estabilidad química

El producto es estable si se almacena a temperaturas de ambiente normales.

#### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Se desconocen reacciones peligrosas.

#### 10.4. Condiciones que deben evitarse

Manténgase alejado de fuentes de calor (por ejemplo: superficies calientes), chispas y llamas abiertas. Vapores pueden formar con aire una mezcla explosiva.

## Ficha de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

### VITA VM®LC PRIMER II

Fecha de revisión: 21.02.2023

Código del producto: 332

Página 6 de 10

#### **10.5. Materiales incompatibles**

Noy hay información disponible.

#### **10.6. Productos de descomposición peligrosos**

Se desconocen productos de descomposición peligrosos.

### SECCIÓN 11. Información toxicológica

#### **11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008**

##### **Toxicidad aguda**

| N.º CAS | Nombre químico        | Vía de exposición | Dosis             | Especies | Fuente | Método |
|---------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------|--------|--------|
| 80-62-6 | metacrilato de metilo | cutánea           | DL50 > 5000 mg/kg |          |        |        |

##### **Consejos adicionales referente a las pruebas**

La mezcla está clasificada como peligrosa según el reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP].

### SECCIÓN 12. Información ecológica

#### **12.1. Toxicidad**

El producto no es: Ecotóxico.

#### **12.2. Persistencia y degradabilidad**

El producto no fue examinado.

#### **12.3. Potencial de bioacumulación**

El producto no fue examinado.

#### **12.4. Movilidad en el suelo**

El producto no fue examinado.

#### **12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB**

Las sustancias en la mezcla no cumplen con los criterios PBT y mPmB según REACH anexo XIII.

El producto no fue examinado.

#### **12.6. Propiedades de alteración endocrina**

Este producto no contiene ninguna sustancia que posea propiedades de alteración endocrina en los organismos no objetivo, dado que ninguno de los ingredientes cumple los criterios.

#### **12.7. Otros efectos adversos**

Noy hay información disponible.

#### **Indicaciones adicionales**

No dejar verter ni en la canalización ni en desagües. No dejar que entre en el subsuelo/suelo.

### SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

#### **13.1. Métodos para el tratamiento de residuos**

##### **Recomendaciones de eliminación**

No dejar verter ni en la canalización ni en desagües. No dejar que entre en el subsuelo/suelo. Eliminar los residuos de acuerdo con la legislación aplicable.

##### **Eliminación de envases contaminados**

Los embalajes no contaminados pueden ser reciclados. Los embalajes contaminados deben de ser tratados como la sustancia.

## Ficha de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

### VITA VM®LC PRIMER II


Fecha de revisión: 21.02.2023

Código del producto: 332


Página 7 de 10

#### SECCIÓN 14. Información relativa al transporte


##### Transporte terrestre (ADR/RID)

|  |  |
|--|--|
| <b>14.1. Número ONU o número ID:</b>                                   | UN 1993  |
| <b>14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:</b> | LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (metacrilato de metilo; 7,7,9-Trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diaza-hexadecan-1,16-diol-dimet hacrylat (mixture of isomers)) |
| <b>14.3. Clase(s) de peligro para el transporte:</b>                   | 3  |
| <b>14.4. Grupo de embalaje:</b>  | II   |
| Etiquetas:   | 3  |
|  |   |
| Código de clasificación:   | F1   |
| Disposiciones especiales:  | 274 601 640C   |
| Cantidad limitada (LQ):  | 1 L  |
| Cantidad liberada:   | E2   |
| Categoría de transporte:   | 2  |
| N.º de peligro:  | 33   |
| Clave de limitación de túnel:  | D/E  |

##### Transporte fluvial (ADN)

|  |  |
|--|--|
| <b>14.1. Número ONU o número ID:</b>                                   | UN 1993  |
| <b>14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:</b> | LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (metacrilato de metilo; 7,7,9-Trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diaza-hexadecan-1,16-diol-dimet hacrylat (mixture of isomers)) |
| <b>14.3. Clase(s) de peligro para el transporte:</b>                   | 3  |
| <b>14.4. Grupo de embalaje:</b>  | II   |
| Etiquetas:   | 3  |
|  |   |
| Código de clasificación:   | F1   |
| Disposiciones especiales:  | 274 601 640D   |
| Cantidad limitada (LQ):  | 1 L  |
| Cantidad liberada:   | E2   |

##### Transporte marítimo (IMDG)

|  |  |
|--|--|
| <b>14.1. Número ONU o número ID:</b>                                   | UN 1993  |
| <b>14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:</b> | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (methyl methacrylate; 7,7,9-Trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diaza-hexadecan-1,16-diol-dimet hacrylat (mixture of isomers)) |
| <b>14.3. Clase(s) de peligro para el transporte:</b>                   | 3  |
| <b>14.4. Grupo de embalaje:</b>  | II   |
| Etiquetas:   | 3  |
|  |   |
| Disposiciones especiales:  | 274  |

## Ficha de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

### VITA VM®LC PRIMER II

Fecha de revisión: 21.02.2023

Código del producto: 332

Página 8 de 10

Cantidad limitada (LQ): 1 L  
 Cantidad liberada: E2  
 EmS: F-E, S-E

#### Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR)

**14.1. Número ONU o número ID:** UN 1993  
**14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:** FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (methyl methacrylate; 7,7,9-Trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diaza-hexadecan-1,16-diol-dimet hacrylat (mixture of isomers))  
**14.3. Clase(s) de peligro para el transporte:** 3  
**14.4. Grupo de embalaje:** II  
 Etiquetas: 3



Disposiciones especiales: A3  
 Cantidad limitada (LQ) Passenger: 1 L  
 Passenger LQ: Y341  
 Cantidad liberada: E2  
 IATA Instrucción de embalaje - Passenger: 353  
 IATA Cantidad máxima - Passenger: 5 L  
 IATA Instrucción de embalaje - Cargo: 364  
 IATA Cantidad máxima - Cargo: 60 L

#### 14.5. Peligros para el medio ambiente

PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE: No

#### 14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Atención: Líquido combustible.

#### 14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

no aplicable

### SECCIÓN 15. Información reglamentaria

#### 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

##### Información reglamentaria de la UE

Limitaciones de aplicación (REACH, anexo XVII):

Entrada 3, Entrada 40

Datos según la Directiva 2010/75/UE (COV): 63,057 %

Datos según la Directiva 2004/42/CE (COV): 63,057 %

Datos según la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III): P5c LÍQUIDOS INFLAMABLES

##### Legislación nacional

Limitaciones para el empleo de operarios: Tener en cuenta la ocupación limitada según la ley de protección jurídica del trabajo juvenil (94/33/CE).

Clase de peligro para el agua (D): 3 - sumamente peligroso para el agua

Reabsorción a través de la piel/sensibilización: Produce reacciones ultrasensibles de tipo alérgicas.



## Ficha de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

### VITA VM®LC PRIMER II

Fecha de revisión: 21.02.2023

Código del producto: 332

Página 9 de 10

#### 15.2. Evaluación de la seguridad química

No se han realizado evaluaciones de la seguridad química para las sustancias de esta mezcla.

### SECCIÓN 16. Otra información

#### Cambios

Esta ficha de datos contiene cambios con respecto a la versión anterior en la(s) sección(es): 14.

#### Abreviaturas y acrónimos

- CLP: Classification, labelling and Packaging
- REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
- GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
- UN: United Nations
- CAS: Chemical Abstracts Service
- DNEL: Derived No Effect Level
- DMEL: Derived Minimal Effect Level
- PNEC: Predicted No Effect Concentration
- ATE: Acute toxicity estimate
- LC50: Lethal concentration, 50%
- LD50: Lethal dose, 50%
- LL50: Lethal loading, 50%
- EL50: Effect loading, 50%
- EC50: Effective Concentration 50%
- ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
- NOEC: No Observed Effect Concentration
- BCF: Bio-concentration factor
- PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
- vPvB: very persistent, very bioaccumulative
- ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
- RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
- ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways  
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures)
- IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
- EmS: Emergency Schedules
- MFAG: Medical First Aid Guide
- IATA: International Air Transport Association
- ICAO: International Civil Aviation Organization
- MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
- IBC: Intermediate Bulk Container
- VOC: Volatile Organic Compounds
- SVHC: Substance of Very High Concern

Las abreviaturas y los acrónimos pueden consultarse en la tabla disponible en <http://abk.esdscom.eu>

#### Clasificación de mezclas y del método de evaluación aplicado según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

##### [CLP]

| Clasificación           | Procedimiento de clasificación |
|-------------------------|--------------------------------|
| Flam. Liq. 2; H225      | A base de los datos de prueba  |
| Skin Irrit. 2; H315     | Método de cálculo              |
| Skin Sens. 1; H317      | Método de cálculo              |
| STOT SE 3; H335         | Método de cálculo              |
| Aquatic Chronic 3; H412 | Método de cálculo              |

## Ficha de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006

### VITA VM®LC PRIMER II

Fecha de revisión: 21.02.2023

Código del producto: 332

Página 10 de 10

#### Texto de las frases H y EUH (número y texto completo)

|      |  |
|------|--|
| H225 | Líquido y vapores muy inflamables.                                   |
| H315 | Provoca irritación cutánea.  |
| H317 | Puede provocar una reacción alérgica en la piel.                     |
| H335 | Puede irritar las vías respiratorias.                                |
| H411 | Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |
| H412 | Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |

#### Indicaciones adicionales

La información aquí dada se basa en nuestros conocimientos a fecha actual, sin embargo no garantiza características o propiedades del producto y no da pie a una relación contractual jurídica. El destinatario de nuestros productos debe tener en cuenta por su propia responsabilidad las leyes y disposiciones existentes.

*(La información sobre los ingredientes peligrosos se ha tomado de la última ficha de datos de seguridad válida del suministrador respectivo.)*