

# Múltiples indicaciones para un composite de éxito

Aleaciones no preciosas

Aleaciones de titanio

Aleaciones preciosas

Polímeros de alto rendimiento

Dióxido de circonio

PMMA



## VITAVM®LC PRIMER

### 1 Sistema de fijación - 6 indicaciones

- Mayor rentabilidad gracias a la variedad de indicaciones
- Fiabilidad gracias a la elevada unión adhesiva
- Seguridad de proceso gracias a su manipulación habitual



Más información

# VITAVM®LC PRIMER

## Agente adhesivo para el acondicionamiento de la superficie

El VITA VM LC PRIMER es un agente adhesivo para el acondicionamiento de la superficie. Las dos fases del VITA VM LC PRIMER garantizan la unión fiable entre composites de recubrimiento y materiales de estructuras dentales. El amplio abanico de indicaciones brinda a los usuarios una ventaja económica decisiva, puesto que en el futuro ya solo necesitarán un Primer, mientras que hasta ahora se requerían varios.

### Indicaciones recomendadas

Material de estructura	VITA VM LC PRIMER I	1. VITA VM LC PRIMER I + 2. VITA VM LC PRIMER II	VITA VM LC PRIMER II
Aleaciones no preciosas	+	++	-
Aleaciones preciosas	-	++	-
Aleaciones de titanio	+	++	-
Dióxido de circonio	+	++	-
PMMA	-	++	+
Polímeros de alto rendimiento (p. ej., PEEK, PEKK)	-	++	+


++muy recomendado + recomendado - no recomendado, no indicado

Los VITA VM LC PRIMER I y II también pueden utilizarse por separado según el material específico. No obstante, su combinación proporciona una unión adhesiva aún mejor. Tenga en cuenta a este respecto nuestras indicaciones recomendadas.

VITAVM®LC PRIMER I + II	Contenido 2 x 5 ml	Art.-No. CVMLPSET
VITAVM®LC PRIMER I	Contenido 5 ml	Art.-No. CVMLP014
VITAVM®LC PRIMER II	Contenido 5 ml	Art.-No. CVMLP024



### Datos técnicos



- Requisitos de normativas para la unión adhesiva

Fig.: Determinación de la estabilidad de la unión según DIN EN ISO 10477

Fuente: Informe interno de investigación, VITA I&D

### Componentes del sistema

El VITA VM LC PRIMER complementa el composite de micropartículas fotopolimerizable VITA VM LC para la confección extraoral de restauraciones.



### VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3  
79713 Bad Säckingen  
Germany

E-mail: info@vita-zahnfabrik.com  
Teléfono: +49 7761 562-0  
Línea de atención: +49 7761 562-222

Visítenos también en:  
www.vita-zahnfabrik.com



MD  
CE 0124