

# Molteplici indicazioni per un composito di successo

leghe non nobili

leghe in titanio

leghe nobili

polimeri ad alte prestazioni

Biossido di zirconio

convenzionale



## VITAVM®LC PRIMER

### 1 Sistema di Adesione - 6 Indicazioni d'uso

- Vantaggio economico grazie alla varietà delle indicazioni
- Affidabilità grazie all'elevata adesione
- Sicurezza del procedimento grazie all'abituale handling



Più informazioni

# VITAVM®LC PRIMER

## Adesivo per il condizionamento della superficie

VITA VM LC PRIMER è un adesivo per il condizionamento della superficie. Come sistema adesivo a due fasi, VITA VM LC PRIMER offre un'adesione affidabile tra materiali compositi e materiali per restauri dentali. L'ampia gamma di applicazioni è un vantaggio economico fondamentale, in quanto gli utenti avranno bisogno di un solo primer, rispetto ai diversi che erano in precedenza richiesti.

### Indicazioni raccomandate

Materiale strutturale	VITA VM LC PRIMER I	1. VITA VM LC PRIMER I + 2. VITA VM LC PRIMER II	VITA VM LC PRIMER II
Leghe di metalli non nobili	+	++	-
Leghe di metalli nobili	-	++	-
Leghe in titanio	+	++	-
Biossido di zirconio	+	++	-
convenzionale	-	++	+
Polimeri ad elevate prestazioni (ad es. PEEK, PEKK)	-	++	+


++ fortemente consigliato + consigliato - non indicato

VITA VM LC PRIMER I + II possono essere utilizzati anche singolarmente, a seconda dei materiali. Il loro potenziale adesivo si sviluppa però pienamente quando vengono utilizzati in combinazione. A questo proposito si rimanda alle nostre indicazioni raccomandate.

VITAVM®LC PRIMER I + II	Contenuto 2 x 5 ml	Cod. CVMLPSET
VITAVM®LC PRIMER I	Contenuto 5 ml	Cod. CVMLP014
VITAVM®LC PRIMER II	Contenuto 5 ml	Cod. CVMLP024



### Dati tecnici



- Requisito standard per la resistenza al taglio

Figura: Determinazione della resistenza al taglio secondo DIN EN ISO 10477

Fonte: report interno VITA R&D

### Componenti di sistema:

VITA VM LC PRIMER completa il composito fotopolimerizzabile a microparticelle VITA VM LC per la creazione extra-orale di restauri.



### VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3  
79713 Bad Säckingen  
Germania

E-Mail: [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)  
Telefono: +49 7761 562-0  
Hotline: +49 7761 562-222

Venite a trovarci su:  
[www.vita-Zahnfabrik.com](http://www.vita-Zahnfabrik.com)



CE 0124