

VITA AKZENT Plus BODY SPRAY

Dagsetning endurskoðunar: 22.02.2023

Vörukóði: 275

Blaðsíða 1 af 8

1. LIÐUR: Auðkenning efnisins eða blöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins**1.1. Vörukenni**

VITA AKZENT Plus BODY SPRAY

1.2. Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá**Notkun efnisins eða blöndunnar**

Notað sem virkt efni á rannsóknarstofu

1.3. Upplýsingar um birgi öryggisblaðsins

Heiti fyrirtækis: VITA Zahnfabrik H.Rauter GmbH & Co.KG
Gata: Spitalgasse 3
Staður: D-79713 Bad Säckingen
Pósthólf: 1338
D-79704 Bad Säckingen
Sími: +49(0)7761-562-0
Tölvupóstur: info@vita-zahnfabrik.com
Tengiliður: regulatory affairs
Tölvupóstur: info@vita-zahnfabrik.com
Internet: www.vita-zahnfabrik.com
Deild sem leita skal til: Regulatory Affairs

Bréfasími: +49(0)7761-562-299

1.4. Neyðarsímanúmer: +49-(0)761-19240**Frekari upplýsingar**

medical device

2. LIÐUR: Hættugreining**2.1. Flokkun efnisins eða blöndunnar****Reglugerð (EB) nr. 1272/2008**

Aerosol 1; H222-H229

Allur texti H-setninga: sjá LIÐUR 16.

2.2. Merkingaratriði**Reglugerð (EB) nr. 1272/2008**

Viðvörðunarorð: Hætta

Skýringarmyndir:

**Hættusetningar**

H222 Úðabrúsi með afar eldfimum efnum.
H229 Þrýstiílát: Getur sprungið við upphitun.

Varnaðarsetningar

P210 Haldið frá hitagjöfum, heitum flötum, neistagjöfum, oeldi og öðrum íkveikivöldum. Reykingar bannaðar.
P211 Má ekki úða á opinn eld eða annan íkveikjuvald.
P251 Ekki má gata eða brenna brúsa jafnvel þótt þeir séu tómir.
P410+P412 Hlífið við sólarljósi. Hlífið við hærri hita en 50 °C/122 °F.

2.3. Aðrar hættur

Engar upplýsingar tiltækar.

VITA AKZENT Plus BODY SPRAY

Dagsetning endurskoðunar: 22.02.2023

Vörukóði: 275

Blaðsíða 2 af 8

3. LIÐUR: Samsetning innihaldsefna/upplýsingar um innihaldsefni

3.2. Blöndur

Hættulegir efnisþættir

| CAS-nr. | Efnaheiti | Magn |
|---------|--|-------------|
| | EB-nr. | |
| | Skrámr. | |
| | REACH-nr. | |
| | Flokkun (Reglugerð (EB) nr. 1272/2008) | |
| 75-28-5 | isobutane | 80 - < 85 % |
| | 200-857-2 | |
| | 601-004-00-0 | |
| | 01-2119485395-27 | |
| | Flam. Gas 1; H220 | |

Allur texti H- og EUH-setninga: sjá LIÐUR 16.

4. LIÐUR: Ráðstafanir í skyndihjálpi

4.1. Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálpi

Eftir sneringu við augu

Hreinsið tafarlaust varlega og vandlega með augnskoli eða vatni.

Eftir inntöku

Skolið munn tafarlaust og drekkið mikið af vatni.

4.2. Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafin

Engar upplýsingar tiltækar.

4.3. Upplýsingar um tafarlausu læknisumönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á

Meðferð skal vera í samræmi við einkenni.

5. LIÐUR: Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða

5.1. Slökkvibúnaður

Hentugur slökkvimiðill

Koltvísýringur (CO2), Froða, Slökkviduft.

Óhentugur slökkvimiðill

Vatn.

5.2. Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar

Úðabrusi með afar eldfimum efnum. Gufur geta myndað sprengifimar blöndur í andrúmslofti.

5.3. Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn

Ef eldur kemur upp: Notið sjálfbirgðan öndunarbúnað.

Frekari upplýsingar

Notið vatnsúðadælu til að verja starfsfólk og kæla ílát sem eru í hættu. Safnið saman menguðu vatni eftir slökkvistörf aðskildu. Komið í veg fyrir að það berist í niðurföll og yfirborðsvatn.

6. LIÐUR: Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slysi

6.1. Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir

Almennar upplýsingar

Fjarlægjið alla mögulega íkveikjuvalda.

6.2. Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins

Leyfið ekki óstjórnaða losun vörunnar í umhverfið. Sprengihætta

6.3. Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar

VITA AKZENT Plus BODY SPRAY

Dagsetning endurskoðunar: 22.02.2023

Vörukóði: 275

Blaðsíða 3 af 8

Aðrar upplýsingar

Frásogið með vökvabindandi efni (sandi, kísilgúr, sýru- eða almennum bindiefnum). Meðhöndlið efni sem safnað er upp eins og lýst er í hlutanum um förgun úrgangs.

6.4. Tilvísun í aðra liði

Örugg meðhöndlun: sjá lið 7

Persónuhlífar: sjá lið 8

Förgun: sjá lið 13

7. LIÐUR: Meðhöndlun og geymsla

7.1. Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun

Upplýsingar um örugga meðhöndlun

Þrýstihylki: Ekki má gata eða brenna hylki jafnvel þótt þau séu tóm.

Upplýsingar um eld- og sprengivarnir

Úðið ekki á opinn eld eða efni sem gefur frá sér glóð. Hlífið við sólarljósi. Hlífið við hærri hita en 50 °C/122 °F. Haldið frá hita og neistagjöfum – Bannað að reykja. Gerið varúðarráðstafanir gegn rafstöðuafhleðslu. Gufur geta myndað sprengifimar blöndur í andrúmslofti.

Leiðbeiningar um almennt hreinlæti á vinnustöðum

Farið úr fötum sem óhreinkast. Þvoið hendur fyrir pásur og eftir vinnu. Neytið ekki matar eða drykkjar meðan á notkun stendur.

7.2. Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika

Kröfur um geymslurými og ílát

Hafið ílát vel lokað. Geymið á köldum og vel loftræstum stað. Haldið frá hitagjöfum, neistagjöfum, opnum eldi og heitum flötum. - Reykingar bannaðar.

Bendingar um sameiginlega geymslu

Geymið ekki ásamt: Oxunarefni. Loftkveikjandi eða sjálfhitandi efni.

7.3. Sértek, endanleg notkun

Notað sem virkt efni á rannsóknarstofu

8. LIÐUR: Váhrifavarnir/persónuhlífar

8.1. Eftirlitsbreytur

Viðmiðunarmörk fyrir váhrif

| CAS-nr. | Efni | ppm | mg/m ³ | þráður/ cm ³ | Flokkur | Heimild |
|---------|----------------------|------|-------------------|----------------------------|--------------|---------|
| 64-17-5 | Etanól (etýlalkóhól) | 1000 | 1900 | | Fyrir 8 tíma | |

8.2. Váhrifavarnir



Varnar- og hreinlætisráðstafanir

Hlífðargleraugu/andlitsvörn

Notið hlífðargleraugu/andlitsgrímu.

Handhlífar

Þegar í efni eru meðhöndluð skal nota hlífðarhanska með CE-merkingu og stjórnstafina fjóra. Gæði efnaböls hlífðarhanskanna verður að velja sem hluta af sértekum styrk og magni hættulegra efna sem höndlað er með á

VITA AKZENT Plus BODY SPRAY

Dagsetning endurskoðunar: 22.02.2023

Vörukóði: 275

Blaðsíða 4 af 8

vinnustaðnum. Í sérstökum tilfellum er ráðlagt að athuga efnaþol hanskana sem minnst er á að ofan ásamt afhendingaraðila hanskana.

Líkamshlífar

Brunatregur hlífðarfatnaður. Klæðist afracmagnandi skófatnaði og fatnaði

Öndunargríma

Notið öndunarhlífar.

9. LIÐUR: Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar**9.1. Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika**

Eðlisástand: Úðaefni
Litur:
Lykt: einkennandi

Breytingar á eðlisástandi

Bræðslumark/frostmark: ekki skilgreint
Suðumark eða upphafs suðumark og suðusvið: -11 °C
Blossamark: -60 °C

Eldfimi

Fastur/fljótandi: á ekki við
Gas: á ekki við
Neðri sprengimörk: ekki skilgreint
Efri sprengimörk: ekki skilgreint

Sjálfsíkveikjuhitastig

Fast efni: á ekki við
Gas: á ekki við
Niðurbrotshitastig: ekki skilgreint
pH-gildi: ekki skilgreint
Vatnsleysni: Nei

Leysni í öðrum leysum

ekki skilgreint
Deilistuðull n-oktanól/vatn: ekki skilgreint
Gufuþrýstingur: <=1100 hPa
(við 50 °C)
Eðlismassi: 0,60000 g/cm³
Hlutfallslegur eðlismassi í gufuformi: ekki skilgreint

9.2. Aðrar upplýsingar**Upplýsingar er við koma eðlisrænum hættuflokkum**

Oxandi eiginleikar
Ekki oxandi.

Aðrir öryggiseiginleikar

Fast efni: 4,0 %
Uppgufunarhraði: ekki skilgreint

Frekari upplýsingar**10. LIÐUR: Stöðugleiki og hvarfgirni**

VITA AKZENT Plus BODY SPRAY

Dagsetning endurskoðunar: 22.02.2023

Vörukóði: 275

Blaðsíða 5 af 8

10.1. Hvarfgirni

Úðabrúsi með afar eldfimum efnum.

10.2. Efnafræðilegur stöðugleiki

Varan er stöðug við geymslu í eðlilegum umhverfishita.

10.3. Möguleiki á hættulegu efnahvarfi

Engar hættulegar verkanir þekktar.

10.4. Skilyrði sem ber að varast

Haldið frá hitagjöfum (t.d. heitum flötum), neistum og opnum eldi. Gufur geta myndað sprengifimar blöndur í andrúmslofti.

10.5. Ósamrýmanleg efni

Engar upplýsingar tiltækar.

10.6. Hættuleg niðurbrotsefni

Engin hættuleg niðurbrotsefni þekkt.

11. LIÐUR: Eiturefnafræðilegar upplýsingar**11.1. Upplýsingar um hættuflokka eins og þeir eru skilgreindir í reglugerð (EB) nr. 1272/2008****12. LIÐUR: Vistfræðilegar upplýsingar****12.1. Eiturhrif**

Varan er ekki: Visteitrað efni.

12.2. Þrávirkni og niðurbrotanleiki

Varan hefur ekki verið prófuð.

12.3. Uppsöfnun í lífverum

Varan hefur ekki verið prófuð.

12.4. Hreyfanleiki í jarðvegi

Varan hefur ekki verið prófuð.

12.5. Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB-eiginleikum.

Efnið í blöndunni uppfylla ekki skilyrði fyrir PBT/vPvB samkvæmt REACH, viðauka XIII.

Varan hefur ekki verið prófuð.

12.6. Innkirtlatruflandi eiginleikar

Varan inniheldur ekki efni sem hefur truflandi áhrif á starfsemi innkirtla í lífverum utan markhóps þar sem engir efnisþættir þess uppfylla skilyrðin.

12.7. Önnur váhrif

Engar upplýsingar tiltækar.

Frekari upplýsingar

Forðist losun út í umhverfið.

13. LIÐUR: Förgun**13.1. Aðferðir við meðhöndlun úrgangs****Ráðleggingar um förgun**

Má ekki komast í yfirborðsvatn eða holræsi. Fargið úrgangi samkvæmt viðeigandi löggjöf.

Mengaðar umbúðir

Hægt er að endurvinnna fulltæmdar umbúðir.

14. LIÐUR: Upplýsingar um flutninga**Flutningar á landi (ADR/RID)**

VITA AKZENT Plus BODY SPRAY

Dagsetning endurskoðunar: 22.02.2023

Vörukóði: 275

Blaðsíða 6 af 8

| | |
|---|----------|
| 14.1. UN-númer eða kenninúmer: | UN 1950 |
| 14.2. Rétt UN-sendingarheiti: | AEROSOLS |
| 14.3. Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga: | 2 |
| 14.4. Pökkunarflokkur: | - |
| Hættumiði: | 2.1 |



| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Flokkunarkóði: | 5F |
| Sérstökar reglur: | 190 327 344 625 |
| Takmarkað magn: | 1 L |
| Undanþegið magn: | E0 |
| Flutningsflokkur: | 2 |
| Takmörkunarkóði fyrir göng: | D |

Flutningar á skipgengum vatnaleiðum (ADN)

| | |
|---|----------|
| 14.1. UN-númer eða kenninúmer: | UN 1950 |
| 14.2. Rétt UN-sendingarheiti: | AEROSOLS |
| 14.3. Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga: | 2 |
| 14.4. Pökkunarflokkur: | - |
| Hættumiði: | 2.1 |



| | |
|-------------------|-----------------|
| Flokkunarkóði: | 5F |
| Sérstökar reglur: | 190 327 344 625 |
| Takmarkað magn: | 1 L |
| Undanþegið magn: | E0 |

Sjóflutningar (IMDG)

| | |
|---|----------|
| 14.1. UN-númer eða kenninúmer: | UN 1950 |
| 14.2. Rétt UN-sendingarheiti: | AEROSOLS |
| 14.3. Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga: | 2.1 |
| 14.4. Pökkunarflokkur: | - |
| Hættumiði: | 2.1 |



| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Sérstökar reglur: | 63, 190, 277, 327, 344, 959 |
| Takmarkað magn: | 1000 mL |
| Undanþegið magn: | E0 |
| EmS: | F-D, S-U |

Lofflutningar (ICAO-TI/IATA-DGR)

| | |
|---|----------|
| 14.1. UN-númer eða kenninúmer: | UN 1950 |
| 14.2. Rétt UN-sendingarheiti: | AEROSOLS |
| 14.3. Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga: | 2.1 |
| 14.4. Pökkunarflokkur: | - |
| Hættumiði: | 2.1 |

Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006

VITA AKZENT Plus BODY SPRAY

Dagsetning endurskoðunar: 22.02.2023

Vörukóði: 275

Blaðsíða 7 af 8



| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Sérstókar reglur: | A145 A167 A802 |
| Takmarkað magn - farþegi: | 30 kg G |
| Passenger LQ: | Y203 |
| Undanþegið magn: | E0 |
| IATA-pökkunarleiðbeiningar - farþegi: | 203 |
| IATA-hámarks magn - farþegi: | 75 kg |
| IATA-pökkunarleiðbeiningar - farmur: | 203 |
| IATA-hámarks magn - farmur: | 150 kg |

14.5. Umhverfishættur

HÆTTULEGT UMhverFINU: Nei

14.6. Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda

Viðvörðun: Eldfimar lofttegundir.

14.7. Flutningar búlkafarms á sjó skv. gæringi Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar

á ekki við

15. LIÐUR: Upplýsingar varðandi regluverk**15.1. Sértek ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis****Upplýsingar um reglur Evrópusambandsins**Takmarkanir á notkun (REACH, XVII. viðauki):
Færsla 3, Færsla 28, Færsla 40**Frekari upplýsingar**

Tilskipun um úðæfni (75/324/EBE).

Upplýsingar um reglur viðeigandi lands

Vinnutakmarkanir: Fylgið takmörkunum á atvinnuþátttöku ungmenna í samræmi við viðmiðunarreglur um vinnuvernd ungmenna (94/33/EB).

Hættuflokkur fyrir vatn (Þýskaland): 1 - örliðið hættulegur fyrir vatn

15.2. Efnaöryggismat

Efnaöryggismat hefur ekki verið framkvæmt fyrir efni í þessari blöndu.

16. LIÐUR: Aðrar upplýsingar**Skammstafanir og upphafsstafaorð**ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

Viðeigandi H- og EUH-setningar (Númer og óstytur texti)

H220 Afar eldfim lofttegund.

Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006

VITA AKZENT Plus BODY SPRAY

Dagsetning endurskoðunar: 22.02.2023

Vörukóði: 275

Blaðsíða 8 af 8

H222

Úðabrúsi með afar eldfimur efnur.

H229

Þrýstiflöt: Getur sprungið við upphitun.

Auðkenning efnisins eða blöndunnar

Upplýsingarnar hér að ofan lýsa eingöngu öryggiskröfum vörunnar og eru byggðar á vitneskju okkar á þeim tíma sem þetta er ritað. Upplýsingunum er ætlað að veita þér ráðleggingar varðandi örugga meðhöndlun vörunnar, sem nefnd er í þessu öryggisblaði, við geymslu, vinnslu, flutning og förgun. Ekki er hægt að nota upplýsingarnar fyrir aðrar vörur. Ef varan blandast saman við aðrar vörur eða, ef um vinnslu er að ræða, eru upplýsingarnar á þessu öryggisblaði ekki endilega í gildi fyrir nýja tilbúna efnið.

(Gögnin um hættulegu innihaldsefnið voru öll fengin úr síðustu útgáfu af öryggisblaði birgðasalans.)