

## VITA ADIVA CERA ETCH

Dagsetning endurskoðunar: 20.01.2023

Vörukóði: 307

Blaðsíða 1 af 10

## 1. LIÐUR: Auðkenning efnisins eða blöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins

## 1.1. Vörukenni

VITA ADIVA CERA ETCH

UFI: 6NH1-20UD-X00W-YF2U

## 1.2. Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá

## Notkun efnisins eða blöndunnar

Notað sem virkt efni á rannsóknarstofu

## 1.3. Upplýsingar um birgi öryggisblaðsins

Heiti fyrirtækis: VITA Zahnfabrik H.Rauter GmbH &amp; Co.KG

Gata: Spitalgasse 3

Staður: D-79713 Bad Säckingen

Pósthólf: 1338

D-79704 Bad Säckingen

Sími: +49(0)7761-562-0

Bréfasími: +49(0)7761-562-299

Tölvupóstur: info@vita-zahnfabrik.com

Tengiliður: regulatory affairs

Tölvupóstur: info@vita-zahnfabrik.com

Internet: www.vita-zahnfabrik.com

Deild sem leita skal til: Regulatory Affairs

1.4. Neyðarsímanúmer: +49-(0)761-19240

## 2. LIÐUR: Hættugreining

## 2.1. Flokkun efnisins eða blöndunnar

## Reglugerð (EB) nr. 1272/2008

Met. Corr. 1; H290

Acute Tox. 2; H310

Acute Tox. 3; H301

Acute Tox. 4; H332

Skin Corr. 1A; H314

Eye Dam. 1; H318

Allur texti H-setninga: sjá LIÐUR 16.

## 2.2. Merkingaratriði

## Reglugerð (EB) nr. 1272/2008

## Hættuleg innihaldsefni sem eiga að koma fram á merkimiða

hydrofluorid acid

Sulphuric acid

Viðvörðunarorð:

Hætta

Skýringarmyndir:



## Hættusetningar

H301

Eitrað við inntöku.

H310

Banvænt í snertingu við húð.

H314

Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða.

H332

Hættulegt við innöndun.

## VITA ADIVA CERA ETCH

Dagsetning endurskoðunar: 20.01.2023

Vörukóði: 307

Blaðsíða 2 af 10

## Varnaðarsetningar

|                |  |
|----------------|--|
| P405           | Geymist á læstum stað.   |
| P260           | Andið ekki að ykkur ryki/reyk/lofttegund/úða/gufu/ýringi.  |
| P280           | Notið hlífðarhanska/hlífðarfatnað/augnhlífur/andlitshlífur/heyrnarhlífur.  |
| P303+P361+P353 | BERIST EFNID Á HÚÐ (eða í hár): Farið strax úr fötum sem óhreinkast af efninu. Skolið húðina með vatni eða farið í sturtu. |
| P305+P351+P338 | BERIST EFNID Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægjið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram.  |
| P310           | Hringið umsvifalaust í EITRUNARMÍÐSTÖÐ/lækni.  |

**2.3. Aðrar hættur**

Engar upplýsingar tiltækar.

**3. LIÐUR: Samsetning innihaldsefna/upplýsingar um innihaldsefni****3.2. Blöndur**

## Hættulegir efnisþættir

| CAS-nr.   | Efnaheiti  | Magn       |
|-----------|--|------------|
|           | EB-nr. Skrámr. REACH-nr.   |            |
|           | Flokkun (Reglugerð (EB) nr. 1272/2008)                                       |            |
| 7664-93-9 | Sulphuric acid   | 5 - < 10 % |
|           | 231-639-5 016-020-00-8   |            |
|           | Skin Corr. 1A; H314  |            |
| 7664-39-3 | hydrofluorid acid  | 1 - < 5 %  |
|           | 231-634-8 009-002-00-6 01-2119458860-33                                      |            |
|           | Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Skin Corr. 1A; H310 H330 H300 H314 |            |
| 64-17-5   | ethyl alcohol  | 1 - < 5 %  |
|           | 200-578-6 603-002-00-5 01-2119457610-43                                      |            |
|           | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319  |            |

Allur texti H- og EUH-setninga: sjá LIÐUR 16.

**Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar og ATE**

| CAS-nr.   | EB-nr.    | Efnaheiti  | Magn       |
|-----------|-----------|--|------------|
|           |           | Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar og ATE  |            |
| 7664-93-9 | 231-639-5 | Sulphuric acid   | 5 - < 10 % |
|           |           | Skin Corr. 1A; H314: >= 15 - 100 Skin Irrit. 2; H315: >= 5 - < 15 Eye Irrit. 2; H319: >= 5 - < 15                        |            |
| 7664-39-3 | 231-634-8 | hydrofluorid acid  | 1 - < 5 %  |
|           |           | innöndun: ATE = 0.5 mg/l (gufur); innöndun: ATE = 0.05 mg/l (ryk/úði); gegnum húð: ATE = 5 mg/kg; munnleg: ATE = 5 mg/kg |            |
| 64-17-5   | 200-578-6 | ethyl alcohol  | 1 - < 5 %  |
|           |           | gegnum húð: LD50 = 7060 mg/kg  |            |

**4. LIÐUR: Ráðstafanir í skyndihjálpi****4.1. Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálpi**

## Almennar upplýsingar

Skyndihjálparfólk: Gætið að eigin öryggi! Fjarlægjið viðkomandi af hættusvæðinu og leggið hann niður.

## Eftir innöndun

Tryggið flæði fersks lofts. Læknismeðferð er nauðsynleg. EFTIR INNÖNDUN: Hringið í EITRUNARMÍÐSTÖÐ eða lækni ef lasleika verður vart.

## VITA ADIVA CERA ETCH

Dagsetning endurskoðunar: 20.01.2023

Vörukóði: 307

Blaðsíða 3 af 10

**Eftir snertingu við húð**

Berist efnið á húð skal strax þvo með sápu og miklu Vatn og sápa. Farið strax úr fötum sem óhreinast og þvoið áður en þau eru notuð aftur. Hringið samstundis í lækni. BERIST EFNID Á HÚÐ (eða í hár): Kalsíumglúkonatlausn Hringið umsvifalaust í EITRUNARMÍÐSTÖÐ eða lækni.

**Eftir snertingu við augu**

Berist efnið í augu skal strax skola þau með miklu rennandi vatni í 10 til 15 mínútur á meðan augnlokunum haldið opnum og leita til augnlæknis. Hringið umsvifalaust í EITRUNARMÍÐSTÖÐ eða lækni.

**Eftir inntöku**

Skolið munn tafarlaust og drekkið mikið af vatni. EKKI framkalla uppköst. Skaðleg heilsufarsleg áhrif og einkenni hjá fólki: Gat á maga. Hringið samstundis í lækni. Við inntöku skal drekka án tafar: Kalsíumglúkonatlausn

**4.2. Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafin**

Engar upplýsingar tiltækar.

**4.3. Upplýsingar um tafarlausu læknisumönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á**

Meðferð skal vera í samræmi við einkenni.

**5. LIÐUR: Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða****5.1. Slökkvibúnaður****Hentugur slökkvimiðill**

Skipuleggið slökkviaðgerðir í nágrenni eldsins.

**5.2. Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar**

Eldtraust.

**5.3. Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn**

Klæðist sjálfbirgðum öndunarbúnaði og efnahlífðarfatnaði. Alhlífðarfatnaður.

**Frekari upplýsingar**

Haldið niðri lofttegundum/gufu/úða með vatnsbunu. Safnið saman menguðu vatni eftir slökkvistörf aðskildu. Komið í veg fyrir að það berist í niðurföll og yfirborðsvatn.

**6. LIÐUR: Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slysi****6.1. Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir****Almennar upplýsingar**

Tryggið fullnægjandi loftræstingu. Ekki anda að ykkur lofttegundum/gufum/úða. Forðist snertingu við húð, augu og fót. Notið persónuhlífar.

**6.2. Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins**

Má ekki komast í yfirborðsvatn eða holræsi.

**6.3. Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar****Aðrar upplýsingar**

Frásogið með vökvabindandi efni (sandi, kísilgúr, sýru- eða almennum bindiefnum). Meðhöndlið efni sem safnað er upp eins og lýst er í hlutanum um förgun úrgangs.

**6.4. Tilvísun í aðra liði**

Örugg meðhöndlun: sjá lið 7

Persónuhlífar: sjá lið 8

Förgun: sjá lið 13

**7. LIÐUR: Meðhöndlun og geymsla****7.1. Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun****Upplýsingar um örugga meðhöndlun**

Við óvarða meðhöndlun þarf að nota staðbundna útblástursloftræstingu. Ekki anda að ykkur

## VITA ADIVA CERA ETCH

Dagsetning endurskoðunar: 20.01.2023

Vörukóði: 307

Blaðsíða 4 af 10

lofttegundum/gufum/úða.

**Upplýsingar um eld- og sprengivarnir**

Engar sérstakar eldvarnarráðstafanir eru nauðsynlegar.

**Leiðbeiningar um almennt hreinlæti á vinnustöðum**

Fjarlægjið mengaðan, mettaðan fatnað samstundis.. Búið til og farið eftir húðvarnaráætlun. Þvoið hendur og andlit fyrir pásur og eftir vinnu og farið í sturtu ef þurfa þykir. Neytið ekki matar eða drykkjar meðan á notkun stendur.

**7.2. Örugg geymslukilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika****Kröfur um geymslurými og ílát**

Hafið ílát vel lokað. Geymið læst inni. Geymið á stað sem eingöngu viðurkennt starfsfólk hefur aðgang að. Tryggið viðeigandi loftræstingu, auk staðbundins útblásturs á mikilvægum stöðum.

**Bendingar um sameiginlega geymslu**

Engar sérstakar ráðstafanir eru nauðsynlegar.

**7.3. Sértek, endanleg notkun**

Notað sem virkt efni á rannsóknarstofu

**8. LIÐUR: Váhrifavarnir/persónuhlífar****8.1. Eftirlitsbreytur****Viðmiðunarmörk fyrir váhrif**

| CAS-nr.   | Efni                       | ppm  | mg/m <sup>3</sup> | þráður/<br>cm <sup>3</sup> | Flokkur      | Heimild |
|-----------|----------------------------|------|-------------------|----------------------------|--------------|---------|
| 7664-93-9 | Brennisteinssýra (úði)     | -    | 0,05              |                            | Fyrir 8 tíma |         |
| 64-17-5   | Etanól (etýlalkóhól)       | 1000 | 1900              |                            | Fyrir 8 tíma |         |
| 7664-39-3 | Flúorvetni (vetnisflúoríð) | 0,7  | 0,6               |                            | Fyrir 8 tíma |         |
|           |                            | 3    | 2,5               |                            | Þakgildi     |         |

**8.2. Váhrifavarnir****Viðeigandi tæknilegt eftirlit**

Við óvarða meðhöndlun þarf að nota staðbundna útblástursloftræstingu. Ekki anda að ykkur lofttegundum/gufum/úða.

**Varnar- og hreinlætisráðstafanir****Hlífðargleraugu/andlitsvörn**

Notið hlífðargleraugu/andlitsgrímu.

**Handhlífar**

Ráðlagðir hanskar KCL Dermatrill P Notkunartími með tilfallandi snertingu (skvettur): 480 mín Þegar íðefni eru meðhöndluð skal nota hlífðarhanska með CE-merkingu og stjórnstafina fjóra. Gæði efnaþols hlífðarhanskanna verður að velja sem hluta af sértækum styrk og magni hættulegra efna sem höndlað er með á vinnustaðnum. Í sérstökum tilfellum er ráðlagt að athuga efnaþol hanskana sem minnst er á að ofan ásamt afhendingaraðila hanskana.

**Líkamshlífar**

Notið viðeigandi hlífðarfatnað.

**Öndunargríma**

Við óvarða meðhöndlun þarf að nota staðbundna útblástursloftræstingu.

## VITA ADIVA CERA ETCH

Dagsetning endurskoðunar: 20.01.2023

Vörukóði: 307

Blaðsíða 5 af 10

## 9. LIÐUR: Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar

## 9.1. Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika

Eðlisástand:

Litur:

ljósrautt

Lykt:

einkennandi

## Breytingar á eðlisástandi

Bræðslumark/frostmark:

ekki skilgreint

Suðumark eða upphafs suðumark og suðusvið:

100 °C

## Eldfimi

Fastur/fljótandi:

á ekki við

Gas:

á ekki við

Neðri sprengimörk:

ekki skilgreint

Efri sprengimörk:

ekki skilgreint

## Sjálfsíkveikjuhitastig

Fast efni:

á ekki við

Gas:

á ekki við

Niðurbrotshitastig:

ekki skilgreint

pH-gildi:

2,0

## Leysni í öðrum leysum

ekki skilgreint

Deilistuðull n-oktanól/vatn:

ekki skilgreint

Gufuþrýstingur:

&lt;=1100 hPa

(við 50 °C)

Eðlismassi:

1,06000 g/cm<sup>3</sup>

Hlutfallslegur eðlismassi í gufuformi:

ekki skilgreint

## 9.2. Aðrar upplýsingar

## Upplýsingar er við koma eðlisrænum hættuflokkum

Oxandi eiginleikar

Ekki oxandi.

## Aðrir öryggiseiginleikar

Fast efni:

1,5 %

Uppgufunarhraði:

ekki skilgreint

## Frekari upplýsingar

## 10. LIÐUR: Stöðugleiki og hvarfgirni

## 10.1. Hvarfgirni

Engin skaðleg efnahvörf ef meðhöndlun og geymsla eru í samræmi við ákvæði þar um.

## 10.2. Efnafræðilegur stöðugleiki

Varan er stöðug við geymslu í eðlilegum umhverfishita.

## 10.3. Möguleiki á hættulegu efnahvarfi

Engar hættulegar verkanir þekktar.

## 10.4. Skilyrði sem ber að varast

enginn

## VITA ADIVA CERA ETCH

Dagsetning endurskoðunar: 20.01.2023

Vörukóði: 307

Blaðsíða 6 af 10

**10.5. Ósamrýmanleg efni**

Engar upplýsingar tiltækar.

**10.6. Hættuleg niðurbrotsefni**

Engin hættuleg niðurbrotsefni þekkt.

**11. LIÐUR: Eiturefnafræðilegar upplýsingar****11.1. Upplýsingar um hættuflokka eins og þeir eru skilgreindir í reglugerð (EB) nr. 1272/2008****Bráð eiturhrif**

Banvænt í snertingu við húð.

Eitrað við inntöku.

Hættulegt við innöndun.

**ATEblöndu reiknað**

ATE (um munn) 100,4 mg/kg; ATE (gegnum húð) 100,4 mg/kg; ATE (við innöndun gufa) 10,04 mg/l; ATE (við innöndun ryk/úði) 1,004 mg/l

| CAS-nr.   | Efnaheiti         | Váhrifaleiðir        | Skammtur        | Tegund | Leið | Aðferð |
|-----------|-------------------|----------------------|-----------------|--------|------|--------|
| 7664-39-3 | hydrofluorid acid | um munn              | ATE 5 mg/kg     |        |      |        |
|           |                   | gegnum húð           | ATE 5 mg/kg     |        |      |        |
|           |                   | við innöndun gufa    | ATE 0.5 mg/l    |        |      |        |
|           |                   | við innöndun ryk/úði | ATE 0.05 mg/l   |        |      |        |
| 64-17-5   | ethyl alcohol     | gegnum húð           | LD50 7060 mg/kg |        |      |        |

**Erting og ætingareiginleikar**

Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða.

Veldur alvarlegum augnskaða.

**Næmandi áhrif**

Uppfyllir ekki flokkunarviðmiðun samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum.

**Krabbameinsvaldandi áhrif/stökkbreytandi áhrif/eiturhrif á æxlu**

Uppfyllir ekki flokkunarviðmiðun samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum.

**Sértæk eiturhrif á marklíffæri - váhrif í eitt skipti**

Uppfyllir ekki flokkunarviðmiðun samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum.

**Sértæk eiturhrif á marklíffæri - endurtekin váhrif**

Uppfyllir ekki flokkunarviðmiðun samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum.

**Ásvelgingarhætta**

Uppfyllir ekki flokkunarviðmiðun samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum.

**Frekari upplýsingar um prófanir**

Þessi blanda telst hættuleg samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 [CLP]. Sérstök áhætta sem stafar af efni eða blöndu!

**12. LIÐUR: Vistfræðilegar upplýsingar****12.1. Eiturhrif**

Varan er ekki: Visteitrað efni.

**12.2. Þrávirkni og niðurbrotanleiki**

Varan hefur ekki verið prófuð.

## VITA ADIVA CERA ETCH

Dagsetning endurskoðunar: 20.01.2023

Vörukóði: 307

Blaðsíða 7 af 10

**12.3. Uppsöfnun í lífverum**

Varan hefur ekki verið prófuð.

**12.4. Hreyfanleiki í jarðvegi**

Varan hefur ekki verið prófuð.

**12.5. Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB-eiginleikum.**

Efnin í blöndunni uppfylla ekki skilyrði fyrir PBT/vPvB samkvæmt REACH, viðauka XIII.

Varan hefur ekki verið prófuð.

**12.6. Innkirtlatruflandi eiginleikar**

Varan inniheldur ekki efni sem hefur truflandi áhrif á starfsemi innkirtla í lífverum utan markhóps þar sem engir efnispættir þess uppfylla skilyrðin.

**12.7. Önnur váhrif**

Engar upplýsingar tiltækar.

**Frekari upplýsingar**

Má ekki komast í yfirborðsvatn eða holræsi. Má ekki losa í jarðveg/jarðvegsgrunn.

**13. LIÐUR: Förgun****13.1. Aðferðir við meðhöndlun úrgangs****Ráðleggingar um förgun**

Má ekki komast í yfirborðsvatn eða holræsi. Má ekki losa í jarðveg/jarðvegsgrunn. Fargið úrgangi samkvæmt viðeigandi löggjöf.

**Mengaðar umbúðir**

Efni og umbúðum skal fargað sem spilliefnum. Meðhöndlið mengaðar pakkningar á sama hátt og efnið sjálf.

**14. LIÐUR: Upplýsingar um flutninga****Flutningar á landi (ADR/RID)****14.1. UN-númer eða kenninúmer:**

UN 2922

**14.2. Rétt UN-sendingarheiti:**

CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (Sulphuric acid; hydrofluorid acid)

**14.3. Hættuflokkur eða -flokkar**

8

**vegna flutninga:****14.4. Þökkunarflokkur:**

II

Hættumiði:

8+6.1



Flokkunarkóði:

CT1

Sérstökar reglur:

274

Takmarkað magn:

1 L

Undanþegið magn:

E2

Flutningsflokkur:

2

Hættunúmer:

86

Takmörkunarkóði fyrir göng:

E

**Flutningar á skipgengum vatnaleiðum (ADN)****14.1. UN-númer eða kenninúmer:**

UN 2922

**14.2. Rétt UN-sendingarheiti:**

CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (Sulphuric acid; hydrofluorid acid)

**14.3. Hættuflokkur eða -flokkar**

8

**vegna flutninga:****14.4. Þökkunarflokkur:**

II

Hættumiði:

8+6.1

## Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006

### VITA ADIVA CERA ETCH

Dagsetning endurskoðunar: 20.01.2023

Vörukóði: 307


Blaðsíða 8 af 10



Flokkunarkóði: CT1  
 Sérstökar reglur: 274 802  
 Takmarkað magn: 1 L  
 Undanþegið magn: E2

#### Sjöflutningar (IMDG)

**14.1. UN-númer eða kenninúmer:** UN 2922  
**14.2. Rétt UN-sendingarheiti:** CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (Sulphuric acid; hydrofluorid acid)  
**14.3. Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga:** 8  
**14.4. Pökkunarflokkur:** II  
 Hættumiði: 8+6.1



Sérstökar reglur: 274  
 Takmarkað magn: 1 L  
 Undanþegið magn: E2  
 EmS: F-A, S-B

#### Lofflutningar (ICAO-TI/IATA-DGR)

**14.1. UN-númer eða kenninúmer:** UN 2922  
**14.2. Rétt UN-sendingarheiti:** CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (Sulphuric acid; hydrofluorid acid)  
**14.3. Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga:** 8  
**14.4. Pökkunarflokkur:** II  
 Hættumiði: 8+6.1



Sérstökar reglur: A3 A803  
 Takmarkað magn - farþegi: 0.5 L  
 Passenger LQ: Y840  
 Undanþegið magn: E2  
 IATA-pökkunarleiðbeiningar - farþegi: 851  
 IATA-hámarksmagn - farþegi: 1 L  
 IATA-pökkunarleiðbeiningar - farmur: 855  
 IATA-hámarksmagn - farmur: 30 L

#### 14.5. Umhverfishættur

HÆTTULEGT UMHVERFINU: Nei

#### 14.6. Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda

Viðvörðun: Eitrað. afar ætandi.

#### 14.7. Flutningar búlkafarms á sjó skv. gæringi Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar

á ekki við

### 15. LIÐUR: Upplýsingar varðandi regluverk

#### 15.1. Sértek ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis



## VITA ADIVA CERA ETCH

Dagsetning endurskoðunar: 20.01.2023

Vörukóði: 307

Blaðsíða 9 af 10

**Upplýsingar um reglur Evrópusambandsins**

Takmarkanir á notkun (REACH, XVII. viðauki):  
Færsla 3, Færsla 40, Færsla 75

**Upplýsingar um reglur viðeigandi lands**

Vinnutakmarkanir: Fylgið takmörkunum á atvinnuþátttöku ungmenna í samræmi við viðmiðunarreglur um vinnuvernd ungmenna (94/33/EB). Farið eftir starfstakmörkunum skv. tilskipun um vernd í meðgöngu og fæðingu (92/85/EBE) fyrir þungaðar konur eða mæður með barn á brjósti.

Hættuflokkur fyrir vatn (Þýskaland): 2 - hættulegur fyrir vatn

Uppsog í gegnum húð/næming: Síast auðveldlega í gegnum húðina og veldur eitrun.

**15.2. Efnaöryggismat**

Efnaöryggismat hefur ekki verið framkvæmt fyrir efni í þessari blöndu.

**16. LIÐUR: Aðrar upplýsingar****Breytingar**

Öryggisblaðið inniheldur breytingar frá fyrri útgáfu í köflum: 1,2,8,14.

**Skammstafanir og upphafsstafaorð**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

**Flokkun fyrir blöndur og notuð matsaðferð samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 [CLP]**

| Flokkun             | Flokkunaraðferð |
|---------------------|-----------------|
| Met. Corr. 1; H290  |                 |
| Acute Tox. 2; H310  | Reikningsaðferð |
| Acute Tox. 3; H301  | Reikningsaðferð |
| Acute Tox. 4; H332  | Reikningsaðferð |
| Skin Corr. 1A; H314 | Reikningsaðferð |
| Eye Dam. 1; H318    | Reikningsaðferð |

**Viðeigandi H- og EUH-setningar (Númer og óstytur texti)**

H225 Mjög eldfimur vökvi og gufa.

H290 Getur verið ætandi fyrir málma.

H300 Banvænt við inntöku.

H301 Eitrað við inntöku.

H310 Banvænt í snertingu við húð.

H314 Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða.

H318 Veldur alvarlegum augnskaða.

H319 Veldur alvarlegri augnertingu.

H330 Banvænt við innöndun.

H332 Hættulegt við innöndun.

**Auðkenning efnisins eða blöndunnar**

Upplýsingarnar hér að ofan lýsa eingöngu öryggiskröfum vörunnar og eru byggðar á vitneskju okkar á þeim tíma

## Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006

## VITA ADIVA CERA ETCH

Dagsetning endurskoðunar: 20.01.2023

Vörukóði: 307

Blaðsíða 10 af 10

sem þetta er ritað. Upplýsingunum er ætlað að veita þér ráðleggingar varðandi örugga meðhöndlun vörunnar, sem nefnd er í þessu öryggisblaði, við geymslu, vinnslu, flutning og förgun. Ekki er hægt að nota upplýsingarnar fyrir aðrar vörur. Ef varan blandast saman við aðrar vörur eða, ef um vinnslu er að ræða, eru upplýsingarnar á þessu öryggisblaði ekki endilega í gildi fyrir nýja tilbúna efnið.

(Gögnin um hættulegu innihaldsefnin voru öll fengin úr síðustu útgáfu af öryggisblaði birgðasalans.)