


Le polissage complet pour toutes les céramiques



VITA CERAMICS Polishing Set

- Polissage facile et rapide
- Pour tous les types de céramiques
- De meilleures performances, une utilisation plus longue



En savoir plus

VITA CERAMICS Polishing Set

Instruments de polissage pour tous les types de céramiques

Spécialement conçu pour le polissage en deux étapes (pré-polissage et polissage brillant) de tous les matériaux de céramique dentaire. Particulièrement performant et durable grâce à un pourcentage élevé de diamants dans les pré-polisseurs et à un volume utile plus important. Pour une utilisation en cabinet et en laboratoire dentaire.

Les VITA CERAMICS Polishing Sets conviennent à

- la **céramique feldspathique**, comme par ex. VITABLOCKS, VITA LUMEX AC
- la **céramique vitreuse**, comme par exemple VITA SUPRINITY PC, VITA AMBRIA
- la **céramique d'oxyde** comme par ex. VITA YZ

Technical Set

pour pièce à main (extraoral)



Pré-polissage



Polissage haute brillance

Clinical Set

pour contre-angle (intraoral)

Stérilisable



Pré-polissage



Polissage haute brillance

Assortiments

VITA CERAMICS Polishing Set technical :

N° d'art. ECEPSETT

Recharges pour VITA CERAMICS Polishing Set clinical : N° d'art. ECEPSETC

+ pack de recharge pour chaque instrument

Adapté à cela :

pâte à polir diamantée **VITA Polish Cera**
pour polissage haute brillance extraoral



Distribution

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3

79713 Bad Säckingen

Allemagne

Phone: +49 7761 562-0

Hotline: +49 7761 562-222

E-mail: info@vita-zahnfabrik.com



EVE Ernst Vetter GmbH

Neureutstr. 6

75210 Kelttern

Allemagne

La société EVE Ernst Vetter GmbH est certifiée et les produits suivants portent le marquage :

CE 0483 MD

VITA CERAMICS Polishing Set clinical et recharges correspondantes.