


El pulido completo para todas las cerámicas



VITA CERAMICS Polishing Set

- Pulido sencillo y rápido
- Para todo tipo de cerámicas
- Mejor rendimiento, mayor vida útil



Más información

VITA CERAMICS Polishing Set

Instrumentos de pulido para todo tipo de cerámicas

Adaptados especialmente al pulido en dos etapas (pulido previo y pulido de alto brillo) de todos los materiales cerámicos dentales. Ofrecen un rendimiento y una durabilidad excelentes gracias a su elevada proporción de diamante en los instrumentos de pulido previo y al mayor volumen útil. Para el uso en la clínica y el laboratorio.

Los VITA CERAMICS Polishing Sets están indicados para:

- **Cerámica de feldespato**, p. ej., VITABLOCS, VITA LUMEX AC
- **Cerámica vítrea**, p. ej., VITA SUPRINITY PC, VITA AMBRIA
- **Cerámica de óxido**, p. ej., VITA YZ

Set technical

para la pieza de mano (extraoral)



Pulido previo



Pulido de alto brillo

Set clinical

para la pieza acodada (intraoral)

esterilizable



Pulido previo



Pulido de alto brillo

Surtidos:

VITA CERAMICS Polishing Set technical: ref. ECEPSETT

VITA CERAMICS Polishing Set clinical: ref. ECEPSETC

+ Envases de reposición para cada instrumento

Producto relacionado:

VITA Polish Cera Pasta de pulido de diamante para el pulido extraoral de alto brillo



Distribución:

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3

79713 Bad Säckingen

Germany

Phone: +49 7761 562-0

Hotline: +49 7761 562-222

E-mail: info@vita-zahnfabrik.com



EVE Ernst Vetter GmbH

Neurentstr. 6

75210 Kelttern

Germany

La empresa EVE Ernst Vetter GmbH está certificada y los siguientes productos llevan el marcado:

CE 0483 MD

VITA CERAMICS Polishing Set clinical y los envases de reposición correspondientes.