

VITA



## VITA V60 i-Line® PLUS

### Kompromisslos. Leistungsstark.

- Intuitive Benutzerfreundlichkeit
- Langlebiges Design
- Produktiv und zeitsparend



JETZT NEU!

# VITA V60 i-Line® PLUS

Das Update des Klassikers.

Der VITA V60 i-Line PLUS setzt den Fokus auf zwei zentrale Aspekte: hervorragende Brennergebnisse über einen langen Zeitraum und intuitive Benutzerfreundlichkeit. Im zeitlosen Design kombiniert der neue Ofen bewährte Qualität und moderne Technik zu einem attraktiven Preis.

**VITA V60 i-Line PLUS eignet sich mit Brenntemperaturen von bis zu 1.200 °C für**

- Keramik-, Malfarben- und Korrekturbrände
- Glanzbrände
- Kristallisationsbrände mit und ohne Vakuum



Mit zuverlässig guten Brennergebnissen und intuitiver Benutzerfreundlichkeit ist dieser Ofen ein hervorragendes Beispiel für die Qualität, die ich von Dentalöfen erwarte.“

**Daniel Sperlich**  
Zahntechnikermeister, Deutschland



Der Keramikbrennofen überzeugt mit einem 7-Zoll-Touchdisplay mit hoher Reaktionsgeschwindigkeit und selbsterklärender Bedienoberfläche. Dadurch macht es nicht nur Spaß mit dem Ofen zu arbeiten, sondern man spart auch wertvolle Zeit.

**Erhältlich in folgenden Ausführungen:**

**VITA V60 i-Line PLUS (100V)     Art.-Nr. DV60IP100**

**VITA V60 i-Line PLUS (110V)     Art.-Nr. DV60IP110**

**VITA V60 i-Line PLUS (220V)     Art.-Nr. DV60IP220**

Der WiFi Dongle sorgt für regelmäßige Online-Updates. Damit ist Ihr Ofen stets auf dem neusten Stand.



Die VITA FURNACE App ermöglicht einen Fernzugriff via Android Mobilgerät. Dadurch können Sie bequem auf Ihrem Smartphone den Brennverlauf und die Brennzeit einsehen oder das Gerät aus der Ferne ein- und ausschalten.

 **VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG**

Spitalgasse 3  
79713 Bad Säckingen  
Germany

Phone: +49 7761 562-0  
Hotline: +49 7761 562-222  
E-mail: [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)

Besuchen Sie uns auch auf:  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

