

VITA



VITA V60 i-Line® PLUS

Calidad sin concesiones. Gran potencia.

- Uso intuitivo
- Diseño duradero
- Productivo y rápido



¡NOVEDAD!

VITA V60 i-Line® PLUS

La actualización del clásico.

El VITA V60 i-Line PLUS otorga prioridad a dos aspectos fundamentales: unos resultados de cocción extraordinarios y duraderos y un uso intuitivo. Dotado de un diseño intemporal, el nuevo horno combina calidad acreditada y tecnología avanzada a un precio atractivo.

Con temperaturas de cocción de hasta 1200 °C, VITA V60 i-Line PLUS está indicado para

- Cocciones de cerámica, de maquillajes y de corrección
- Cocciones de glaseado
- Cocciones de cristalización con y sin vacío



Con unos buenos resultados de cocción fiables y un manejo intuitivo, este horno es un excelente ejemplo de la calidad que espero de los hornos dentales."

Daniel Sperlich
Maestro protésico, Alemania



El horno de cocción de cerámica destaca por su pantalla táctil de 7 pulgadas con gran rapidez de respuesta e interfaz de manejo intuitivo. Gracias a ello, el trabajo con el horno no solo resulta agradable, sino que además ahorra un valioso tiempo.

Disponible en las siguientes variantes:

VITA V60 i-Line PLUS (100 V)	Ref. DV60IP100
VITA V60 i-Line PLUS (110 V)	Ref. DV60IP110
VITA V60 i-Line PLUS (220 V)	Ref. DV60IP220

El módulo wifi asegura actualizaciones en línea periódicas para que su horno esté siempre actualizado.

La aplicación VITA FURNACE posibilita el acceso remoto a través de un dispositivo móvil Android. Esto le permite consultar cómodamente en su móvil el proceso y el tiempo de cocción, o encender y apagar el aparato de forma remota.



 **VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG**

Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Germany

Phone: +49 7761 562-0
Hotline: +49 7761 562-222
E-mail: info@vita-zahnfabrik.com

Visítenos también en:
www.vita-zahnfabrik.com

