

VITA



## VITA V60 i-Line® PLUS

**Senza compromessi. Elevata potenza.**

- Utilizzo intuitivo
- Design durevole
- Ad alta produttività e velocità



**NOVITÀ!**

# VITA V60 i-Line® PLUS

Un classico riaggiornato.

Il forno VITA V60 i-Line PLUS si concentra su due aspetti centrali: risultati di cottura eccellenti nel lungo periodo e semplicità d'impiego. Il design senza tempo di questo nuovo forno coniuga la consueta qualità e una moderna tecnologia a un prezzo interessante.

## VITA V60 i-Line PLUS è adatto a temperature di cottura fino a 1.200 °C per

- Cotture di ceramica, di supercolori e di correzione,
- Cotture di glasura
- Cotture di cristallizzazione, con e senza vuoto



Con risultati di cottura buoni e affidabili e una grande facilità d'impiego, questo forno è un esempio eccellente della qualità che mi aspetto dai forni dentali."

**Daniel Sperlich**  
Esperto odontotecnico, Germania



Il forno per ceramica convince grazie al display touch da 7 pollici dall'elevata velocità di reazione e all'interfaccia utente intuitiva. In questo modo lavorare con il forno non è solo un vero piacere, ma fa risparmiare anche tempo prezioso.

### Disponibile nelle seguenti versioni:

<b>VITA V60 i-Line PLUS</b> (100 V)	<b>Cod.</b> DV60IP100
<b>VITA V60 i-Line PLUS</b> (110 V)	<b>Cod.</b> DV60IP110
<b>VITA V60 i-Line PLUS</b> (220 V)	<b>Cod.</b> DV60IP220

Il dongle Wi-Fi consente di ottenere aggiornamenti online periodici, in modo da mantenere il forno sempre in perfetto stato.



L'app VITA FURNACE consente l'accesso remoto tramite dispositivo Android. Ciò consente di visualizzare il processo e il tempo di cottura comodamente dal proprio smartphone o di accendere e spegnere il dispositivo da remoto.

## VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3  
79713 Bad Säckingen  
Germania

Phone: +49 7761 562-0  
Hotline: +49 7761 562-222  
E-mail: [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)

Venite a trovarci anche su:  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

