

VITA VIONIC® SOLUTIONS

Prótesis Digital VITA: Alcanza el siguiente nivel



siguiente >

Eleve sus prótesis digitales

con **VITA VIONIC**[®] SOLUTIONS

las ventajas >


la gama >

los flujos de trabajo >





Eleve sus prótesis digitales al siguiente nivel con VITA VIONIC® SOLUTIONS.




Eleve su **estética digital**

- Las prótesis digitales no tienen por qué renunciar a nada en cuanto a la estética.
- Utilice, por ejemplo, los dientes preconfeccionados VITA VIONIC VIGO con una transición cromática tridimensional altamente estética, o elija la pieza en bruto VITA VIONIC DENT DISC multiColor.



Eleve su **calidad digital**

- Con los materiales adecuados, una prótesis digital puede satisfacer requisitos de calidad elevados.
- Por ejemplo, VITA VIONIC DENT DISC multiColor presenta unas propiedades materiales impresionantes en términos de resistencia a la abrasión y facilidad de pulido.



Eleve sus **posibilidades digitales**

- Los pacientes demandan prótesis digitales personalizadas.
- La biblioteca dental VITA VIONIC VIGO ofrece 7 conceptos de montaje predefinidos.



Eleve su **eficiencia digital**

- Las prótesis digitales son sinónimo de eficiencia.
- VITA VIONIC SOLUTIONS ofrece componentes de sistema para posibilitar un flujo de trabajo ágil y eficiente.



VITA VIONIC® SOLUTIONS: Componentes de sistema perfectamente armonizados para su flujo de trabajo digital.


Proceso CAD

Confección de la prueba en boca

Confección de la prótesis definitiva

1

VITA VIONIC VIGO®
VITA VIONIC® DIGITAL VIGO
Biblioteca de dientes protésicos



2

VITA VIONIC® WAX



3

VITA VIONIC® BASE DISC HI




4

VITA VIONIC VIGO®



O BIEN

VITA VIONIC® DENT DISC multiColor



5

VITA VIONIC® BOND



siguiente >

Escoja su flujo de trabajo:

preconfeccionados

con **VITA VIONIC VIGO®**



siguiente >

O BIEN

fresados

con **VITA VIONIC® DENT DISC multiColor**




siguiente >



Biblioteca de dientes protésicos VITA VIONIC VIGO®

Eleve sus posibilidades digitales con la biblioteca de dientes protésicos VITA VIONIC VIGO:

- La mayor selección de conceptos de montaje
- Apenas se requieren retoques manuales en el software
- Benefíciense de la experiencia de VITA en el diseño de dientes



siguiente >



VITA VIONIC® WAX


Piezas en bruto de cera sintética con estabilidad de forma y termorresistentes

Eleve sus posibilidades de prueba en boca con VITA VIONIC WAX:

- Prueba en boca cómoda
- Montaje preciso
- Correcciones rápidas y sencillas



siguiente >






VITA VIONIC® BASE DISC HI

Disco de PMMA de alta calidad para la confección de bases de prótesis definitivas

Eleve su calidad digital con VITA VIONIC BASE DISC HI:

- Mayor durabilidad gracias al disco con calidad High Impact
- Excelente adaptación a la cresta alveolar
- Nueva selección de colores de encía

siguiente >





VITA VIONIC VIGO®


El diente inteligente para prótesis digitales

Eleve su estética digital con VITA VIONIC VIGO:

- Estética y función naturales
- Flujo de trabajo ágil para aumentar la productividad
- Proceso de confección seguro



siguiente >






VITA VIONIC® BOND

Sistema adhesivo bicomponente autopolimerizable

Mejore la adhesión de los dientes protésicos a la base:

- Fijación adhesiva eficiente
- Adhesión de los dientes precisa y sin resquicios en la cavidad
- Unión adhesiva segura de los dientes protésicos a la base






NOVEDAD
Disponible en
julio de 2023

VITA VIONIC® DIGITAL VIGO

Biblioteca de dientes protésicos

Eleve sus posibilidades digitales con la biblioteca de fresado e impresión VITA VIONIC VIGO:

- Exporte el diseño del diente y/o la base de prótesis para fresar o imprimir
- La mayor selección de conceptos de montaje
- Apenas se requieren retoques manuales en el software
- Benefíciese de la experiencia de VITA en el diseño de dientes



siguiente >




VITA VIONIC® WAX

Piezas en bruto de cera sintética con estabilidad de forma y termorresistentes

Eleve sus posibilidades de prueba en boca con VITA VIONIC WAX:

- Prueba en boca cómoda
- Montaje preciso
- Correcciones rápidas y sencillas



siguiente >




VITA VIONIC® BASE DISC HI

Disco de PMMA de alta calidad para la confección de bases de prótesis definitivas

Eleve su calidad digital con VITA VIONIC BASE DISC HI:

- Mayor durabilidad gracias al disco con calidad High Impact
- Excelente adaptación a la cresta alveolar
- Nueva selección de colores de encía

siguiente >






VITA VIONIC® DENT DISC multiColor

Piezas en bruto de composite para el fresado de dientes de prótesis removibles

Eleve su calidad digital con VITA VIONIC DENT DISC multiColor:

- Alta calidad equiparable a la de los dientes preconfeccionados prémium de VITA
 - En términos de resistencia a la abrasión
 - En términos de facilidad de pulido
- Transición cromática integrada que mejora la estética



siguiente >



VITA VIONIC® BOND

Sistema adhesivo bicomponente autopolimerizable

Mejore la adhesión de los dientes protésicos a la base:

- Fijación adhesiva eficiente
- Adhesión de los dientes precisa y sin resquicios en la cavidad
- Unión adhesiva segura de los dientes protésicos a la base

