

VITA VIONIC® SOLUTIONS

Prothèse amovible numérique : passez au niveau supérieur !



[suivant >](#)


Optimisez vos **prothèses amovibles numériques**

avec **VITA VIONIC**[®] SOLUTIONS


[Les avantages >](#)

[Le portefeuille >](#)

[Les flux de travail >](#)



Passez à la vitesse supérieure avec vos prothèses amovibles numériques grâce aux VITA VIONIC[®] SOLUTIONS.




Optimisez votre **esthétique numérique**

- Les prothèses amovibles numériques ne doivent pas faire de compromis sur l'esthétique.
- Utilisez par exemple les dents artificielles VITA VIONIC VIGO avec un dégradé de couleur tridimensionnel très esthétique de la dent ou choisissez VITA VIONIC DENT DISC multiColor.



Améliorez votre **qualité numérique**

- Avec les bons matériaux, une prothèse amovible numérique peut répondre à des normes de qualité élevées.
- Par exemple, le VITA VIONIC DENT DISC multiColor offre des propriétés impressionnantes en termes de résistance à la flexion et d'aptitude au polissage.



Optimisez vos **possibilités numériques**

- Les patients ont besoin de prothèses amovibles numériques individuelles.
- La bibliothèque de dents VITA VIONIC VIGO offre 7 concepts de montages individualisés.



Améliorez votre **efficacité numérique**

- Les prothèses amovibles numériques sont synonymes d'efficacité.
- VITA VIONIC SOLUTIONS propose des composants de système pour un flux de travail fluide et efficace.

VITA VIONIC® SOLUTIONS – Des composants système parfaitement adaptés pour votre flux de travail numérique.


Processus CAO

Fabrication de modèle d'essayage

Fabrication de la prothèse amovible finale

1

VITA VIONIC VIGO®
VITA VIONIC® DIGITAL VIGO
Bibliothèque de dents artificielles



2

VITA VIONIC® WAX



3

VITA VIONIC® BASE DISC HI




4

VITA VIONIC VIGO®



OU

VITA VIONIC® DENT DISC multiColor



5

VITA VIONIC® BOND



suivant >

Choisissez votre flux de travail

préfabriqué

avec **VITA VIONIC VIGO®**



suivant >

OU

fraisé

avec **VITA VIONIC® DENT DISC multiColor**




suivant >



La bibliothèque de dents artificielles **VITA VIONIC VIGO**[®]

Optimisez vos possibilités numériques avec la bibliothèque de dents artificielles **VITA VIONIC VIGO**

- Le plus grand choix de concepts de montage
- Peu de retouches manuelles dans le logiciel
- Bénéficiez de l'expertise de VITA en matière de conception de dents



suivant >




VITA VIONIC® WAX

Disques en cire synthétique de forme stable et résistants à la température

Optimisez vos possibilités d'essayage avec VITA VIONIC WAX

- Prothèse d'essayage confortable en cire
- Montage en cire précis
- Possibilité de correction facile



suivant >




VITA VIONIC® BASE DISC HI

Disque en PMMA de haute qualité pour la fabrication de bases prothétiques finales

Améliorez votre qualité numérique avec VITA VIONIC BASE DISC HI

- Bonne longévité grâce au matériau résistant aux chocs
- Excellente adaptation à la crête alvéolaire
- Nouvelle offre de couleurs gingivales

suivant >





VITA VIONIC VIGO®


L'intelligence dentaire au service des prothèses amovibles numériques

Améliorez l'esthétique numérique avec VITA VIONIC VIGO

- Esthétique et morphologie dentaire fonctionnelle proches de la réalité
- Gain de temps pour une productivité accrue
- Fabrication fiable en termes de processus



suivant >






VITA VIONIC® BOND

Système de collage autopolymérisable à deux composants

Améliorez l'adhérence des dents artificielles à la base

- Collage efficace
- Fixation précise et sans faille des dents dans la cavité
- Adhésion sûre des dents de la prothèse à la base






VITA VIONIC® DIGITAL VIGO

Bibliothèque de dents artificielles

Optimisez vos possibilités numériques avec la bibliothèque VITA VIONIC DIGITAL VIGO

- Exportation de la morphologie de la dent et/ou de la base prothétique vers l'usineuse ou l'imprimante
- Le plus grand choix de concepts de montage
- Peu de retouches manuelles nécessaires dans le logiciel
- Bénéficiez de l'expertise de VITA en matière de conception de dents



suivant >



VITA VIONIC® WAX


Disques en cire synthétique de forme stable et résistants à la température

Optimisez vos possibilités d'essayage avec VITA VIONIC WAX

- Prothèse d'essayage confortable en cire
- Montage en cire précis
- Possibilité de correction facile



suivant >






VITA VIONIC® BASE DISC HI

Disque en PMMA de haute qualité pour la fabrication de bases prothétiques finales

Améliorez votre qualité numérique avec VITA VIONIC BASE DISC HI

- Bonne longévité grâce au matériau résistant aux chocs
- Excellente adaptation à la crête alvéolaire
- Nouvelle offre de couleurs gingivales

suivant >





VITA VIONIC® DENT DISC multiColor


Disque en composite MRP (PMMA à charges inorganique)
pour les dents de prothèses amovibles

Améliorez votre qualité numérique avec VITA VIONIC DENT DISC multiColor

- La haute qualité correspond aux dents préfabriquées VITA premium
 - en termes de résistance à l'abrasion
 - en termes d'aptitude au polissage
- Dégradé de couleur de la dent intégré pour une meilleure esthétique



suivant >





VITA VIONIC® BOND

Système de collage autopolymérisable à deux composants

Améliorez l'adhérence des dents artificielles à la base

- Collage efficace
- Fixation précise et sans faille des dents dans la cavité
- Adhésion sûre des dents de la prothèse à la base

Flux de travail avec VITA VIONIC VIGO®

suivant >

