

VITAVM.11

Informazione prodotto



VITA Determinazione del colore

VITA Comunicazione del colore

VITA Riproduzione del colore

VITA Controllo del colore

VITA – perfect match.

VITA

Ceramica a struttura microfine per l'individualizzazione di restauri in vetroceramica al silicato di litio rinforzata con biossido di zirconio (ZLS) VITA SUPRINITY PC.



Fig. 1: masse effetto VITA VM 11

Ceramica a struttura microfine per l'individualizzazione di VITA SUPRINITY PC

VITA VM 11 è una ceramica feldspatica a struttura microfine, a basso punto di fusione, sviluppata specialmente per l'individualizzazione di restauri in ceramica al silicato di litio rinforzata con biossido di zirconio.*

Il perfetto adattamento dei coefficienti di espansione termica del materiale strutturale e di rivestimento estetico garantisce un legame eccellente e risultati sicuri per un rivestimento privo di distorsioni e soggetto a tensioni minime.

Vantaggi del prodotto

Restauri altamente estetici:

L'elevata traslucenza e la calda colorazione di VITA VM 11 insieme all'effetto opalescente di VITA SUPRINITY PC assicurano risultati altamente estetici e giochi cromatici vivaci.

Legame sicuro:

L'adattamento ottimale dei due CET garantisce un legame sicuro e privo di tensioni.



Fig. 2

Buona molabilità e lucidabilità:

Grazie all'affermata struttura microfine di VITA VM 11 si conseguono superfici lisce, compatte, facilmente molabili e rapidamente lucidabili.

Lavorazione semplice:

Ottima resistenza, retrazione minima ed elevata stabilità degli spigoli contraddistinguono VITA VM 11. In combinazione con VITA SUPRINITY PC, per l'ottima bagnabilità superficiale della nuova vetroceramica, la stratificazione non richiede cotture di Liner o wash.



Fig. 3

Stabilità di cottura convincente:

VITA VM 11 assicura ottime caratteristiche di cottura e resta stabile anche dopo numerose cotture.



Fig. 4

Le fotografie 2 - 4 sono state realizzate con il gentile contributo dell'odontotecnico Master Heike Assmann.

* utilizzabile anche per CELTRA[®] Duo e CELTRA[®] CAD FC.
CELTRA è un marchio registrato della DeguDent GmbH.



Assortimenti

VITAVM®11 DENTINE KIT 3D-MASTER, BV11DK

| Q.tà | Contenuto | Materiale |
|------|-----------|--|
| 6 | 12 g | TRANSPA DENTINE 0M1, 1M1, 1M2, 2M2, 3M2, 4M2 |
| 2 | 12 g | ENAMEL ENL, END |
| 1 | 50 ml | LOW FUSING MODELLING LIQUID |
| | | Istruzioni d'uso |

VITAVM®11 DENTINE KIT classical, BV11DKC

| Q.tà | Contenuto | Materiale |
|------|-----------|--|
| 8 | 12 g | TRANSPA DENTINE A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2 |
| 2 | 12 g | ENAMEL ENL, END |
| 1 | 50 ml | LOW FUSING MODELLING LIQUID |
| | | Istruzioni d'uso |


Confezioni singole

VITAVM®11

| Colore | Materiale | Q.tà | Codice |
|--------|-----------------|------|----------|
| 0M1 | TRANSPA DENTINE | 12 g | B4906112 |
| 1M1 | TRANSPA DENTINE | 12 g | B4906412 |
| 1M2 | TRANSPA DENTINE | 12 g | B4906512 |
| 2M2 | TRANSPA DENTINE | 12 g | B4906912 |
| 3M2 | TRANSPA DENTINE | 12 g | B4907612 |
| 4M2 | TRANSPA DENTINE | 12 g | B4908312 |
| A1 | TRANSPA DENTINE | 12 g | B4945112 |
| A2 | TRANSPA DENTINE | 12 g | B4945212 |
| A3 | TRANSPA DENTINE | 12 g | B4945312 |
| A3.5 | TRANSPA DENTINE | 12 g | B4945412 |
| B2 | TRANSPA DENTINE | 12 g | B4945712 |
| C2 | TRANSPA DENTINE | 12 g | B4946112 |
| D2 | TRANSPA DENTINE | 12 g | B4946412 |
| WIN | WINDOW | 12 g | B4918112 |
| NT | NEUTRAL | 12 g | B4920112 |
| ENL | ENAMEL light | 12 g | B4919112 |
| END | ENAMEL dark | 12 g | B4919212 |
| MM1 | MAMELON | 12 g | B4916112 |
| MM3 | MAMELON | 12 g | B4916312 |

| Colore | Materiale | Q.tà | Codice |
|--------|---------------|------|----------|
| EP1 | EFFECT PEARL | 12 g | B4915112 |
| EO1 | EFFECT OPAL | 12 g | B4917112 |
| EO2 | EFFECT OPAL | 12 g | B4917212 |
| EO3 | EFFECT OPAL | 12 g | B4917312 |
| EO5 | EFFECT OPAL | 12 g | B4917512 |
| EC1 | EFFECT CHROMA | 12 g | B4912112 |
| EC3 | EFFECT CHROMA | 12 g | B4912312 |
| EC5 | EFFECT CHROMA | 12 g | B4912512 |
| EE1 | EFFECT ENAMEL | 12 g | B4909112 |
| EE3 | EFFECT ENAMEL | 12 g | B4909312 |
| EE5 | EFFECT ENAMEL | 12 g | B4909512 |
| EE7 | EFFECT ENAMEL | 12 g | B4909712 |
| EE8 | EFFECT ENAMEL | 12 g | B4909812 |
| EE9 | EFFECT ENAMEL | 12 g | B4909912 |
| EE11 | EFFECT ENAMEL | 12 g | B4910112 |
| SD1 | SUN DENTINE | 12 g | B4936112 |
| SD2 | SUN DENTINE | 12 g | B4936212 |
| SD3 | SUN DENTINE | 12 g | B4936312 |

Con l'ineguagliato VITA SYSTEM 3D-MASTER si riproducono in modo sistematico, univoco e completo tutti i colori dei denti naturali.



Avvertenza: I nostri prodotti vanno utilizzati in conformità alle istruzioni d'uso. Non assumiamo responsabilità per danni che si verificano in conseguenza di incompetenza nell'uso o nella lavorazione. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare, prima dell'utilizzo, l'idoneità del prodotto per gli usi previsti. Escludiamo qualsiasi responsabilità se il prodotto viene utilizzato in combinazioni non compatibili o non consentite con materiali o apparecchiature di altri produttori e ne consegue un danno. La VITA Modulbox non è necessariamente parte integrante del prodotto. Data di questa informazione per l'uso: 2424-05

Con la pubblicazione di queste informazioni per l'uso tutte le versioni precedenti perdono validità. La versione attuale è disponibile nel sito www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik è certificata e i seguenti prodotti sono marcati:

CE 0124

VITA VM®11 · VITA SUPRINITY® PC

MD

VITA

 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik