

VITA



## VITA DENTIST SOLUTIONS

# Soluciones eficientes para sus prótesis

La solución de sistema de VITA, a su medida y con una eficiencia que convence.



# VITA DENTIST SOLUTIONS

## Determinación del color VITA

Mediante soluciones acreditadas para la determinación y reproducción precisas del color dental conforme a estándares mundialmente reconocidos.



## Materiales CAD/CAM de VITA

Materiales de color dental perfectamente adaptados a cualquier indicación protésica de dientes individuales, con una muy buena acreditación clínica.



VITA valida un gran número de sistemas CAD/CAM. En el marco de la aprobación se incorporan al software parámetros específicos del material en cuestión, de modo que el material y la unidad de fresado estén perfectamente coordinados entre sí durante el proceso de elaboración.

## Hornos de cocción VITA

Para la cocción fiable de todos los materiales habituales para restauraciones directamente en la clínica, con un manejo intuitivo.



## Soluciones de fijación VITA

Para la fijación fiable de todos los materiales VITA gracias a los componentes perfectamente adaptados a cada material específico.



## Maquillajes y materiales de glaseado VITA

Para la personalización extraoral, así como para llevar a cabo correcciones del color.



## Soluciones de pulido VITA

Para el pulido homogéneo y de alto brillo de las superficies de la restauración, gracias a los instrumentos de pulido perfectamente adaptados al material específico.





Determinación digital del color dental

# VITA Easyshade® V

Determinación del color óptima. Seguridad máxima.

El VITA Easyshade V brinda su apoyo a odontólogos y protésicos desde la determinación y comunicación del color dental hasta su reproducción, pasando por el control del color en la restauración de cerámica terminada, y de este modo aumenta la seguridad del proceso, también al planificar y llevar a cabo blanqueamientos.

- Determinación del color sencilla y exacta en segundos
- Posibilidades de medición versátiles: dientes naturales, restauraciones cerámicas y blanqueamiento
- Proceso seguro y comunicación sencilla entre el laboratorio y la clínica
- Rentable: ahorro de tiempo y costes gracias a la reducción del número de reclamaciones
- Documentación profesional y simulación del resultado del blanqueamiento

## Las ventajas

### Eficiente

Determinación del color sencilla y exacta en segundos.

### Versátil

Puede utilizarse en dientes naturales, en restauraciones cerámicas y para planificar tratamientos de blanqueamiento.

### Seguro

Aumenta la eficiencia del proceso y de la comunicación entre la clínica y el laboratorio.



[Ir a la página de información sobre VITA Easyshade V](#)

**Más información sobre la gama de productos, documentos disponibles para la descarga y otros materiales:**

[Ir a la página de producto de VITA Easyshade V](#)





Determinación digital del color dental

# VITA Easyshade® LITE

La guía de color en un solo clic.

VITA Easyshade LITE permite la determinación digital sencilla y rápida del color de dientes naturales en los sistemas de colores consolidados VITA classical A1-D4 y VITA SYSTEM 3D-MASTER.

### Manejo sencillo, información del color precisa

Una función de semáforo indica si el color dental medido se corresponde exactamente con un valor cromático dental tanto para la guía de colores VITA SYSTEM 3D-MASTER como para la VITA classical A1-D4.

Si no existe ningún valor cromático que se corresponda exactamente, en la pantalla se indica en qué medida y de qué modo el valor cromático más cercano difiere del diente natural medido.

El VITA Easyshade LITE le permite determinar el color dental natural de manera rápida, sencilla y precisa.

Aún más posibilidades ofrece el [VITA Easyshade V](#).

## Las ventajas

### Rápido

Resultados en cuestión de segundos para posibilitar procesos eficientes.

### Fácil

Determinación digital del color mediante un solo clic, sin necesidad de conocimientos previos.

### Preciso

Tecnología de espectrofotometría de alta precisión, que garantiza la medición exacta del color dental y la seguridad del proceso.



[Ir a la página de información sobre VITA Easyshade LITE](#)

**Más información sobre la gama de productos, documentos disponibles para la descarga y otros materiales:**

[Ir a la página de producto de VITA Easyshade LITE](#)

# VITA Easyshade®

¿Qué Easyshade se adapta mejor a mis necesidades?



VITA Easyshade® V



VITA Easyshade® LITE

Me gustaría...

... determinar con precisión el color de dientes naturales en la guía de colores VITA classical A1-D4.	✓	✓
... determinar con precisión el color de dientes naturales en la guía de colores VITA SYSTEM 3D-MASTER.	✓	✓
... obtener información sobre desviaciones del color del diente medido respecto al valor cromático más cercano.	✓	✓
... poder confiar en las ventajas de la tecnología de espectrofotometría de alta precisión.	✓	✓
... disponer de un instrumento fiable para el asesoramiento y la predicción de tratamientos de blanqueamiento, que permita transmitir fácilmente imágenes y datos de los pacientes.	✓	—
... obtener una indicación de los valores Lab y LCh.	✓	—
... determinar con precisión restauraciones recubiertas en las guías de colores VITA classical A1-D4 y VITA SYSTEM 3D-MASTER.	✓	—
... utilizar funciones que vayan más allá de la determinación del color dental básico: determinación del color promedio y determinación diferenciada del color.	✓	—
... utilizar el software VITA Assist y la aplicación VITA mobileAssist+ para la comunicación y documentación del color dental.	✓	—
<b>Manejo</b>	Botón de medición, pantalla táctil	Botón de medición
<b>Servicio</b>	Funcionamiento con batería (enchufe de red)	2 pilas AA



VITA Easyshade LITE permite la determinación digital sencilla y rápida del color de dientes naturales en los sistemas de colores consolidados VITA classical A1-D4 y VITA SYSTEM 3D-MASTER.



**¡NOVEDAD!**  
VITA Easyshade® LITE



**¿Quiere aún más?** VITA Easyshade V ofrece posibilidades adicionales:

- Determinación de colores de zonas dentales y colores promedio, así como verificación del color de coronas
- Combinación de color dental y fotografía del paciente a través de la aplicación o del software
- Modo de blanqueamiento para simular el resultado previsto del blanqueamiento



**VITA Easyshade® V**



# Guía de colores original de VITA

VITA classical A1-D4: la guía de colores original de VITA para el PERFECT MATCH en la elección del color.



## Las ventajas

### Cómodo

Las prácticas guías de colores posibilitan la medición exacta del color dental en tan solo unos pocos pasos.

### Rápido

A partir de muestras de color estandarizadas se puede visualizar con mucha rapidez el color dental para el paciente.

### Eficiente

Las muestras de color de referencia permiten comprobar fácilmente la fidelidad cromática de restauraciones.

Las guías de colores originales de VITA facilitan una cómoda determinación visual del color dental conforme a los estándares cromáticos internacionalmente consolidados. La comunicación del color dental está reconocida a escala mundial en la producción de materiales dentales en los sistemas VITA classical A1-D4.

En la familia de colores de VITA classical, los colores se agrupan del modo siguiente:

- A1 - A4 (rojizo-pardusco)
- B1 - B4 (rojizo-amarillento)
- C1 - C4 (tonos grises)
- D2 - D4 (rojizo-gris)

### VITA classical A1-D4®. La base sólida.

Principales datos y características del sistema:

- Determinación del color dental en un solo paso
- Sistema consolidado en todo el mundo desde hace más de 60 años
- 6 muestras de color
- Ordenación práctica de las muestras de color según las tonalidades cromáticas y los hallazgos empíricos

La guía de colores VITA classical A1-D4 con VITA Bleached Shades incluye tres colores de blanqueamiento dental adicionales.

**Más información sobre la gama de productos, documentos disponibles para la descarga y otros materiales:**

[Ir a la página de la guía de colores VITA classical A1-D4](#)





Determinación del color

## VITA SYSTEM 3D-MASTER

La guía de colores de VITA para el PERFECT MATCH en la elección del color, incluidos tres colores de blanqueamiento.

El VITA SYSTEM 3D-MASTER, con sus 26 colores dentales naturales, eleva la reproducción de los colores dentales naturales a un nuevo nivel. Las muestras de colores de la guía VITA Toothguide 3D-MASTER están ordenadas de tal forma que cubren sistemáticamente la totalidad del espacio de color dental natural. Los tres colores de blanqueamiento adicionales amplían el abanico para obtener una mayor claridad.

La guía VITA Bleachedguide 3D-MASTER es el instrumento que permite planificar y controlar los procesos de blanqueamiento dental. Su estructura sigue la lógica del VITA SYSTEM 3D-MASTER, basado en tres parámetros: claridad, intensidad y tonalidad cromática.

Adicionalmente, en la VITA Bleachedguide 3D-MASTER se han integrado los 29 niveles de claridad cromática definidos, conforme a la American Dental Association (ADA). Con esta clasificación, la VITA Bleachedguide 3D-MASTER sigue el estándar reconocido internacionalmente y es, por tanto, el producto recomendado para todos los profesionales.

### Las ventajas

#### Seguro

Seguridad en el proceso y menos correcciones del color para obtener resultados más rápidos.

#### Preciso

Pueden definirse y comunicarse inequívocamente todos los colores dentales naturales.

#### Sistemático

La base científica posibilita una determinación del color sencilla, sistemática y rápida en tres pasos.

[Ir a la página de información sobre VITA SYSTEM 3D-MASTER](#)

**Más información sobre la gama de productos, documentos disponibles para la descarga y otros materiales:**

[Ir a la página de producto de VITA Bleachedguide](#)



Restauración individual - Cerámica híbrida

# VITA ENAMIC®

La única cerámica híbrida dental con matriz dual en todo el mundo.

**VITA ENAMIC** es la solución para reconstrucciones mínimamente invasivas y delgadas con matriz dual de cerámica y polímero.

**VITA ENAMIC** es un bloque CAD/CAM monocromo disponible en tres niveles de translucidez (T, HT, ST). Si se busca el material perfecto para inlays, onlays o table tops para el trabajo diario, no puede pasarse por alto VITA ENAMIC ST.

**VITA ENAMIC multiColor** es un material altamente avanzado con una exclusiva matriz dual, que proporciona numerosas ventajas de manipulación. Gracias a ello, el usuario obtiene una estética natural mediante una manipulación sencilla del producto.

Sin necesidad de maquillaje ni cocción.

Fiel al lema: Desbastar. Colocar. Simplemente precioso.

## Las ventajas

### Respetuoso

Las propiedades del material permiten absorber las fuerzas masticatorias y protegen a los antagonistas.

### No invasivo / mínimamente invasivo

La cerámica híbrida posibilita un diseño no invasivo o mínimamente invasivo con grosores de pared exactos.

### Fiable

Reconstrucciones seguras con ángulos estables y precisión de ajuste gracias a la matriz dual.

[Ir a la página de información sobre VITA ENAMIC](#)

**Más información sobre la gama de productos, documentos disponibles para la descarga y otros materiales:**

[Ir a la página de producto de VITA ENAMIC](#)





Restauración individual - Cerámica de feldespato

# VITABLOCS®

Los bloques de cerámica de feldespato para crear restauraciones altamente estéticas.

La solución para reconstrucciones estéticas de defectos (VITABLOCS Mark II) y restauraciones estéticas en la zona visible (VITABLOCS TriLuxe forte, VITABLOCS RealLife) con transición cromática integrada.



VITABLOCS Mark II son piezas en bruto monocromas de cerámica de feldespato de color dental, que se integran de manera convincente en la sustancia dental remanente y son idóneas para la creación de reconstrucciones estéticas.



VITABLOCS TriLuxe forte son piezas en bruto policromas de cerámica de feldespato con transición cromática de cuatro capas integrada, para la reproducción del juego cromático natural en la zona estética. Esto permite llevar a cabo el tratamiento de manera sencilla, eficiente y altamente estética en una sola sesión en la clínica.



VITABLOCS RealLife son piezas en bruto policromas de cerámica de feldespato de color dental con estructura de capas 3D integrada que reproduce la transición cromática natural.

## Las ventajas

### Resistente

Confección de restauraciones fiables a partir de un material resistente muy bien acreditado en el ámbito clínico.

### Altamente estético

Permite crear restauraciones altamente estéticas con un excelente juego cromático y lumínico.

### Eficiente

Confección y acabado rápidos de la restauración sin cocción adicional.

[Ir a la página de información sobre VITABLOCS](#)

Restauraciones implantosoportadas

# VITA IMPLANT SOLUTIONS®

Soluciones convincentes para prótesis implantosoportadas.



## VITA ENAMIC® IS

### Seguro

Seguridad para coronas y mesoestructuras implantosoportadas con propiedades de absorción de las fuerzas masticatorias.

### Eficiente

Con interfase integrada con una base adhesiva/de titanio para un uso más rápido y seguro.

## VITA CAD-Temp® IS

### Eficiente

Permite confeccionar restauraciones provisionales eficientes mediante un proceso totalmente digital.

### Natural

Las buenas propiedades fotoópticas se traducen en un efecto cromático natural.

VITA IMPLANT SOLUTIONS son piezas en bruto de cerámica híbrida y composite que incorporan una interfase integrada con una base adhesiva/de titanio. La cerámica híbrida VITA ENAMIC IS está indicada para reconstrucciones definitivas, mientras que el composite VITA CAD-Temp IS está indicado para restauraciones provisionales.

### VITA ENAMIC IS

Piezas en bruto de cerámica híbrida que incorporan una interfase integrada con una base adhesiva/de titanio. Disponible como cerámica híbrida VITA ENAMIC IS (T/HT) para reconstrucciones definitivas.

### VITA CAD-Temp IS

Piezas en bruto de composite que incorporan una interfase integrada con una base adhesiva/de titanio. Disponible como composite VITA CAD-Temp IS para restauraciones provisionales.

**Más información sobre la gama de productos, documentos disponibles para la descarga y otros materiales:**

[Ir a la página de producto de VITA ENAMIC IS](#)

[Ir a la página de producto de VITA CAD-Temp IS](#)

Restauración individual - Cerámica vítrea

# VITA SUPRINITY® PC

Cerámica vítrea. Con estética natural.



## Las ventajas

### Altamente estético

Gracias a la translucidez, la opalescencia y la fluorescencia se obtiene un excelente juego cromático y lumínico.

### Con ajuste preciso

Facilidad de manipulación gracias a las buenas propiedades de pulido y a la elevada estabilidad de cocción, para obtener resultados con ajuste preciso.

### Seguro

La matriz de cerámica vítrea reforzada con circonio proporciona un alto grado de seguridad de las reconstrucciones.

VITA SUPRINITY PC es una generación de cerámica vítrea altamente resistente reforzada con circonio. Está disponible como pieza en bruto monocroma en dos niveles de translucidez (T, HT), y es la solución para coronas anteriores y posteriores, coronas individuales implantosoportadas, así como inlays, onlays y carillas.

Esta cerámica vítrea se caracteriza por una microestructura de grano muy fino y especialmente homogénea que aporta una elevada calidad al material, garantizando así una capacidad de carga siempre alta y fiabilidad a largo plazo.

**Más información sobre la gama de productos, documentos disponibles para la descarga y otros materiales:**

[Ir a la página de producto de VITA SUPRINITY PC](#)

Restauración provisional

## VITA CAD-Temp®

Soluciones para restauraciones provisionales de larga duración.



VITA CAD-Temp en versión monoColor o multiColor es un composite de polímero acrílico altamente reticulado con microrrelleno para la confección de restauraciones provisionales de larga duración, tales como puentes provisionales con hasta dos púnticos y coronas provisionales en los grupos anterior y posterior.

**VITA CAD-Temp monoColor** es un composite monocromático de polímero de acrilato altamente reticulado con microrrelleno para la confección de restauraciones provisionales de larga duración. Permite confeccionar puentes provisionales con hasta dos púnticos y coronas provisionales en el grupo posterior.



Los bloques y discos de composite VITA CAD-Temp multiColor están compuestos de un polímero de acrilato altamente reticulado con microrrelleno para la confección de restauraciones provisionales de larga duración.

Las piezas en bruto de color dental VITA CAD-Temp destacan por su efecto cromático natural, su resistencia a la rotura y su estabilidad a largo plazo.



Más información sobre la gama de productos, documentos disponibles para la descarga y otros materiales:

[Ir a la página de producto de VITA CAD-Temp monoColor](#)

[Ir a la página de producto de VITA CAD-Temp multiColor](#)

## Las ventajas

### Estable a largo plazo

Las buenas propiedades superficiales se traducen en una estabilidad y una resistencia a la rotura elevadas.

### Estético

Obtención de un efecto cromático natural gracias a las buenas propiedades fotoópticas del material.

### Rentable

La confección CAD/CAM eficiente posibilita la creación rentable de prótesis provisionales.





Restauraciones temporales / elementos auxiliares

## VITA CAD-Waxx®

Soluciones para encerados y guías quirúrgicas.

VITA CAD-Waxx es un polímero acrílico calcinable sin dejar residuos que puede utilizarse para la confección asistida por ordenador de encerados en la técnica de prensado y colado. Se utiliza como material auxiliar para la técnica digital de encerado.

Los bloques VITA CAD-Waxx están fabricados de un polímero acrílico mecanizable sin relleno, y pueden utilizarse en lugar de la cera de modelado.

CAD-Waxx sirve para el fresado de objetos de colado revestibles para la confección de coronas telescópicas primarias, estructuras de coronas y puentes en la técnica VMK, la técnica de colado y la técnica de cerámica prensada en el sistema inLab de la empresa Sirona Dental Systems GmbH.

Además, los bloques VITA CAD-Waxx permiten comprobar en boca la precisión de ajuste de las construcciones antes de confeccionar las restauraciones del material definitivo.

### Las ventajas

#### Directo

Las restauraciones se pueden probar en boca.

#### Eficiente

Permite definir espesores convenientes de paredes y conectores para estructuras de VMK, con lo que se reduce el trabajo de acabado necesario.

#### Flexible

Las piezas fresadas pueden combinarse con cera de colado o con las piezas prefabricadas que se utilizan en la técnica de colado.

**Más información sobre la gama de productos, documentos disponibles para la descarga y otros materiales:**

[Ir a la página de producto de VITA CAD-Waxx](#)

Caracterización - Maquillajes para cerámica

# VITA AKZENT® Plus

Optimizados. Fáciles. Para todo.

Maquillajes para cerámica independientes del CET para barnizar, marcar y glasear.

Una solución de maquillajes y glaseado para todos los materiales cerámicos dentales.

Con los maquillajes VITA AKZENT Plus, el usuario puede optimizar el color de todas las restauraciones cerámicas de forma sencilla y eficiente, con independencia del CET.

**CHROMA STAINS** son maquillajes para cerámica independientes del CET para todas las cerámicas de recubrimiento habituales, cerámicas de circonio, de silicato o de feldespato monolíticas. Con CHROMA STAINS se beneficiará de un ajuste sencillo del cromatismo en los grupos de colores correspondientes, de unas propiedades de manipulación estupendas, como la facilidad de aplicación, y de unos resultados altamente estéticos mediante el maquillaje de las superficies.

**VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY** es un spray de glaseado altamente fluorescente e independiente del CET para todas las cerámicas de recubrimiento habituales, cerámicas monolíticas de circonio, de silicato, de feldespato o vítreas.

Está indicado para obtener una fluorescencia natural, en particular en restauraciones monolíticas de cerámica integral sin fluorescencia propia, así como para sellar la superficie de la cerámica.

**Más información sobre la gama de productos, documentos disponibles para la descarga y otros materiales:**

[Ir a la página de producto de VITA AKZENT Plus](#)

[Ir a la página de información sobre VITA AKZENT Plus](#)



## Las ventajas

### Fácil

El sistema de maquillajes de aplicación en capa fina, en capa gruesa y para glasear le permiten gozar de la máxima libertad en la clínica y el laboratorio.

### Brillante

Superficies de la restauración brillantes y homogéneas gracias a los materiales de glaseado de cerámica de microestructura especialmente fina.

### Rentable

Flexibilidad y rentabilidad elevadas gracias a la adaptación rápida y sencilla del efecto cromático, de la cromaticidad y de la intensidad cromática.





Caracterización - Maquillajes para composite

# VITA AKZENT® LC

Maquillajes para composite para la reproducción fiable de todos los matices cromáticos.

VITA AKZENT LC son maquillajes para composite fotopolimerizables para la caracterización de todas las restauraciones indirectas de composite, polímero y cerámica híbrida. El sistema de maquillajes destaca por su riqueza de matices, una aplicación del color precisa y una buena estabilidad cromática y de brillo.

Los VITA AKZENT LC EFFECT STAINS abarcan 14 colores que permiten la reproducción personalizada de efectos.

Los VITA AKZENT LC CHROMA STAINS son maquillajes formulados a medida para la implementación fiable de correcciones del color.

El sistema incluye además un material de glaseado, pinceles, paleta de mezcla y líquido de limpieza.

Más información sobre la gama de productos, documentos disponibles para la descarga y otros materiales:

[Ir a la página de producto de VITA AKZENT LC](#)

[Ir a la página de información sobre VITA AKZENT LC](#)



## Las ventajas

### Fiable

Reproducción natural y fiable de los matices cromáticos de la dentadura natural gracias a los variados y brillantes colores de efectos.

### Fácil

Modificación del color sumamente sencilla mediante pinceladas gracias a los colores de croma, que permiten regular la cromaticidad de forma planificable y sistemática.

### Eficiente

Elaboración eficiente mediante efectos cromáticos muy precisos o maquillajes aplicados en superficies extensas con gran eficiencia, con viscosidades perfectamente armonizadas.



Horno de cocción para clínicas

# VITA SMART.FIRE®

El aparato de cocción eficiente para todas las restauraciones habituales directamente en la clínica.

VITA SMART.FIRE es un aparato de cocción especialmente desarrollado para la clínica odontológica, que permite realizar cocciones de cristalización, de glaseado, de maillajes y de corrección de todos los materiales habituales para restauraciones directamente en la clínica. La selección del material y el inicio del programa tienen lugar en un solo paso. Sus programas preinstalados están específicamente y perfectamente adaptados a cada material, a fin de facilitar el proceso de cocción. Gracias a su diseño compacto, el aparato de cocción puede instalarse en la clínica con toda comodidad y ocupando muy poco espacio.

**Más información sobre la gama de productos, documentos disponibles para la descarga y otros materiales:**

[Ir a la página de producto de VITA SMART.FIRE](#)

## Las ventajas

### Rápido

Gracias a los programas preinstalados para todos los materiales habituales para restauraciones directamente en la clínica.

### Intuitivo

Gracias a los menús claramente estructurados y a la selección del material y el inicio del programa en un solo paso.

### Cómodo

Gracias al diseño sumamente compacto.





Soluciones de pulido

# VITA Polishing Tools

Sistemas de pulido para lograr un brillo natural.



Los kits de pulido en dos etapas VITA ENAMIC y VITA CERAMICS Polishing Sets garantizan un pulido previo y un pulido de alto brillo eficientes. El acabado se aplica con VITA Polish Hybrid o VITA Polish Cera.



El set VITA ENAMIC Polishing Set clinical ha sido desarrollado para tratar en la clínica la superficie de restauraciones confeccionadas con cerámica híbrida de forma segura, económica y adecuada a las características del material.



VITA Polish Hybrid es una pasta de pulido de diamante para el pulido extraoral y final de alto brillo de restauraciones de cerámica híbrida VITA ENAMIC, composite y polímero.



El set de pulido VITA CERAMICS Polishing Set ha sido desarrollado para el pulido en dos etapas de todos los materiales cerámicos dentales, como cerámica de feldespato, cerámica vítrea y cerámica de óxido, en la clínica y el laboratorio. El set incluye un total de 6 pulidores para el pulido previo y el pulido de alto brillo.



VITA Polish Cera es una pasta de pulido de diamante para el pulido extraoral y final de alto brillo de restauraciones de los siguientes materiales de cerámica dental: cerámica de feldespato, cerámica vítrea, cerámica de dióxido de circonio.

**Más información sobre la gama de productos, documentos disponibles para la descarga y otros materiales:**

[Ir a la página de producto de VITA Polishing Sets](#)

## Las ventajas

### Versátil

Los diversos instrumentos con rotación exacta y granulaciones coordinadas permiten obtener superficies homogéneas y de alto brillo.

### Convincente

Los instrumentos garantizan un rendimiento de mecanizado convincente. La buena manipulación y el empleo sin pasta de pulido permiten trabajar de forma rápida y sencilla.

### Eficiente

Instrumentos de pulido clínico esterilizables en autoclave para un uso seguro, higiénico y clínico.


Fijación

# VITA ADIVA® LUTING SOLUTIONS

La solución de fijación específica para cada material:  
un proceso intuitivo y seguro.



Las VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS son soluciones de fijación totalmente adhesivas y autoadhesivas, así como provisionales, perfectamente adaptadas a los materiales de VITA para la fijación de todas las restauraciones indirectas de cerámica de feldespato, vítrea e híbrida, dióxido de circonio, composite y metal.



VITA ADIVA IA-CEM es un composite de fijación ultraopaco con efecto enmascarador intenso y de fraguado dual para prótesis implantosoportadas. Se utiliza para la fijación adhesiva definitiva de coronas (sobre pilar) y mesoestructuras a bases adhesivas de titanio y a pilares individuales de titanio y de dióxido de circonio.

Más información sobre la gama de productos, documentos disponibles para la descarga y otros materiales:

[Ir a la página de producto de VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS](#)

## Las ventajas

### Versátil

Agentes adhesivos para la fijación específica de cada material.

### Simple

Set estructurado de forma sistemática para el uso en la clínica, permite un proceso seguro gracias a la codificación cromática.

### Eficiente

Práctico set en dos piezas para el uso diario racional, en formato de bandeja normalizada.



# Estaremos encantados de ayudarle.

## Línea directa de apoyo a las ventas

Teléfono: +49 7761 562-884  
Fax: +49 7761 562-299  
De 8:00 a 17:00 h CET  
info@vita-zahnfabrik.com

## Línea de atención al cliente de VITA North America

EE. UU.: +1 800-828-3839  
Asistencia técnica EE. UU.: +1 888-249-1640  
info@vitanorthamerica.com

## Línea directa de asistencia técnica

Teléfono: +49 7761 562-222  
Fax: +49 7761 562-446  
De 8:00 a 17:00 h CET  
info@vita-zahnfabrik.com

## Línea de atención al cliente de VITA Canada

Canadá: +1 800-263-4778  
Asistencia técnica Canadá: +1 800-324-6224



### Nota importante

Nuestros productos deben utilizarse con arreglo a las instrucciones de uso. Declinamos cualquier responsabilidad por daños derivados de la manipulación o el tratamiento incorrectos. El usuario deberá comprobar, además, la idoneidad del producto para el ámbito de aplicación previsto antes de su uso. Queda excluida cualquier responsabilidad por nuestra parte por daños derivados de la utilización del producto en una combinación incompatible o no admisible con materiales o aparatos de otros fabricantes. La VITA Modulbox no es necesariamente parte integrante del producto. Publicación de este folleto de producto: 07/2024

Con la publicación de estas instrucciones de uso pierden su validez todas las ediciones anteriores. La versión actual puede consultarse en [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

Los productos/sistemas de otros fabricantes mencionados en este documento son marcas registradas de sus respectivos fabricantes.

MD

VITA Zahnfabrik está certificada y los siguientes productos llevan el marcado

CE 0124

VITA Easyshade® V, VITA Easyshade® LITE, VITA Toothguide 3D-MASTER®, VITA classical A1-D4®, VITA AKZENT® Plus, VITA SMART.FIRE®, VITA AKZENT® LC, VITABLOCS®, VITA ENAMIC®, VITA CAD-Temp®, VITA SUPRINITY® PC, VITA CAD-Waxx, VITA ADIVA® LUTING SOLUTIONS

CE 0483

VITA CERAMICS Polishing Set clinical  
VITA ENAMIC Polishing Set clinical



## VITA DENTIST SOLUTIONS

### VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3  
79713 Bad Säckingen  
Germany

Tel.: +49 7761 562-0  
Línea de atención: +49 7761 562-222  
E-mail: [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)

Follow us on  
Social Media!



[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)