

VITA



VITA DENTIST SOLUTIONS

Solutions efficaces pour vos prothèses

La solution système convaincante,
efficace et sur mesure de la
maison VITA.



VITA DENTIST SOLUTIONS

Détermination de la couleur

grâce à des solutions éprouvées pour la détermination et la reproduction précises de la couleur de dent conformes à des normes reconnues dans le monde entier.



Matériaux CFAO VITA

aux couleurs de dent parfaitement adaptés à chaque indication de restauration unitaire à la valeur clinique bien établie.



VITA valide différents systèmes CFAO. Dans le cadre de la validation, à chaque fois des paramètres spécifiques au matériau concerné sont ajoutés dans le logiciel. Le matériau et l'unité d'usinage sont ainsi parfaitement synchronisés.

Fours de cuisson VITA

pour la cuisson fiable de tous les matériaux utilisés couramment en cabinet avec un maniement intuitif.



Solutions de scellement VITA

pour le scellement fiable de tous les matériaux VITA grâce aux composants idéalement assortis entre eux.



Colorants / Glaçure VITA

pour l'individualisation extra-orale ainsi que pour la réalisation de corrections chromatiques.



Solutions de polissage VITA

pour le polissage haute brillance homogène des surfaces de restauration grâce à des instruments de polissage parfaitement adaptés au matériau.





Détermination numérique des couleurs de dents

VITA Easyshade® V

Détermination de la couleur optimale. Sécurité maximale.

Le VITA Easyshade V aide les dentistes et prothésistes dentaires depuis la détermination et la communication de la couleur de la dent jusqu'au contrôle de la couleur sur la restauration céramique terminée en passant par la reproduction et améliore ainsi la sécurité du processus – y compris lors de la planification et de la réalisation d'éclaircissements

- Détermination simple et précise de la couleur en quelques secondes
- Possibilités de mesure variées : dents naturelles, restaurations céramiques et éclaircissements
- Processus sécurisé et communication simple entre le laboratoire et le cabinet dentaire
- Économique : gagner du temps et de l'argent en réduisant les réclamations
- Documentation professionnelle et simulation de résultat d'éclaircissements

Les avantages

Efficacité

Détermination simple et précise de la couleur en quelques secondes.

Polyvalent

Utilisable sur les dents naturelles, les restaurations en céramique et pour la planification des traitements d'éclaircissement.

Sécurité

Le processus et la communication entre le cabinet et le laboratoire dentaire deviennent plus efficaces.



[Vers la page d'information VITA Easyshade V](#)

Plus d'informations sur la gamme de produits, les documents à télécharger disponibles, etc.

[Vers la page produit VITA Easyshade V](#)



Définition numérique des couleurs de dents

VITA Easyshade® LITE

Le teintier en un clic.

VITA Easyshade LITE permet de réaliser une détermination numérique simple et rapide de la couleur naturelle dans les systèmes de couleurs établis VITA classical A1-D4 et VITA SYSTEM 3D-MASTER.

Facile à utiliser – Informations précises sur les couleurs

Une fonction feu tricolore indique si la couleur de dent mesurée correspond exactement à une valeur de couleur de dent, aussi bien pour les teintiers VITA SYSTEM 3D-MASTER que VITA classical A1-D4. S'il n'existe pas de valeur de couleur exactement adaptée, vous pouvez lire sur l'écran dans quelle mesure et de quelle manière la valeur de couleur la plus proche s'écarte de la dent naturelle mesurée.

Avec le VITA Easyshade LITE, vous déterminez la couleur naturelle de la dent rapidement, facilement et avec précision.

Encore plus de possibilités sont offertes par le [VITA Easyshade V](#).

Les avantages

Rapide

Des résultats en quelques secondes pour des processus efficaces.

Simple

Détermination numérique de la couleur avec utilisation en un clic, sans connaissances préalables ou de fond.

Précis

La technologie spectrophotométrique de haute précision assure une mesure exacte de la couleur des dents et un processus sûr.



[Vers la page d'information VITA Easyshade LITE](#)

Plus d'informations sur la gamme de produits, les documents à télécharger disponibles, etc.

[Vers la page produit VITA Easyshade LITE](#)

VITA Easyshade®

Quel Easyshade me convient le mieux ?



VITA Easyshade® V



VITA Easyshade® LITE

Je souhaite ...

... déterminer avec précision la couleur des dents naturelles dans le teintier VITA classical A1 – D4.	✓	✓
... déterminer avec précision la couleur des dents naturelles dans le teintier VITA SYSTEM 3D-MASTER.	✓	✓
... obtenir des indications sur les écarts de couleur de la dent mesurée par rapport à la valeur de couleur la plus proche.	✓	✓
... pouvoir me reposer sur les avantages de la technologie précise du spectrophotomètre.	✓	✓
... un instrument fiable pour conseiller et prédire les traitements d'éclaircissement, y compris la transmission simple des données d'image et de patient.	✓	—
... un affichage des valeurs Lab et LCh.	✓	—
... déterminer avec précision les restaurations stratifiées dans les teintiers VITA classical A1 – D4 et VITA SYSTEM 3D-MASTER.	✓	—
... utiliser des fonctions allant au-delà de la détermination de la couleur des dents de base : détermination de la couleur moyenne et détermination différenciée de la couleur par zone.	✓	—
... utiliser le logiciel VITA Assist et l'application VITA mobileAssist+ pour la communication et la documentation sur la couleur des dents.	✓	—
Commande	Bouton de mesure, écran tactile	Touche de mesure
Fonctionnement	Fonctionnement sur pile (fiche secteur)	2 piles AA



VITA Easyshade LITE permet de réaliser une détermination numérique simple et rapide de la couleur naturelle dans les systèmes de couleurs établis VITA classical A1-D4 et VITA SYSTEM 3D-MASTER.

NOUVEAU !
VITA Easyshade® LITE



Vous souhaitez en savoir plus ?

VITA Easyshade V offre des possibilités supplémentaires

- Détermination de la couleur de la zone dentaire et de la couleur moyenne, ainsi que la vérification de la couleur des couronnes
- Combinaison de la couleur de la dent et de l'image du patient via une application ou un logiciel
- Mode éclaircissement pour simuler le résultat attendu de l'éclaircissement

VITA Easyshade® V



Détermination de la couleur

Teintier original VITA

VITA classical A1-D4 – le teintier d'origine VITA pour la PERFECT MATCH lors du choix de la couleur.



Les teintiers originaux VITA permettent une détermination visuelle et confortable de la couleur des dents selon les standards établis sur le plan international. La communication de la couleur des dents est reconnue dans le monde entier pour la production de matériaux dentaires dans les systèmes VITA classical A1-D4.

Le regroupement des couleurs de la famille VITA classical est le suivant.

- A1 - A4 (brunâtre-rougeâtre)
- B1 - B4 (jaunâtre-rougeâtre)
- C1 - C4 (tons gris)
- D2 - D4 (gris-rougeâtre)

VITA classical A1-D4. La bonne base tout simplement.

Les données et les propriétés les plus importantes du système

- Détermination de la couleur dentaire en une seule étape
- Système mondialement établi depuis plus de 60 ans
- 6 teintiers
- Agencement pragmatique des échantillons de couleurs par teintes et connaissances empiriques

Le teintier VITA classical A1-D4 avec VITA Bleached Shades comprend en outre trois couleurs dentaires éclaircies.

Plus d'informations sur la gamme de produits, les documents à télécharger disponibles, etc.

[Vers la page du teintier VITA classical A1-D4](#)

Les avantages

Confortable

Les teintiers pratiques permettent de mesurer la couleur exacte des dents en quelques étapes seulement.

Rapide

Grâce à des teintiers standardisés, la couleur des dents peut être visualisée très rapidement par le patient.

Efficacité

Les teintiers de référence permettent de vérifier facilement la fidélité chromatique des restaurations.



Détermination de la couleur

VITA SYSTEM 3D-MASTER

Le teintier VITA pour la PERFECT MATCH
lors du choix de la couleur, y compris les couleurs éclaircies.

La reproduction des couleurs dentaires naturelles est portée à un niveau supérieur par le VITA SYSTEM 3D-MASTER et ses 26 couleurs dentaires naturelles. Pour cela, les teintiers du VITA Toothguide 3D-MASTER sont disposés de manière à couvrir systématiquement tout le spectre de couleurs naturel de la dent. Les 3 couleurs éclaircies supplémentaires élargissent le spectre pour plus de luminosité.

Le VITA Bleachedguide 3D-MASTER sert à planifier et contrôler les procédures d'éclaircissement des dents. La structure suit d'une part la structure logique du VITA SYSTEM 3D-MASTER en reposant sur les 3 paramètres luminosité, saturation et teinte.

De plus en rapport avec l'American Dental Association (ADA), les 29 degrés de luminosité chromatique définis figurent dans le VITA Bleachedguide 3D-MASTER. Avec cette nouvelle classification, le VITA Bleachedguide 3D-MASTER s'inscrit dans cette norme mondiale-ment reconnue. C'est donc le produit conseillé à tous les praticiens.

Les avantages

Sécurité

Atteindre l'objectif plus rapidement grâce à la sécurité du processus et à la réduction des corrections de couleur.

Précision

Toutes les couleurs de dents naturelles peuvent être clairement déterminées et communiquées.

Systématique

Avec système : la base scientifique permet une détermination simple, systématique et rapide des couleurs en trois étapes.

[Vers la page d'information VITA SYSTEM 3D-MASTER](#)

Plus d'informations sur la gamme de produits, les documents à télécharger disponibles, etc.

[Vers la page produit VITA Bleachedguide](#)



Restauration unitaire – Céramique hybride

VITA ENAMIC®

L'unique céramique dentaire hybride dans le monde entier dotée d'une structure à double réseau.

VITA ENAMIC est la solution pour les reconstitutions peu invasives et gracieuses avec une double structure réticulée céramique-polymère.

VITA ENAMIC est un bloc CFAO monochrome disponible avec 3 niveaux de translucidité (T, HT, ST). Lorsque l'on cherche un matériau d'inlay, d'onlay ou de facette occlusale parfait pour la pratique quotidienne, il est impossible de passer à côté de VITA ENAMIC ST.

VITA ENAMIC multiColor est un matériau ultramoderne doté d'une structure à double réseau unique en son genre et offre de nombreux avantages de mise en œuvre. L'utilisateur obtient ainsi une esthétique naturelle grâce à une mise en œuvre simple du produit. Sans coloration ni cuisson. Fidèle à la devise - Usiner. Poser. Simplement esthétique.

Les avantages

Doux

Les propriétés du matériau absorbant la force de mastication permettent de ménager les antagonistes.

Non invasif/minimalement invasif

La céramique hybride permet une conception non-invasive/minimalement invasive avec des épaisseurs de paroi précises.

Fiabilité

Reconstitutions stables sur les bords, parfaitement ajustées et sûres grâce à la structure à double réseau sûre.

[Vers la page d'information VITA ENAMIC](#)

Plus d'informations sur la gamme de produits, les documents à télécharger disponibles, etc.

[Vers la page produit VITA ENAMIC](#)

Restauration unitaire – Céramique feldspathique

VITABLOCS®

Les blocs de céramique feldspathique pour des restaurations hautement esthétiques.

La solution pour des reconstitutions esthétiques en présence de petits défauts (VITABLOCS Mark II) et des restaurations esthétiques en secteur visible (VITABLOCS TriLuxe forte, VITABLOCS RealLife) avec dégradé de couleurs intégré.



Les VITABLOCS Mark II sont des blocs feldspathiques monochromes de la couleur de la dent qui s'intègrent de manière convaincante dans la substance dentaire résiduelle et conviennent très bien pour le traitement de reconstitutions esthétiques.



Les VITABLOCS TriLuxe forte sont des blocs en céramique feldspathique polychromes, avec dégradé de couleur en 4 couches intégré pour reproduire le jeu de couleurs naturel dans la zone esthétique. Un traitement au fauteuil en une seule séance au cabinet dentaire est donc simple, efficace et hautement esthétique.



Les VITABLOCS RealLife sont des blocs de céramique feldspathique polychromatiques, de la couleur de la dent, avec une structure de couche 3D intégrée qui reproduit le dégradé de couleur naturel.



Les avantages

Résistance

Fabrication de restaurations fiables à partir de matériaux résistants ayant fait leurs preuves cliniques.

Très esthétiques

Permet de réaliser des restaurations hautement esthétiques avec un jeu de couleurs et de lumière brillant.

Efficacité

Gain de temps pour la fabrication et le polissage de la restauration sans cuisson supplémentaire.

[Vers la page d'information VITABLOCS](#)

Prothèse implanto-portée

VITA IMPLANT SOLUTIONS®

Solutions convaincantes pour
la prothèse implanto-portée.



Les VITA IMPLANT SOLUTIONS sont des blocs en céramique hybride et résine composite disposant d'une interface intégrée sur une base de collage/base en titane. La céramique hybride VITA ENAMIC IS convient pour les reconstitutions définitives et la résine composite VITA CAD-Temp IS convient pour les restaurations transitoires.

VITA ENAMIC IS

Blocs en céramique hybride disposant d'une interface intégrée sur une base de collage/base en titane.

Disponibles en céramique hybride VITA ENAMIC IS (T/HT) pour reconstitutions définitives.

VITA CAD-Temp IS

Blocs en résine composite disposant d'une interface intégrée sur une base de collage/base en titane.

Disponible sous forme de résine composite VITA CAD-Temp pour les restaurations transitoires.

Plus d'informations sur la gamme de produits, les documents à télécharger disponibles, etc.

[Vers la page produit VITA ENAMIC IS](#)

[Vers la page produit VITA CAD-Temp IS](#)

VITA ENAMIC® IS

Sûr

Sécurité pour les couronnes et mésostructures implanto-portées avec des propriétés d'absorption des forces de mastication.

Efficacité

Avec interface intégrée vers une base de collage/titane pour une utilisation plus rapide et plus sûre.

VITA CAD-Temp® IS

Efficacité

Grâce à un processus entièrement numérique, il est possible de fabriquer des prothèses transitoires efficaces.

Naturel

Grâce aux bonnes propriétés optiques de la lumière, il en résulte un effet de couleur naturel.

Restauration unitaire – Céramique vitreuse

VITA SUPRINITY® PC

Céramique vitreuse. D'une esthétique naturelle.



VITA SUPRINITY PC est une génération de céramique vitreuse renforcée par du zirconium et très résistante. Elle est disponible sous forme de bloc monochrome en deux degrés de translucidité (T, HT) et constitue ainsi la solution pour les couronnes antérieures et postérieures, les couronnes unitaires implanto-portées ainsi que les inlays, onlays et facettes.

La céramique vitreuse se caractérise par un grain particulièrement fin et une structure homogène du matériau qui permet d'obtenir une excellente qualité de matériau et donc une capacité de charge élevée constante et une fiabilité à long terme.

Les avantages

Très esthétiques

La translucidité, l'opalescence et la fluorescence permettent d'obtenir un jeu de couleurs et de lumière exceptionnel.

Précision

Mise en œuvre facile grâce à une bonne polissabilité et une grande stabilité à la cuisson pour des résultats adaptés.

Sécurité

La matrice en céramique vitreuse renforcée au zirconium assure une grande sécurité des reconstitutions.

Plus d'informations sur la gamme de produits, les documents à télécharger disponibles, etc.

[Vers la page produit VITA SUPRINITY PC](#)

Restauration transitoires

VITA CAD-Temp®

Solutions pour des prothèses transitoires.



VITA CAD-Temp en mono ou multicolore est une résine composite en polymère acrylique hautement réticulé avec micro-charges pour la fabrication de restaurations transitoires de longue durée comme les bridges transitoires avec jusqu'à deux éléments intermédiaires et les couronnes transitoires en secteurs antérieur et postérieur.

VITA CAD-Temp monoColor est une résine composite monochromatique de polymère acrylate hautement réticulé avec micro-charges pour la fabrication de prothèses transitoires. Il est ainsi possible de fabriquer des bridges transitoires avec jusqu'à deux éléments intermédiaires et des couronnes transitoires dans la zone des dents postérieures.

Les blocs et disques de résine composite VITA CAD-Temp multiColor sont composés d'un polymère acrylique hautement réticulé avec micro-charges pour la fabrication de prothèses transitoires de longue durée.

Les pièces brutes VITA CAD-Temp en couleur dentaire séduisent par leur effet chromatique naturel, leur résistance à la rupture et leur stabilité à long terme.

Plus d'informations sur la gamme de produits, les documents à télécharger disponibles, etc.

[Vers la page produit VITA CAD-Temp monoColor](#)

[Vers la page produit VITA CAD-Temp multiColor](#)

Les avantages

Stabilité sur le long terme

De bonnes propriétés de surface assurent une grande durabilité et une résistance à la rupture.

Esthétique

Création d'un effet de couleur naturel à l'aide des bonnes propriétés photo-optiques du matériau.

Économiques

Une fabrication CFAO efficace permet une fabrication économique des prothèses transitoires.



Prothèses transitoires/auxiliaires

VITA CAD-Waxx®

Solutions pour les maquettes et les gabarits de forage.

VITA CAD-Waxx est un polymère d'acrylate calcinable sans résidus qui peut être utilisé pour la fabrication assistée par ordinateur de maquettes en technique de pressée et de coulée. Il est utilisé comme outil pour la technique de maquette numérique.

Les blocs VITA CAD-Waxx sont composés d'un polymère acrylique usinable sans charge et peuvent être utilisés à la place de la cire de modelage.

CAD-Waxx sert à usiner des objets coulés pouvant être mis en revêtement pour la fabrication de couronnes primaires en technique télescopique, d'armatures de couronnes et de bridges pour la technique VMK ; la technique de coulée complète ainsi que pour la technique de céramique pressée dans le système inLab de la société Sirona Dental Systems GmbH.

De plus, les blocs VITA CAD-Waxx permettent de vérifier la précision d'adaptation des constructions en bouche avant de fabriquer les restaurations avec le matériau définitif.

Plus d'informations sur la gamme de produits, les documents à télécharger disponibles, etc.

[Vers la page produit VITA CAD-Waxx](#)

Les avantages

Direct

Les maquettes des restaurations peuvent être essayées en bouche.

Efficacité

Des épaisseurs de parois et de connecteurs convaincantes peuvent être définies pour les armatures VMK, ce qui ne nécessite que peu de retouches.

Flexibilité

Les pièces moulées rectifiées peuvent être combinées avec de la cire de coulée ou des pièces préfabriquées connues de la technique de coulée.

Caractérisation – Colorants pour céramique

VITA AKZENT® Plus

Optimisé. Simple. Exhaustif.

sure Colorants pour céramique indépendantes du CDT pour la lasure, maquillage et glaçure.

Une solution de coloration et de glaçure pour tous les matériaux céramiques dentaires.

Avec les colorants VITA AKZENT Plus, les utilisateurs peuvent optimiser facilement et efficacement la couleur de toutes les restaurations en céramique, indépendamment de la valeur CDT.

Les CHROMA STAINS sont des colorants céramiques indépendants du CDT pour toutes les céramiques cosmétiques classiques, les céramiques monolithiques en zircone, silicate ou feldspathiques. Avec CHROMA STAINS, vous bénéficiez d'une adaptation chromatique simple dans les groupes de couleurs correspondants et de propriétés de traitement de pointe, comme une application simple des résultats hautement esthétiques grâce à la coloration de surface.

VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY est un spray de glaçure très fluorescente indépendante du CDT destiné à toutes les céramiques cosmétiques courantes, céramiques en zirconium monolithiques, silicatées, feldspathiques ou vitreuses. Il est adapté à l'obtention d'une fluorescence naturelle en particulier dans les restaurations tout céramiques monolithiques n'ayant pas de fluorescence propre et pour le scellement des surfaces en céramique.

Plus d'informations sur la gamme de produits, les documents à télécharger disponibles, etc.

[Vers la page produit VITA AKZENT Plus](#)

[Vers la page d'information VITA AKZENT Plus](#)



Les avantages

Simple

Le système composé de masses de lasure, de coloration et de glaçure vous donne toute la latitude requise au cabinet dentaire et au laboratoire.

Brillance

Surfaces de restauration brillantes et homogènes grâce aux masses de glaçure en céramique à microstructure particulièrement fine.

Économiques

Grande flexibilité et rentabilité grâce à une adaptation rapide et simple de l'effet de couleur, de la chromaticité et de la saturation.



Caractérisation – Maquillants composite

VITA AKZENT® LC

Maquillants composite pour la reproduction fiable de toutes les caractérisations de couleurs.



Les **VITA AKZENT LC** sont des maquillants composite photopolymérisables permettant de caractériser toutes les reconstitutions indirectes en résine composite, polymère et céramique hybride. En plus de ses multiples facettes, le système convainc par une application précise des couleurs et une bonne persistance des couleurs et de l'éclat.

Les **VITA AKZENT LC EFFECT STAINS** englobent 14 couleurs pour une reproduction individuelle des effets.

Les **VITA AKZENT LC CHROMA STAINS** sont des couleurs sur mesure pour la transposition fiable des corrections chromatiques.

Le système offre en plus une masse de glaçure, un pinceau, une palette et un liquide de nettoyage.

Les avantages

Fiabilité

Reproduction fidèle au naturel des facettes colorées de la denture naturelle grâce à divers effets colorés brillants.

Simple

Modification de la couleur d'une grande simplicité d'un seul coup de pinceau grâce aux couleurs chromatiques pour le contrôle systématique de la chromaticité.

Efficacité

Traitement efficace grâce à des effets de couleur ponctuels ou des couleurs appliquées en surface de manière très efficace avec des viscosités idéalement assorties.



Plus d'informations sur la gamme de produits, les documents à télécharger disponibles, etc.

[Vers la page produit VITA AKZENT LC](#)

[Vers la page d'information VITA AKZENT LC](#)



Four de cuisson en cabinet

VITA SMART.FIRE®

Le four efficace pour toutes les restaurations courantes au cabinet dentaire.

Le VITA SMART.FIRE est un four dédié aux cuissons de maquillage, de glaçage, de cristallisation et aux cuissons de correction de tous les matériaux classiques, spécialement développé pour les cabinets dentaires. La sélection du matériau et le démarrage du programme s'effectuent en une seule étape. Des programmes adaptés et spécifiques aux matériaux sont pré-installés pour une exécution plus simple de la cuisson. Grâce à sa structure compacte, le four peut être installé très facilement et sans prendre trop de place dans n'importe quel cabinet.

Plus d'informations sur la gamme de produits, les documents à télécharger disponibles, etc.

[Vers la page produit VITA SMART.FIRE](#)

Les avantages

Rapide

grâce aux programmes pré-installés pour tous les matériaux classiques utilisés dans les cabinets dentaires.

Intuitif

grâce à un guidage par menu clair, au choix du matériau et au démarrage du programme en une seule étape.

Confortable

de par sa structure très peu encombrante.



VITA Polishing Tools

Systèmes de polissage pour une brillance naturelle.



Les coffrets de polissage **VITA ENAMIC** ou **VITA CERAMICS Polishing Sets** en deux étapes assurent un prépolissage/polissage brillant efficace. La finition est réalisée avec VITA Polish Hybrid ou VITA Polish Cera.



Les **coffrets de polissage VITA ENAMIC** ont été conçus pour le traitement sûr, rentable et adapté au matériau de surface de restaurations en céramique hybride à votre cabinet dentaire.



VITA Polish Hybrid est une pâte à polir diamantée pour le lustrage extra-oral et final de restaurations en céramique hybride VITA ENAMIC, en résine composite et en polymère.



Le **VITA CERAMICS Polishing Set** a été conçu pour le polissage en deux étapes de tous les matériaux en céramique dentaire au cabinet et laboratoire dentaire. Le coffret contient au total 6 polissoirs pour le pré-polissage et le polissage haute brillance.



VITA Polish Cera est une pâte à polir diamantée pour le lustrage extra-oral et final de restaurations en céramique dentaire : céramique feldspathique, céramique vitreuse, céramique de dioxyde de zirconium.

Plus d'informations sur la gamme de produits, les documents à télécharger disponibles, etc.

Les avantages

Polyvalence

Divers instruments avec une concentricité exacte et une granulométrie adaptée garantissent des surfaces très brillantes et homogènes.

Séduisant

Les instruments garantissent une abrasivité séduisante. La bonne manipulation et l'utilisation sans pâte à polir accélèrent et simplifient le travail.

Efficacité

Instruments de polissage clinique autoclavables pour une utilisation sûre, hygiénique et clinique.

[Vers la page produit VITA Polishing Sets](#)

Fixation

VITA ADIVA® LUTING SOLUTIONS

La solution de scellement spécifique au matériau – un procédé simple, intuitif et sûr !



Les VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS sont des solutions de scellement temporaires et entièrement adhésives parfaitement adaptées aux matériaux VITA pour toutes les restaurations indirectes en feldspath, céramique vitreuse et céramique hybride, dioxyde de zirconium, composite et métal.



VITA ADIVA IA-CEM est un composite de collage ultra-opaque à double mode de polymérisation très masquant pour les prothèses implantoportées. Il sert au collage adhésif définitif des couronnes (sur pilier) et des mésostructures sur base de collage en titane et des piliers individuels en titane ou en dioxyde de zirconium.

Plus d'informations sur la gamme de produits, les documents à télécharger disponibles, etc.

[Vers la page produit VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS](#)

Les avantages

Polyvalent

Agents de liaison spécifiques aux matériaux pour le scellement.

Simple

Coffret systématiquement ordonné pour une utilisation pratique et sûre du processus, avec code couleur.

Efficacité

Kit pratique en deux parties pour une utilisation rationnelle et quotidienne au format normalisé.



Nous sommes à votre disposition pour toute aide complémentaire

Assistance téléphonique et support

Téléphone +49 7761 562-884
Fax +49 7761 562-299
8 h - 17 h (HEC)
info@vita-zahnfabrik.com

Assistance téléphonique technique VITA Amérique du Nord

États-Unis : +1 800-828-3839
Assistance technique États-Unis : +1 888-249-1640
info@vitanorthamerica.com

Assistance téléphonique technique

Téléphone +49 7761 562-222
Fax +49 7761 562-446
8 h - 17 h (HEC)
info@vita-zahnfabrik.com

Assistance téléphonique VITA Canada

Canada : +1 800-263-4778
Assistance technique Canada : +1 800-324-6224



N.B.

Nos produits doivent être mis en œuvre selon le mode d'emploi. Notre responsabilité n'est pas engagée pour les dommages résultant d'une manipulation ou d'une mise en œuvre incorrecte. En outre, l'utilisateur est tenu de vérifier, avant utilisation, que le produit est approprié à l'usage prévu. Notre responsabilité ne peut être engagée si le produit est mis en œuvre avec des matériaux et des appareils d'autres marques, non adaptés ou non autorisés et qu'il en résulte un dommage. Le VITA Modulbox n'est pas un composant obligatoire du produit. Publication de cette brochure produit : 2024/07

Cette nouvelle édition de la notice rend caduque toutes les versions antérieures. La version la plus récente se trouve toujours sur www.vita-zahnfabrik.com

Les produits/systèmes d'autres fabricants cités dans ce document sont des marques déposées des fabricants respectifs.

MD

VITA Zahnfabrik est certifié et les produits suivants portent le marquage

CE 0124

VITA Easyshade® V, VITA Easyshade® LITE, VITA Toothguide 3D-MASTER®, VITA classical A1-D4®, VITA AKZENT® Plus, VITA SMART.FIRE®, VITA AKZENT® LC, VITABLOCS®, VITA ENAMIC®, VITA CAD-Temp®, VITA SUPRINITY® PC, VITA CAD-Waxx, VITA ADIVA® LUTING SOLUTIONS

CE 0483

VITA CERAMICS Polishing Set clinical
VITA ENAMIC Polishing Set clinical



VITA DENTIST SOLUTIONS

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Allemagne

Téléphone : +49 7761 562-0
Hotline : +49 7761 562-222
Courriel : info@vita-zahnfabrik.com

Follow us on
Social Media!



www.vita-zahnfabrik.com