

VITA



VITA DENTIST SOLUTIONS

Soluzioni efficienti per le protesi

La soluzione di sistema efficiente
in modo convincente e su misura
a marchio VITA.



VITA DENTIST SOLUTIONS

Determinazione del colore VITA

grazie a soluzioni affermate per la determinazione e riproduzione precisa del colore dei denti secondo standard riconosciuti in tutto il mondo.



Materiali VITA CAD/CAM

materiali perfettamente coordinati, del colore dei denti naturali, con ottima validazione clinica per tutte le indicazioni protesiche su dente singolo.



VITA convalida un'ampia serie di sistemi CAD/CAM. Nel quadro della validazione, nel software sono stati inseriti parametri merceologici specifici, di modo che in fase di lavorazione materiale e unità di fre-saggio siano perfettamente correlati.

Forni VITA

per la cottura affidabile di tutti i correnti materiali chairside con gestione intuitiva.



Soluzioni di fissaggio VITA

per il fissaggio sicuro di tutti i materiali VITA grazie a componenti specifici e perfettamente correlati.



Supercolori/colori glasura VITA

per l'individualizzazione extraorale e l'applicazione di correzioni cromatiche.



Soluzioni di lucidatura VITA

per la lucidatura a specchio omogenea delle superfici dei restauri con strumenti di lucidatura perfettamente correlati e specifici per materiale.





Determinazione digitale del colore dei denti

VITA Easyshade® V

Determinazione ottimale del colore. Massima sicurezza.

VITA Easyshade V supporta odontoiatri e odontotecnici dalla determinazione alla comunicazione del colore del dente, alla riproduzione fino al controllo del colore sul restauro ceramico finito, migliorando la sicurezza di processo – anche in fase di pianificazione ed esecuzione degli sbiancamenti.

- Determinazione del colore semplice e precisa in pochi secondi
- Diverse possibilità di misurazione: denti naturali, restauri ceramici e sbiancamenti.
- Processo sicuro e comunicazione semplice tra laboratorio e studio
- Economico: con meno reclami, si risparmiano tempo e denaro
- Documentazione professionale e simulazione del risultato di sbiancamento

Vantaggi

Efficiente

Determinazione del colore semplice e precisa in pochi secondi.

Versatile

Utilizzabile con denti naturali, restauri ceramici e per la pianificazione di trattamenti di sbiancamento.

Sicuro

Processo e comunicazione più efficienti tra studio e laboratorio.



[Pagina informativa di VITA Easyshade V](#)

Per ulteriori informazioni sul portafoglio di prodotti, sui documenti disponibili per il download e altro:

[Pagina prodotto di VITA Easyshade V](#)



Determinazione digitale del colore dei denti

VITA Easyshade® LITE

La guida ai colori con un solo clic.

VITA Easyshade LITE consente una determinazione digitale semplice del colore dei denti naturali nel sistema cromatico consolidato VITA classical A1-D4 e VITA SYSTEM 3D-MASTER.

Impiego semplice – informazioni cromatiche precise

Una funzione a semaforo mostra se il colore dei denti misurato corrisponde esattamente a un valore di colore sia sulla scala cromatica VITA SYSTEM 3D-MASTER che sulla scala VITA classical A1-D4. Se non esiste un valore cromatico esatto, è possibile leggere nel display quanto e in che modo il valore cromatico più vicino differisce dal dente naturale misurato.

VITA Easyshade LITE permette di determinare il colore naturale dei denti in modo rapido, semplice e preciso.

Ancora più possibilità: [VITA Easyshade V](#).

Vantaggi

Veloce

Risultati disponibili in pochi secondi per processi efficienti.

Semplice

Determinazione digitale del colore del dente con un solo clic, senza necessità di conoscenze o requisiti particolari.

Preciso

La tecnologia con spettrofotometro ad alta precisione consente la misurazione esatta del colore del dente e un processo sicuro.



[Pagina informativa di VITA Easyshade LITE](#)

Per ulteriori informazioni sul portafoglio di prodotti, sui documenti disponibili per il download e altro:

[Pagina prodotto di VITA Easyshade LITE](#)

VITA Easyshade®

Quale Easyshade è più adatto a me?



Vorrei ...

VITA Easyshade® V **VITA Easyshade® LITE**

... determinare precisamente il colore naturale dei denti nella scala cromatica VITA classical A1-D4.	✓	✓
... determinare precisamente il colore naturale dei denti nella scala cromatica VITA SYSTEM 3D-MASTER.	✓	✓
... ottenere indicazioni sulle deviazioni del colore del dente misurato rispetto al valore di colore più vicino.	✓	✓
... poter contare sui vantaggi della precisa tecnologia basata su spettrofotometro.	✓	✓
... uno strumento affidabile per poter valutare e prevedere i trattamenti di sbiancamento, con una trasmissione semplice dei dati delle immagini e dei pazienti.	✓	—
... un'indicazione dei valori Lab e LCh.	✓	—
... determinare precisamente restauri con rivestimento estetico nella scala cromatica VITA classical A1-D4 e VITA SYSTEM 3D-MASTER.	✓	—
... usufruire di funzioni che vadano oltre la determinazione del colore di base, in modo da stabilire il colore medio del dente e il colore delle singole aree.	✓	—
... utilizzare il software VITA Assist e l'app VITA mobileAssist+ per la comunicazione e la documentazione professionale del colore dei denti.	✓	—
Uso	Tasto di misura, display touch	Tasto di misurazione
Funzionamento	Funzionamento a batteria (connettore)	2 batterie AA



VITA Easyshade LITE consente una determinazione digitale semplice del colore dei denti naturali nel sistema cromatico consolidato VITA classical A1-D4 e VITA SYSTEM 3D-MASTER.



NOVITA'!
VITA Easyshade® LITE



Volete saperne di più?

VITA Easyshade V offre ulteriori opportunità:

- Determinazione del colore dei denti e del colore medio, nonché analisi del colore della corona
- Combinazione di colore del dente e foto del paziente tramite app o software
- Modalità Bleaching per la simulazione dei risultati di bleaching previsti



VITA Easyshade® V



Scala colori VITA originale

VITA classical A1-D4 - la scala colori VITA originale per il PERFECT MATCH nella scelta cromatica.



Le scale colori VITA originali servono per l'agevole determinazione visiva del colore dei denti secondo gli standard di colore stabiliti a livello internazionale. La comunicazione del colore del dente è riconosciuta a livello mondiale per la produzione dei materiali dentali nei sistemi VITA classical A1-D4.

Nella colorazione VITA classical i colori sono raggruppati nel modo seguente:

- A1 – A4 (rosso-marrone)
- B1 – B4 (rosso-giallo)
- C1 – C4 (tonalità di grigio)
- D2 – D4 (rosso-grigio)

VITA classical A1–D4®. Una buona base semplice.

Principali fattori e caratteristiche di sistema:

- Determinazione del colore dei denti in un solo step
- Sistema affermato da oltre 60 anni
- 6 campioni colore
- Disposizione pragmatica dei campioni colore secondo tinta e nozioni empiriche

La scala colori VITA classical A1-D4 con VITA Bleached Shades contiene tre colori aggiuntivi per denti sottoposti a sbiancamento.

Per ulteriori informazioni sul portafoglio di prodotti, sui documenti disponibili per il download e altro:

Scala colori VITA classical A1-D4

Vantaggi

Confortevole

Le pratiche scale colori consentono la misurazione esatta del colore del dente in pochi passaggi.

Veloce

Grazie a scale colori standard è possibile visualizzare in tempi molto ridotti il colore del dente per il paziente.

Efficiente

I campioni colore permettono di controllare in modo semplice la fedeltà cromatica dei restauri.



Determinazione del colore

VITA SYSTEM 3D-MASTER

La scala colori VITA per il PERFECT MATCH
nella scelta cromatica, inclusi tre colori Bleached.

La buona riproduzione dei colori dei denti naturali di VITA SYSTEM 3D-MASTER ha raggiunto nuovi livelli con i suoi 26 colori dei denti naturali. I campioni di colore di VITA Toothguide 3D-MASTER sono disposti in modo tale da coprire in modo sistematico l'intera gamma cromatica naturale dei denti. I 3 colori Bleached aggiuntivi ampliano lo spettro per una maggiore luminosità.

La VITA Bleachedguide 3D-MASTER è uno strumento per la progettazione ed il controllo dei processi di bleaching dei denti. Si basa sulla logica della scala colori VITA SYSTEM 3D-MASTER, costituita dai 3 parametri luminosità, croma e tonalità.

Nella VITA Bleachedguide 3D-MASTER sono inoltre integrati i 29 livelli di luminosità definiti dalla American Dental Association (ADA). Con questa suddivisione la VITA Bleachedguide 3D-MASTER è conforme allo standard riconosciuto in tutto il mondo ed è quindi il prodotto di elezione per ogni terapeuta.

Vantaggi

Sicuro

Si raggiunge più velocemente l'obiettivo desiderato grazie all'affidabilità del processo e a un minor numero di correzioni del colore.

Preciso

Tutti i colori dei denti naturali possono essere definiti e comunicati in modo univoco.

Sistematico

La base scientifica consente una determinazione del colore semplice, sistematica e veloce in tre fasi.

[Pagina informativa di VITA SYSTEM 3D-MASTER](#)

Per ulteriori informazioni sul portafoglio di prodotti, sui documenti disponibili per il download e altro:

[Pagina prodotto di VITA Bleachedguide](#)



Riabilitazione di denti singoli - ceramica ibrida

VITA ENAMIC®

La prima ceramica ibrida con struttura reticolare duale a livello mondiale.

VITA ENAMIC è la soluzione per ricostruzioni fini e minimamente invasive con struttura a reticolo ceramico-polimerico duale.

VITA ENAMIC è un blocchetto CAD/CAM monocromatico, disponibile in tre livelli di traslucenza (T, HT, ST). Quando si ricerca il materiale perfetto per inlay, onlay o tavolati occlusali per la prassi quotidiana non si può non prendere in considerazione VITA ENAMIC ST.

VITA ENAMIC multiColor è un materiale altamente moderno, dotato di una struttura a reticolo duale unica, che offre diversi vantaggi di lavorazione. Grazie a una lavorazione semplice, l'utilizzatore ottiene un'estetica naturale. Senza pittura e cottura.
Fedele al motto: fresare. Posizionare in situ.. Semplicemente bello.

Vantaggi

Delicata

Le caratteristiche del materiale, che assorbe la forza di masticazione, garantiscono sollecitazioni ridotte sugli antagonisti.

Non invasiva/minimamente invasiva

La ceramica ibrida consente una modellazione non invasiva/minimamente invasiva con pareti di spessore ridotto.

Affidabile

Ricostruzioni precise, sicure e con stabilità marginale grazie alla struttura sicura a reticolo duale.

[Pagina informativa di VITA ENAMIC](#)

Per ulteriori informazioni sul portafoglio di prodotti, sui documenti disponibili per il download e altro:

[Pagina prodotto di VITA ENAMIC](#)



Riabilitazione di denti singoli - ceramica feldspatica

VITABLOCS®

I blocchetti in ceramica feldspatica per restauri altamente estetici.

La soluzione per ricostruzioni estetiche di difetti (VITABLOCS Mark II) e riabilitazioni estetiche nel settore visibile (VITABLOCS TriLuxe forte, VITABLOCS Reallife) con andamento cromatico integrato.



I VITABLOCS Mark II sono blocchetti monocromatici in ceramica feldspatica del colore dei denti naturali, che si integrano in modo convincente nel restauro e sono perfettamente adatti per la lavorazione di riabilitazioni estetiche.



I VITABLOCS TriLuxe forte sono blocchetti policromatici in ceramica feldspatica con andamento cromatico in quattro strati integrato per la riproduzione di giochi di colore naturali nel settore estetico. Un trattamento alla poltrona può essere pertanto eseguito in studio in modo semplice, efficiente e altamente estetico.



I VITABLOCS Reallife sono blocchetti policromatici in ceramica feldspatica del colore del dente e con una struttura dello strato 3D integrata che riproduce l'andamento cromatico naturale.

Vantaggi

Resistente

Preparazione di restauri affidabili in materiale resistente con eccellenti prestazioni cliniche.

Altamente estetico

Consente riabilitazioni altamente estetiche con giochi brillanti di colori e luci.

Efficiente

Produzione veloce e lucidatura dei restauri senza cotture aggiuntive.

[Pagina informativa di VITABLOCS](#)

Riabilitazioni implantari

VITA IMPLANT SOLUTIONS®

Soluzioni convincenti per riabilitazioni dentali su impianti.



VITA ENAMIC® IS

Sicuro

Sicurezza per corone implanto-supportate e mesostrutture con caratteristiche di assorbimento della forza di masticazione.

Efficiente

Con interfaccia integrata per una base in titanio/di adesione per un utilizzo più rapido e sicuro.

VITA CAD-Temp® IS

Efficiente

Un processo completamente digitale consente di produrre provvisori efficienti.

Naturale

Grazie alle buone caratteristiche ottiche si ottiene un effetto cromatico naturale.

I VITA IMPLANT SOLUTIONS sono blocchetti in ceramica ibrida e composito, con interfaccia integrata per una base di adesione/titanio. La ceramica ibrida VITA ENAMIC IS è idonea per ricostruzioni definitive, mentre il composito VITA CAD-Temp IS per riabilitazioni provvisorie.

VITA ENAMIC IS

Blocchetti in ceramica ibrida, con interfaccia integrata per una base di adesione/titanio.

Disponibili come ceramica ibrida VITA ENAMIC IS (T/HT) per ricostruzioni definitive.

VITA CAD-Temp IS

Blocchetti in composito, con interfaccia integrata per una base di adesione/titanio.

Disponibili in composito VITA CAD-Temp IS per riabilitazioni provvisorie.

Per ulteriori informazioni sul portafoglio di prodotti, sui documenti disponibili per il download e altro:

[Pagina prodotto di VITA ENAMIC IS](#)

[Pagina prodotto di VITA CAD-Temp IS](#)

Riabilitazione di denti singoli - vetroceramica

VITA SUPRINITY® PC

Vetroceramica. In estetica naturale.



VITA SUPRINITY PC è una generazione di vetroceramiche rinforzate con biossido di carbonio ad alta resistenza. Disponibile come grezzo monocromatico in due livelli di traslucenza (T, HT), rappresenta la soluzione per corone anteriori e posteriori, corone singole implanto-supportate, inlay, onlay e faccette.

La vetroceramica è contraddistinta da una struttura a granulometria particolarmente fine ed omogenea che offre un'eccellente qualità del materiale e pertanto una caricabilità costantemente elevata e un'affidabilità duratura.

Vantaggi

Altamente estetico

Grazie a traslucenza, opalescenza e fluorescenza si crea un eccellente gioco di luci e di colori.

Preciso

Semplice lavorazione ed elevata stabilità di cottura per risultati adatti.

Sicuro

La matrice vetroceramica rinforzata con biossido di zirconio garantisce un'elevata sicurezza delle ricostruzioni.

Per ulteriori informazioni sul portafoglio di prodotti, sui documenti disponibili per il download e altro:

[**Pagina prodotto di VITA SUPRINITY PC**](#)

Riabilitazione provvisoria

VITA CAD-Temp®

Soluzioni per provvisori di riabilitazione.



VITA CAD-Temp monocolor o multicolor è un affermato composito in poliacrilato ad alta reticolazione con microparticelle di carica per la realizzazione di provvisori di riabilitazione come ponti provvisori con un massimo di due elementi intermedi e corone provvisorie nel settore anteriore e posteriore.

VITA CAD-Temp monoColor è un affermato composito monocromatico in poliacrilato ad alta reticolazione con microparticelle di carica per la realizzazione di provvisori di riabilitazione. Consente di produrre ponti provvisori con un massimo di due elementi intermedi e corone provvisorie nel settore posteriore.

I VITA CAD-Temp multiColor sono affermati blocchetti e dischi in composito in poliacrilato ad alta reticolazione con microparticelle di carica per la realizzazione di provvisori di riabilitazione. I grezzi VITA CAD-Temp del colore del dente convincono grazie a un aspetto cromatico naturale, oltre che per la loro resistenza alla rottura e stabilità di lungo periodo.

Per ulteriori informazioni sul portafoglio di prodotti, sui documenti disponibili per il download e altro:

[Pagina prodotto di VITA CAD-Temp monoColor](#)

[Pagina prodotto di VITA CAD-Temp multiColor](#)

Vantaggi

Stabile a lungo

Buone caratteristiche superficiali che garantiscono un'elevata stabilità e resistenza alla rottura.

Estetico

Creazione di un effetto cromatico naturale grazie alle buone caratteristiche ottiche del materiale.

Economico

La realizzazione CAD/CAM efficiente consente una produzione economica di provvisori.



Riabilitazioni provvisorie/mezzi ausiliari

VITA CAD-Waxx®

Soluzioni per wax-up e dime di fresaggio.

VITA CAD-Waxx è un poliacrilato calcinabile senza residui che può essere utilizzato per la produzione computerizzata di wax-up con tecnica di pressatura e di fusione. Viene utilizzato come ausilio per la tecnica di wax-up digitale.

I blocchetti VITA CAD-Waxx sono composti da un poliacrilato molabile privo di particelle di carica e possono essere utilizzati al posto della cera per modellare.

CAD-Waxx viene utilizzato per il molaggio di elementi fusi messi in rivestimento per la produzione di corone primarie per la tecnica telescopica, di strutture per corone e ponti per la tecnica con metallo-ceramica di rivestimento, realizzati interamente in materiali fusi e per la ceramica pressabile nel sistema inLab di Sirona Dental Systems GmbH.

La precisione degli elementi realizzati con i blocchetti in VITA CAD-Waxx può inoltre essere provata in bocca prima della produzione dei restauri con il materiale definitivo.

Vantaggi

Diretto

I restauri possono essere provati direttamente nel cavo orale.

Efficiente

È possibile definire spessori di pareti e connettori per strutture in metallo-ceramica di rivestimento, per cui si rende necessaria una finitura limitata.

Flessibile

Le parti sagomate molate possono essere combinate con cera per fusione o con elementi prefabbricati realizzati con la tecnica di fusione.

Per ulteriori informazioni sul portafoglio di prodotti, sui documenti disponibili per il download e altro:

[Pagina prodotto di VITA CAD-Waxx](#)



Caratterizzazione

VITA AKZENT® Plus

Ottimizzato. Semplice. Completo.

Colori di caratterizzazione per ceramica indipendenti dal CET per lasura, accentuazione e glasura.

Una soluzione di supercolori e glasura per tutti i materiali ceramici dentali.

Con i supercolori VITA AKZENT Plus, gli utilizzatori possono ottimizzare in modo semplice ed efficiente i colori di tutti i restauri ceramici, indipendentemente dal valore CET.

I CHROMA STAINS sono supercolori indipendenti dal CET per tutte le ceramiche di rivestimento estetico, ceramiche monolitiche a base di biossido di zirconio, silicatiche e feldspatiche. Con i CHROMA STAINS è possibile usufruire di un semplice adattamento del croma nei relativi gruppi cromatici e caratteristiche di lavorazione di massimo livello, tra cui facile applicazione e risultati altamente estetici grazie alla verniciatura delle superfici.

VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY è una glasura in spray ad alta fluorescenza, indipendente dal CET, per tutte le più comuni ceramiche di rivestimento estetico, ceramiche monolitiche a base di zirconio, silicato, feldspato e vetroceramiche. È idonea per conseguire una fluorescenza naturale specialmente su restauri monolitici in ceramica integrale privi di fluorescenza propria e per la sigillatura della superficie ceramica.

Per ulteriori informazioni sul portafoglio di prodotti, sui documenti disponibili per il download e altro:

[Pagina prodotto di VITA AKZENT Plus](#)

[Pagina informativa di VITA AKZENT Plus](#)

Vantaggi

Semplice

Il sistema di colori per tutte le indicazioni di lasura, accentuazione e glasura in studio e laboratorio.

Brillante

Superfici dei restauri brillanti, omogenei grazie a masse glasura in ceramica con una microstruttura particolarmente fine.

Economico

Elevata flessibilità ed economicità grazie all'adattamento più rapido e semplice di effetto cromatico, cromaticità e intensità cromatica.





Caratterizzazione - colori di caratterizzazione per compositi

VITA AKZENT® LC

Supercolori in composito per la riproduzione sicura di tutte le sfaccettature cromatiche.

I VITA AKZENT LC sono supercolori in composito fotopolimerizzabili per la caratterizzazione di tutte le riabilitazioni indirette in composito, polimero e ceramica ibrida. Il sistema convince per la sua poliedricità, per l'applicazione efficiente e precisa dei colori e la buona stabilità cromatica e di lucentezza.

I VITA AKZENT LC EFFECT STAINS comprendono 14 colori per una riproduzione di effetti individuali.

I VITA AKZENT LC CHROMA STAINS sono supercolori su misura per un'attuazione sicura delle correzioni cromatiche.

Il sistema comprende inoltre una massa glasura, pennello, piastra di miscelazione e liquido detergente.

Vantaggi

Affidabilità

Riproduzione affidabile fedele al modello naturale delle sfaccettature cromatiche della dentatura naturale residua grazie a colori effetto versatili e brillanti.

Semplice

Modifiche cromatiche estremamente semplici grazie alle masse Chroma per la gestione programmabile e sistematica della cromaticità.

Efficiente

Lavorazione efficiente grazie a effetti cromatici puntuali e all'efficace applicazione di colori su intere superfici, caratterizzata da viscosità ottimali.



Per ulteriori informazioni sul portafoglio di prodotti, sui documenti disponibili per il download e altro:

[Pagina prodotto di VITA AKZENT LC](#)

[Pagina informativa di VITA AKZENT LC](#)



Forno di cottura chairside

VITA SMART.FIRE®

L'efficiente unità di cottura per tutte le comuni riabilitazioni chairside.

VITA SMART.FIRE è un'unità di cottura sviluppata specialmente per lo studio odontoiatrico per cotture di cristallizzazione, di glasura, dei supercolori e di correzione di tutti i correnti materiali chairside. Selezione del materiale e avvio del programma si effettuano in un'unica operazione. Per semplificare le cotture, i programmi specifici per materiale sono già preinstallati. Grazie alla costruzione compatta, l'unità di cottura ha un ingombro particolarmente ridotto e si posiziona agevolmente in qualsiasi studio.

Per ulteriori informazioni sul portafoglio di prodotti, sui documenti disponibili per il download e altro:

[Pagina prodotto di VITA SMART.FIRE](#)

Vantaggi

Veloce

grazie a programmi preinstallati per tutti i correnti materiali chairside.

Intuitivo

grazie al menu esplicitivo, alla selezione del materiale e all'avvio del programma in un'unica operazione.

Confortevole

grazie alla costruzione particolarmente compatta.



Soluzioni di lucidatura

VITA Polishing Tools

Sistemi di lucidatura per la lucentezza naturale.



Il Polishing set a due fasi **VITA ENAMIC** e **VITA CERAMICS** garantiscono un'efficiente prelucidatura/lucidatura a specchio. La finitura viene applicata con VITA Polish Hybrid o VITA Polish Cera.



I **VITA ENAMIC Polishing Set clinical** sono stati sviluppati per la finitura di superficie efficiente, economica e merceologicamente corretta di restauri in ceramica ibrida in studio e laboratorio.

VITA Polish Hybrid è una pasta diamantata per la lucidatura a specchio extraorale e finale di restauri in ceramica ibrida VITA ENAMIC, composito e polimero.



Il **VITA CERAMICS Polishing Set** è stato sviluppato per la lucidatura in due fasi di tutti i materiali ceramici dentali, come le ceramiche feldspatiche, le vetroceramiche e le ossido-ceramiche, nello studio dentistico e nel laboratorio. Il set contiene complessivamente 6 gommini per la prelucidatura e la lucidatura a specchio.



VITA Polish Cera è una pasta diamantata per la lucidatura a specchio extraorale e finale di restauri in materiali ceramici: ceramica feldspatica, vetroceramica, ceramica al biossido di zirconio.



Vantaggi

Versatile

Diversi strumenti con esatta centricità di rotazione e granulometria specifica consentono di ottenere superfici omogenee lucidate a specchio.

Convincente

Gli strumenti assicurano una capacità di asportazione convincente. La semplicità di impiego e l'utilizzo senza pasta per lucidare consentono una finitura semplice e rapida.

Efficiente

Strumenti di levigatura clinical autoclavabili per un utilizzo sicuro, igienico e clinico.

[Pagina prodotto di VITA Polishing Sets](#)


Fissaggio

VITA ADIVA® LUTING SOLUTIONS

La soluzione di fissaggio specifica – intuitiva e sicura!



VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS sono soluzioni di fissaggio appositamente ideate per i materiali VITA, per il fissaggio permanente, autoadesivo e temporaneo di restauri indiretti in ceramica feldspatica, vetroceramica, ceramica ibrida, biossido di zirconio, composito e metallo.



VITA ADIVA IA-CEM è un composito di fissaggio ultraopaco, a indurimento duale con elevata capacità di mascheramento per la protesi implantare. Serve per il fissaggio adesivo definitivo di corone(-abutment) e mesostrutture su basi di adesione/titanio e abutment individuali in titanio e biossido di zirconio.

Per ulteriori informazioni sul portafoglio di prodotti, sui documenti disponibili per il download e altro:

[Pagina prodotto di VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS](#)

Vantaggi

Versatile

Adesivo per il fissaggio specifico per il materiale.

Semplice

Set disposto in modo sistematico per un'applicazione in studio sicura, con codifica cromatica.

Efficiente

Maneggevole set composto da due parti per l'utilizzo quotidiano razionale in formato standard tray.



Siamo a vostra disposizione.

Hotline Supporto vendite

Telefono +49 7761 562-884
Fax +49 7761 562-299
Dalle 8:00 alle 17:00 CET
info@vita-zahnfabrik.com

Hotline VITA Nord America

USA: +1 800-828-3839
Supporto tecnico USA: +1 888-249-1640
info@vitanorthamerica.com

Hotline tecnica

Telefono +49 7761 562-222
Fax +49 7761 562-446
Dalle 8:00 alle 17:00 CET
info@vita-zahnfabrik.com

Hotline VITA Canada

Canada: +1 800-263-4778
Supporto tecnico Canada: +1 800-324-6224



Attenzione:

I nostri prodotti vanno utilizzati in conformità alle istruzioni d'uso. Non ci assumiamo responsabilità per danni che si verifichino in conseguenza di incompetenza nell'uso o nella lavorazione. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare, prima dell'utilizzo, l'idoneità del prodotto per gli usi previsti. Escludiamo qualsiasi responsabilità se il prodotto viene utilizzato in combinazioni non compatibili o non consentite con materiali o apparecchiature di altri produttori e ne consegue un danno. La VITA Modulbox non è necessariamente parte integrante del prodotto. Edizione di questa brochure di prodotto: 2024-07

Con la pubblicazione di queste informazioni d'uso tutte le versioni precedenti perdono validità. La versione più recente è disponibile al sito www.vita-zahnfabrik.com

I prodotti/sistemi di altri produttori citati in questo documento sono marchi registrati dei rispettivi produttori.

MD

VITA Zahnfabrik è certificata e i seguenti prodotti sono marchiati:

CE 0124

VITA Easyshade® V, VITA Easyshade® LITE, VITA Toothguide 3D-MASTER®, VITA classical A1-D4®, VITA AKZENT® Plus, VITA SMART.FIRE®, VITA AKZENT® LC, VITABLOCS®, VITA ENAMIC®, VITA CAD-Temp®, VITA SUPRINITY® PC, VITA CAD-Waxx, VITA ADIVA® LUTING SOLUTIONS

CE 0483

VITA CERAMICS Polishing Set clinical, VITA ENAMIC Polishing Set clinical



VITA DENTIST SOLUTIONS

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Germany

Phone: +49 7761 562-0
Hotline: +49 7761 562-222
E-Mail: info@vita-zahnfabrik.com

Seguici sui
Social Media!



www.vita-zahnfabrik.com