


# A verdadeira força é multicamadas.



## VITABLOCS® TriLuxe forte

### Fresar. Polir. E pronto!

- Quatro camadas para um gradiente natural de cores e estética única.
- Polimento fácil para um brilho ideal.
- Alta resistência graças à abrasão semelhante à dentina.



CAD/CAM

# VITABLOCS® TriLuxe forte

O bloco CAD/CAM policromático: Fresar. Polir. E pronto!

O VITABLOCS TriLuxe forte com um gradiente de cores de 4 camadas integrado possibilita a reprodução ideal do jogo natural de cores na zona estética.

Um tratamento pode ser realizado no consultório de forma fácil e eficiente em apenas uma sessão.

Graças ao gradiente de cores de 4 camadas, os resultados obtidos são altamente estéticos.

De inlays e veneers a coroas completas, VITABLOCS TriLuxe forte oferece a você inúmeras possibilidades de design para que você ofereça aos seus pacientes o melhor tratamento possível.

**Para os estudos**



## Cores. Dimensões. Compatibilidade do sistema.

### Cores

- 5 cores VITA SYSTEM 3D-MASTER®: 0M1C, 1M1C, 1M2C, 2M2C, 3M2C
- 9 cores VITA classical A1–D4®: A1C, A2C, A3C, A3,5C, B1C, B2C, B3C, C2C, C3C

### Dimensões



### VITABLOCS TriLuxe forte – SOLUÇÃO SYSTEM

A VITA oferece o VITABLOCS TriLuxe forte com o sistema de suporte para CEREC/inLab (Dentsply Sirona).

### VITABLOCS TriLuxe forte – SOLUÇÕES UNIVERSAL\*

- Série CORiTEC (imes-icore GmbH)
- Série DGSHAPE DWX (DGSHAPE Corporation), CS 3000 /CS 3100 (Carestream Dental, Inc.)
- Série N/R/S/Z/E (vhf camfacture AG), Zfx Inhouse5x (Zfx GmbH)
- Série Organical Desktop (R+K CAD/CAM Technologie GmbH & Co. KG)
- Série DMG ULTRASONIC (DMG Mori AG)
- Ceramill DRS (Amann Girrbach)

\*Nota: o escopo da oferta de variantes/dimensões/cores dos materiais VITA CAD/CAM pode variar de acordo com o parceiro de sistema e/ou sistemas CAD/CAM individuais.



Como especialista na área, experimentei todos os blocos disponíveis. O meu favorito é, sem dúvida, o VITABLOCS TriLuxe forte. Este bloco se destaca por sua estética e reproduz da melhor forma possível a dentina natural dos dentes.”

**Dr. Andres Powditch, Dentista, Chile**

[Ir para o webinar](#)



O gradiente de cores integrado em quatro camadas de intensidade permite uma jogo de luz e cores natural na zona estética.”

**Dr. Mon Li e Técnica Sally Hsieh, CEREC Asia, Taipei, Taiwan**





## VITABLOCS® TriLuxe forte

### Nota

Nossos produtos devem ser utilizados de acordo com o manual de instruções. Não nos responsabilizamos por danos causados em virtude de manuseio ou uso incorretos. O usuário deverá verificar o produto antes de seu uso para atestar a adequação do produto à área de utilização pretendida. Não será aceita qualquer responsabilização se o produto for utilizado juntamente com materiais e equipamentos de outros fabricantes que não sejam compatíveis ou permitidos para uso com nosso produto e assim causem danos. O VITA Modulbox não é um componente obrigatório do produto. Publicação deste folheto de produto: 06/2024 Com a publicação deste folheto informativo todas as edições anteriores

perdem a validade. A versão mais recente você encontra em [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

A VITA Zahnfabrik é certificada e os seguintes produtos possuem a marca

**CE 0124**: VITABLOCS® TriLuxe forte

Neste documento os produtos/sistemas mencionados de outros fabricantes são marcas registradas dos respectivos fabricantes.

MD

### VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3  
79713 Bad Säckingen  
Germany

Phone: +49 7761 562-0  
Hotline: +49 7761 562-222

[info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

Siga-nos nas  
redes sociais!

