


La Verdadera fuerza tiene múltiples capas.



VITABLOCS® TriLuxe forte

Fresar. Pulir. Listo.

- Cuatro capas para una transición cromática natural y una estética distintiva
- Facilidad de pulido para un brillo óptimo
- Gran estabilidad gracias a la abrasión similar a la del esmalte



CAD/CAM

VITABLOCS® TriLuxe forte

El bloque CAD/CAM policromo: Fresar. Pulir. Listo.

VITABLOCS TriLuxe forte con transición cromática de 4 capas integrada posibilita la reproducción óptima del juego cromático natural en la zona estética.

El tratamiento puede llevarse a cabo de manera sencilla y eficiente en una sola sesión en la clínica. Además, el resultado es altamente estético gracias a la transición cromática de 4 capas.

Desde inlays y carillas hasta coronas completas, VITABLOCS TriLuxe forte le ofrece múltiples posibilidades de diseño para proporcionar a sus pacientes el mejor tratamiento posible.

[Sigue leyendo aquí](#)



“Como experto en este ámbito, he probado todos los bloques disponibles. Sin lugar a duda, mi favorito es VITABLOCS TriLuxe forte. Este bloque seduce por su estética e imita de manera óptima el esmalte dental natural.”

Dr. Andrés Powditch, odontólogo (Chile)

[Ir al webinar](#)



“La transición cromática integrada en cuatro capas de intensidad posibilita un juego de colores y luces natural en la zona estética.”

Dr. Mon Li, odontólogo, y Sally Hsieh, protésica dental, CEREC Asia, Taipéi (Taiwán)



Colores. Geometrías. Compatibilidad de sistemas.

Colores

- 5 colores VITA SYSTEM 3D-MASTER®: 0M1C, 1M1C, 1M2C, 2M2C, 3M2C
- 9 colores VITA classical A1–D4®: A1C, A2C, A3C, A3,5C, B1C, B2C, B3C, C2C, C3C

Geometrías



VITABLOCS TriLuxe forte: SOLUCIÓN DE SISTEMA

VITA ofrece VITABLOCS TriLuxe forte con el sistema de soporte para CEREC/inLab (Dentsply Sirona).

VITABLOCS TriLuxe forte: SOLUCIONES UNIVERSALES*

- Serie CORiTEC (imes-icore GmbH)
- Serie DGSHAPE DWX (DGSHAPE Corporation), CS 3000 / CS 3100 (Carestream Dental, Inc.)
- Series N/R/S/Z/E (vhf camufacture AG), Zfx Inhouse5x (Zfx GmbH)
- Serie Organical Desktop (R+K CAD/CAM Technologie GmbH & Co. KG)
- Serie DMG ULTRASONIC (DMG Mori AG)
- Ceramill DRS (Amann Girrbach)

* Nota: La amplitud de la oferta de variantes/geometrías/colores de materiales VITA CAD/CAM puede variar entre socios de sistemas o sistemas CAD/CAM.



VITABLOCS® TriLuxe forte

Nota importante

Nuestros productos deben utilizarse con arreglo a las instrucciones de uso. Declinamos cualquier responsabilidad por daños derivados de la manipulación o el tratamiento incorrectos. El usuario deberá comprobar, además, la idoneidad del producto para el ámbito de aplicación previsto antes de su uso. Queda excluida cualquier responsabilidad por nuestra parte por daños derivados de la utilización del producto en una combinación incompatible o no admisible con materiales o aparatos de otros fabricantes. La VITA Modulbox no es necesariamente parte integrante del producto. Publicación de este folleto de producto: 06/2024. Con la publicación de estas instrucciones de uso pierden su validez

todas las ediciones anteriores. La versión actual puede consultarse en www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik está certificada y los siguientes productos llevan el marcado

CE 0124: VITABLOCS® TriLuxe forte

Los productos/sistemas de otros fabricantes mencionados en este documento son marcas registradas de sus respectivos fabricantes.

MD

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Germany

Phone: +49 7761 562-0
Hotline: +49 7761 562-222

info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

Follow us on
Social Media!

