

VITA

Quand le design rencontre
l'efficacité



VITA SMART.FIRE® ADVANCED

Le four de cuisson compact et moderne pour le cabinet et le laboratoire, pouvant accueillir des bridges jusqu'à 14 éléments.





Esthétique

Design ultramoderne et utilisation intuitive

Compact

Construction compacte avec enceinte de cuisson plus grande

Efficacité

Sécurité du processus de cuisson par refroidissement linéaire contrôlé

Four de cuisson

VITA SMART.FIRE® ADVANCED


Esthétique. Compact. Efficace.

Faites entrer la valeur ajoutée et le design chez vous.

Le VITA SMART.FIRE ADVANCED allie un design ultramoderne à une qualité de cuisson enthousiasmante. Grâce à sa construction compacte, il offre même suffisamment de place pour des bridges de 14 éléments et est donc idéal non seulement pour le cabinet, mais aussi pour chaque laboratoire dentaire.

Découvrez le fonctionnement intuitif et convivial et ayez toujours le kit d'accessoires intégré à portée de main grâce au tiroir à accessoires pratique.

Perfectionnez votre travail grâce au VITA SMART.FIRE ADVANCED moderne.




Pour tous les matériaux classiques.

Four de cuisson VITA SMART.FIRE® ADVANCED

Le VITA SMART.FIRE ADVANCED est conçu pour des températures de cuisson jusqu'à 1 200 °C pour

- pour les cuissons de stratification, de glaçage, de maquillage et de correction
- les cuissons de cristallisation avec ou sans vide

Les programmes de cuisson préprogrammés, parfaitement adaptés aux matériaux céramiques VITA, garantissent non seulement une mise en œuvre efficace, mais aussi des résultats esthétiques.




VITA vPad excellence

- Unité de commande avec programmes préinstallés pour tous les matériaux classiques
- Écran tactile 10" haute résolution pour une utilisation simple et une qualité d'image optimale
- Concept de commande intuitif pour la sélection des matériaux et le démarrage du programme en une seule étape
- 11 profils personnalisables
- Fonction d'assistance logicielle pour une exécution de la cuisson étape par étape en toute sécurité
- Pilotage jusqu'à quatre fours de cuisson avec une seule unité de commande



LES SOLUTIONS SYSTÈME VITA



VITA SMART.FIRE ADVANCED

Four de cuisson




VITA vPad excellence

Unité de commande



VITA SMART.FIRE ADVANCED

Accessoires



VITA SMART.FIRE ADVANCED

Pompe à vide VITA II



Pilotage multi-fours

Multipump · Switchbox



Nous sommes à votre disposition pour toute aide complémentaire



Assistance téléphonique et support

Téléphone +49 7761 562-884
Fax +49 7761 562-299
8 h - 17 h (HEC)
info@vita-zahnfabrik.com

Assistance téléphonique technique

Téléphone +49 7761 562-222
Fax +49 7761 562-446
8 h - 17 h (HEC)
info@vita-zahnfabrik.com

SAV appareils VITA

Téléphone +49 7761 562-111
Fax +49 7761 562-102
8 h - 17 h (HEC)
instruments-service@vita-zahnfabrik.com

N.B.

Nos produits doivent être mis en œuvre selon le mode d'emploi. Notre responsabilité n'est pas engagée pour les dommages résultant d'une manipulation ou d'une mise en œuvre incorrecte. En outre, l'utilisateur est tenu de vérifier, avant utilisation, que le produit est approprié à l'usage prévu. Notre responsabilité ne peut être engagée si le produit est mis en œuvre avec des matériaux et des appareils d'autres marques, non adaptés ou non autorisés et qu'il en résulte un dommage. Le VITA Modulbox n'est pas un composant obligatoire du produit. Publication de cette brochure produit : 2024/08

Cette nouvelle édition du mode d'emploi rend caduque toutes les versions antérieures. La version la plus récente se trouve toujours sur www.vita-zahnfabrik.com

VITA SMART.FIRE® ADVANCED porte le marquage CE au sens des directives européennes 2006/42/CE, 2014/30/UE, 2011/65/UE.

Les produits/systèmes d'autres fabricants cités dans ce document sont des marques déposées des fabricants respectifs.



Pour de plus amples informations sur le VITA SMART.FIRE ADVANCED, consultez le site : <https://hs.vita-zahnfabrik.com/fr/vita-smart.fire-advanced>



VITA SMART.FIRE® ADVANCED

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Allemagne

Phone: +49 7761 562-0
Hotline: +49 7761 562-222

info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

Follow us on
Social Media!

