

VITA

Il design incontra Efficienza



VITA SMART.FIRE® ADVANCED

Il forno di cottura compatto e moderno per studi e laboratori che può contenere ponti con fino a 14 elementi.





Bello

Design all'avanguardia e utilizzo intuitivo

Compatto

Struttura compatta con un'ampia camera di cottura

Efficiente

Sicurezza nel processo di cottura grazie al raffreddamento lineare controllato

Forno

VITA SMART.FIRE® ADVANCED


Bello. Compatto. Efficiente.

Assicuratevi valore aggiunto e design in studio o in laboratorio.

Il forno VITA SMART.FIRE ADVANCED combina un design all'avanguardia con una sorprendente qualità di cottura. Grazie alla sua struttura compatta, offre spazio sufficiente addirittura per ponti fino a 14 elementi, ed è quindi ideale non solo per il vostro studio, ma anche per qualsiasi laboratorio.

Sperimentate il funzionamento intuitivo e facile da usare e tenete sempre a portata di mano il set di accessori integrato grazie al pratico cassetto.

Perfezionate il vostro lavoro con l'aiuto del moderno forno VITA SMART.FIRE ADVANCED.




Per tutti i materiali più comuni.

Forno VITA SMART.FIRE® ADVANCED

Il forno VITA SMART.FIRE ADVANCED è adatto a temperature di cottura fino a 1.200 °C per

- rivestimenti e cotture di cristallizzazione, di glasura, dei supercolori e di correzione
- Cotture di cristallizzazione, con e senza vuoto

I programmi di cottura preimpostati, adattati in modo ottimale ai materiali ceramici VITA, garantiscono non solo una lavorazione efficiente, ma anche risultati esteticamente gradevoli.



VITA vPad excellence

- Unità di comando con programmi preinstallati per tutti i materiali più comuni
- Touch-display ad alta risoluzione da 10" per un uso semplice e immagini di ottima qualità
- Concetto di utilizzo intuitivo per la scelta del materiale e l'avvio del programma in un'unica operazione
- 11 Profili personalizzabili
- Funzione di assistenza basata su software per la gestione passo-passo del ciclo di cottura
- Gestione di fino a quattro unità di cottura con un'unica unità di comando



LA SOLUZIONE DI SISTEMA VITA



VITA SMART.FIRE ADVANCED

Forno




VITA vPad excellence

Unità di comando



VITA SMART.FIRE ADVANCED

Accessori



VITA SMART.FIRE ADVANCED

Pompa per vuoto VITA II



Modalità forni multipli

Multipump · Switchbox



Siamo a vostra disposizione.

Hotline Supporto vendite

Telefono +49 7761 562-884
Fax +49 7761 562-299
Dalle 8:00 alle 17:00 CET
info@vita-zahnfabrik.com

VITA Assistenza tecnica

Telefono +49 7761 562-111
Fax +49 7761 562-102
Dalle 8:00 alle 17:00 CET
instruments-service@vita-zahnfabrik.com

Hotline tecnica

Telefono +49 7761 562-222
Fax +49 7761 562-446
Dalle 8:00 alle 17:00 CET
info@vita-zahnfabrik.com



Attenzione:

I nostri prodotti vanno utilizzati in conformità alle istruzioni d'uso. Non assumiamo responsabilità per danni che si verificano in conseguenza di incompetenza nell'uso o nella lavorazione. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare, prima dell'utilizzo, l'idoneità del prodotto per gli usi previsti. Escludiamo qualsiasi responsabilità se il prodotto viene utilizzato in combinazioni non compatibili o non consentite con materiali o apparecchiature di altri produttori e ne consegue un danno. Il VITA Modulbox non è necessariamente parte integrante del prodotto. Edizione di questa brochure di prodotto: 2024-08

Con la pubblicazione di queste informazioni d'uso tutte le versioni precedenti perdono validità. La versione più recente è disponibile al sito www.vita-zahnfabrik.com

Il forno VITA SMART.FIRE® ADVANCED è marcato CE in conformità alle direttive 2006/42/CE, 2014/30/UE, 2011/65/UE.

I prodotti/sistemi di altri produttori citati in questo documento sono marchi registrati dei rispettivi produttori.



Per ulteriori informazioni su
VITA SMART.FIRE ADVANCED consultare:
<https://hs.vita-zahnfabrik.com/it/vita-smart.fire-advanced>



VITA SMART.FIRE® ADVANCED

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Germania

Phone: +49 7761 562-0
Hotline: +49 7761 562-222

info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

Seguici sui
Social Media!

