

VITA

A fusão de design e
eficiência



VITA SMART.FIRE® ADVANCED

O moderno e compacto
forno de queima para consultórios e
laboratórios com lugar para pontes de
até 14 elementos.





Elegante

Design ultramoderno e operação intuitiva

Compacto

Estrutura compacta com uma grande câmara de combustão

Eficiente

Segurança no processo de queima graças ao resfriamento linearmente controlado

Forno de queima


VITA SMART.FIRE® ADVANCED

Elegante. Compacto. Eficiente.

Traga valor agregado e design para sua casa.

O VITA SMART.FIRE ADVANCED combina um design ultramoderno com uma altíssima qualidade de queima. Graça à sua estrutura compacta, o forno oferece um impressionante espaço para pontes de 14 elementos, sendo ideal não apenas para seu consultório, como também para laboratórios. Experimente uma operação intuitiva e fácil de usar, e tenha sempre às mãos o conjunto de acessórios integrado graças à prática gaveta de acessórios.

Aperfeiçoe o seu trabalho com a ajuda do moderno VITA SMART.FIRE ADVANCED.




Para todos os materiais comuns.

Forno de queima VITA SMART.FIRE® ADVANCED

Com temperaturas de queima de até 1.200 °C, o VITA SMART.FIRE ADVANCED é adequado para:

- Queimas de estratificação, cristalização, glazamento, pigmentação e correção;
- Queimas de cristalização com e sem vácuo.

Graças aos programas de queima pré-programados, idealmente adaptados aos materiais cerâmicos VITA, são garantidos não apenas o processamento eficiente, mas também resultados de alto teor estético.



VITA vPad excellence

- Painel de controle com programas pré-instalados para todos os materiais comuns.
- Tela sensível ao toque de 10 polegadas de alta resolução para uma operação fácil e melhor qualidade de imagem.
- Conceito operacional intuitivo para seleção de material e início do programa em uma única etapa
- 11 perfis personalizáveis
- Função de assistência baseada em software para uma execução de queima assistida, passo a passo.
- Controle de até quatro unidades de queima com apenas um controle



A SOLUÇÃO DE SISTEMA VITA



VITA SMART.FIRE ADVANCED

Forno de queima




VITA vPad excellence

Painel de controle



VITA SMART.FIRE ADVANCED

Acessórios



VITA SMART.FIRE ADVANCED

Bomba de vácuo VITA II



Controle de múltiplos fornos

Multipump · Switchbox



Estamos aqui para ajudar você

Hotline do Suporte de Vendas

Telefone +49 7761 562-884
Fax: +49 7761 562-299
das 8h às 17h CET
info@vita-zahnfabrik.com

Assistência técnica VITA

Telefone: +49 7761 562-111
Fax: +49 7761 562-102
das 8h às 17h CET
instruments-service@vita-zahnfabrik.com

Hotline técnica

Telefone: +49 7761 562-222
Fax: +49 7761 562-446
das 8h às 17h CET
info@vita-zahnfabrik.com




Nota

Nossos produtos devem ser utilizados de acordo com o manual de instruções. Não nos responsabilizamos por danos decorrentes de manuseamento ou utilização incorretos. O usuário deverá verificar o produto antes de seu uso para atestar a adequação do produto à área de utilização pretendida. Não será aceita qualquer responsabilização se o produto for utilizado juntamente com materiais e equipamentos de outros fabricantes que não sejam compatíveis ou permitidos para uso com nosso produto e assim causem danos. O VITA Modulbox não é um componente obrigatório do produto. Publicação deste folheto de produto: 10/2024

Com a publicação deste folheto informativo todas as edições anteriores perdem a validade. A versão mais recente você encontra em www.vita-zahnfabrik.com

VITA SMART.FIRE® ADVANCED possui a marcação CE em conformidade com as Diretivas CE 2006/42/CE, 2014/30/UE, 2011/65/UE.

Os produtos/sistemas de outros fabricantes mencionados neste documento são marcas registradas dos respectivos fabricantes.



Mais informações sobre o
VITA SMART.FIRE ADVANCED
<https://hs.vita-zahnfabrik.com/de/vita-smart.fire-advanced>



VITA SMART.FIRE® ADVANCED

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Alemanha

Phone: +49 7761 562-0
Hotline: +49 7761 562-222

info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

Follow us on
Social Media!

