

## Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

### VITA VIONIC® TRY-IN RESIN

Data revizuirii: 25.09.2024

Codul produsului: 3135

Pagina 1 aparținând 12

## SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

### 1.1. Identificator de produs

VITA VIONIC® TRY-IN RESIN

### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

#### Utilizarea substanței/amestecului

Lichthärtendes Einkomponentenmaterial zur generativen Herstellung von dentalen Restaurationen wie provisorischen Kronen und Brücken.

### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

#### Producator

Societatea: DETAX GmbH  
Numele străzii: Carl-Zeiss-Strasse 4  
Orașul: D-76275 Ettlingen  
Telefon: +497243/510-0  
E-mail: post@detax.com  
Internet: www.detax.com

#### Furnizor

Societatea: VITA Zahnfabrik H.Rauter GmbH & Co.KG  
Numele străzii: Spitalgasse 3  
Orașul: D-79713 Bad Säckingen  
Telefon: +49(0)7761-562-0  
E-mail: info@vita-zahnfabrik.com  
Persoană de contact: regulatory affairs  
E-mail: info@vita-zahnfabrik.com  
Internet: www.vita-zahnfabrik.com  
Departamentul responsabil: Regulatory Affairs

Fax: +49(0)7761-562-299

### 1.4. Număr de telefon care

#### poate fi apelat în caz de

#### urgentă:

#### Informații suplimentare

Medizinprodukt

+1-800-424-9300 (CHEMTREC)

## SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

#### Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Skin Sens. 1; H317  
Aquatic Chronic 2; H411

Asa cum afirma in frazele H: vezi SECȚIUNEA 16.

### 2.2. Elemente de etichetare

#### Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

#### Componente potențial periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă

7,7,9(or 7,9,9)  
-Trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazaheptadecan-1,16-diylbismethacrylat-2-Hydroxyethylmethacrylat  
phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide  
metacrilat de 2-hidroxietil  
Hydroxypropylmethacrylat  
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide

## Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

### VITA VIONIC® TRY-IN RESIN


Data revizuirii: 25.09.2024

Codul produsului: 3135

Pagina 2 aparținând 12

**Cuvânt de avertizare:** Atenție

**Pictograme:**



#### Fraze de pericol

H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.  
H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

#### Fraze de precauție

P333+P313 În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul.  
P501 Aruncați conținutul/containerul la un centru de reciclare sau de eliminare corespunzător.  
P391 Colectați scurgerile de produs.  
P362+P364 Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare.  
P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă Apa..  
P273 Evitați dispersarea în mediu.  
P261 Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.  
P280 A se purta mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței/protecție a auzului.

### SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

#### 3.2. Amestecuri

##### Caracterizare chimică

Mischung aus Acryl-/Methacrylharzen mit Hilfsstoffen

## Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

### VITA VIONIC® TRY-IN RESIN

Data revizuirii: 25.09.2024

Codul produsului: 3135

Pagina 3 aparținând 12

#### Componenți relevante

| Nr. CAS     | Componente                                                                                                               |              |                  | Greutate    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|
|             | Nr. CE                                                                                                                   | Nr. Index    | Nr. REACH        |             |
|             | Clasificare (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008)                                                                            |              |                  |             |
|             | Alkoxylated phenol derivative, methacrylate terminated                                                                   |              |                  | 40- < 60%   |
|             | Aquatic Chronic 4; H413                                                                                                  |              |                  |             |
| 72869-86-4  | 7,7,9(or 7,9,9)<br>-Trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecan-1,16-diylbismethacrylat2-Hydroxyethylmethacrylat |              |                  | 20- < 40%   |
|             | Skin Sens. 1B, Aquatic Chronic 2; H317 H411                                                                              |              |                  |             |
| 162881-26-7 | phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide                                                                       |              |                  | 0,1 < 5 %   |
|             | 423-340-5                                                                                                                | 015-189-00-5 |                  |             |
|             | Skin Sens. 1A, Aquatic Chronic 4; H317 H413                                                                              |              |                  |             |
| 6606-59-3   | 1,6-Hexandioldimethacrylat                                                                                               |              |                  | 0,1 < 5 %   |
|             | Aquatic Chronic 3; H412                                                                                                  |              |                  |             |
| 27813-02-1  | Hydroxypropylmethacrylat                                                                                                 |              |                  | 0,1 < 5 %   |
|             | 248-666-3                                                                                                                |              | 01-2119490226-37 |             |
|             | Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1; H319 H317                                                                                    |              |                  |             |
| 75980-60-8  | Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide                                                                          |              |                  | 0,1 < 5 %   |
|             | 278-355-8                                                                                                                |              |                  |             |
|             | Repr. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2; H361f H317 H411                                                                |              |                  |             |
| 868-77-9    | 2-hydroxyethyl methacrylate                                                                                              |              |                  | 0,1 - < 5 % |
|             | 212-782-2                                                                                                                | 607-124-00-X | 01-2119490169-29 |             |
|             | Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1; H315 H319 H317                                                                |              |                  |             |

Asa cum afirma în frazele H și EUH: vezi secțiunea 16.

#### Limite de concentrație specifice, factori M și ATE

| Nr. CAS     | Nr. CE                                                    | Componente                                                                                                               | Greutate    |
|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|             | Limite de concentrație specifice, factori M și ATE        |                                                                                                                          |             |
| 72869-86-4  |                                                           | 7,7,9(or 7,9,9)<br>-Trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecan-1,16-diylbismethacrylat2-Hydroxyethylmethacrylat | 20- < 40%   |
|             | cutanată: LD50 = > 2000 mg/kg; orală: LD50 = > 5000 mg/kg |                                                                                                                          |             |
| 162881-26-7 | 423-340-5                                                 | phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide                                                                       | 0,1 < 5 %   |
|             | cutanată: LD50 = > 2000 mg/kg; orală: LD50 = > 2000 mg/kg |                                                                                                                          |             |
| 27813-02-1  | 248-666-3                                                 | Hydroxypropylmethacrylat                                                                                                 | 0,1 < 5 %   |
|             | cutanată: LD50 = > 5000 mg/kg; orală: LD50 = > 2000 mg/kg |                                                                                                                          |             |
| 75980-60-8  | 278-355-8                                                 | Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide                                                                          | 0,1 < 5 %   |
|             | cutanată: LD50 = > 2000 mg/kg; orală: LD50 = > 5000 mg/kg |                                                                                                                          |             |
| 868-77-9    | 212-782-2                                                 | 2-hydroxyethyl methacrylate                                                                                              | 0,1 - < 5 % |
|             | cutanată: LD50 = > 5000 mg/kg; orală: LD50 = 5564 mg/kg   |                                                                                                                          |             |

## SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

#### În caz de contact cu pielea

După contactul cu pielea, spălați imediat cu mult Apa și săpun. Cereți imediat sfatul medicului.

## Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

## VITA VIONIC® TRY-IN RESIN

Data revizuirii: 25.09.2024

Codul produsului: 3135

Pagina 4 aparținând 12

## SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

**5.1. Mijloace de stingere a incendiilor****5.2. Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec**

Formează cu aerul amestecuri explozibile.

**5.3. Recomandări destinate pompierilor**

## SECȚIUNEA 6: Măsurile împotriva pierderilor accidentale

**6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență**

## Informații generale

Evitarea contactului cu ochi și cu pielea.

## SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

**7.1. Precauții pentru manipulare în condiții de securitate****7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități**

## SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

**8.1. Parametri de control**

## Valori DNEL/DMEL

| Nr. CAS                         | Denumirea substanței                            |                   |          |                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------------|
| DNEL tip                        |                                                 | Calea de expunere | Efect    | Valoare                 |
| 75980-60-8                      | Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide |                   |          |                         |
| Muncitor DNEL, pe termen lung   |                                                 | cutanată          | sistemic | 0,233 mg/kg<br>g.c./zi  |
| Consumator DNEL, pe termen lung |                                                 | inhalație         | sistemic | 0,145 mg/m³             |
| Consumator DNEL, pe termen lung |                                                 | cutanată          | sistemic | 0,0833 mg/kg<br>g.c./zi |
| Consumator DNEL, pe termen lung |                                                 | orală             | sistemic | 0,0833 mg/kg<br>g.c./zi |
| Muncitor DNEL, pe termen lung   |                                                 | inhalație         | sistemic | 0,822 mg/m³             |

**8.2. Controale ale expunerii**

## Măsurile de protecție individuală, cum ar fi echipamentul de protecție personală

**Protecția ochilor/feței**

Protecția ochilor A se purta mască de protecție a ochilor/feței.

**Protecția mâinilor**

A se purta mănuși corespunzătoare.

**Protecția pielii**

A se purta echipamentul de protecție corespunzător.

## SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

**9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază**

Stare fizică:

Culoare:

zahnfarben

Testat conform cu

## Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

### VITA VIONIC® TRY-IN RESIN

Data revizuirii: 25.09.2024

Codul produsului: 3135

Pagina 5 aparținând 12

|                                                                                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere: | 315 °C           |
| Punct de aprindere:                                                            | >93 °C DIN 51755 |
| Punctul de autoaprindere:                                                      | 445 °C           |
| Temperatura de descompunere:                                                   | >=190 °C         |
| Presiune de vapori:                                                            | <1 hPa           |
| (la 20 °C)                                                                     |                  |
| Densitatea (la 20 °C):                                                         | 1,1 g/cm³        |

#### 9.2. Alte informații

Informații cu privire la clasele de pericol fizic

Proprietăți oxidante

Neoxidant.

### SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

#### 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

reactionează cu : Agent de oxidare

#### 10.4. Condiții de evitat

reactionează cu :

### SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

#### 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

##### Toxicitate acută

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

##### ETAamestec calculat

ATE (orală) > 2000 mg/kg; ATE (dermică) > 2000 mg/kg; ATE (prin inhalare vapori) > 20 mg/l; ATE (prin inhalare praf/ceata) > 5 mg/l

## Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

### VITA VIONIC® TRY-IN RESIN

Data revizuirii: 25.09.2024

Codul produsului: 3135

Pagina 6 aparținând 12

| Nr. CAS     | Componente                                                                                                                 |                      |         |          |        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|----------|--------|
|             | Calea de expunere                                                                                                          | Doză                 | Specii  | Sursa    | Metodă |
| 72869-86-4  | 7,7,9(or 7,9,9)<br>-Trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahehexadecan-1,16-diylbismethacrylat2-Hydroxyethylmethacrylat |                      |         |          |        |
|             | orală                                                                                                                      | LD50 > 5000<br>mg/kg | Ratte   | OECD 401 |        |
|             | dermică                                                                                                                    | LD50 > 2000<br>mg/kg | Ratte   | OECD 402 |        |
| 162881-26-7 | phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide                                                                         |                      |         |          |        |
|             | orală                                                                                                                      | LD50 > 2000<br>mg/kg | Sobolan | OECD 401 |        |
|             | dermică                                                                                                                    | LD50 > 2000<br>mg/kg | Sobolan | OECD 402 |        |
| 27813-02-1  | Hydroxypropylmethacrylat                                                                                                   |                      |         |          |        |
|             | orală                                                                                                                      | LD50 > 2000<br>mg/kg | Sobolan | OECD 401 |        |
|             | dermică                                                                                                                    | LD50 > 5000<br>mg/kg | Iepuri  |          |        |
| 75980-60-8  | Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide                                                                            |                      |         |          |        |
|             | orală                                                                                                                      | LD50 > 5000<br>mg/kg | Sobolan |          |        |
|             | dermică                                                                                                                    | LD50 > 2000<br>mg/kg | Sobolan |          |        |
| 868-77-9    | 2-hydroxyethyl methacrylate                                                                                                |                      |         |          |        |
|             | orală                                                                                                                      | LD50 5564<br>mg/kg   | Sobolan |          |        |
|             | dermică                                                                                                                    | LD50 > 5000<br>mg/kg | Iepuri  |          |        |

#### Iritație și corosivitate

Corodarea/iritarea pielii: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

#### Efecte de sensibilizare

Poate provoca o reacție alergică a pielii. (7,7,9(or 7,9,9)

-Trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahehexadecan-1,16-diylbismethacrylat2-Hydroxyethylmethacrylat; phenyl

bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide; Hydroxypropylmethacrylat;

Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide; 2-hydroxyethyl methacrylate)

#### Efecte cangerigene, mutagene și toxice pentru reproducere

Mutagenitatea celulelor embrionare: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Cancerigenitate: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate pentru reproducere: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

#### STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere unică

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

#### STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere repetată

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

#### Pericol prin aspirare

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

## Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

### VITA VIONIC® TRY-IN RESIN

Data revizuirii: 25.09.2024

Codul produsului: 3135

Pagina 7 aparținând 12

## SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

### 12.1. Toxicitate

Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

## Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

### VITA VIONIC® TRY-IN RESIN

Data revizuirii: 25.09.2024

Codul produsului: 3135

Pagina 8 aparținând 12

| Nr. CAS     | Componente                                                                                                              |                      |           |                                  |          |          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------------------|----------|----------|
|             | Toxicitate acvatică                                                                                                     | Doză                 | [h]   [d] | Specii                           | Sursa    | Metodă   |
|             | Alkoxyated phenol derivative, methacrylate terminated                                                                   |                      |           |                                  |          |          |
|             | Toxicitate acută pentru pești                                                                                           | LC50 >100 mg/l       | 96 h      |                                  |          |          |
|             | Toxicitate acută pentru alge                                                                                            | ErC50 >100 mg/l      | 72 h      |                                  |          |          |
|             | Toxicitate acută pentru crustacea                                                                                       | EC50 >100 mg/l       | 48 h      |                                  |          |          |
| 72869-86-4  | 7,7,9(or 7,9,9) -Trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahehexadecan-1,16-diylbismethacrylat2-Hydroxyethylmethacrylat |                      |           |                                  |          |          |
|             | Toxicitate acută pentru pești                                                                                           | LC50 >100 mg/l       | 96 h      |                                  |          | OECD 203 |
|             | Toxicitate acută pentru alge                                                                                            | ErC50 >100 mg/l      | 72 h      |                                  |          | OECD 201 |
|             | Toxicitate acută pentru crustacea                                                                                       | EC50 >100 mg/l       | 48 h      | Daphnia magna                    | OECD 202 |          |
| 162881-26-7 | phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide                                                                      |                      |           |                                  |          |          |
|             | Toxicitate acută pentru pești                                                                                           | LC50 > 0,09 mg/l     | 96 h      | Danio rerio(Zebrabärbling)       | OECD 203 |          |
|             | Toxicitate acută pentru alge                                                                                            | ErC50 > 0,26 mg/l    | 72 h      | Desmodesmussubsp icatus          | OECD 201 |          |
|             | Toxicitate acută pentru crustacea                                                                                       | EC50 > 1,175 mg/l    | 48 h      | Daphnia magna                    | OECD 202 |          |
| 27813-02-1  | Hydroxypropylmethacrylat                                                                                                |                      |           |                                  |          |          |
|             | Toxicitate acută pentru pești                                                                                           | LC50 493 mg/l        | 96 h      | Leuciscus idus(Goldorfe)         |          |          |
|             | Toxicitate acută pentru alge                                                                                            | ErC50 > 97,2 mg/l    | 72 h      | Pseudokirchneriellas ubcapitata  | OECD 201 |          |
|             | Toxicitate acută pentru crustacea                                                                                       | EC50 380 mg/l        | 48 h      | Daphnia magna                    | OECD 202 |          |
| 75980-60-8  | Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide                                                                         |                      |           |                                  |          |          |
|             | Toxicitate acută pentru alge                                                                                            | ErC50 > 2,01 mg/l    | 72 h      | Pseudokirchneriellas ubcapitata  |          |          |
|             | Toxicitate acută pentru crustacea                                                                                       | EC50 3,53 mg/l       | 48 h      | Daphnia magna(Großer Wasserfloh) |          |          |
|             | Toxicitate acută pentru bacterii                                                                                        | EC50 > 1000 mg/l ( ) | 3 h       |                                  |          |          |
| 868-77-9    | 2-hydroxyethyl methacrylate                                                                                             |                      |           |                                  |          |          |
|             | Toxicitate acută pentru pești                                                                                           | LC50 > 100 mg/l      | 96 h      | Oryzias latipes                  |          | OECD 203 |
|             | Toxicitate acută pentru alge                                                                                            | ErC50 836 mg/l       |           | Selenastrumcapricorn utum        |          | OECD 201 |
|             | Toxicitate acută pentru crustacea                                                                                       | EC50 380 mg/l        | 48 h      | Daphnia magna                    |          | OECD 202 |

#### 12.2. Persistentă și degradabilitate



## Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

### VITA VIONIC® TRY-IN RESIN

Data revizuirii: 25.09.2024

Codul produsului: 3135

Pagina 9 aparținând 12

| Nr. CAS     | Componente                                         |         |    |       |
|-------------|----------------------------------------------------|---------|----|-------|
|             | Metodă                                             | Valoare | d  | Sursa |
|             | Evaluarea                                          |         |    |       |
| 162881-26-7 | phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide |         |    |       |
|             | CO2                                                | 1%      | 29 |       |
| 27813-02-1  | Hydroxypropylmethacrylat                           |         |    |       |
|             |                                                    | 94 %    | 28 |       |
| 75980-60-8  | Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide    |         |    |       |
|             |                                                    | 0-10 %  | 28 |       |
| 868-77-9    | 2-hydroxyethyl methacrylate                        |         |    |       |
|             |                                                    | 92-100% | 14 |       |

### 12.3. Potențial de bioacumulare

#### Coeficient de repartitie n-octanol/apă

| Nr. CAS     | Componente                                                                                                                 | Log Pow |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 72869-86-4  | 7,7,9(or 7,9,9)<br>-Trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxo-5,12-diazaheptadecan-1,16-diylbismethacrylat2-Hydroxyethyl methacrylat | 3,39    |
| 162881-26-7 | phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide                                                                         | 5,8     |
| 27813-02-1  | Hydroxypropylmethacrylat                                                                                                   | 0,97    |
| 75980-60-8  | Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide                                                                            | 3,1     |

### BCF

| Nr. CAS     | Componente                                             | BCF   | Specii          | Sursa    |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------|-----------------|----------|
| 162881-26-7 | phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)<br>-phosphine oxide | <5    | Cyprinus carpio | OECD 305 |
| 75980-60-8  | Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide        | 47-55 | Cyprinus carpio |          |

### 12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Substanțele sub formă de amestecuri nu îndeplinesc criteriile de identificare a substanțelor PBT/vPvB în conformitate cu REACH, anexa XIII.

### 12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

Acest produs nu conține o substanță cu proprietăți de perturbare a sistemului endocrin la organismele nevizate, întrucât niciun compus nu întrunește criteriile.

## SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

#### Îndepărtare a rezidurilor

Eliminarea corectă a deșeurilor / Ambalaj

## SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

### Transport rutier (ADR/RID)

#### 14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare:

UN 3082

#### 14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție:

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

#### 14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport:

9

#### 14.4. Grupul de ambalare:

III

## Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

### VITA VIONIC® TRY-IN RESIN

Data revizuirii: 25.09.2024

Codul produsului: 3135

Pagina 10 aparținând 12

Etichete:

9



Cod de clasificare:

M6

Clauze speciale:

274 335 375 601

Cantitate limitată (LQ):

5 L

Cantitate eliberată:

E1

Categoria de transport:

3

Număr pericol:

90

Cod de restricționare tunel:

-

#### Alte Informații utile (Transport rutier)

Contine: 7,7,9(oder 7,9,9)-Trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahehexadecan-1,16-diylbismethacrylat

#### Transport fluvial (ADN)

**14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare:**

UN 3082

**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție:**

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport:**

9

**14.4. Grupul de ambalare:**

III

Etichete:

9



Cod de clasificare:

M6

Clauze speciale:

274 335 375 601

Cantitate limitată (LQ):

5 L

Cantitate eliberată:

E1

#### Transport naval (IMDG)

**14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare:**

UN 3082

**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție:**

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport:**

9

**14.4. Grupul de ambalare:**

III

Etichete:

9



Clauze speciale:

274 335 969

Cantitate limitată (LQ):

5 L

Cantitate eliberată:

E1

EmS:

F-A, S-F

#### Alte Informații utile (Transport naval)

Contine: 7,7,9(oder 7,9,9)-Trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahehexadecan-1,16-diylbismethacrylat

Flash point: > 100°C

#### Transport aerian (ICAO-TI/IATA-DGR)

## Fișă cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

### VITA VIONIC® TRY-IN RESIN

Data revizuirii: 25.09.2024

Codul produsului: 3135

Pagina 11 aparținând 12

#### 14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare:

UN 3082

#### 14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție:

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

#### 14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport:

9

#### 14.4. Grupul de ambalare:

III

Etichete:

9



Clauze speciale:

A97 A158 A197 A215

Cantitate limitată (LQ) (avioane de pasageri):

30 kg G

Passenger LQ:

Y964

Cantitate eliberată:

E1

IATA-Instrucțiuni de ambalare (avioane de pasageri):

964

IATA-Cantitatea maximă (avioane de pasageri):

450 L

IATA-Instrucțiuni de ambalare (avioane cargo):

964

IATA-Cantitatea maximă (avioane cargo):

450 L

#### Alte Informații utile (Transport aerian)

Contine: 7,7,9(oder 7,9,9)-Trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahehexadecan-1,16-diylbismethacrylat

#### 14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

PERICULOS PENTRU MEDIU:

Da



Cauza pericolului:

7,7 -Trimethyl-4,13-dioxo-

3,14-dioxa-5,12-diazahehexadecan-1,16-dylbismethacrylat

### SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

#### 15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

##### Reglementări UE

Autorizații (REACH, anexa XIV):

Substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită, SVHC (REACH, articolul 59):

Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide

Restricții de întrebuintare (REACH, anexa XVII):

Intrare 75

Date referitoare la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III):

E2 Periculoase pentru mediul acvatic

##### Regulamente naționale

Restricțiile privind ocuparea forței de muncă:

Respectați restricțiile ocupationale conform Legii pentru protecția muncii juvenile (94/33/CE, HG 600/2007).

Clasa de periclitate a apei (D):

3 - foarte periculos pentru apa

Reabsorbție cutanată/Sensibilizare:

Provoacă reacții de suprasensibilitate de gen alergic.

### SECȚIUNEA 16: Alte informații

#### Modificări

Această fișă tehnică de securitate conține modificări față de versiunea precedentă în secțiunile:

## Fișa cu date de securitate

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

## VITA VIONIC® TRY-IN RESIN

Data revizuirii: 25.09.2024

Codul produsului: 3135

Pagina 12 aparținând 12

2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16.

## Abrevieri și acronime

Skin Irrit: Iritarea pielii

Eye Irrit: Iritarea ochilor

Skin Sens: Sensibilizarea căilor respiratorii

Repr: Toxicitate pentru reproducere

Aquatic Chronic: Pericol cronic pentru mediul acvatic

## Clasificarea amestecurilor și metoda de evaluare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

| Clasificare             | Procedura de clasificare |
|-------------------------|--------------------------|
| Skin Sens. 1; H317      | Procedeu de calcul       |
| Aquatic Chronic 2; H411 | Procedeu de calcul       |

## Conform frazelor H și EUH (Numat și text complet)

|       |                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| H315  | Provoacă iritarea pielii.                                           |
| H317  | Poate provoca o reacție alergică a pielii.                          |
| H319  | Provoacă o iritare gravă a ochilor.                                 |
| H361f | Susceptibil de a dăuna fertilității.                                |
| H411  | Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.               |
| H412  | Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.               |
| H413  | Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic. |

(Datele substanțelor periculoase conținute au fost preluate din ultima foaie cu date de siguranță în vigoare a furnizorului anterior.)