





Brennofen

# VITA VACUMAT® 6100 M

Zuverlässiges Brennen aller gängigen Keramiken.

Der **VITA VACUMAT 6100 M** ist Ihr Partner für vollautomatische, mikroprozessorgesteuerte Brennvorgänge. Er bietet ein Maximum an Brennqualität, Anwendersicherheit und Komfort – für alle dentalen Keramiken. Der Ofen besticht durch höchste Qualität und Ästhetik.

Mit einem ergonomisch optimierten Aufbau beansprucht der Ofen trotz der großen Brennkammer eine minimale Stellfläche. Die Funktion des linearen Abkühlens sorgt für mehr Sicherheit im Brennprozess. Innovative Brenntechnik und Hightech-Materialien im Brennraum sorgen für eine noch homogenere Wärmeverteilung. Eine langlebigere Muffel – made in Germany – und zuverlässige Elektronik versprechen gleichbleibend gute Brennergebnisse. Zwei integrierte Abkühlplatten unterstützen abschließend die sichere Brenngutablage.

Für die Bedienung der Öfen benötigen Sie das Bedienelement VITA vPad comfort oder VITA vPad excellence.

## Einsatzgebiete

Der VITA VACUMAT 6100 M eignet sich durch seine vorprogrammierten Brennprogramme mit Brenntemperaturen von bis zu 1.200 °C für

- Keramik-, Malfarben- und Korrekturbrände
- Glanzbrände
- Kristallisationsbrände mit und ohne Vakuum

## Die Vorteile.

### Moderne Technik

Innovative Brenntechnik und hochwertige Bauteile für eine homogene Wärmeverteilung.

### Langlebigkeit

Langlebige Brennmuffel – made in Germany – und zuverlässige Elektronik für gleichbleibend gute Brennergebnisse.

### Effizienz

Vielfältige Überwachungs- und Serviceprogramme für ein Maximum an Arbeitskomfort, Sicherheit und Zeitersparnis.

VITA Update Messenger  
Software-Updates als Service inklusive.  
Jetzt direkt abonnieren!







VITA

VACUMAT 6100 M

## VITA VACUMAT® 6100 M

### Bitte beachten Sie

Unsere Produkte sind gemäß Gebrauchsinformationen zu verwenden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die sich aus unsachgemäßer Handhabung oder Verarbeitung ergeben. Der Verwender ist im Übrigen verpflichtet, das Produkt vor dessen Gebrauch auf seine Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich zu prüfen. Eine Haftung unsererseits ist ausgeschlossen, wenn das Produkt in nicht verträglichem bzw. nicht zulässigem Verbund mit Materialien und Geräten anderer Hersteller verarbeitet wird und hieraus ein Schaden entsteht. Herausgabe dieser Produktbroschüre: 2024-06. Mit der Herausgabe dieser Produktbroschüre verlieren alle bisherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Version finden Sie unter [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

VITA VACUMAT® 6100 M ist CE gekennzeichnet im Sinne der EG-Richtlinie 2006/42/EG, 2014/30/EU und 2011/65/EU

In diesem Dokument genannte Produkte/Systeme anderer Hersteller sind eingetragene Marken der jeweiligen Hersteller.

### VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3  
79713 Bad Säckingen  
Germany

Phone: +49 7761 562-0  
Hotline: +49 7761 562-222

[info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

Follow us on  
Social Media!

