

VITA

Per la massima
qualità ed efficienza



VITA VACUMAT® 6100 M

Il forno di cottura completamente automatico con controllo a microprocessore per la cottura affidabile di tutte le ceramiche comuni.



Scopri di più!

Forno

VITA VACUMAT® 6100 M

Cottura affidabile di tutte le ceramiche comuni.

VITA VACUMAT 6100 M è lo strumento ideale per cotture completamente automatiche con controllo a microprocessore. Assicura qualità di cottura, sicurezza operativa e comfort al massimo grado - per tutte le ceramiche dentali. Il forno conquista per qualità ed estetica di altissimo livello.

La costruzione ottimizzata sotto l'aspetto ergonomico comporta un ingombro ridotto nonostante le ampie dimensioni della camera di cottura. La funzione di raffreddamento lineare offre una maggiore sicurezza nel processo di cottura. La tecnica di cottura innovativa e i materiali di alta tecnologia nella camera di cottura consentono una diffusione ancora più omogenea del calore. La muffola in quarzo di maggior durata – made in Germany – e i componenti elettronici affidabili garantiscono risultati di cottura costanti e convincenti. Due piani di raffreddamento integrati offrono infine un appoggio sicuro dei lavori.

Per l'utilizzo del forno è necessario disporre dell'unità di comando VITA vPad comfort o VITA vPad excellence.

Settori di impiego

Grazie ai programmi di cottura preconfigurati con temperature fino a 1.200 °C, il forno VITA VACUMAT 6100 M è idoneo per

- Cotture di ceramica, di supercolori e di correzione
- Cotture di glasura
- Cotture di cristallizzazione, con e senza vuoto

Vantaggi.

Tecnologia moderna

Tecnica di cottura innovativa e materiali pregiati per una diffusione omogenea del calore.

Durata

Muffola in quarzo di lunga durata – made in Germany – e componenti elettronici affidabili per risultati di cottura costanti e convincenti.

Efficienza

Versatili programmi di monitoraggio e di assistenza per il massimo del comfort operativo, sicurezza e risparmio di tempo.

VITA Update Messenger
Aggiornamenti software inclusi nell'assistenza.
Abbonati direttamente ora!



VITA

VACUMAT 6100 M

VITA VACUMAT® 6100 M

Attenzione:

I nostri prodotti vanno utilizzati in conformità alle istruzioni d'uso. Non ci assumiamo responsabilità per danni che si verifichino in conseguenza di incompetenza nell'uso o nella lavorazione. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare, prima dell'utilizzo, l'idoneità del prodotto per gli usi previsti. Escludiamo qualsiasi responsabilità se il prodotto viene utilizzato in combinazioni non compatibili o non consentite con materiali o apparecchiature di altri produttori e ne consegue un danno. Edizione di questa brochure di prodotto: 2025-01. Con la pubblicazione di questa brochure di prodotto tutte le versioni precedenti perdono validità. La versione più recente è disponibile nel sito www.vita-zahnfabrik.com

VITA VACUMAT® 6100 M è marcato CE in conformità alla Direttiva CE sui Dispositivi Medici 2006/42/CE, 2014/30/UE e 2011/65/UE.

I prodotti/sistemi di altri produttori citati in questo documento sono marchi registrati dei rispettivi produttori.

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Allemagne

Phone: +49 7761 562-0
Hotline: +49 7761 562-222

info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

Follow us on
Social Media!

