

VITA

Exakte Farbbestimmung.
Maximale Sicherheit.



VITA Easyshade® V

Zuverlässige Farbbestimmung an natürlichen Zähnen, keramischen Restaurationen und bei Bleaching-Behandlungen.





Digitale Zahnfarbbestimmung

VITA Easyshade® V

Hochpräzise Farbbestimmung – Sichere Farbproduktion

Ein wesentliches Qualitätsmerkmal ästhetischer Versorgungen ist die Übereinstimmung der Farbe von natürlichen Zähnen und der Restauration. Voraussetzung dafür ist eine Zahnfarbbestimmung und deren exakte Reproduktion.

Das **VITA Easyshade V** unterstützt Zahnärzte und Zahntechniker bei der Bestimmung als auch Reproduktion der Zahnfarbe und bietet mit vielfältigen Features zahlreiche Vorteile, die zur Prozesssicherheit beitragen:

- Unabhängigkeit von Lichtverhältnissen durch spektrometrische Farbmessung
- effiziente Farbbestimmung durch einmaliges Messen statt iterativem Herantasten an die richtige Farbe
- dank objektiven metrischen Verfahren auch von unerfahrenem zahnärztlichem Personal oder bei geringerer Farbtüchtigkeit durchführbar
- Darstellung der Messergebnisse über vier verschiedene Farbsysteme: VITA classical A1–D4®, VITA SYSTEM 3D-MASTER®, VITA Bleachedguide 3D-MASTER® – für Bleachedfarben, bei Bleachingtherapie, Farbkoordinaten (LCh- bzw. Lab-Werte)
- verschiedene Messmethoden wie die Mittelungsfarbbestimmung und die Zahnfarbbestimmung als Drei-Punkt-Messung (zervikal, zentral und inzisal) für die lokale Zuordnung der Zahnfarbe
- in Kombination mit VITA Assist und VITA mobileAssist + vereinfachte Zahnfarbkommunikation und Dokumentation

Exakt

Einfache und exakte Farbbestimmung in Sekunden. Sicherer Prozess und einfache Kommunikation zwischen Praxis und Labor.

Vielseitig

Einsetzbar an natürlichen Zähnen sowie keramischen Restaurationen. Effizient für die Beratung und das Monitoring von Bleachingbehandlungen.

Wirtschaftlich

Die zeit- und kostensparende Zahnfarbbestimmung mit VITA PERFECT MATCH reduziert Reklamationen und Nacharbeiten.



“Das VITA Easyshade V gibt uns und unseren Patienten Sicherheit in der Zahnfarbbestimmung – auch als Verlaufskontrolle. Wir erhalten eindeutige Ergebnisse – beispielsweise auch vor und nach Bleachingbehandlungen. Dies bietet für uns im Praxisalltag einen echten Mehrwert.”

Dr. med. dent. Iris Kraljevic
Prophylaxe Zentrum Zürich
Schweiz

Vielseitig.

Welches Easyshade passt zu Ihren Anforderungen?

Während das Easyshade V vielseitige Messmöglichkeiten bietet, die auch die Kommunikation mit dem Labor unterstützen, fokussiert das Easyshade LITE auf eine unkomplizierte Anwendung ausschließlich am natürlichen Zahn.



Ich möchte ...	VITA Easyshade® V	VITA Easyshade® LITE
... die Farbe natürlicher Zähne in der VITA classical A1 – D4 oder VITA SYSTEM 3D-MASTER Farbskala präzise bestimmen.	✓	✓
... Hinweise zu Farbabweichungen des gemessenen Zahnes zum nächstgelegenen Farbwert erhalten.	✓	✓
... ein zuverlässiges Instrument zum Monitoring und zur Beratung im Zuge von Bleachingbehandlungen inkl. einfacher Übermittlung von Bild- und Patientendaten.	✓	-
... konkrete Empfehlungen, wie ggf. eine noch exaktere Anpassung an die gemessene Zahnfarbe z.B. durch Mischung von Farben erzielt werden kann (im VITA SYSTEM 3D-MASTER).	✓	-
... Restaurationen in der VITA classical A1 – D4 und der VITA SYSTEM 3D-MASTER Farbskala präzise bestimmen.	✓	-
... die VITA Assist Software und die VITA mobileAssist + App für die Zahnfarbkommunikation und -dokumentation nutzen.	✓	-
... eine Anzeige von Lab- und LCh-Werten.	✓	-
Bedienung	Messtaste, Touchdisplay	Messtaste
Betrieb	Akkubetrieb (Netzstecker)	2x AA Batterien



VITA Assist und VITA mobileAssist +

Professionelle Zahnfarbkommunikation und -dokumentation für Praxis und Labor

Mit der windowsbasierten PC-Software VITA Assist lassen sich zahnmedizinische Befunde sowie Zahnfarbinformationen professionell dokumentieren und verwalten. VITA Assist ermöglicht die Integration der Messergebnisse des VITA Easyshade V in digitale Patientenfotos und bietet zusätzliche Bildbearbeitungs-Tools sowie vielfältige Kommentarfunktionen. Mithilfe der Datenbank können Patientenfälle verwaltet und Informationen zwischen Praxis und Labor effizient ausgetauscht werden.



Mit der praktischen App VITA mobileAssist + lassen sich die Daten des VITA Easyshade V drahtlos in die App übertragen, dort mit einem Patientenfoto kombinieren und via E-Mail versenden. Alle relevanten Zahnfarbinformationen sowie Patientenbilder können so mobil und bequem mit dem Smartphone oder Tablet versendet werden.



Passende Lösungen im Prozess.



Zahnfarbbestimmung

VITA Easyshade V, VITA Easyshade LITE, VITA classical A1–D4 Farbskala mit VITA Bleachedshades, VITA Bleachedguide 3D-MASTER, VITA Toothguide 3D-MASTER mit Bleached Shades



CAD/CAM

VITABLOCS, VITA YZ, VITA ENAMIC, VITA SUPRINITY PC



Charakterisierung

VITA AKZENT Plus Malfarben/Glasurmassen, VITA AKZENT LC



Brandführung

VITA VACUMAT 6100 M, VITA SMART.FIRE ADVANCED



Politur

VITA CERAMICS Polishing Set / VITA Polish Cera Paste



Befestigung

VITA ADIVA Solutions



Wir helfen Ihnen gerne weiter.



Hotline Vertriebs-Support

Phone +49 7761 562-890
Fax +49 7761 562-233
8.00 bis 17.00 Uhr CET
info@vita-zahnfabrik.com

Technische Hotline

Phone +49 7761 562-222
Fax +49 7761 562-446
8.00 bis 17.00 Uhr CET
info@vita-zahnfabrik.com

Hotline VITA North America

USA: +1 800-828-3839
US Technical Support: +1 888-249-1640
info@vitanorthamerica.com

Hotline VITA Canada

Canada: +1 800-263-4778
Canada Technical Support: +1 800-324-6224

Bitte beachten Sie

Unsere Produkte sind gemäß Produktbroschüre zu verwenden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die sich aus unsachgemäßer Handhabung oder Verarbeitung ergeben. Der Verwender ist im Übrigen verpflichtet, das Produkt vor dessen Gebrauch auf seine Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich zu prüfen. Eine Haftung unsererseits ist ausgeschlossen, wenn das Produkt in nicht verträglichem bzw. nicht zulässigem Verbund mit Materialien und Geräten anderer Hersteller verarbeitet wird und hieraus ein Schaden entsteht. Die VITA Modulbox ist nicht zwingender Bestandteil des Produktes. Herausgabe dieser Produktbroschüre: 2025-03. Mit der Herausgabe dieser Produktbroschüre verlieren alle bisherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Version finden Sie unter www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik ist zertifiziert und folgende Produkte tragen die Kennzeichnung: **VITA Easyshade® V** ist CE gekennzeichnet im Sinne der EU-Richtlinie 2014/53/EU, 2014/30/EU und 2011/65/EU. **VITA Easyshade® LITE** ist CE gekennzeichnet im Sinne der EU-Richtlinie 2014/30/EU und 2011/65/EU. In diesem Dokument genannte Produkte/ Systeme anderer Hersteller sind eingetragene Marken der jeweiligen Hersteller.

Referenzen

Interne Untersuchungen, VITA F&E:
VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Ressort Forschung und Entwicklung
Spitalgasse 3, 79713 Bad Säckingen, Deutschland
Dr. Berit Gödiker, Projektleiterin VITA F&E,
VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen

Detaillierte Testdaten:
Siehe Technisch-Wissenschaftliche Dokumentation
VITA Easyshade® V und **VITA Easyshade® LITE**
Download via www.vita-zahnfabrik.com



Für weitere Informationen zu **VITA Easyshade® V**
einfach den QR-Code scannen.
https://www.vita-zahnfabrik.com/VITA_EASYSHADE_V



VITA Easyshade® V

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Germany

Phone: +49 7761 562-0
Hotline: +49 7761 562-222

info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

Follow us on
Social Media!

