

VITA

Easy Transformation.  
**Make it UNIQUE.**



## VITA LUMEX® UNIQUE

La cerámica líquida para la caracterización 3D sencilla y microrrecubrimientos ultrafinos. Convierte lo monolítico en único.



¡Descubre más!



Cerámica líquida

# VITA LUMEX® UNIQUE

Un sistema. Posibilidades únicas.

VITA LUMEX UNIQUE otorga el toque final a las restauraciones monolíticas, de manera sencilla, rápida y eficaz. El sistema de cerámica líquida consta de pastas fluorescentes listas para usar, que posibilitan una estética excepcional y un efecto de profundidad tridimensional. De este modo se elevan las restauraciones monolíticas a un nuevo nivel. Resultado visible de inmediato: la forma, el color y los efectos permanecen inalterados antes y después de la cocción. La baja temperatura de cocción de 750 °C preserva las características superficiales incorporadas, lo que permite obtener resultados fiables y estéticos incluso con una sola cocción.

VITA LUMEX UNIQUE ofrece una estética máxima con un esfuerzo mínimo. Ya se trate de la caracterización 3D eficiente o de microrrecubrimientos ultradelgados sobre dióxido de circonio, disilicato de litio o cerámica de feldespato: VITA LUMEX UNIQUE permite obtener un efecto cromático fascinante, unas texturas impresionantes y un brillo superficial natural. Todo ello con un solo sistema que convierte las restauraciones monolíticas en únicas.

## Manipulación sencilla


La forma, el color y los efectos resultan visibles de inmediato al aplicar las pastas, y permanecen inalterados tras la cocción. Para obtener resultados fiables.

## Estética excepcional

Otorga a las restauraciones monolíticas una estética fascinante, un efecto de profundidad tridimensional y un brillo natural.

## Enorme flexibilidad

Permite incorporar con precisión sutiles matices cromáticos, estructuras detalladas y detalles de filigrana, gracias a las consistencias flexibles. Ideal para la caracterización 3D y microrrecubrimientos ultrafinos.



**Caracterización 3D**  
Efecto de profundidad y brillo natural sin cut back.



**Estética rosa**  
Reproducción natural de la encía.



**Técnica mixta**  
Desde el cut back convencional hasta el recubrimiento completo con VITA LUMEX AC y VITA LUMEX UNIQUE.



**Microrrecubrimiento ultrafino**  
Con un grosor de capa de solo 0,1-0,2 mm sin cut back convencional.

# Estética excepcional.

## Libertad creativa para una estética impresionante

Los materiales fluorescentes EFFECT PASTE permiten reproducir con rapidez y facilidad efectos naturales tales como translucidez incisal, efectos de halo, mamelones o grietas en el esmalte.



Es posible incrementar o reducir la luminosidad, así como llevar a cabo ajustes sistemáticos del color en los dos estándares de colores VITA classical A1-D4 y VITA SYSTEM 3D-MASTER.



Menor luminosidad



Mayor luminosidad


## Correcciones del color perfectas

Con los materiales CHROMA PASTE puede llevarse a cabo un ajuste sencillo del croma en los grupos de colores correspondientes. Ya sea para la corrección del color dental o para la adaptación a los estándares de colores VITA classical A1-D4 y VITA SYSTEM 3D-MASTER, los materiales CHROMA PASTE posibilitan el ajuste sencillo del croma.



## El acabado perfecto

El material FLUO-GLAZE PASTE proporciona un acabado natural, que impresiona tanto a la luz del día como bajo luz negra UV. El material de glaseado es fácil de aplicar y proporciona una estética fascinante. Dado que la anatomía mucogingival no emite fluorescencia, está disponible el material GLAZE PASTE no fluorescente para lograr una estética rosa natural.



sin glaseado



con glaseado

# Manipulación sencilla. Enorme flexibilidad.

## Visibilidad inmediata de los efectos



La textura y el color permanecen estables tanto durante el modelado como tras la cocción, lo que reduce considerablemente el esfuerzo.

## Listo para usar


### Posibilidades prácticamente ilimitadas para múltiples técnicas de aplicación.

Tanto la caracterización tridimensional con pastas listas para usar, consistentes en partículas cerámicas exactamente armonizadas, como el microrrecubrimiento ultrafino con texturas detalladas pueden llevarse a cabo de forma precisa, ágil y con un efecto impresionante.



### Consistencia óptima para una aplicación rápida y eficiente.

Los materiales pueden aplicarse mediante la técnica "húmedo sobre húmedo" sin que los colores se mezclen. Todos los materiales pueden diluirse con LIQUID, lo que posibilita técnicas de aplicación flexibles y prácticas. Además, se puede secar el LIQUID para solidificar la consistencia. Esto facilita el modelado de superficies extensas, así como el modelado plástico exactamente dosificado.





## VITA LUMEX® UNIQUE

### Nota importante

Nuestros productos deben utilizarse con arreglo a las instrucciones de uso. Declinamos cualquier responsabilidad por daños derivados de la manipulación o el tratamiento incorrectos. El usuario deberá comprobar, además, la idoneidad del producto para el ámbito de aplicación previsto antes de su uso. Queda excluida cualquier responsabilidad por nuestra parte por daños derivados de

la utilización del producto en una combinación incompatible o no admisible con materiales o aparatos de otros fabricantes. Publicación de este folleto de producto: 05/2025. Con la publicación de estas instrucciones de uso pierden su validez todas las ediciones anteriores.

### VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3  
79713 Bad Säckingen  
Germany

Phone: +49 7761 562-0  
Hotline: +49 7761 562-222

info@vita-zahnfabrik.com  
www.vita-zahnfabrik.com

Follow us on  
Social Media!

