

VITA

Une transformation
simplement unique !



VITA LUMEX® UNIQUE

La céramique liquide pour une caractérisation 3D facile et des micro-stratifications ultra-minces. Rend le monolithique unique.



En savoir plus !



Céramique liquide

VITA LUMEX® UNIQUE

Un système. Des possibilités uniques.

VITA LUMEX UNIQUE apporte la touche finale aux restaurations monolithiques : simple, rapide et efficace. Ce système de céramique liquide se compose de pâtes fluorescentes prêtes à l'emploi, qui permettent d'obtenir une esthétique unique et un effet de profondeur tridimensionnel. Les restaurations monolithiques sont ainsi portées à un niveau supérieur. Résultat immédiatement visible : la forme, la couleur et les effets restent les mêmes avant et après la cuisson. La faible température de cuisson de 750 °C préserve les caractéristiques de surface conçues, ce qui permet d'obtenir des résultats fiables et esthétiques même avec une seule cuisson.

VITA LUMEX UNIQUE offre un maximum d'esthétique avec un minimum d'effort. Qu'il s'agisse de réaliser une caractérisation 3D efficace ou une miro-stratification ultra-mince sur dioxyde de zirconium, disilicate de lithium ou céramique feldspathique, VITA LUMEX UNIQUE permet d'obtenir un effet chromatique fascinant, des textures impressionnantes et un brillant de surface naturel. Le tout grâce à un seul et même système qui rend les restaurations monolithiques uniques.

Manipulation facile

La forme, la couleur et les effets sont visibles dès l'application des pâtes et restent inchangés après la cuisson. Pour des résultats fiables.

Une esthétique unique


Les restaurations monolithiques obtiennent une esthétique fascinante, un effet de profondeur tridimensionnel et une brillance naturelle.

Flexibilité énorme

Des nuances de couleurs fines, des structures détaillées et des détails en filigrane peuvent être réalisés avec précision, grâce à une manipulation flexible des consistances. Un produit idéal pour la caractérisation 3D et des micro-stratifications ultra-minces.



Esthétique rose
Reproduction fidèle de la gencive.



Caractérisation 3D
Effet de profondeur et brillance naturelle sans cut-back.



Micro-stratifications ultra-minces
Avec une épaisseur de couche de seulement 0,1 - 0,2 mm sans cut-back habituel.

Technique mixte

Du cut-back traditionnel à la stratification complète avec VITA LUMEX AC et VITA LUMEX UNIQUE

Une esthétique unique.

Des espaces de conception créatifs pour une esthétique impressionnante

Des effets naturels, tels que la translucidité incisale, les effets de halo, les mamelons, les fissures d'émail et autres, peuvent être reproduits rapidement et facilement grâce aux masses fluorescentes EFFECT PASTE.



Il est possible d'augmenter ou de diminuer la luminosité et de procéder à des ajustements chromatiques systématiques dans les deux normes de couleur VITA classical A1-D4 et VITA SYSTEM 3D-MASTER.



Valeur inférieure



Valeur supérieure


Correction parfaite des couleurs

Les masses CHROMA PASTE permettent de réussir facilement l'adaptation chromatique dans les groupes de couleurs correspondants. Qu'il s'agisse de corriger la couleur de la dent ou de l'adapter aux normes de couleur VITA classical A1-D4 et VITA SYSTEM 3D-MASTER, les masses CHROMA PASTE permettent de réussir facilement l'adaptation chromatique.



La finition parfaite

La pâte FLUO-GLAZE PASTE assure une finition naturelle qui impressionne aussi bien à la lumière du jour que sous la lumière noire des UV. La glaçure est facile à appliquer et confère une esthétique fascinante. L'anatomie muco-gingivale n'étant pas fluorescente, la pâte non fluorescente GLAZE PASTE est disponible pour obtenir une esthétique rose naturelle.



sans glaçure



avec glaçure

Manipulation facile. Énorme flexibilité.

Visibilité immédiate des effets



La texture et la couleur restent stables aussi bien pendant le modelage qu'après la cuisson, ce qui réduit considérablement les temps de travail.


Prêtes à l'emploi

Des possibilités quasiment illimitées pour de multiples techniques d'application.

Grâce à leurs consistances prêtes à l'emploi, les pâtes composées de fines particules de céramique soigneusement ajustées, permettent d'obtenir des caractérisations tridimensionnelles et des micro-stratifications ultra-minces riches en détails et en textures. Le tout de manière précise et rapide. Les effets sont tout simplement uniques.

Consistance optimale pour une application rapide et efficace.

Les masses peuvent être appliquées avec la technique « wet on wet » (humide sur humide), sans que les couleurs ne se mélangent. Toutes les masses peuvent être diluées avec le produit LIQUID pour des techniques d'application flexibles et pratiques. Le produit LIQUID peut en outre être aspiré afin de solidifier la consistance. Cela facilite aussi bien le modelage plastique sur de grandes surfaces que le modelage plastique finement dosé.





VITA LUMEX® UNIQUE

N.B.

Nos produits doivent être mis en œuvre selon le mode d'emploi. Notre responsabilité n'est pas engagée pour les dommages résultant d'une manipulation ou d'une mise en œuvre incorrecte. En outre, l'utilisateur est tenu de vérifier, avant utilisation, que le produit est approprié à l'usage prévu.

Notre responsabilité ne peut être engagée si le produit est mis en œuvre avec des matériaux et des appareils d'autres marques, non adaptés ou non autorisés et qu'il en résulte un dommage. Publication de cette brochure produit : 05/2025. Cette nouvelle édition de la notice rend caduque toutes les versions antérieures.

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Germany

Phone: +49 7761 562-0
Hotline: +49 7761 562-222

info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

Follow us on
Social Media!

