



VITA VIONIC® TRY-IN RESIN

Ficha técnica

Color

- Resina de color dental

Contenido

- Frasco de 1 kg

Composición química

Acrilatos multifuncionales	46 - 65 %
Polímero de bismetacrilato de uretano	30 - 35 %
Monómeros de metacrilato	2 - 10 %
Iniciadores, estabilizadores, pigmentos	2 - 6 %
No contiene MMA, TPO ni ftalato	0 %

Propiedades físicas

Propiedades	Test Standard	Valor
Resistencia a la flexión	DIN EN ISO 178*	> 100 MPa
Módulo de elasticidad	DIN EN ISO 178*	> 2200 MPa
Absorción de agua	DIN EN ISO 10477*	< 40 µg/mm ³
Solubilidad en agua	DIN EN ISO 10477*	< 7,5 µg/mm ³
Dureza		≥ 75 ShoreD
Viscosidad**		850 - 1750 mPas

*Aplicable a objetos curados | Conforme a la norma a temperatura ambiente

**Aplicable a la resina líquida

 **VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG**

Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Germany

Tel.: +49 7761 562-0
Hotline: +49 7761 562-222
E-Mail: info@vita-zahnfabrik.com

Encontrará más información sobre el VITA VIONIC TRY-IN RESIN en nuestras instrucciones de uso y en: www.vita-zahnfabrik.com/VionicTryInResin

 detax GmbH, Carl-Zeiss-Str. 4, 76275 Ettlingen

El producto está certificado y lleva el marcado

CE0483 