

VITA VIONIC® BASE RESIN IMPACT

Ficha técnica

Colores

- pink
- pink translucent

Contenido

- Frasco de 1 kg

Composición química

Acrilatos multifuncionales	40 - 60 %
Polímero de bismetacrilato de uretano	20 - 40 %
Monómeros de metacrilato	5 - 20 %
Materiales de relleno, pigmentos, estabilizadores	< 5%
Fotoiniciadores	< 0,2 - 10 %
No contiene MMA, TPO ni ftalato	0 %

Propiedades físicas

Propiedades	Test Standard	Valor
Resistencia a la flexión	DIN EN ISO 20795-1*	> 65 MPa
Módulo de elasticidad	DIN EN ISO 20795-1*	> 2000 MPa
Energía de rotura	DIN EN ISO 179-1 unnotched	14 - 25 kJ/m ²
Absorción de agua	DIN EN ISO 20795-1*	< 32 µg/mm ³
Solubilidad en agua	DIN EN ISO 20795-1*	< 1,6 µg/mm ³
Dureza		> 75 ShoreD
Viscosidad**		400 - 1000 mPas

*Aplicable a objetos curados | Conforme a la norma a temperatura ambiente

**Aplicable a la resina líquida

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
 Spitalgasse 3
 79713 Bad Säckingen
 Germany
 Tel.: +49 7761 562-0
 Hotline: +49 7761 562-222
 E-Mail: info@vita-zahnfabrik.com

Encontrará más información sobre el VITA VIONIC BASE RESIN IMPACT en nuestras instrucciones de uso y en: www.vita-zahnfabrik.com/VionicBaseResinImpact
 detax GmbH, Carl-Zeiss-Str. 4, 76275 Ettlingen
 El producto está certificado y lleva el marcado

CE0483

