



VITA VIONIC® DENT RESIN

Technisches Datenblatt

Farben

- 8 VITA classical A1-D4 Farben: A1, A2, A3, A3.5, B1, B3, C2, D3
- 1 Bleach Farbe: 0M3

Gebinde

- 0,5 kg Flasche

Chemische Zusammensetzung	
Polyfunktionelle Acrylate	45 - 80 %
Urethanbismethacrylat-Polymer	5 - 20 %
Methacrylat-Monomere	0,1 - 5 %
Füllstoffe	< 50 %
Photoinitiatoren	< 0,2 - 10 %

Physikalische Eigenschaften		
Eigenschaft	Teststandard	Wert
Biegefestigkeit	DIN EN ISO 10477*	> 100 MPa
Biegemodul	DIN EN ISO 10477*	> 2800 MPa
Wasseraufnahme	DIN EN ISO 10477*	< 40 µg/mm ³
Wasserlöslichkeit	DIN EN ISO 10477*	< 7,5 µg/mm ³
Härte		≥ 80 ShoreD
Viskosität**		1400 - 2000 mPas

*Gilt für ausgehärtete Objekte | in Anlehnung an die Norm bei Raumtemperatur

**Gilt für flüssiges Harz

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
 Spitalgasse 3 Phone: +49 7761 562-0
 79713 Bad Säckingen Hotline: +49 7761 562-222
 Germany E-Mail: info@vita-zahnfabrik.com

Weitere Informationen zu VITA VIONIC DENT RESIN finden Sie in unserer
 Gebrauchsanweisung und unter: www.vita-zahnfabrik.com/VionicDentResin
 detax GmbH, Carl-Zeiss-Str. 4, 76275 Ettlingen
 Das Produkt ist zertifiziert und trägt die Kennzeichnung

CE0483 MD