

VITA VIONIC® DENT RESIN

Ficha técnica

Colores

- 8 VITA classical A1-D4 colores: A1, A2, A3, A3.5, B1, B3, C2, D3
- Un tono Bleach: 0M3

Contenido

- Frasco de 0,5 kg

Composición química

Acrilatos multifuncionales	45 - 80 %
Polímero de bismetacrilato de uretano	5 - 20 %
Monómeros de metacrilato	0,1 - 5 %
Materiales de relleno (tamaño de partícula 1,5 µm)	< 50 %
Fotoiniciadores	< 0,2 - 10 %

Propiedades físicas

Propiedades	Test Standard	Valor
Resistencia a la flexión	DIN EN ISO 10477*	> 100 MPa
Módulo de elasticidad	DIN EN ISO 10477*	> 2800 MPa
Absorción de agua	DIN EN ISO 10477*	< 40 µg/mm³
Solubilidad en agua	DIN EN ISO 10477*	< 7,5 µg/mm³
Dureza		≥ 80 ShoreD
Viscosidad**		1400 - 2000 mPas

*Aplicable a objetos curados | Conforme a la norma a temperatura ambiente

**Aplicable a la resina líquida

 **VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG**

Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Germany

Tel.: +49 7761 562-0
Hotline: +49 7761 562-222
E-Mail: info@vita-zahnfabrik.com

Encontrará más información sobre el VITA VIONIC DENT RESIN en nuestras instrucciones de uso y en: www.vita-zahnfabrik.com/VionicDentResin

 detax GmbH, Carl-Zeiss-Str. 4, 76275 Ettlingen
El producto está certificado y lleva el marcado

CE0483 