

VITA VIONIC® DENT RESIN

Dati tecnico-scientifici

Colori

- 8 VITA classical A1-D4 colori: A1, A2, A3, A3.5, B1, B3, C2, D3
- Una tonalità Bleach: 0M3

Confezione

- Flacone da 0,5 kg

Composizione chimica

Acrilati polifunzionali	45 - 80 %
Polimero di uretano dimetacrilato	5 - 20 %
Monomeri di metacrilato	0,1 - 5 %
Riempitivi (dimensioni delle particelle 1,5 µm)	< 50 %
Fotoiniziatori	< 0.2 - 10 %

Proprietà fisiche

Proprietà	Test standard	Valore
Resistenza a flessione	DIN EN ISO 10477*	> 100 MPa
Modulo di flessione	DIN EN ISO 10477*	> 2800 MPa
Assorbimento d'acqua	DIN EN ISO 10477*	< 40 µg/mm ³
Solubilità in acqua	DIN EN ISO 10477*	< 7,5 µg/mm ³
Durezza		≥ 80 ShoreD
Viscosità**		1400 - 2000 mPas

*Si applica agli oggetti polimerizzati | Secondo la norma a temperatura ambiente

**Si applica alla resina liquida

 **VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG**
 Spitalgasse 3
 79713 Bad Säckingen
 Germany
 Telefono: +49 7761 562-0
 Hotline: +49 7761 562-222
 E-Mail: info@vita-zahnfabrik.com

Ulteriori informazioni su VITA VIONIC DENT RESIN sono disponibili nelle nostre Istruzioni per l'uso e nella: www.vita-zahnfabrik.com/VionicDentResin
 detax GmbH, Carl-Zeiss-Str. 4, 76275 Ettlingen
 Il prodotto è certificato e reca il marchio CE

CE0483 