

VITA LUMEX® UNIQUE

Übersicht freigegebener Verblendkeramiken

Im Fall einer keramischen Teil- oder Vollverblendung auf folgenden Gerüstmaterialien (WAK-Bereich ca. $9,0$ bis $10,5 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$)

- Zirkoniumdioxid (teil- und vollverblendet)
- Lithiumdisilikat (teil- und vollverblendet)
- Titan (Grad 1-5) (vollverblendet)
- Feldspatkeramik (teilverblendet)

ist der Einsatz von VITA LUMEX UNIQUE zur Charakterisierung in Kombination mit folgenden Verblendkeramiken freigegeben:

Hersteller	Produktname	Wärmeausdehnungskoeffizient (WAK) 10^{-6} K^{-1} (25-400°C)
VITA Zahnfabrik	VITA LUMEX® AC	ca. 8,8

Bitte beachten Sie

Unsere Produkte sind gemäß Gebrauchsinformationen zu verwenden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die sich aus unsachgemäßer Handhabung oder Verarbeitung ergeben. Der Verwender ist im Übrigen verpflichtet, das Produkt vor dessen Gebrauch auf seine Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich zu prüfen. Eine Haftung unsererseits ist ausgeschlossen, wenn das Produkt in nicht verträglichem bzw. nicht zulässigem Verbund mit Materialien und Geräten anderer Hersteller verarbeitet wird und hieraus ein Schaden entsteht.

Herausgabe dieses Info-Dokuments: 2025-07

Mit der Herausgabe dieses Info-Dokuments verlieren alle bisherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Die jeweils aktuelle Version finden Sie unter www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik ist zertifiziert und folgende Produkte tragen die Kennzeichnung

CE 0124 : VITA LUMEX® UNIQUE, VITA LUMEX® AC

In diesem Dokument genannte Produkte/Systeme anderer Hersteller sind eingetragene Marken der jeweiligen Hersteller.

Rx only  

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Germany

Phone: +49 7761 562-0
Hotline: +49 7761 562-222

info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

Follow us on
Social Media!

