

# VITA LUMEX® UNIQUE

## Sinopsis de cerámicas de recubrimiento aprobadas

En caso de recubrimiento cerámico parcial o completo sobre los siguientes materiales de estructura (rango CET aproximado de 9,0 hasta 10,5 x 10<sup>-6</sup> K<sup>-1</sup>)

- Dióxido de circonio (recubierto parcial y completamente)
- Disilicato de litio (recubierto parcial y completamente)
- Titanio (grados 1-5) (recubierto completamente)
- Cerámica de feldespato (recubierta parcialmente)

está aprobado el uso de VITA LUMEX UNIQUE para la caracterización en combinación con las siguientes cerámicas de recubrimiento:

Fabricante	Nombre del producto	Coefficiente de expansión térmica (CET) 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup> (25-400 °C)
VITA Zahnfabrik	VITA LUMEX® AC	8,8, aprox.

### Nota importante

Nuestros productos deben utilizarse con arreglo a las instrucciones de uso. Declinamos cualquier responsabilidad por daños derivados de la manipulación o el tratamiento incorrectos. El usuario deberá comprobar, además, la idoneidad del producto para el ámbito de aplicación previsto antes de su uso. Queda excluida cualquier responsabilidad por nuestra parte por daños derivados de la utilización del producto en una combinación incompatible o no admisible con materiales o aparatos de otros fabricantes. Publicación de este documento informativo: 2025-09

Con la publicación de este documento informativo pierden su validez todas las ediciones anteriores.

La versión actual puede consultarse en [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

VITA Zahnfabrik está certificada y los siguientes productos llevan el marcado

**CE 0124** : VITA LUMEX® UNIQUE, VITA LUMEX® AC

Los productos/sistemas de otros fabricantes mencionados en este documento son marcas registradas de sus respectivos fabricantes.

Rx only MD

### VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3  
79713 Bad Säckingen  
Germany

Phone: +49 7761 562-0  
Hotline: +49 7761 562-222

[info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

Follow us on  
Social Media!

