

VITA LUMEX® UNIQUE

Panoramica delle ceramiche di rivestimento estetico approvate

In caso di rivestimento ceramico parziale o completo sui seguenti materiali di struttura (CET da circa 9,0 a 10,5 x 10⁻⁶ K⁻¹)

- Biossido di zirconio (rivestito parzialmente e completamente)
- Disilicato di litio (rivestito parzialmente e completamente)
- Titanio (grado 1-5) (rivestito completamente)
- Ceramica feldspatica (rivestita parzialmente)

l'utilizzo di VITA LUMEX UNIQUE è approvato per la caratterizzazione in combinazione con le seguenti ceramiche di rivestimento estetico:

Produttore	Denominazione prodotto	coefficiente di espansione termica (CET) 10 ⁻⁶ K ⁻¹ (25-400°C)
VITA Zahnfabrik	VITA LUMEX® AC	circa 8,8

Attenzione:

I nostri prodotti vanno utilizzati in conformità alle istruzioni d'uso. Non ci assumiamo responsabilità per danni che si verificano in conseguenza di incompetenza nell'uso o nella lavorazione. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare prima dell'utilizzo l'idoneità del prodotto per gli usi previsti. Escludiamo qualsiasi responsabilità se il prodotto viene utilizzato in combinazioni non compatibili o non consentite con materiali o apparecchiature di altri produttori e ne consegue un danno. Versione di questo documento informativo: 2025-09

Con la pubblicazione di queste informazioni d'uso tutte le versioni precedenti perdono validità.
La versione più recente è disponibile nel sito www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik è certificata e i seguenti prodotti sono marcati

CE 0124 : VITA LUMEX® UNIQUE, VITA LUMEX® AC

I prodotti/sistemi di altri produttori citati in questo documento sono marchi registrati dei rispettivi produttori.

Rx only MD

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Germany

Phone: +49 7761 562-0
Hotline: +49 7761 562-222

info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

Follow us on
Social Media!

